

S9 VPAP ST indications for use

The S9 VPAP ST is intended to provide non-invasive ventilation for patients weighing more than 13 kg with respiratory insufficiency or obstructive sleep apnoea (OSA). The S9 VPAP ST is intended for home and hospital use.

S9 VPAP S indications for use

The S9 VPAP S is intended to provide non-invasive ventilation for patients weighing more than 13 kg with respiratory insufficiency or obstructive sleep apnoea (OSA). The S9 VPAP S is intended for home and hospital use.

S9 AutoSet CS indications for use

The S9 AutoSet CS is intended to provide non-invasive ventilatory support to patients weighing more than 30kg with central and/or mixed apnoeas, periodic breathing and Cheyne-Stokes respiration, with or without obstructive sleep apnoea (OSA). The S9 AutoSet CS is intended for home and hospital use.

S9 Auto 25 indications for use

The S9 Auto 25 is indicated for the treatment of obstructive sleep apnoea (OSA) in patients weighing more than 30 kg. The S9 Auto 25 is intended for home and hospital use.

Contraindications

Positive airway pressure therapy may be contraindicated in some patients with the following pre-existing conditions:

- severe bullous lung disease
- pneumothorax
- pathologically low blood pressure
- dehydration
- cerebrospinal fluid leak, recent cranial surgery, or trauma.

Adverse effects

Patients should report unusual chest pain, severe headache, or increased breathlessness to their prescribing physician. An acute upper respiratory tract infection may require temporary discontinuation of treatment.

The following side effects may arise during the course of therapy with these devices:

- drying of the nose, mouth, or throat
- nosebleed
- bloating

- ear or sinus discomfort
- eye irritation
- skin rashes.

Masks and humidifiers

Recommended masks and humidifiers are available on www.resmed.com on the Products page under Service & Support. For information on using your mask or humidifier, refer to the manual supplied with your mask or humidifier.

Setup

Refer to illustration A.

1. Connect the DC plug of the power supply unit to the rear of the device.
2. Connect the power cord to the power supply unit.
3. Plug the other end of the power cord into the power outlet.
4. Connect one end of the air tubing firmly onto the air outlet.
5. Connect the assembled mask system to the free end of the air tubing.

Control panel

Refer to illustration B.





The control panel of your device includes the following items:

1. Start/Stop button: Starts or stops treatment
2. Home menu
3. LCD screen
4. Info menu: Allows you to view your sleep statistics
5. Setup menu: Allows you to make changes to settings
6. Push dial: Turning the dial allows you to scroll through the menu and change settings. Pushing the dial allows you to enter into a menu and confirm your choice.



Navigating the menus

Refer to illustration C.

In general, to navigate the menus:

1. Turn  until the parameter you require is displayed in blue.
2. Press . The selection is highlighted in orange.
3. Turn  until you see the setting that you require.
4. Press  to confirm your choice. The screen returns to blue.

Getting started

1. Make sure the power is connected.
2. Adjust the ramp time if required.
3. Fit your mask as described in your mask user guide.
4. To start therapy, simply breathe into the mask and/or press .
5. Lie down and arrange the air tubing so that it is free to move if you turn in your sleep.
6. To stop treatment at any time, remove your mask and/or press .

Notes:

- *If your clinician has enabled SmartStart your device will start automatically when you breathe into the mask and stop automatically when you remove the mask.*
- *If power is interrupted during treatment, the device automatically restarts therapy when power is restored.*

Cleaning and maintenance

Daily:

Remove the air tubing by pulling on the finger grips on the cuff. Hang it in a clean, dry place until next use.

Weekly:

1. Remove the air tubing from the device and the mask.
2. Wash the air tubing in warm water using mild detergent.
3. Rinse thoroughly, hang, and allow to dry.
4. Before next use, reconnect the air tubing to the air outlet and mask.

Monthly:

1. Wipe the exterior of the device with a damp cloth and mild detergent.
2. Check the air filter for holes and blockage by dirt or dust.

Replacing the air filter:

Replace the air filter every six months (or more often if necessary).

1. Remove the air filter cover from the back of the device.
2. Remove and discard the old air filter.
3. Insert a new ResMed air filter ensuring that it is sitting flat in the air filter cover.
4. Replace the air filter cover.

Troubleshooting

If there is a problem, try the following suggestions. If the problem cannot be solved, contact your equipment supplier or ResMed. Do not attempt to open these devices.

Problem/Possible cause	Solution
No display	
Power is not connected.	Ensure the power cable is connected and the power outlet (if available) is on.
The DC plug is partially inserted into the back of the device or inserted too slowly.	Fully insert the DC plug.
Insufficient air delivered from the device	
Ramp time is in use.	Wait for air pressure to build up or change ramp time.
Air filter is dirty.	Replace air filter.
Air tubing is not connected properly.	Check air tubing.
Air tubing is blocked, pinched or punctured.	Unblock or free the air tubing. Check the air tubing for punctures.
Mask and headgear are not positioned correctly.	Adjust position of mask and headgear.
Incorrect air tubing selected.	If you are using the SlimLine, Standard or 3m air tubing ensure that you have the correct air tubing selected via the menu.
Device does not start when you breathe into the mask	
Breath is not deep enough to trigger SmartStart/Stop.	Take a deep breath in and out through the mask.
There is excessive leak.	Adjust position of mask and headgear.
Note: <i>If Leak Alert is enabled, an audible alert is activated and a high leak message is displayed.</i>	Air tubing not connected properly. Connect firmly at both ends.
SmartStart/Stop is disabled.	Enable SmartStart/Stop.
Note: <i>SmartStart/Stop is not available if Leak Alert is enabled.</i>	

Problem/Possible cause**Solution****Device does not stop when you remove your mask**

SmartStart/Stop is disabled.

Enable SmartStart/Stop.

Note: *SmartStart/Stop is not available if Leak Alert is enabled.*

SmartStart/Stop is enabled but the device does not stop automatically when you remove your mask

Incompatible mask system being used.

Only use equipment recommended by ResMed.

The patient is using a nasal pillows mask or pediatric mask with a set pressure less than 7 cm H₂O.

Disable SmartStart/Stop.

Pressure rises inappropriately

Talking, coughing or breathing in an unusual manner.

Avoid talking with a nasal mask on, and breathe as normally as possible.

Mask cushion is buzzing against the skin.

Adjust the headgear.

Cushion seated incorrectly causing excessive leak.

Adjust headgear or re-fit cushion.

Displays error message: High temperature fault, refer to user manual

Device has been left in a hot environment.

Allow to cool before re-use. Disconnect the power cord and then reconnect it to restart the device.

Air filter is blocked.

Replace your air filter. Disconnect the power cord and then reconnect it to restart the device.

Air tubing is blocked.

Check your air tubing and remove any blockages.

Disconnect the power cord and then reconnect it to restart the device.

Humidifier setting is too high, resulting in accumulation of water in the air tubing.

Turn the humidifier setting down and empty the water from the air tubing.

Problem/Possible cause**Solution****Displays error message: Check ResMed Power Supply Unit and fully insert the connector**

The DC plug is partially inserted into the back of the device or inserted too slowly.

Fully insert the DC plug.

A non-ResMed power supply unit is connected to the device.

Remove the power supply unit and replace with a ResMed power supply unit.

The power supply unit is being covered by bedding.

Make sure that the power supply unit is free from bedding, clothes or other objects that could cover it.

Displays error message: Tube blocked, please check your tube

Air tubing is blocked.

Check your air tubing and remove any blockages.

Disconnect the power cord and then reconnect it to restart the device.

Displays error message: High leak, please check system setup and all connections

There is excessive leak.

Adjust position of mask and headgear.

Air tubing is not connected properly. Connect firmly at both ends.

The following message is displayed on the LCD after you try to update settings or copy data to the SD card: Card error, please remove SD card and contact service provider

SD card is not inserted correctly.

Ensure that the SD card is inserted correctly.

You may have removed the SD card before settings were copied to the device.

Reinsert the SD card and wait for the home screen or the "Settings updated successfully, press any key" message to appear on the LCD.

Note: This message only appears once. If you re-insert the SD card after you have updated your settings, the message will not be re-displayed.

The following message is NOT displayed on the LCD after you try to update the settings using the SD card: Settings updated successfully, press any key

The settings were not updated.

Contact your clinician/service provider immediately.

SD card

An SD card has been supplied to gather therapy data from your device and provide settings updates from your clinician. When instructed to do so, disconnect the device from the power outlet, remove your SD card, insert it in the protective folder and send it to your clinician. For more information on removing and inserting your card refer to the S9 SD Card Protective Folder provided with your device. Please retain the S9 SD Card Protective Folder for future use.

Technical specifications

Operating pressure range	4 to 20 cm H ₂ O (CPAP); 4 to 25 cm H ₂ O (VAuto, ASV); 2 to 25 cm H ₂ O (S, ST)
Maximum single fault steady state pressure	30 cmH ₂ O (CPAP) – if pressure exceeded for > 6 secs; 40 cmH ₂ O (VPAP) – if pressure exceeded for > 1 sec
Pressure measurement tolerance	±0.5 cm H ₂ O ± 4% of the measured reading
Flow measurement tolerance	±6 L/min or 10% of reading, whichever is greater
DECLARED DUAL-NUMBER NOISE EMISSION VALUES in accordance with ISO 4871:	
Sound pressure level	24 dBA as measured according to ISO 17510-1:2002 26 dBA with uncertainty of 2 dBA as measured according to EN ISO 17510-1:2009
Sound power level	34 dBA with uncertainty of 2 dBA as measured according to EN ISO 17510-1:2009
Nominal dimensions (L x W x H)	153 mm x 140 mm x 86 mm
Weight	835 g
90W power supply unit	Input range 100–240V, 50–60Hz, Nominal for aircraft use 110V, 400Hz Typical power consumption 70W (80VA) Maximum power consumption 110W (120VA)
30W power supply unit	Input range 100–240V, 50–60Hz, Nominal for aircraft use 110V, 400Hz Typical power consumption 20W (30VA) Maximum power consumption 36W (75VA)
90W DC/DC converter	Nominal inputs 12V, 24V Typical power consumption 70W (80VA) Maximum power consumption 110W (120VA)
Operating temperature	+5°C to +35°C
Operating humidity	10–95% non-condensing



















Operating altitude	Sea level to 2,591 m
Storage and transport temperature	-20°C to +60°C
Storage and transport humidity	10–95% non-condensing
Housing construction	Flame retardant engineering thermoplastic
Supplemental oxygen	Recommended maximum supplemental oxygen flow: 4 L/min (VAuto or ASV mode); 15 L/min (S, ST or T mode)
Hypoallergenic air filter	Non-woven acrylic and polypropylene fibers with polypropylene carrier
Standard air filter	Polyester fiber
SlimLine™ air tubing	Flexible plastic, 1.8 m, 15 mm inner diameter
Standard air tubing	Flexible plastic, 2 m, 19 mm inner diameter
ClimateLine heated air tubing	Flexible plastic and electrical components, 2 m, 15 mm inner diameter
ClimateLine ^{MAX} heated air tubing	Flexible plastic and electrical components, 1.9 m, 19 mm inner diameter
Air outlet	The 22 mm conical air outlet complies with ISO 5356-1
Electromagnetic compatibility	Product complies with all applicable electromagnetic compatibility requirements (EMC) according to IEC60601-1-2, for residential, commercial, and light industry environments. Information regarding the electromagnetic emissions and immunity of these ResMed devices can be found on www.resmed.com , on the Products page under Service and Support. Click on the PDF file for your language.
Aircraft use	Medical-Portable Electronic Devices (M-PED) that meet the Federal Aviation Administration (FAA) requirements of RTCA/DO-160F can be used during all phases of air travel without further testing or approval by the airline operator. ResMed confirms that the S9 meets RTCA/DO-160F requirements.
IEC 60601-1 classification	Class II (double insulation), Type BF

Notes:

- The manufacturer reserves the right to change these specifications without notice.
- The temperature and relative humidity settings displayed for Climate Control are not measured values.
- Check with your clinician/service provider before using the SlimLine or ClimateLine air tubing with devices other than the S9 or H5i.

Symbols

The following symbols may appear on your S9, power supply unit, air tubing or packaging.

 Caution;  Read instructions before use;  IPX1 Drip proof;  IPX0 Not drip proof;  Type BF equipment;  Class II equipment;  Start/Stop;  Manufacturer;  European RoHS;  LOT Lot number;  REF Part number;  SN Serial number;  Direct current;  Lock/unlock;  Remove tub to fill;  China pollution control logo 1;  China pollution control logo 2;  **Environmental information**

WEEE 2002/96/EC is a European Directive that requires the proper disposal of electrical and electronic equipment. These devices should be disposed of separately, not as unsorted municipal waste. To dispose of your device, you should use appropriate collection, reuse and recycling systems available in your region. The use of these collection, reuse and recycling systems is designed to reduce pressure on natural resources and prevent hazardous substances from damaging the environment.

If you need information on these disposal systems, please contact your local waste administration. The crossed-bin symbol invites you to use these disposal systems. If you require information on collection and disposal of your ResMed device please contact your ResMed office, local distributor or go to www.resmed.com/environment.

Servicing

The device is intended to provide safe and reliable operation when operated in accordance with the instructions provided by ResMed. ResMed recommends that the device be inspected and serviced by an authorised ResMed Service Centre if there is any sign of wear or concern with device function. Otherwise, service and inspection of the devices generally should not be required during the five year design life of the device.

Limited warranty

ResMed Ltd (hereafter 'ResMed') warrants that your ResMed product shall be free from defects in material and workmanship from the date of purchase for the period specified below.

Product	Warranty period
<ul style="list-style-type: none">• Mask systems (including mask frame, cushion, headgear and tubing) – excluding single-use devices• Accessories – excluding single-use devices• Flex-type finger pulse sensors• Humidifier water tubs	90 days
<ul style="list-style-type: none">• Batteries for use in ResMed internal and external battery systems• Clip-type finger pulse sensors• CPAP and bilevel device data modules• Oximeters and CPAP and bilevel device oximeter adapters• Humidifiers and humidifier cleanable water tubs• Titration control devices	6 months 1 year
<ul style="list-style-type: none">• CPAP, bilevel and ventilation devices (including external power supply units)• Battery accessories• Portable diagnostic/screening devices	2 years

This warranty is only available to the initial consumer. It is not transferable.

If the product fails under conditions of normal use, ResMed will repair or replace, at its option, the defective product or any of its components.

This limited warranty does not cover: a) any damage caused as a result of improper use, abuse, modification or alteration of the product; b) repairs carried out by any service organisation that has not been expressly authorised by ResMed to perform such repairs; c) any damage or contamination due to cigarette, pipe, cigar or other smoke; and d) any damage caused by water being spilled on or into an electronic device.

Warranty is void on product sold, or resold, outside the region of original purchase.

Warranty claims on defective product must be made by the initial consumer at the point of purchase.

This warranty replaces all other expressed or implied warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Some regions or states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

ResMed shall not be responsible for any incidental or consequential damages claimed to have resulted from the sale, installation or use of any ResMed product. Some regions or states do not allow the

exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from region to region. For further information on your warranty rights, contact your local ResMed dealer or ResMed office.



WARNINGS

- Read the entire manual before using these devices.
- Use these devices only for their intended use as described in this manual.
- Use these devices only as directed by your physician or healthcare provider.
- If you notice any unexplained changes in the performance of this device, if it is making unusual or harsh sounds, if the device or the power supply are dropped or mishandled, if water is spilled into the enclosure, or if the enclosure is broken, discontinue use and contact your ResMed Service Centre.
- Do not open the S9. There are no user serviceable parts inside. Repairs and servicing should only be performed by an authorised ResMed service agent.
- Beware of electrocution. Do not immerse the S9 device, power supply or power cord in water. Always unplug the device before cleaning and make sure it is dry before plugging it back in.
- Do not use bleach, chlorine, alcohol, or aromatic-based solutions, moisturising or antibacterial soaps or scented oils to clean the S9 or air tubing. These solutions may cause damage and reduce the life of these products.
- Follow all precautions when using supplemental oxygen.
- Explosion hazard – do not use in the vicinity of flammable anaesthetics.
- Only use the ResMed 90W or 30W power supply units. Use the 90W power supply unit to power the system comprising the device, H5i, ClimateLine, ClimateLine^{MAX}, DC/DC converter and Power Station II battery pack. The 30W power supply unit is designed to power the device only and recommended for travelling.
- Make sure the power cord and plug are in good condition and the equipment is not damaged.
- Keep the power cord away from hot surfaces.
- Do not drop or insert any object into any tubing or opening.
- Do not leave long lengths of air tubing around the top of your bed. It could twist around your head or neck while you are sleeping.
- Advice contained in this manual should not supersede instructions given by the prescribing physician.
- Do not use your S9 if there are obvious external defects or unexplained changes in performance.

- Only ResMed air tubing and accessories should be used with these devices. A different type of air tubing or accessory may alter the pressure you actually receive, reducing the effectiveness of your treatment.
- Blocking the air tubing and/or air inlet of the S9 device while in operation could lead to overheating of the device.
- If your clinician has told you to use the SD card to update the settings on your device and the “Settings updated successfully” message does not appear, contact your clinician immediately.
- A patient should not connect a device to the module connector port unless instructed to do so by their health care provider or physician. Only ResMed products are designed to be connected to the module connector port. Connecting other devices could result in injury, or damage to the S9 device.
- These S9 devices should only be used with masks (and connectors¹) recommended by ResMed, or by a physician or respiratory therapist. A mask should not be used unless the S9 device is turned on. Once the mask is fitted, ensure that the device is blowing air. The vent hole or holes associated with the mask should never be blocked.

Explanation: Your S9 is intended to be used with special masks (or connectors) which have vent holes to allow continuous flow of air out of the mask. When the device is turned on and functioning properly, new air from the device flushes the exhaled air out through the mask vent holes. However, when the device is not operating, insufficient fresh air will be provided through the mask, and the exhaled air may be rebreathed. Rebreathing of exhaled air for longer than several minutes can, in some circumstances, lead to suffocation. This applies to most models of S9 devices.

- In the event of power failure² or machine malfunction, remove the mask.
- These S9 devices can be set to deliver pressures up to 20 cm H₂O. In the unlikely event of certain fault conditions, pressures up to 40 cm H₂O are possible.
- Oxygen flow must be turned off when the device is not operating, so that unused oxygen does not accumulate within the device enclosure and create a risk of fire.
- Oxygen supports combustion. Oxygen must not be used while smoking or in the presence of an open flame.
- If damage to the tubing results in air leaking, do not continue using the air tubing.
- Do not wash the air tubing in a washing machine or dishwasher.
- The electrical connector end of the heated air tubing is only compatible with the H5i air outlet and should not be fitted to the device or mask.

1. Ports may be incorporated into the mask or in connectors that are near the mask.

2. During partial (below rated minimum voltage) or total power failure, therapy pressures will not be delivered. When power is restored, operation will recommence with no change to settings.

- When using the SlimLine or ClimateLine above 20 cm H₂O, the device optimum performance may not be reached if used with an antibacterial filter. The device performance must be checked prior to prescribing the SlimLine or ClimateLine for use with an antibacterial filter.
- The ClimateLine or ClimateLine^{MAX} is designed only for use with the H51.



CAUTIONS

- Be careful not to place your device where it can be bumped or where someone is likely to trip over the power cord.
- If you put the device on the floor, make sure the area is free from dust and clear of bedding, clothes or other objects that could block the air inlet or cover the power supply unit.
- Make sure the area around the device is dry and clean.
- Do not hang the air tubing in direct sunlight as it may harden over time and eventually crack.
- Do not wash the air filter. The air filter is not washable or reusable.
- The air filter cover protects the device in the event of accidental liquid spillage. Ensure the air filter and air filter cover are fitted at all times.
- At low pressures, the flow through the exhalation ports of your mask may not clear all exhaled gas from the tubing. Some rebreathing may occur.
- The airflow for breathing produced by these devices can be as much as 6°C higher than the temperature of the room. Caution should be exercised if the room temperature is warmer than 32°C.

Deutsch

S9 VPAP Indikationen

Das S9 VPAP ST Atemtherapiesystem ist für die nicht-invasive Beatmung von Patienten mit Ateminsuffizienz bzw. obstruktiver Schlafapnoe (OSA) ausgelegt, die über 13 kg wiegen. Das S9 VPAP ST Atemtherapiesystem ist für die Verwendung zu Hause und im Krankenhaus vorgesehen.

S9 VPAP S Indikationen

Das S9 VPAP S Atemtherapiegerät ist für die nicht-invasive Beatmung von Patienten mit Ateminsuffizienz bzw. obstruktiver Schlafapnoe (OSA) ausgelegt, die über 13 kg wiegen. Das S9 VPAP S Atemtherapiegerät ist für die Verwendung zu Hause und im Krankenhaus vorgesehen.

S9 AutoSet CS Indikationen

Das S9 AutoSet CS Atemtherapiegerät ist für die nicht-invasive Atemunterstützung von Patienten ausgelegt, die an zentraler bzw. gemischter Apnoe, periodischer Atmung und Cheyne-Stokes-Atmung mit oder ohne OSA (obstruktive Schlafapnoe) leiden und über 30 kg wiegen. Das S9 AutoSet CS Atemtherapiegerät ist für die Verwendung zu Hause und im Krankenhaus vorgesehen.

S9 Auto 25 Indikationen

Das S9 Auto 25 Atemtherapiegerät ist für die Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe (OSA) bei Patienten mit einem Gewicht von über 30 kg ausgelegt. Das S9 Auto 25 ist für die Verwendung zu Hause und im Krankenhaus vorgesehen.

Kontraindikationen

Die Behandlung mit positivem Atemwegsdruck kann bei einigen Patienten mit den folgenden Erkrankungen kontraindiziert sein:

- schwere bullöse Lungenerkrankung
- Pneumothorax
- pathologisch niedriger Blutdruck
- Dehydrierung
- Liquorausfluss, kürzliche Schädeloperation oder Traumata.

Nebenwirkungen

Bei ungewöhnlichen Schmerzen in der Brust, starken Kopfschmerzen oder verstärkter Atemlosigkeit ist der behandelnde Arzt zu kontaktieren. Bei einer akuten Infektion der oberen Atemwege muss die Behandlung u. U. einstweilig eingestellt werden.

Folgende Nebenwirkungen können bei der Behandlung mit dem Gerät auftreten:

- Trockenheit von Nase, Mund oder Hals
- Nasenbluten
- Völlegefühl
- Ohren- oder Nasennebenhöhlenbeschwerden
- Augenreizungen
- Hautausschläge.

Masken und Atemluftbefeuchter

Die empfohlenen Masken und Atemluftbefeuchter finden Sie unter www.resmed.com auf der Produktseite unter Service und Support. Informationen über die Verwendung von Maske und Atemluftbefeuchter finden Sie in der jeweiligen Gebrauchsanweisung dieser Produkte.

Setup

Siehe Abbildung A.

1. Schließen Sie den Gleichstromstecker des Netzgerätes hinten am Atemtherapiegerät an.
2. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzgerät an.
3. Stecken Sie das freie Ende des Netzkabels in die Steckdose.
4. Schließen Sie ein Ende des Atemschlauches fest an die Luftauslassöffnung an.
5. Verbinden Sie nun das Maskensystem mit dem freien Ende des Atemschlauches.

Bedienoberfläche

Siehe Abbildung B.





Die Bedienoberfläche Ihres S9 Atemtherapiegerätes besteht aus den folgenden Komponenten:

1. Start-/Stopptaste: Startet bzw. stoppt die Behandlung
2. Startmenü
3. LCD-Anzeige
4. Info-Menü: Ermöglicht Anzeige Ihrer Schlafstatistik
5. Setup-Menü: Ermöglicht Änderung der Einstellungen
6. BedienController: Durch Drehen des BedienController können Sie durch das Menü scrollen und Einstellungen ändern. Durch Drücken des Controllers können Sie ein Menü aufrufen und Ihre Auswahl bestätigen.



Navigieren durch die Menüs

Siehe Abbildung C.

Navigieren durch die Menüs:

1. Drehen Sie , bis der gewünschte Parameter in blau angezeigt wird.
2. Drücken Sie auf . Die Auswahl wird in orange hervorgehoben.
3. Drehen Sie , bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
4. Drücken Sie , um Ihre Auswahl zu bestätigen. Der Bildschirm wird wieder blau.

Erste Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
2. Ändern Sie bei Bedarf die Rampenzeit.
3. Legen Sie Ihre Maske entsprechend den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung Ihrer Maske an.
4. Um die Behandlung zu starten, atmen Sie ganz einfach in Ihre Maske und/oder drücken Sie .
5. Legen Sie sich hin und legen Sie den Atemschlauch so aus, dass Sie beim Schlafen nicht in Ihrer Bewegungsfreiheit gestört werden.
6. Sie können die Behandlung jederzeit unterbrechen, indem Sie die Maske abnehmen und  drücken.

Hinweise:

- Wenn Ihr Arzt SmartStart aktiviert hat, startet das Gerät automatisch, sobald Sie in die Maske atmen, und stoppt automatisch, sobald Sie diese abnehmen.
- Bei einer Unterbrechung der Netzversorgung während der Behandlung wird die Behandlung fortgesetzt, sobald die Netzversorgung wiederhergestellt ist.

Reinigung und Instandhaltung

Taglich:

Nehmen Sie den Atemschlauch ab, indem Sie am Griffprofil der Manschette ziehen. Hangen Sie ihn bis zum nachsten Gebrauch an einem sauberen, trockenen Ort auf.

Wochentlich:

1. Nehmen Sie den Atemschlauch vom S9-Atemtherapiegerat und von der Maske ab.
2. Waschen Sie das Schlauchsystem in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
3. Spulen Sie ihn gut ab und lassen Sie ihn hangend trocknen.
4. Schlieen Sie den Atemschlauch vor dem nachsten Gebrauch wieder an der Luftauslassoffnung und an der Maske an.

Monatlich:

1. Reinigen Sie das Gehause des Gerates mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
2. uberprufen Sie den Luftfilter auf Locher und Verstopfungen durch Schmutz oder Staub.

Auswechseln des Luftfilters:

Wechseln Sie den Luftfilter monatlich (oder bei Bedarf ofter) aus.

1. Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung hinten am S9 Atemtherapiegerat.
2. Entfernen und entsorgen Sie den alten Luftfilter.
3. Setzen Sie einen neuen Filter von ResMed ein. Stellen Sie dabei sicher, dass er flach in der Luftfilterabdeckung sitzt.
4. Bringen Sie die Luftfilterabdeckung wieder an.

Fehlersuche

Folgende Hinweise konnen Ihnen beim Beheben von Problemen helfen. Kann das Problem nicht beseitigt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren ResMed-Fachhandler oder direkt an ResMed. Versuchen Sie nicht, das Gerat zu offnen.

Problem/Mogliche Ursache

Losung

Keine Anzeige

Die Stromversorgung des Therapiegerates ist unterbrochen.
Der Gleichstromstecker wurde nur teilweise oder zu langsam hinten in das Gerat eingefuhrt.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel angeschlossen und dass gegebenenfalls die Steckdose eingeschaltet ist.
Fuhren Sie den Gleichstromstecker vollstandig ein.

Problem/Mögliche Ursache

Lösung

Der Luftstrom, der vom Gerät zugeführt wird, ist unzureichend

Rampenzeit ist eingestellt.	Warten Sie, bis der Luftdruck gestiegen, ist oder ändern Sie die Rampenzeit.
Der Luftfilter ist verschmutzt.	Wechseln Sie den Luftfilter aus.
Das Schlauchsystem ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie das Schlauchsystem.
Das Schlauchsystem ist verstopft, geknickt oder hat ein Loch.	Entfernen Sie die Verstopfung im Schlauchsystem bzw. beseitigen Sie den Knick. Überprüfen Sie das Schlauchsystem auf Löcher.
Die Maske bzw. das Kopfband sitzen nicht richtig.	Korrigieren Sie den Sitz der Maske bzw. des Kopfbandes.
Falsches Schlauchsystem ausgewählt.	Wenn Sie das SlimLine-, Standard- oder 3-m-Schlauchsystem verwenden, stellen Sie sicher, dass das richtige Schlauchsystem im Menü ausgewählt wurde.

Das Gerät startet nicht, wenn Sie in die Maske atmen

Der Atemzug war nicht tief genug, um SmartStart/Stop auszulösen.	Atmen Sie tief in die Maske ein und aus.
Übermäßig große Leckage.	Korrigieren Sie den Sitz der Maske bzw. des Kopfbandes.
Hinweis: Ist der Leckagealarm aktiviert, ertönt im Falle einer Leckage ein akustischer Alarm und eine Meldung wird angezeigt, die Sie auf eine große Leckage aufmerksam macht.	Der Atemschlauch ist nicht richtig angeschlossen. Schließen Sie beide Enden fest an.
SmartStart/Stop ist deaktiviert.	Aktivieren Sie SmartStart/Stop.
Hinweis: SmartStart/Stop kann nicht aktiviert werden, wenn der Leckagealarm aktiviert ist.	

Das Gerät stoppt nicht automatisch, wenn Sie Ihre Maske abnehmen

SmartStart/Stop ist deaktiviert.	Aktivieren Sie SmartStart/Stop.
Hinweis: SmartStart/Stop kann nicht aktiviert werden, wenn der Leckagealarm aktiviert ist.	

Problem/Mögliche Ursache

Lösung

Obwohl SmartStart/Stop aktiviert ist, stoppt das Atemtherapiegerät nicht automatisch, wenn Sie die Maske abnehmen

Es wird ein nicht kompatibles Maskensystem verwendet.

Verwenden Sie ausschließlich von ResMed empfohlenes Zubehör.

Der Patient verwendet eine Nasenpolstermaske oder eine Maske für Kinder mit einem voreingestellten Druck unter 7 cm H₂O.

SmartStart/Stop deaktivieren.

Der Druck steigt übermäßig an

Sie sprechen, husten oder atmen auf ungewöhnliche Weise.

Vermeiden Sie es, bei aufgesetzter Nasenmaske zu reden, und atmen Sie so normal wie möglich.

Das Maskenkissen vibriert auf der Haut.

Korrigieren Sie den Sitz der Maske.

Das Maskenkissen sitzt nicht richtig und verursacht eine übermäßige Leckage.

Korrigieren Sie den Sitz des Kopfbandes oder setzen Sie das Kissen noch einmal neu ein.

Fehlermeldung: Übertemp.fehler. Gebrauchsanweisung lesen

Das Gerät hat in einer heißen Umgebung gestanden.

Lassen Sie es vor dem Gebrauch abkühlen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn anschließend wieder ein, um einen Gerätereustart zu bewirken.

Der Luftfilter ist verstopft.

Wechseln Sie den Luftfilter aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn anschließend wieder ein, um einen Gerätereustart zu bewirken.

Das Schlauchsystem ist blockiert.

Überprüfen Sie das Schlauchsystem und stellen Sie sicher, dass es nicht blockiert ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn anschließend wieder ein, um einen Gerätereustart zu bewirken.

Die Befeuchterleistung ist zu hoch eingestellt, was zu einer Ansammlung von Wasser im Atemschlauch führt.

Stellen Sie die Befeuchterleistung niedriger ein und lassen Sie das Wasser aus dem Atemschlauch herausfließen.

Problem/Mögliche Ursache

Lösung

Fehlermeldung: Überprüfen Sie ResMed's Netzteil, Anschluss richtig einstecken

Der Gleichstromstecker wurde nur teilweise oder zu langsam hinten in das Gerät eingeführt.

Führen Sie den Gleichstromstecker vollständig ein.

Ein Netzgerät, das kein Produkt von ResMed ist, ist an das Gerät angeschlossen.

Nehmen Sie dieses Netzgerät ab und schließen Sie ein Netzgerät von ResMed an.

Das Netzgerät ist von Bettzeug abgedeckt.

Stellen Sie sicher, dass das Netzgerät nicht von Bettzeug, Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen verdeckt wird.

Fehlermeldung: Schlauch blockiert. Schlauch prüfen

Der Atemschlauch ist blockiert.

Überprüfen Sie das Schlauchsystem und stellen Sie sicher, dass es nicht blockiert ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn anschließend wieder ein, um das Gerät erneut zu starten.

Fehlermeldung: Starke Leckage. Systemaufbau und alle Verbindungen prüfen

Übermäßig große Leckage.

Korrigieren Sie den Sitz der Maske bzw. des Kopfbandes. Der Atemschlauch ist nicht richtig angeschlossen. Schließen Sie beide Enden fest an.

Während Sie versuchen, die Einstellungen zu aktualisieren oder die Daten auf die SD-Karte zu kopieren, erscheint die folgende Meldung auf der LCD-Anzeige: Kartenfehler. SD- Karte entnehmen und Service verständigen

Die SD-Karte wurde nicht richtig eingeführt.

Führen Sie die SD-Karte richtig ein.

Sie haben möglicherweise die SD-Karte entfernt, bevor die Einstellungen auf das Atemtherapiegerät kopiert werden konnten.

Führen Sie die SD-Karte erneut ein und warten Sie, bis der Patientenbildschirm erscheint bzw. die Meldung „Einstellungen erfolgreich aktualisiert. Belieb. Taste drücken“ auf der LCD-Anzeige erscheint.

Hinweis: Diese Meldung erscheint nur einmal. Wird die SD-Karte nach dem Aktualisieren Ihrer Einstellungen erneut eingeführt, erscheint diese Meldung nicht mehr.

Problem/Mögliche Ursache

Lösung

Während Sie versuchen, die Einstellungen mit Hilfe der SD-Karte zu aktualisieren, erscheint die folgende Meldung NICHT auf der LCD-Anzeige: Einstellungen erfolgreich aktualisiert. Belieb. Taste drücken

Die Einstellungen wurden nicht aktualisiert.

Setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Arzt/Fachhändler in Verbindung.

SD-Karte

Die bereitgestellte SD-Karte ermöglicht das Zusammentragen von Therapiedaten aus Ihrem Atemtherapiegerät sowie die Aktualisierung von Geräteeinstellungen durch Ihren Arzt. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, trennen Sie das Atemtherapiegerät von der Netzversorgung, entnehmen Sie die SD-Karte, stecken Sie sie in den Schutzumschlag und schicken Sie sie an Ihren Arzt. Weitere Informationen zum Entnehmen und Einführen der SD-Karte finden Sie auf dem im Lieferumfang Ihres Atemtherapiegerätes enthaltenen Schutzumschlag. Bewahren Sie den Schutzumschlag zum zukünftigen Gebrauch auf.

Technische Daten

Betriebsdruckbereich	4 bis 20 cm H ₂ O (CPAP); 4 bis 25 cm H ₂ O (VAuto, ASV); 2 bis 25 cm H ₂ O (S, ST)
Maximale Druckeinstellung bei einer Fehlfunktion im stabilen Zustand	30 cm H ₂ O (CPAP) – wenn der Druckwert > 6 s überschritten wurde; 40 cm H ₂ O (VPAP) – wenn der Druckwert > 1 s überschritten wurde;
Zulässige Abweichung bei der Druckmessung	± 0,5 cm H ₂ O ± 4% der gemessenen Ergebnisse
Zulässige Abweichung bei der Flussmessung	± 6 l/min oder 10% der Ablesung, je nachdem welcher Wert größer ist
ANGEGEBENER ZWEIZAHL-GERÄUSCHEMISSIONSWERT gemäß ISO 4871:	
Schalldruckpegel	24 dBA gemäß ISO 17510-1:2002 gemessen 26 dBA mit einem Unsicherheitsfaktor von 2 dBA gemäß EN ISO 17510-1: 2009 gemessen
Schalleistungspegel	34 dBA mit einem Unsicherheitsfaktor von 2 dBA gemäß EN ISO 17510-1: 2009 gemessen
Sollabmessungen (L x B x H)	153 mm x 140 mm x 86 mm
Gewicht	835 g

90 W Netzgerät	Eingangsspannung 100–240 V, 50–60 Hz. Nominell für die Verwendung im Flugzeug 110 V, 400 Hz Normale Belastung 70 W (80 VA) Maximale Belastung 110 W (120 VA)
30 W Netzgerät	Eingangsspannung 100–240 V, 50–60 Hz. Nominell für die Verwendung im Flugzeug 110 V, 400 Hz Normale Belastung 20 W (30 VA) Maximale Belastung 36 W (75 VA)
90 W Gleichstromkonverter	Nennaufnahmeleistung 12 V, 24 V Normale Belastung 70 W (80 VA) Maximale Belastung 110 W (120 VA)
Betriebstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Betriebluftfeuchtigkeit	10–95% ohne Kondensation
Betriebshöhe	Meeresspiegel bis 2591 m
Aufbewahrungs- und Transporttemperaturen	-20 °C bis +60 °C
Aufbewahrungs- und Transportfeuchtigkeit	10–95% ohne Kondensation
Gehäuse	Flammenhemmende, technische Thermoplaste
Zusätzlicher Sauerstoff	Empfohlener maximaler Fluss für die zusätzliche Sauerstoffgabe: 4 l/min (im VAuto- bzw. ASV-Modus); 15 l/min (im S-, ST- bzw. T-Modus)
Hypoallergener Luftfilter	Acryl-Vlies und Polypropylenfasern mit Polypropylenträger
Standardluftfilter	Polyesterfaser
SlimLine™ Atemschlauch	Flexibler Kunststoff, 1,8 m, 15 mm innerer Durchmesser
Standardschlauchsystem	Flexibler Kunststoff, 2 m, 19 mm innerer Durchmesser
ClimateLine beheizbares Schlauchsystem	Flexible Kunststoff- und elektrische Komponenten, 2 m, 15 mm Innendurchmesser
ClimateLine ^{MAX} beheizbares Schlauchsystem	Flexible Kunststoff- und elektrische Komponenten, 1,9 m, 19 mm Innendurchmesser
Luftauslassöffnung	Der 22 mm konische Luftauslass entspricht der Norm ISO 5356-1

Elektromagnetische Verträglichkeit	Das Produkt entspricht allen zutreffenden Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) gemäß IEC60601-1-2 für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe. Informationen zu elektromagnetischen Emissionen und Störfestigkeit dieser ResMed-Geräte finden Sie unter www.resmed.com auf der Produktseite unter Service und Support. Klicken Sie auf die PDF-Datei in Ihrer Sprache.
Verwendung im Flugzeug	Tragbaren medizinisch-elektronische Geräte (M-PED), die den Anforderungen der Federal Aviation Administration (FAA) RTCA/DO-160F entsprechen, können ohne weitere Tests und ohne die Zustimmung der Fluggesellschaft zu allen Zeiten während des Fluges verwendet werden. ResMed garantiert, dass das S9 Atemtherapiegerät den RTCA/DO-160F Anforderungen entspricht.
IEC 60601-1 Klassifikation	Gerät der Schutzklasse II (doppelt isoliert), Anwendungsteil des Typs BF


Hinweise:

- *Der Hersteller behält sich das Recht vor, diese technischen Daten ohne Vorankündigung zu ändern.*
- *Die Einstellungen für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit, die für die Climate Control angezeigt werden, sind keine gemessenen Werte.*
- *Konsultieren Sie Ihren Arzt bzw. Fachhändler, bevor Sie das SlimLine- bzw. ClimateLine-Schlauchsystem mit anderen Geräten als dem S9 Atemtherapiegerät oder H5i Atemluftbefeuchter verwenden.*

Symbole

Die folgenden Symbole können auf Ihrem S9 Atemtherapiegerät, dem Netzgerät, dem Schlauchsystem oder der Verpackung erscheinen.



Vorsicht;  Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung;





Schutz vor senkrecht fallendem Tropfwasser; **IPX0** Kein Schutz vor senkrecht fallendem

IPX1

Tropfwasser;  Ausrüstung des Typs BF;  Gerät der Schutzklasse II;  Start/Stop;



Hersteller;  Europäische RoHS; **LOT** Chargennummer; **REF** Artikelnummer;

 SN Seriennummer;  === Gleichstrom;   Sperren/Entsperren;



Befeuchterkammer zum Auffüllen abnehmen;  Chinesisches Umweltschutzlogo 1;



Chinesisches Umweltschutzlogo 2;



Umweltinformationen

Die EU-Richtlinie WEEE 2002/96/EG definiert die ordnungsgemäße Beseitigung von Elektro- und Elektronikgeräten. Diese Geräte dürfen nicht als Hausmüll, sondern müssen separat entsorgt werden. Lassen Sie es von einem entsprechenden Entsorgungs- oder Wiederverwertungs- bzw. Recyclingunternehmen in Ihrer Region entsorgen. Wirksame Entsorgung entlastet natürliche Ressourcen und verhindert, dass gefährliche Substanzen in die Umwelt gelangen.

Weitere Informationen zu diesen Entsorgungsmöglichkeiten erhalten Sie von Ihrer örtlichen Müllabfuhr. Die durchgestrichene Mülltonne weist auf diese Entsorgungsmöglichkeiten hin. Wenn Sie Informationen zur Entsorgung Ihres ResMed-Geräts wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre ResMed-Geschäftsstelle bzw. Ihren Fachhändler oder besuchen Sie die ResMed-Website unter www.resmed.com/environment.

Wartung

Wenn das Atemtherapiegerät entsprechend den von ResMed mitgelieferten Anweisungen betrieben und gewartet wird, sollte es einen sicheren und zuverlässigen Betrieb bereitstellen. Bei Anzeichen von Verschleiß oder Fehlfunktionen empfiehlt ResMed, das Atemtherapiegerät von einem autorisierten ResMed Service Center untersuchen und warten zu lassen. Ansonsten sollte das Gerät während seiner fünfjährigen Lebensdauer keine Wartung oder Prüfung benötigen.

Beschränkte Gewährleistung

ResMed Ltd (im Folgenden „ResMed“ genannt) gewährleistet, dass Ihr ResMed-Produkt vom Tag des Kaufs an über den unten genannten Zeitraum hinweg keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweist.

Produkt	Gewährleistungszeitraum
<ul style="list-style-type: none">• Maskensysteme (einschließlich Maskenrahmen, Maskenkissen, Kopfband und Schläuche) – ausgeschlossen sind Produkte für den einmaligen Gebrauch• Zubehör – ausgeschlossen sind Produkte für den einmaligen Gebrauch• Flexfingersensoren• Wasserkammer für Atemluftbefeuchter	90 Tage

Produkt	Gewährleistungszeitraum
<ul style="list-style-type: none"> Batterien für den Gebrauch in internen und externen Batteriesystemen von ResMed 	6 Monate
<ul style="list-style-type: none"> Clippingensensoren Datenmodule für CPAP- und Bilevel-Geräte Oximeter und Oximeteradapter für CPAP- und Bilevel-Geräte Atemluftbefeuchter und reinigbare Wasserkammern Titrationregelgeräte 	1 Jahr
<ul style="list-style-type: none"> CPAP-, Bilevel- und Beatmungsgeräte (einschließlich externe Netzgeräte) Batteriezubehör Tragbare Diagnose-/Testgeräte 	2 Jahre

Diese Gewährleistung wird nur dem Erstverbraucher gewährt. Sie ist nicht übertragbar. Kommt es bei normaler Nutzung zu Fehlleistungen, verpflichtet sich ResMed, das fehlerhafte Produkt bzw. Teile davon nach eigenem Ermessen entweder zu reparieren oder zu ersetzen.

Diese beschränkte Gewährleistung deckt keine: a) Schäden aufgrund von unsachgemäßer Benutzung, Missbrauch, Umbau oder Änderung des Produktes, b) Reparaturen, die von anderen als den von ResMed ausdrücklich für solche Reparaturen autorisierten Reparaturdiensten ausgeführt wurden, c) Schäden aufgrund von Verunreinigung durch Zigaretten-, Pfeifen-, Zigarren- oder anderen Rauch oder d) Schäden aufgrund von Wasser, das auf oder in das elektrische Gerät gelangt ist.

Die Gewährleistung verliert bei Verkauf oder Weiterverkauf außerhalb der Region des Erstkaufs ihre Gültigkeit.

Gewährleistungsansprüche für defekte Produkte sind vom Erstkäufer an die Verkaufsstelle zu stellen. Diese Garantie ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen einschließlich aller stillschweigenden Gewährleistungen bzgl. der Marktgängigkeit bzw. Eignung für einen bestimmten Zweck. In einigen Ländern ist eine Beschränkung der Dauer der stillschweigenden Gewährleistung nicht zulässig. Daher gilt dieser Ausschluss unter Umständen nicht für Sie. ResMed haftet nicht für Neben- oder Folgeschäden infolge des Verkaufs, der Installation oder der Benutzung seiner Produkte. In einigen Ländern sind der Ausschluss bzw. die Einschränkung von Neben- und Folgeschäden nicht zulässig. Daher gilt dieser Ausschluss unter Umständen nicht für Sie. Diese Gewährleistung verleiht Ihnen bestimmte Rechte. Möglicherweise haben Sie auch noch andere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Weitere Informationen über Ihre Gewährleistungsrechte erhalten Sie von Ihrem ResMed-Fachhändler oder Ihrer ResMed-Geschäftsstelle vor Ort.

WARNUNGEN

- Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch dieser Geräte die gesamte Gebrauchsanweisung.
- Verwenden Sie diese Geräte nur entsprechend dem in der Gebrauchsanweisung angegebenen Verwendungszweck.
- Verwenden Sie diese Geräte nur entsprechend den Anweisungen Ihres Arztes oder Leistungserbringers.
- Sollten Ihnen unerklärliche Veränderungen der Geräteleistung oder ungewöhnliche Geräusche auffallen, wenn das Atemtherapiegerät oder das Netzgerät fallengelassen oder falsch gehandhabt wurden oder wenn versehentlich Wasser in das Gehäuse gelangt ist oder das Gehäuse beschädigt sein sollte, stellen Sie die Verwendung des Gerätes ein und wenden Sie sich an das ResMed Service-Center.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des S9 Atemtherapiegerätes. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine vom Anwender auszuwechselnden bzw. zu reparierenden Komponenten. Reparaturen und Wartungen müssen von einer autorisierten ResMed Fachkraft durchgeführt werden.
- Stromschlaggefahr! Tauchen Sie das S9 Atemtherapiegerät bzw. das Netzkabel nie in Wasser. Ziehen Sie immer zuerst den Stecker, bevor Sie das Gerät reinigen, und vergewissern Sie sich anschließend, dass das System trocken ist, bevor Sie es wieder an die Stromversorgung anschließen.
- Verwenden Sie für die Reinigung weder chlor- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel noch aromatische Lösungen, Bleichmittel, Duftöle, feuchtigkeitsspendende oder antibakterielle Seifen. Diese Mittel können das Material beschädigen und somit die Lebensdauer des Produktes verkürzen.
- Bei zusätzlicher Sauerstoffgabe müssen alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.
- Explosionsgefahr – Nicht in der Nähe entflammbarer Anästhetika verwenden.
- Verwenden Sie ausschließlich die 90 W bzw. 30 W Netzgeräte von ResMed. Verwenden Sie für die Stromversorgung des Systems (Atemtherapiegerät, H5i Atemluftbefeuchter, ClimateLine, ClimateLine^{MAX}, Gleichstromkonverter und Power Station II Akkupack) das 90 W Netzgerät. Das 30 W Netzgerät ist nur für die Stromversorgung des Atemtherapiegerätes vorgesehen und wird für die Verwendung auf Reisen empfohlen.
- Vergewissern Sie sich, dass Netzkabel und Netzstecker in gutem Zustand sind und keine Schäden aufweisen.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Führen Sie keinerlei Gegenstände in die Öffnungen bzw. in das Schlauchsystem ein.
- Achten Sie darauf, dass kein zu langes Schlauchstück am Kopfbende liegt. Es könnte sich in der Nacht um Ihren Kopf oder Hals wickeln.
- Die in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Hinweise ersetzen keinesfalls die Anweisungen

des verschreibenden Arztes.

- Verwenden Sie das S9 Atemtherapiegerät nicht, wenn es offensichtliche externe Schäden aufweist oder es zu unerklärlichen Funktionsänderungen kommt.
- Verwenden Sie für das Gerät ausschließlich Atemschläuche und Zubehör von ResMed. Ein anderer Schlauchtyp bzw. anderes Zubehör können unter Umständen zu einer Veränderung des zugeführten Drucks führen und dadurch die Wirksamkeit Ihrer Behandlung beeinträchtigen.
- Ein Blockieren des Schlauchs bzw. der Luftenlassöffnung des S9 Atemtherapiegerätes während des Betriebes kann zur Überhitzung des Gerätes führen.
- Wenn Ihr Arzt Sie angewiesen hat, die Einstellungen auf Ihrem Gerät mithilfe der SD-Karte zu aktualisieren, und die Meldung „Einstellungen erfolgreich aktualisiert.“ nicht erscheint, setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Arzt in Verbindung.
- Ein Patient darf nur auf Anweisung seines Arztes ein Gerät an den Modulanschluss anschließen. Nur ResMed-Produkte sind zur Verbindung mit dem Modulanschluss vorgesehen. Der Anschluss anderer Geräte kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des S9-Atemtherapiegerätes führen.
- Diese S9-Atemtherapiegeräte dürfen nur mit von ResMed, Ihrem Arzt oder Ihrem Atemtherapeuten empfohlenen Masken (und Verbindungsstücken¹) verwendet werden. Die Maske darf nur bei eingeschaltetem S9 Atemtherapiegerät verwendet werden. Stellen Sie nach dem Anlegen der Maske sicher, dass das Atemtherapiegerät Luft bereitstellt. Die Luftauslassöffnung bzw. -öffnungen in der Maske dürfen auf keinen Fall blockiert sein.

Erklärung: Das S9-Atemtherapiegerät ist für die Verwendung mit speziellen Masken (oder Verbindungsstücken) vorgesehen, die mit Ausatemöffnungen ausgestattet sind, um einen kontinuierlichen Luftfluss aus der Maske heraus zu gewährleisten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert, wird die ausgeatmete Luft durch frische Luft vom Gerät über die Ausatemöffnungen der Maske heraustransportiert. Ist das Gerät jedoch nicht in Betrieb, wird nur unzureichend frische Luft durch die Maske zugeführt, und es besteht das Risiko der Rückatmung. Die Rückatmung von ausgeatmeter Luft über mehrere Minuten hinweg kann unter bestimmten Umständen zum Ersticken führen. Dies trifft auf die meisten Modelle von S9 Atemtherapiegeräten zu.

- Nehmen Sie im Falle eines Stromausfalls² oder einer Fehlfunktion des Systems die Maske ab.
- Das S9-Atemtherapiegerät kann auf eine Druckzufuhr von bis zu 20 cm H₂O eingestellt werden. Im

1. Die Anschlüsse können in die Maske oder in Verbindungsstücke an der Maske integriert werden.

2. Während eines teilweisen (unterhalb der ausgewiesenen Mindestspannung) oder vollständigen Stromausfalls wird kein Behandlungsdruck zugeführt. Sobald die Stromzufuhr wieder hergestellt ist, wird die Behandlung ohne Änderung der Einstellungen fortgesetzt.

- Fehlerfall ist ein Druck von bis zu 40 cm H₂O möglich.
- Wenn das Atemtherapiegerät außer Betrieb ist, muss die Sauerstoffzufuhr abgeschaltet werden, so dass sich ungenutzter Sauerstoff nicht im Gehäuse des Gerätes ansammelt, wo er eine Feuergefahr darstellen könnte.
 - Sauerstoff erhöht das Brandrisiko. Rauchen und offenes Feuer während der Verwendung von Sauerstoff müssen daher unbedingt vermieden werden.
 - Wenn Beschädigungen des Schlauchsystems zu Leckagen geführt haben, das Schlauchsystem nicht weiterverwenden.
 - Das Schlauchsystem darf nicht in der Wasch- oder Spülmaschine gewaschen werden.
 - Das elektrische Anschlussstück des beheizbaren Schlauchsystems ist nur mit der Luftauslassöffnung des H5i Atemluftbefeuchters kompatibel und darf nicht an das Atemtherapiegerät oder an die Maske angeschlossen werden.
 - Wird der SlimLine- bzw. ClimateLine-Atemschlauch bei Druckwerten über 20 cm H₂O zusammen mit einem antibakteriellen Filter verwendet, kann es sein, dass die optimale Geräteleistung nicht erreicht wird. Die Geräteleistung muss überprüft werden, bevor die Verwendung eines SlimLine- bzw. ClimateLine-Atemschlauches zusammen mit einem antibakteriellen Filter verschrieben wird.
 - Der ClimateLine- bzw. ClimateLine^{MAX}-Atemschlauch ist ausschließlich für den Gebrauch mit dem H5i Atemluftbefeuchter vorgesehen.



VORSICHTSHINWEISE

- Stellen Sie das System so auf, dass es nicht versehentlich heruntergestoßen werden kann bzw. dass niemand über das Netzkabel stolpern kann.
- Wenn Sie das Gerät auf den Boden stellen, vergewissern Sie sich, dass der Aufstellungsort staubfrei ist und der Lufteinlass bzw. das Netzgerät nicht mit Bettzeug, Kleidung oder anderen Gegenständen blockiert werden kann.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um das Gerät sauber und trocken ist.
- Der Atemschlauch darf nicht in direktem Sonnenlicht aufgehängt werden, da Sonnenlicht das Material verhärtet und langfristig Risse verursachen kann.
- Den Luftfilter nicht waschen! Er ist weder waschbar noch wiederverwendbar.
- Die Luftfilterabdeckung schützt das Gerät, falls versehentlich Flüssigkeit darüber verschüttet wird. Vergewissern Sie sich stets, dass Luftfilter und Luftfilterabdeckung ordnungsgemäß angebracht sind.
- Bei niedrigem Druck kann der Luftfluss durch die Ausatemöffnungen für das Abführen von ausgeatmeter Luft aus dem Schlauchsystem ungenügend sein. Es besteht das Risiko der Rückatmung.
- Die Temperatur des Luftflusses, den Ihr Atemtherapiegerät erzeugt, liegt bis zu 6 °C über der Raumtemperatur. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die Raumtemperatur über 32 °C liegt.

Usage prévu de la S9 VPAP ST

La S9 VPAP ST est conçue pour fournir une ventilation non invasive à des patients de plus de 13 kg souffrant d'insuffisance respiratoire ou d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS). La S9 VPAP ST est prévue pour une utilisation à domicile ou en milieu hospitalier.

Usage prévu de la S9 VPAP S

La S9 VPAP S est conçue pour fournir une ventilation non invasive à des patients de plus de 13 kg souffrant d'insuffisance respiratoire ou d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS). La S9 VPAP S est prévue pour une utilisation à domicile ou en milieu hospitalier.

Usage prévu de la S9 AutoSet CS

La S9 AutoSet CS est conçue pour fournir une suppléance ventilatoire non invasive à des patients de plus de 30 kg présentant des apnées centrales et/ou mixtes, une respiration périodique ou une respiration de Cheyne-Stokes associée ou non à un syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS). La S9 AutoSet CS est prévue pour une utilisation à domicile ou en milieu hospitalier.

Usage prévu de la S9 Auto 25

La S9 Auto 25 est prévue pour le traitement du syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) chez les patients pesant plus de 30 kg. La S9 Auto 25 est prévue pour une utilisation à domicile ou en milieu médical.

Contre-indications

Le traitement par pression positive est contre-indiqué chez certains patients présentant l'une des pathologies préexistantes suivantes :

- affection pulmonaire bulleuse grave
- pneumothorax
- hypotension
- déshydratation
- fuite de liquide céphalo-rachidien, récent traumatisme ou intervention chirurgicale crânienne.

Effets secondaires

Les patients doivent avertir leur médecin traitant en cas de douleurs thoraciques inhabituelles, de maux de tête sévères ou d'une dyspnée accrue. Une infection aiguë des voies aériennes supérieures peut nécessiter l'arrêt temporaire du traitement.

Les effets secondaires suivants peuvent apparaître au cours du traitement utilisant l'un de ces appareils :

- sécheresse nasale, buccale ou de la gorge
- saignements de nez

- ballonnements
- gêne au niveau de l'oreille ou des sinus
- irritation des yeux
- érythèmes cutanés.

Masques et humidificateurs

Vous trouverez la liste des masques et des humidificateurs recommandés sur le site www.resmed.com, à la page Produits, sous SAV et assistance. Pour les informations concernant l'utilisation du masque ou de l'humidificateur, veuillez vous référer au mode d'emploi fourni avec le masque ou l'humidificateur.

Installation

Veuillez consulter l'illustration A.

1. Branchez la fiche CC du bloc d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation.
3. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise de courant.
4. Raccordez fermement une extrémité du circuit respiratoire à la sortie d'air.
5. Raccordez le masque à l'extrémité libre du circuit respiratoire.

Panneau de contrôle

Veuillez consulter l'illustration B.





Le panneau de contrôle de votre appareil est composé des éléments suivants :

1. Touche Marche/Arrêt : permet de démarrer ou d'arrêter le traitement
2. Menu Accueil
3. Ecran LCD
4. Menu info : vous permet d'afficher les statistiques sur votre sommeil
5. Menu de configuration : vous permet de modifier les réglages
6. Bouton de réglage : tournez le bouton de réglage pour faire défiler les options du menu et pour modifier les réglages. Appuyez sur le bouton de réglage pour ouvrir un menu et pour confirmer votre sélection.



Navigating dans les menus

Veuillez consulter l'illustration C.

Principes généraux de navigation dans les menus :

1. Tournez le bouton de réglage  jusqu'à ce que le paramètre que vous désirez est affiché en bleu.
2. Appuyez sur le bouton de réglage . Votre sélection est maintenant en surbrillance orange.
3. Tournez le bouton de réglage  jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.
4. Appuyez sur le bouton de réglage  pour confirmer votre sélection. L'écran redevient bleu.

Avant de commencer

1. Vérifiez que l'alimentation est branchée.
2. Ajustez la durée de rampe si nécessaire.
3. Mettez votre masque comme indiqué dans le manuel utilisateur de ce dernier.
4. Pour démarrer le traitement, respirez simplement dans le masque et/ou appuyez sur la touche marche/arrêt .
5. Allongez-vous et placez le circuit respiratoire de manière à ce qu'il puisse suivre vos mouvements pendant que vous dormez.
6. Pour arrêter le traitement à tout moment, retirez votre masque et/ou appuyez sur la touche marche/arrêt .

Remarques :

- *Si votre clinicien a activé la fonction SmartStart, votre appareil démarre automatiquement lorsque vous respirez dans le masque et s'arrête automatiquement lorsque vous le retirez.*
- *En cas d'interruption de l'alimentation pendant le traitement, l'appareil reprend le traitement automatiquement une fois l'alimentation rétablie.*

Nettoyage et entretien

Quotidien :

Retirez le circuit respiratoire en tirant sur le manchon au niveau des surfaces rugueuses. Suspendez-le dans un endroit propre et sec jusqu'à la prochaine utilisation.

Hebdomadaire :

1. Détachez le circuit respiratoire de la S9 et du masque.
2. Nettoyez le circuit respiratoire à l'eau tiède avec un détergent doux.
3. Rincez soigneusement et suspendez-le pour le faire sécher.
4. Avant la prochaine utilisation, raccordez à nouveau le circuit respiratoire à la sortie d'air et au masque.

Mensuel :

1. Essuyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux.
2. Vérifiez que le filtre à air n'est ni percé ni bloqué par de la saleté ou de la poussière.

Remplacement du filtre à air :

Remplacez le filtre à air tous les six mois (ou plus souvent si nécessaire).

1. Retirez le couvercle du logement du filtre à air à l'arrière de la S9.
2. Retirez et jetez le filtre à air usagé.
3. Insérez un nouveau filtre à air ResMed dans le logement, en vous assurant qu'il soit bien à plat.
4. Remettez le couvercle du logement du filtre à air en place.

Stratégie de dépannage

En cas de problème, reportez-vous aux suggestions suivantes. Si le problème persiste, contactez votre prestataire de santé ou ResMed. Ne tentez pas d'ouvrir les appareils.

Problème/Cause possible

Solution

Aucun affichage

L'alimentation n'est pas connectée.

Vérifiez que le câble d'alimentation est branché et que l'interrupteur de la prise de courant (le cas échéant) est sur marche.

La fiche CC est mal insérée à l'arrière de l'appareil ou a été enfoncée trop lentement.

Insérez la fiche CC à fond.

Le débit d'air délivré par l'appareil est insuffisant

La durée de rampe est activée.

Attendez que la pression augmente ou modifiez la durée de rampe.

Le filtre à air est sale.

Remplacez le filtre à air.

Le circuit respiratoire n'est pas correctement raccordé.

Vérifiez le circuit respiratoire.

Le circuit respiratoire est obstrué, pincé ou percé.

Débouchez ou dégagez le circuit respiratoire. Vérifiez que le circuit respiratoire n'est pas percé.

Le masque et le harnais sont mal mis en place.

Ajustez la position du masque et du harnais.

Le circuit respiratoire sélectionné n'est pas le bon.

Si vous utilisez un circuit respiratoire SlimLine, Standard ou d'une longueur de 3 m, veillez à sélectionner le bon circuit respiratoire dans le menu.

L'appareil ne démarre pas lorsque vous respirez dans le masque

La respiration n'est pas assez profonde pour déclencher SmartStart/Stop.

Respirez profondément dans le masque.

Il y a une fuite excessive.

Ajustez la position du masque et du harnais.

Remarque : l'activation de l'alarme de fuite déclenche un signal sonore et entraîne l'affichage d'un message de fuite importante.

Le circuit respiratoire n'est pas correctement raccordé. Raccordez le circuit respiratoire correctement aux deux extrémités.

Problème/Cause possible

La fonction SmartStart/Stop est désactivée.

Remarque : la fonction SmartStart/Stop n'est pas disponible si l'alarme de fuite est activée.

Solution

Activez SmartStart/Stop.

L'appareil ne s'arrête pas lorsque vous retirez le masque

La fonction SmartStart/Stop est désactivée.

Activez SmartStart/Stop.

Remarque : la fonction SmartStart/Stop n'est pas disponible si l'alarme de fuite est activée.

La fonction SmartStart/Stop est activée mais l'appareil ne s'arrête pas automatiquement lors du retrait du masque

Le masque utilisé est incompatible.

Utilisez uniquement l'équipement recommandé par ResMed.

Le patient utilise un masque narinaire ou pour enfants avec une pression réglée inférieure à 7 cm H₂O.

Désactivez SmartStart/Stop.

La pression augmente de façon inappropriée

Parler, tousser ou respirer d'une façon inhabituelle.

Évitez de parler lorsque vous portez un masque nasal et respirez le plus normalement possible.

La bulle du masque vibre contre la peau.

Ajustez le harnais.

La bulle n'est pas correctement mise en place, ce qui provoque des fuites excessives.

Ajustez le harnais ou remettez la bulle correctement en place.

Affichage du message d'erreur : Faute température élevée, veuillez consulter le manuel utilisateur

L'appareil a été laissé dans un environnement chaud.

Laissez-le refroidir avant de le réutiliser. Débranchez le câble d'alimentation puis rebranchez-le pour redémarrer l'appareil.

Problème/Cause possible

Le filtre à air est obstrué.

Le circuit respiratoire est obstrué.

Le réglage de l'humidificateur est trop élevé, ce qui entraîne une accumulation d'eau dans le circuit respiratoire.

Solution

Remplacez le filtre à air. Débranchez le câble d'alimentation puis rebranchez-le pour redémarrer l'appareil.

Vérifiez le circuit respiratoire et retirez tout élément qui l'obstrue. Débranchez le câble d'alimentation puis rebranchez-le pour redémarrer l'appareil.

Réglez l'humidificateur sur une valeur moins élevée et videz le circuit respiratoire.

Affichage du message d'erreur : Vérifier l'alim. secteur ResMed et insérer son connecteur à fond

La fiche CC est partiellement insérée au dos de l'appareil ou est insérée trop lentement.

Une alimentation qui n'est pas ResMed est branchée à l'appareil.

L'alimentation est recouverte par la literie.

Insérez complètement la fiche CC.

Enlevez l'alimentation et remplacez-la avec une alimentation ResMed.

Veillez à ce que l'alimentation soit dans un endroit exempt de literie, de vêtements ou de tout autre objet susceptible de la recouvrir.

Affichage du message d'erreur : Circuit bouché, veuillez le vérifier

Le circuit respiratoire est obstrué.

Vérifiez le circuit respiratoire et retirez tout élément qui l'obstrue. Débranchez le câble d'alimentation puis rebranchez-le pour redémarrer l'appareil.

Affichage du message d'erreur : Fuite importante, vérifier montage système et toutes les connexions

Il y a une fuite excessive.

Ajustez la position du masque et du harnais. Le circuit respiratoire n'est pas correctement raccordé. Raccordez le circuit respiratoire correctement aux deux extrémités.

Après que vous avez essayé de mettre à jour les réglages ou de copier des données sur la carte SD, le message suivant s'affiche sur l'écran LCD : Erreur carte, enlever carte SD et contacter prestataire

La carte SD n'est pas correctement insérée.

Vérifiez que la carte SD est bien insérée.

Problème/Cause possible

Vous avez peut-être retiré la carte SD avant que les réglages n'aient été copiés sur l'appareil.

Solution

Insérez à nouveau la carte SD et attendez que l'écran d'accueil s'affiche ou que le message « **Mise à jour réussie des réglages, appuyez sur une touche** » s'affiche sur l'écran LCD.

Remarque : ce message ne s'affiche qu'une seule fois. Si vous insérez à nouveau la carte SD après avoir mis à jour les réglages, le message ne s'affichera pas une nouvelle fois.

Le message suivant ne s'affiche PAS sur l'écran LCD après que vous avez essayé de mettre à jour les réglages à l'aide de la carte SD : « Mise à jour réussie des réglages, appuyez sur une touche »

Les réglages n'ont pas été mis à jour.

Contactez votre clinicien/prestataire de santé immédiatement.

Carte SD

La carte SD fournie sert à collecter les données de traitement enregistrées par votre appareil et à charger les modifications de réglage communiquées par votre clinicien. Lorsqu'on vous le demande, débranchez l'appareil de la prise murale, retirez la carte SD, glissez-la dans son étui de protection et envoyez-la à votre clinicien. Pour de plus amples informations sur le retrait et l'insertion de la carte, veuillez vous référer à l'étui de protection de la carte SD S9 fourni avec votre appareil. Veuillez conserver l'étui de protection de la carte SD S9 pour utilisation ultérieure.

Caractéristiques

Pression de fonctionnement	4 à 20 cm H ₂ O (CPAP) ; 4 à 25 cm H ₂ O (VAuto, ASV) ; 2 à 25 cm H ₂ O (S, ST)
Pression maximale délivrée en cas de défaillance dans des conditions uniformes de fonctionnement	30 cm H ₂ O (CPAP) – si pression dépassée pendant plus de 6 s ; 40 cm H ₂ O (VPAP) – si pression dépassée pendant plus de 1 s
Tolérance pour la mesure de la pression	± 0,5 cm H ₂ O ± 4 % de la valeur mesurée
Tolérance pour la mesure du débit	± 6 l/min ou 10 % du relevé si cette valeur est supérieure

VALEURS D'ÉMISSION SONORE À DEUX CHIFFRES DÉCLARÉES conformément à la norme ISO 4871 :

Niveau de pression acoustique	24 dBA (mesure effectuée conformément à ISO 17510-1:2002) 26 dBA avec une incertitude de 2 dBA (mesure effectuée conformément à EN ISO 17510-1:2009)
Niveau de puissance acoustique	34 dBA avec une incertitude de 2 dBA (mesure effectuée conformément à EN ISO 17510-1:2009)
Dimensions nominales (L x l x H)	153 mm x 140 mm x 86 mm
Poids	835 g
Module d'alimentation 90 W	Entrée 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, Nominale en avion 110 V, 400 Hz Consommation de courant typique 70 W (80 VA) Consommation de courant maximale 110 W (120 VA)
Module d'alimentation 30 W	Entrée 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, Nominale en avion 110 V, 400 Hz Consommation de courant typique 20 W (30 VA) Consommation de courant maximale 36 W (75 VA)
Convertisseur CC/CC 90 W	Entrées nominales 12 V, 24 V Consommation de courant typique 70 W (80 VA) Consommation de courant maximale 110 W (120 VA)
Température de fonctionnement	+5°C à +35°C
Humidité de fonctionnement	10 à 95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	Niveau de la mer à 2591 m
Température de stockage et de transport	-20°C à +60°C
Humidité de stockage et de transport	10 à 95 % sans condensation
Boîtier	Thermoplastique ignifugé
Adjonction d'oxygène	Débit maximum recommandé pour l'adjonction d'oxygène : 4 l/min (mode VAuto ou ASV) ; 15 l/min (mode S, ST ou T)
Filtre à air hypoallergénique	Fibres acryliques et de polypropylène non tissées avec un support en polypropylène
Filtre à air standard	Fibre de polyester



















Circuit respiratoire SlimLine™	Plastique flexible, 1,8 m, 15 mm de diamètre interne
Circuit respiratoire Standard	Plastique flexible, 2 m, 19 mm de diamètre interne
Circuit respiratoire chauffant ClimateLine	Plastique flexible et composants électriques, 2 m, 15 mm de diamètre interne
Circuit respiratoire chauffant ClimateLine ^{MAX}	Plastique flexible et composants électriques, 1,9 m, 19 mm de diamètre interne
Sortie d'air	Le raccord conique 22 mm de sortie d'air est conforme à la norme ISO 5356-1
Compatibilité électromagnétique	Le produit est conforme à toutes les exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) applicables, conformément à CEI60601-1-2, pour les environnements commerciaux et résidentiels, et pour l'industrie légère. Vous trouverez des informations sur les émissions et l'immunité électromagnétiques pour ces appareils ResMed sur le site www.resmed.fr , à la page Produits, sous SAV et assistance. Une fois sur cette page, cliquez sur le fichier PDF dans votre langue.
Utilisation en avion	Les appareils médicaux électroniques portables (M-PED) conformes aux exigences de la norme RTCA/DO-160F de la Federal Aviation Administration (FAA) peuvent être utilisés pendant toutes les phases du transport aérien sans aucun test ni autorisation supplémentaire de la part du transporteur aérien. ResMed confirme que la S9 est conforme aux exigences de RTCA/DO-160F.
Classification CEI 60601-1	Classe II (double isolation), Type BF

Remarques :

- *Le fabricant se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans notification préalable.*
- *Les valeurs de température et d'humidité relative indiquées pour la fonction Climate Control ne sont pas des valeurs mesurées.*
- *Contactez votre clinicien ou prestataire de santé avant d'utiliser le circuit respiratoire SlimLine ou ClimateLine avec d'autres appareils que la S9 ou l'H5i.*

Symboles

Les symboles suivants sont susceptibles de se trouver sur votre S9, le module d'alimentation, votre circuit respiratoire ou l'emballage.

 Attention ;  Lire les instructions avant utilisation ;  Protection anti-gouttes ;
 Pas de protection anti-gouttes ;  Equipement de type BF ;  Equipement de classe II ;
 Marche/Arrêt ;  Fabricant ;  Directive européenne RoHS ;  Numéro de lot ;
 Code produit ;  Numéro de série ;  Courant continu ;  Verrouiller/Déverrouiller ;
 Enlever le réservoir d'eau pour le remplir ;  Logo 1 de conformité à la réglementation
RoHS chinoise ;   Logo 2 de conformité à la réglementation RoHS chinoise ;

Informations concernant l'environnement

DEEE 2002/96/CE est une directive européenne relative à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ces appareils doivent être éliminés séparément et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères non triées. Pour éliminer votre appareil, vous devez avoir recours aux systèmes de collecte et de recyclage disponibles près de chez vous. Le recours à ces systèmes de collecte et de recyclage permet de préserver les ressources naturelles et d'empêcher la libération de substances dangereuses dans l'environnement.

Pour de plus amples informations sur ces systèmes d'élimination, veuillez vous adresser à l'administration chargée de la gestion des déchets dans votre région. Le symbole de poubelle barrée indique que vous devez utiliser ces systèmes d'élimination des déchets. Pour de plus amples informations sur la collecte et l'élimination de votre appareil ResMed, veuillez contacter ResMed ou votre fournisseur ou consulter la page suivante : www.resmed.com/environment

Entretien

L'appareil devrait assurer un fonctionnement fiable et sûr s'il est utilisé conformément aux instructions fournies par ResMed. ResMed recommande de faire inspecter et réviser l'appareil par un service technique agréé ResMed en cas de signes d'usure ou d'inquiétudes concernant son fonctionnement. Sinon, les appareils ne devraient en règle générale nécessiter aucune révision ou inspection particulière pendant leur durée de vie nominale (cinq ans).

Garantie limitée

ResMed Ltd (ci-après « ResMed ») garantit votre produit ResMed contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre pour la période spécifiée ci-après à compter de la date d'achat.

Produit	Durée de la garantie
<ul style="list-style-type: none">Masques (y compris entourage rigide, bulle, harnais et circuit respiratoire) – dispositifs à usage unique exclusAccessoires – dispositifs à usage unique exclusCapteurs digitaux de pouls flexiblesRéservoirs d'eau d'humidificateur	90 jours
<ul style="list-style-type: none">Batteries à utiliser dans les systèmes de batteries externes et internes ResMed	6 mois
<ul style="list-style-type: none">Capteurs digitaux de pouls de type clipModules de transmission de données pour appareil de PPC ou d'aide inspiratoire avec PEPOxymètres et adaptateurs d'oxymètre pour appareil de PPC ou d'aide inspiratoire avec PEPHumidificateurs et réservoirs d'eau nettoyables pour humidificateurAppareils de commande de la titration	1 an
<ul style="list-style-type: none">Appareils de PPC, de VNDP et de ventilation (y compris les alimentations externes)Accessoires de batteriesDispositifs portables de diagnostic et dépistage	2 ans

Seul le client initial est couvert par la présente garantie. Elle n'est pas cessible.

En cas de défaillance du produit dans des conditions normales d'utilisation, ResMed, à son entière discrétion, répare ou remplace le produit défectueux ou toute pièce.

Cette garantie limitée ne couvre pas : a) tout dommage résultant d'une utilisation incorrecte, d'un usage abusif ou d'une modification ou transformation opérée sur le produit ; b) les réparations effectuées par tout service de réparation sans l'autorisation expresse de ResMed ; c) tout dommage ou contamination causé par de la fumée de cigarette, de pipe, de cigare ou autre ; d) tout dommage causé par de l'eau renversée sur ou dans un dispositif électronique.

La garantie est annulée pour les produits vendus ou revendus dans un pays autre que celui où ils ont été achetés à l'origine.

Les réclamations au titre de la garantie pour les produits défectueux doivent être présentées au lieu d'achat par le client initial.

La présente garantie remplace toute autre garantie expresse ou implicite, y compris toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Certains pays ou états n'autorisent pas les limitations de durée pour les garanties implicites ; il est donc possible que la limitation susmentionnée ne s'applique pas à votre cas.

ResMed ne peut être tenue pour responsable de tout dommage accessoire ou indirect résultant de la vente, de l'installation ou de l'utilisation de tout produit ResMed. Certains pays ou états n'autorisent ni l'exclusion ni la limitation des dommages accessoires ou indirects ; il est donc possible que la limitation susmentionnée ne s'applique pas à votre cas.

Cette garantie vous octroie des droits reconnus par la loi. Vous pouvez également détenir d'autres droits qui varient en fonction du pays où vous habitez. Pour de plus amples informations sur vos droits de garantie, veuillez contacter votre fournisseur ou ResMed.



AVERTISSEMENTS

- Lire le manuel entièrement avant d'utiliser ces appareils.
- Utiliser ces appareils uniquement selon l'usage prévu tel qu'indiqué dans ce manuel.
- Utiliser ces appareils en suivant strictement les instructions du médecin ou du prestataire de santé.
- En cas de fonctionnement aléatoire de l'appareil, de bruit aigu ou inhabituel, de chute ou mauvaise manipulation de l'appareil ou de l'alimentation électrique, d'écoulement d'eau dans le boîtier ou d'endommagement du boîtier, cesser d'utiliser l'appareil et contacter le service technique ResMed.
- Ne pas ouvrir le boîtier de la S9. Il ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Les réparations et l'entretien doivent être effectués par un technicien agréé uniquement.
- Risque d'électrocution. Ne pas immerger la S9, l'alimentation électrique ou le câble d'alimentation dans de l'eau. Systématiquement débrancher l'appareil avant de le nettoyer et vérifier qu'il est bien sec avant de le rebrancher.
- Ne pas utiliser d'eau de Javel, de chlore, d'alcool ou de solutions parfumées (y compris les huiles parfumées), ni de savons hydratants ou antibactériens pour le nettoyage du circuit respiratoire ou de la S9. Ces solutions risquent d'endommager les appareils et de réduire leur durée de vie.
- Prendre toutes les précautions applicables lors de l'adjonction d'oxygène.
- Risque d'explosion. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'anesthésiques inflammables.
- Utiliser les modules d'alimentation ResMed de 90 W ou 30 W uniquement. Utiliser le module d'alimentation de 90 W en cas d'utilisation de la totalité du système comprenant l'appareil, l'H5i, le circuit ClimateLine, le circuit ClimateLine^{MAX}, le convertisseur CC/CC et le bloc d'alimentation Power Station II. Le module d'alimentation de 30 W est prévu pour l'appareil uniquement. Son utilisation est recommandée en voyage.
- Vérifier que le câble d'alimentation et la fiche sont en bon état et que l'équipement n'est pas endommagé.

- Tenir le câble d'alimentation à l'écart de toute surface chaude.
- Ne pas laisser tomber ni insérer d'objet dans les ouvertures ou les tuyaux.
- Ne pas laisser de longueurs inutiles de tuyau en haut du lit. Elles pourraient s'enrouler autour de votre tête ou de votre cou pendant que vous dormez.
- Les conseils donnés dans ce manuel ne remplacent pas les instructions du médecin traitant.
- Ne pas utiliser la S9 en cas de défauts externes évidents ou si sa performance devient aléatoire.
- Seuls le circuit respiratoire et les accessoires ResMed peuvent être utilisés avec ces appareils. Les circuits respiratoires et accessoires d'un autre type risquent de modifier la pression reçue et de réduire l'efficacité de votre traitement.
- L'obstruction du circuit respiratoire et/ou de l'entrée d'air de la S9 pendant le fonctionnement risque de causer une surchauffe de l'appareil.
- Si votre clinicien vous a demandé d'utiliser la carte SD pour mettre les réglages de votre appareil à jour et si le message « Mise à jour réussie des réglages » ne s'affiche pas, contacter votre clinicien immédiatement.
- Un patient ne doit connecter aucun appareil au port de connexion du module sauf si son prestataire de santé ou son médecin lui a demandé de le faire. Seuls les produits ResMed peuvent être connectés au port de connexion du module. La connexion d'autres appareils peut causer des blessures ou endommager la S9.
- Les S9 doivent être utilisées uniquement avec les masques (et raccords¹) recommandés par ResMed, un médecin ou un kinésithérapeute respiratoire. Le masque ne peut être porté que si la S9 est sous tension. Une fois le masque en place, assurez-vous que l'appareil produit un débit d'air. Les orifices de ventilation du masque ne doivent jamais être obstrués.

Explication : votre S9 est prévue pour une utilisation avec des masques (ou raccords) spéciaux possédant des orifices de ventilation qui permettent l'écoulement continu de l'air hors du masque. Lorsque l'appareil est sous tension et qu'il fonctionne correctement, l'air neuf provenant de l'appareil expulse l'air vicié par les orifices de ventilation du masque. Cependant, lorsque l'appareil ne fonctionne pas, le débit d'air neuf délivré dans le masque est insuffisant et une réinhalation de l'air expiré peut se produire. Si la réinhalation d'air expiré dure plus de quelques minutes, elle peut, dans certains cas, entraîner une suffocation. Cela vaut pour la plupart des appareils de la gamme S9.

- En cas de coupure de courant² ou de dysfonctionnement de l'appareil, retirer le masque.

1. Des ports peuvent être intégrés au masque ou à des raccords proches du masque.

2. En cas de défaillance de l'alimentation (en dessous de la tension nominale minimale) ou de coupure de courant, les pressions de traitement ne sont pas délivrées. Le fonctionnement reprend normalement une fois l'alimentation rétablie.

- Les S9 peuvent être réglées pour délivrer des pressions allant jusqu'à 20 cm H₂O. Dans le cas peu probable d'une défaillance, les pressions peuvent s'élever jusqu'à 40 cm H₂O.
- Le débit d'oxygène doit être fermé lorsque l'appareil n'est pas en marche afin d'empêcher l'oxygène inutilisé de s'accumuler dans l'appareil et de créer un risque d'incendie.
- L'oxygène est inflammable. Ne pas fumer ni approcher de flamme nue de l'appareil lors de l'utilisation d'oxygène.
- En cas de dommages provoquant une fuite du circuit respiratoire, ne plus utiliser le circuit respiratoire.
- Ne pas laver le circuit respiratoire dans une machine à laver ou dans un lave-vaisselle.
- L'extrémité du circuit respiratoire chauffant qui est dotée d'une fiche électrique est compatible avec la sortie d'air de l'H5i uniquement et ne doit pas être raccordée à l'appareil ni au masque.
- En cas d'utilisation du circuit respiratoire SlimLine ou ClimateLine à une pression supérieure à 20 cm H₂O, l'appareil risque de ne pas fournir une performance optimale si le filtre antibactérien est utilisé. La performance de l'appareil doit être vérifiée avant la prescription d'un circuit SlimLine ou ClimateLine associé à un filtre antibactérien.
- Les circuits respiratoires ClimateLine et ClimateLine^{MAX} sont exclusivement prévus pour être utilisés avec l'H5i.



ATTENTION

- Veiller à placer l'appareil de façon à éviter que quelqu'un puisse buter dedans ou se prendre les pieds dans le câble d'alimentation.
- Si l'appareil est posé sur le sol, veiller à ce qu'il le soit dans un endroit exempt de poussière, de literie, de vêtements ou de tout autre objet susceptible d'obstruer l'entrée d'air ou de recouvrir le module d'alimentation externe.
- Vérifier que la zone autour de l'appareil est propre et sèche.
- Ne pas suspendre le circuit respiratoire à la lumière directe du soleil afin d'éviter qu'il ne durcisse ou ne se fissure avec le temps.
- Ne pas laver le filtre à air. Il n'est ni lavable ni réutilisable.
- Le couvercle du logement du filtre à air protège l'appareil contre tout déversement accidentel de liquides. Veiller à ce que le filtre à air et le couvercle de son logement soient toujours en place.
- A basses pressions, le débit aux orifices de ventilation de votre masque peut s'avérer insuffisant pour expulser tous les gaz expirés hors du circuit respiratoire. Une réinhalation peut se produire.
- La température du débit d'air produit par ces appareils peut être supérieure de 6°C à la température ambiante. Des précautions particulières devront être prises lorsque la température ambiante est supérieure à 32°C.

S9 VPAP ST – Indicazioni per l'uso

L'apparecchio S9 VPAP ST è indicato per la ventilazione non invasiva di pazienti di peso superiore a 13 kg affetti da insufficienza respiratoria o sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS).

L'S9 VPAP ST è indicato per l'uso ospedaliero e a domicilio.

S9 VPAP S – Indicazioni per l'uso

L'apparecchio S9 VPAP S è indicato per la ventilazione non invasiva di pazienti di peso superiore a 13 kg affetti da insufficienza respiratoria o sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS). L'S9 VPAP S è indicato per l'uso ospedaliero e a domicilio.

S9 AutoSet CS – Indicazioni per l'uso

L'S9 AutoSet CS è indicato per il supporto ventilatorio non invasivo di pazienti di peso superiore a 30 kg affetti da apnee centrali e/o miste, respirazione periodica e respiro di Cheyne-Stokes, con o senza sindrome delle apnee del sonno (OSAS). L'S9 AutoSet CS è indicato per l'uso ospedaliero e a domicilio.

S9 Auto 25 – Indicazioni per l'uso

L'apparecchio S9 Auto 25 è indicato per il trattamento della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) in pazienti di peso superiore a 30 kg affetti. L'S9 Auto 25 è indicato per l'uso ospedaliero e a domicilio.

Controindicazioni

La terapia a pressione positiva alle vie respiratorie può essere controindicata nei pazienti che presentano i seguenti disturbi:

- grave patologia polmonare bollosa;
- pneumotorace;
- pressione sanguigna patologicamente bassa;
- disidratazione;
- fuoriuscita di fluido cerebrospinale, recente operazione chirurgica alla testa, o trauma cranico.

Effetti collaterali

Il paziente dovrà segnalare al medico che ha prescritto il trattamento l'eventuale verificarsi d'inusuali dolori al torace, forti mal di testa o aumento dell'affanno. In caso di infezioni acute delle vie respiratorie superiori può essere necessario interrompere temporaneamente il trattamento.

Nel corso del trattamento tramite questi apparecchi possono insorgere i seguenti effetti collaterali:

- secchezza del naso, della bocca o della gola;
- epistassi;

- gonfiore allo stomaco;
- disturbi all'orecchio o ai seni paranasali;
- irritazioni oculari;
- irritazioni cutanee.

Maschere e umidificatori

L'elenco delle maschere e degli umidificatori consigliati è disponibile sul sito www.resmed.com sotto Products (prodotti) e di lì alla voce Service & Support (assistenza e supporto). Per informazioni su come usare la maschera o l'umidificatore, vedere il manuale in dotazione con tali dispositivi.

Installazione

Si rimanda all'illustrazione A.

1. Connettere lo spinotto DC dell'alimentatore elettrico al retro dell'apparecchio.
2. Connettere il cavo d'alimentazione all'alimentatore elettrico.
3. Inserire l'altra estremità del cavo d'alimentazione in una presa di corrente.
4. Inserire bene un'estremità del circuito respiratorio nella presa d'uscita dell'aria.
5. Connettere la maschera assemblata all'estremità libera del circuito respiratorio.

Pannello di controllo

Si rimanda all'illustrazione B.





Il pannello di controllo dell'apparecchio include i seguenti elementi:

1. Pulsante di Avvio/Stop: Avvia o interrompe il trattamento
2. Menu iniziale (Home)
3. Display a cristalli liquidi
4. Menu Info: Consente di visualizzare le statistiche del sonno
5. Menu Config: Consente di effettuare modifiche alle impostazioni
6. Selettore a pulsante: Ruotare il selettore permette di scorrere i menu e modificare le impostazioni.
Premere il selettore consente di entrare in un menu e confermare la propria scelta.



Orientarsi tra i menu

Si rimanda all'illustrazione C.

In linea generale per spostarsi tra i menu occorre:

1. Ruotare  fino a che il parametro richiesto viene visualizzato in blu.
2. Premere . La selezione viene evidenziata in arancione.
3. Ruotare  fino ad avere localizzato l'impostazione desiderata.
4. Premere  per confermare la scelta. Lo schermo ridiventerà blu.

Per cominciare

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia connesso alla rete elettrica.
2. Regolare se necessario la durata della rampa.
3. Indossare la maschera come descritto nella sua guida per l'utente.
4. Per avviare la terapia, semplicemente respirare nella maschera e/o premere .
5. Sdraiarsi e sistemare il circuito respiratorio in modo che sia libero di muoversi se ci si rigira durante il sonno.
6. Per interrompere in qualsiasi momento il trattamento, togliersi la maschera e/o premere .

Note:

- *Se il medico ha abilitato la funzione SmartStart, l'apparecchio entra automaticamente in funzione non appena si respira nella maschera, e smette di funzionare non appena la maschera viene tolta.*
- *Se l'alimentazione elettrica cessa nel corso del trattamento, l'apparecchio riattiva automaticamente la terapia non appena la corrente viene ripristinata.*

Pulizia e manutenzione

Operazioni quotidiane:

Staccare il circuito respiratorio facendo presa sugli incavi per le dita sul manicotto. Appendere in luogo pulito e asciutto fino all'uso successivo.

Operazioni settimanali:

1. Staccare il circuito respiratorio dall'apparecchio S9 e dalla maschera.
2. Lavare il circuito respiratorio in acqua tiepida usando un detergente delicato.
3. Sciacquare bene ed appendere ad asciugare.
4. Prima dell'uso successivo, ricollegare il circuito respiratorio alla presa di uscita dell'aria e alla maschera.

Operazioni mensili:

1. Strofinare la superficie esterna dell'apparecchio con un panno umido e un detergente delicato.
2. Verificare che il filtro dell'aria non sia forato od ostruito da sporcizia o polvere.

Sostituzione del filtro dell'aria:

Sostituire il filtro dell'aria ogni sei mesi (o più spesso se necessario).

1. Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria situato sul retro dell'apparecchio S9.
2. Staccare e gettare il vecchio filtro.
3. Inserire un nuovo filtro dell'aria ResMed assicurandosi che poggia piatto nel coperchio del filtro dell'aria.
4. Rimettere il coperchio del filtro dell'aria.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, provare ad applicare i suggerimenti che seguono. Se i problemi dovessero persistere, interpellare il proprio fornitore o ResMed. Non tentare di aprire questi apparecchi.

Problema/Possibile causa

Soluzione

Il display non visualizza nulla

L'apparecchio non è collegato a una fonte d'energia elettrica.

Assicurarsi che il cavo d'alimentazione sia collegato e che l'interruttore di attivazione della presa (se ve n'è uno) sia acceso.

Lo spinotto DC è inserito solo parzialmente nel retro dell'apparecchio o è stato inserito in maniera non abbastanza decisa.

Inserire fino in fondo lo spinotto DC.

L'apparecchio eroga una quantità d'aria insufficiente

Si sta facendo uso della rampa.

Attendere che la pressione abbia il tempo di salire, o modificare la durata della rampa.

Il filtro dell'aria è sporco.

Sostituire il filtro.

Il circuito respiratorio non è inserito correttamente.

Verificare il circuito respiratorio.

Il tubo dell'aria è ostruito, attorcigliato o forato.

Sbloccare o distendere il tubo. Verificare che esso non sia forato.

La maschera e il copricapo non sono posizionati correttamente.

Sistemare meglio la maschera e il copricapo.

È stato selezionato un circuito respiratorio scorretto.

Se si sta utilizzando il circuito respiratorio SlimLine, standard o di 3 m di lunghezza, assicurarsi di avere selezionato l'opzione corretta nel menu.

L'apparecchio non si avvia quando si respira all'interno della maschera

La respirazione non è abbastanza profonda per far scattare lo SmartStart/Stop.

Inspirare ed espirare profondamente attraverso la maschera.

Problema/Possibile causa

Si è verificata una perdita d'aria eccessiva.

Nota: Se l'allarme perdite è abilitato, l'apparecchio emette un segnale acustico e visualizza un messaggio indicante la presenza di forti perdite d'aria.

Lo SmartStart/Stop è disattivato.

Nota: La funzione SmartStart/Stop non è disponibile quando l'allarme perdite è abilitato.

Soluzione

Sistemare meglio la maschera e il copricapo.

Il circuito respiratorio non è inserito correttamente.

Collegare in maniera ben salda entrambe le estremità del circuito.

Abilitare lo SmartStart/Stop.

L'apparecchio non s'arresta quando ci si toglie la maschera

Lo SmartStart/Stop è disattivato.

Abilitare lo SmartStart/Stop.

Nota: La funzione SmartStart/Stop non è disponibile quando l'allarme perdite è abilitato.

La funzione SmartStart/Stop è abilitata ma l'apparecchio non s'arresta automaticamente non appena la maschera viene tolta

Si sta facendo uso di una maschera non compatibile.

Utilizzare esclusivamente le apparecchiature consigliate da ResMed.

Il paziente fa uso di cuscinetti nasali o di una maschera pediatrica con una pressione d'impostazione inferiore a 7 cm H₂O.

Disattivare il dispositivo SmartStart/Stop.

La pressione sale in maniera anomala

L'utente parla, tossisce o respira in modo insolito.

Evitare di parlare mentre si indossa una maschera nasale e cercare di respirare nel modo più normale possibile.

Il cuscinetto della maschera vibra a contatto con la pelle.

Sistemare meglio il copricapo.

Il cuscinetto è posizionato in maniera errata e causa eccessive perdite d'aria.

Sistemare meglio il copricapo o reinserire il cuscinetto.

Problema/Possibile causa**Soluzione**

Compare il seguente messaggio di errore: Temp. troppo elevata, consultare il manuale per l'utente

L'apparecchio è stato lasciato in un ambiente caldo.

Lasciarlo raffreddare prima di utilizzarlo nuovamente. Staccare il cavo d'alimentazione e inserirlo di nuovo per riavviare l'apparecchio.

Il filtro dell'aria è ostruito.

Sostituire il filtro dell'aria. Staccare il cavo d'alimentazione e inserirlo di nuovo per riavviare l'apparecchio.

Il circuito respiratorio è ostruito.

Ispezionare il circuito respiratorio e rimuovere eventuali ostruzioni. Staccare il cavo d'alimentazione e inserirlo di nuovo per riavviare l'apparecchio.

L'umidificatore è impostato su un valore troppo elevato, e ciò ha causato un accumulo d'acqua nel circuito respiratorio.

Abbassare l'impostazione dell'umidificatore e svuotare l'acqua dal circuito.

Compare il seguente messaggio di errore: Controlla l'alim. ResMed e connettilo correttamente

La spina CC è inserita solo parzialmente nel retro dell'apparecchio o è stata inserita in maniera non abbastanza decisa.

Inserire fino in fondo la spina CC.

È stato connesso all'apparecchio un alimentatore elettrico non prodotto da ResMed.

Rimuovere l'alimentatore elettrico e sostituirlo con un alimentatore elettrico ResMed.

L'alimentatore elettrico è coperto da lenzuola o coperte.

Assicurarsi che lenzuola, coperte, indumenti o altri oggetti non coprano l'alimentatore elettrico.

Compare il seguente messaggio di errore: Circuito ostruito, verificare il circuito

Il circuito respiratorio è ostruito.

Ispezionare il circuito respiratorio e rimuovere eventuali ostruzioni. Staccare il cavo d'alimentazione e inserirlo di nuovo per riavviare l'apparecchio.

Problema/Possibile causa

Soluzione

Comparire il seguente messaggio di errore: Alte perdite, verificare configurazione e connessioni

Vi sono perdite d'aria eccessive.

Systemare meglio la maschera e il copricapo.
Il circuito respiratorio non è inserito correttamente.
Collegare in maniera ben salda entrambe le estremità del circuito.

Il seguente messaggio d'errore compare sul display dopo un tentativo di aggiornare le impostazioni o copiare dati su una scheda SD: Errore scheda. Rimuovere scheda SD e rivolgersi al fornitore di servizi

La scheda SD non è inserita correttamente.

Assicurarsi che la scheda SD sia inserita correttamente.

La scheda SD potrebbe essere stata rimossa prima che sia trascorso il tempo necessario per il trasferimento delle impostazioni sull'apparecchio.

Inserire nuovamente la scheda SD e attendere che sul display sia comparsa la pagina iniziale o il messaggio "Dati aggiornati. Premere qualsiasi tasto".

Nota: Questo messaggio compare una sola volta. Se si reinsertisce la scheda SD dopo avere aggiornato le impostazioni, esso non sarà visualizzato nuovamente.

Il seguente messaggio NON compare sul display dopo che si è tentato di aggiornare le impostazioni tramite una scheda SD: Dati aggiornati. Premere qualsiasi tasto

L'aggiornamento delle impostazioni è fallito.

Contattare immediatamente il proprio medico o fornitore di servizi.

Scheda SD

La dotazione comprende una scheda SD che consente di raccogliere i dati terapeutici dell'apparecchio e ricevere dal medico gli aggiornamenti alle impostazioni. Quando viene chiesto di farlo, staccare l'apparecchio dalla rete elettrica, rimuovere la scheda SD, inserirla nella sua busta protettiva e inviarla al proprio medico. Per istruzioni sulla rimozione e l'inserimento della scheda SD, vedere la busta protettiva per scheda SD S9 in dotazione con l'apparecchio. Si prega di conservare la busta protettiva della scheda SD S9 onde poterne fare uso in futuro.

Specifiche tecniche

Gamma della pressione operativa	Da 4 a 20 cm H ₂ O (CPAP); da 4 a 25 cm H ₂ O (VAuto, ASV); da 2 a 25 cm H ₂ O (S, ST)
Pressione massima continua in caso di guasto singolo	30 cm H ₂ O (CPAP) – se la pressione viene superata per > 6 sec; 40 cm H ₂ O (VPAP) – se la pressione viene superata per > 1 sec
Tolleranza della misurazione della pressione	± 0,5 cm H ₂ O ± 4% della misura rilevata
Tolleranza della misurazione del flusso	Valore maggiore tra ± 6 L/min o 10% della lettura
Valore doppio dichiarato delle emissioni acustiche secondo la norma ISO 4871:	
Livello di pressione acustica	24 dBA, misurato secondo la norma ISO 17510-1:2002 26 dBA con incertezza di 2 dBA; misura eseguita secondo la norma EN ISO 17510-1:2009
Livello di potenza acustica	34 dBA con incertezza di 2 dBA; misura eseguita secondo la norma EN ISO 17510-1:2009
Dimensioni nominali (L x W x H)	153 mm x 140 mm x 86 mm
Peso	835 g
Alimentatore elettrico da 90 W	Gamma di potenza d'ingresso 100–240 V, 50–60 Hz, Nominale per l'uso in aereo 110 V, 400 Hz Consumo tipico di corrente 70 W (80 VA) Consumo massimo di corrente 110 W (120 VA)
Alimentatore elettrico da 30 W	Gamma di potenza d'ingresso 100–240 V, 50–60 Hz, Nominale per l'uso in aereo 110 V, 400 Hz Consumo tipico di corrente 20 W (30 VA) Consumo massimo di corrente 36 W (75 VA)
Convertitore DC/DC 90 W	Ingressi nominali 12 V, 24 V Consumo tipico di corrente 70 W (80 VA) Consumo massimo di corrente 110 W (120 VA)
Temperatura d'esercizio	tra 5 e 35°C
Umidità d'esercizio	10–95% non condensante
Altitudine d'esercizio	Tra il livello del mare e 2591 m



















Temperatura di conservazione e trasporto	tra -20 e +60°C
Umidità di conservazione e trasporto	10–95% non condensante
Fabbricazione dell'involucro	Materiale termoplastico ignifugo
Ossigeno supplementare	Flusso d'ossigeno supplementare massimo consigliato: 4 L/min (modalità VAuto o ASV); 15 L/min (modalità S, ST o T)
Filtro dell'aria ipoallergenico	Fibre di acrilico e polipropilene a cellule aperte su di un supporto in polipropilene
Filtro dell'aria standard	Fibre di poliestere
Circuito respiratorio SlimLine™	Plastica flessibile, 1,8 m, diametro interno 15 mm
Circuito respiratorio standard	Plastica flessibile, 2 m, diametro interno 19 mm
Circuito respiratorio riscaldato ClimateLine	Plastica flessibile e componenti elettrici, 2 m, diametro interno 15 mm
Circuito respiratorio riscaldato ClimateLine ^{MAX}	Plastica flessibile e componenti elettrici, 1,9 m, diametro interno 19 mm
Uscita dell'aria	L'uscita conica da 22 mm è conforme allo standard ISO 5356-1
Compatibilità elettromagnetica	Il prodotto è conforme a tutti i pertinenti requisiti di compatibilità elettromagnetica disposti dalla norma CEI60601-1-2 per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera. Informazioni su emissioni e immunità elettromagnetica per questi apparecchi ResMed si trovano sul sito www.resmed.com , sotto Products (prodotti) alla voce Service and Support (assistenza e supporto). Fare clic sul file PDF nella propria lingua.
Uso in aeroplano	Le apparecchiature elettromedicali portatili conformi ai requisiti della norma RTCA/DO-160F della FAA (Federal Aviation Administration) possono essere utilizzate durante tutte le fasi dei viaggi aerei senza necessità di ulteriore collaudo o approvazione da parte della compagnia aerea. ResMed conferma che gli apparecchi S9 sono conformi ai requisiti della norma RTCA/DO-160F.
Classificazioni CEI 60601-1	Classe II (doppio isolamento), Tipo BF

Note:

- Il fabbricante si riserva il diritto di modificare queste specifiche senza preavviso.
- Le impostazioni di temperatura e umidità relativa mostrate per il Climate Control non sono valori misurati.
- Consultare il medico o fornitore di servizi prima di usare il circuito respiratorio SlimLine o ClimateLine con apparecchi diversi dall'S9 o dall'H5i.

Simboli

Sull'apparecchio S9, l'alimentatore elettrico, il circuito respiratorio o la confezione possono comparire i seguenti simboli:

-  Precauzione;  Leggere le istruzioni prima dell'uso;  A prova di gocciolamento;
-  Non a prova di gocciolamento;  Dispositivo di tipo BF;  Dispositivo di Classe II;
-  Avvio/Stop;  Fabbricante;  Direttiva europea RoHS;  Numero di lotto;
-  Codice prodotto;  Numero seriale;  Corrente continua;  Blocco/sblocco;
-  Rimuove la vasca per riempire;  Logo del controllo dell'inquinamento per la Cina 1;
-  Logo del controllo dell'inquinamento per la Cina 2;  **Informazioni ambientali**

La RAEE 2002/96/CE è una direttiva europea che definisce l'obbligo del corretto smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questi apparecchi vanno smaltiti separatamente, e non insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Per smaltire l'apparecchio bisogna servirsi degli appositi sistemi di raccolta, riuso e riciclo disponibili nel proprio Paese. L'uso di questi sistemi di raccolta, riuso e riciclo ha lo scopo di ridurre la pressione sulle risorse naturali e impedire a sostanze nocive di danneggiare l'ambiente.

Per informazioni su questi sistemi, si prega di contattare l'ente preposto allo smaltimento dei rifiuti cui si fa capo. Il simbolo del cestino barrato invita a fare uso di questi sistemi di smaltimento. Per informazioni sulla raccolta e sullo smaltimento del proprio apparecchio ResMed si prega di contattare la sede o il distributore locale ResMed più vicini, oppure visitare il sito www.resmed.com/environment.

Manutenzione

L'apparecchio è realizzato al fine di operare in maniera sicura e affidabile purché lo si utilizzi secondo le istruzioni fornite da ResMed. ResMed raccomanda che l'apparecchio venga ispezionato e sottoposto a manutenzione da parte di un centro di assistenza autorizzato ResMed in presenza di segni di usura o preoccupazioni sul suo buon funzionamento. Negli altri casi la manutenzione e ispezione degli apparecchi non sono richieste di norma durante i primi cinque anni dalla loro fabbricazione.

Garanzia Limitata

ResMed Ltd (di seguito semplicemente 'ResMed') garantisce il prodotto da difetti dei materiali o di fabbricazione per il periodo sotto indicato a partire dalla data di acquisto.

Prodotto	Periodo di garanzia
<ul style="list-style-type: none">• Maschere (compresi telaio, cuscinetto, copricapo e circuito) – a eccezione dei dispositivi monouso• Accessori – a eccezione dei dispositivi monouso• Sensori ossimetrici da dito del tipo flessibile• Vasche dell'acqua per umidificatori	90 giorni
<ul style="list-style-type: none">• Batterie per l'uso in alimentatori a batteria ResMed interni o esterni	6 mesi
<ul style="list-style-type: none">• Sensori ossimetrici da dito del tipo a clip• Moduli dati per apparecchi CPAP e bilevel• Saturimetri e adattatori per saturimetri di apparecchi CPAP e bilevel• Umidificatori e camere dell'acqua per umidificatori di cui è possibile la pulizia• Apparecchi di controllo della titolazione	1 anno
<ul style="list-style-type: none">• Apparecchi CPAP, bilevel e di ventilazione (compresi gli alimentatori elettrici esterni)• Accessori per batterie• Dispositivi di screening/diagnostica portatili	2 anni

La garanzia è disponibile solo per il consumatore iniziale. Essa non è trasferibile.

Se il prodotto dovesse risultare difettoso in condizioni d'uso normale, ResMed provvederà a riparare o sostituire, a sua discrezione, il prodotto difettoso o i suoi componenti.

Questa Garanzia Limitata non comprende: a) danni causati da uso improprio, abuso, manomissione o alterazione del prodotto; b) riparazioni effettuate da tecnici non espressamente autorizzati da ResMed a compiere tali riparazioni; c) danni o contaminazione causati da fumo di sigaretta, pipa, sigaro o altra fonte; e d) danni causati dal versamento di acqua sopra o all'interno di un dispositivo elettronico.

La garanzia non si applica a prodotti venduti, o rivenduti, fuori della regione in cui sono stati originariamente acquistati.

La garanzia in caso di difetti del prodotto può essere fatta valere solo dall'acquirente originale, riportando il prodotto al luogo d'acquisto.

Questa garanzia sostituisce qualsiasi altra assicurazione, implicita o esplicita, ivi comprese le assicurazioni implicite di commerciabilità e idoneità a un dato scopo. Alcuni stati o regioni non consentono di fissare limitazioni temporali alle garanzie implicite, e la limitazione di cui sopra potrebbe

pertanto non essere applicabile nel vostro caso.

ResMed non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia danno collaterale o indiretto dovuto alla vendita, all'installazione o all'uso di uno dei suoi prodotti. Alcuni stati o regioni non consentono di fissare limitazioni o esclusioni in materia di danni collaterali o indiretti, e la limitazione di cui sopra potrebbe pertanto non essere applicabile nel vostro caso.

Questa garanzia conferisce all'acquirente diritti legali specifici, oltre a quelli eventualmente previsti dalle singole giurisdizioni. Per ulteriori informazioni sui diritti previsti dalla garanzia, rivolgersi alla sede o al rivenditore ResMed più vicini.



AVVERTENZE

- Leggere interamente il manuale prima di utilizzare questi apparecchi.
- Usare gli apparecchi esclusivamente in base alle indicazioni per l'uso contenute nel presente manuale.
- Usare gli apparecchi esclusivamente come illustrato dal personale medico.
- Interrompere l'uso e rivolgersi al proprio centro d'assistenza ResMed se si riscontrano inspiegabili anomalie nel funzionamento dell'apparecchio, se esso emette suoni o rumori inusuali, se l'apparecchio o l'alimentatore elettrico viene lasciato cadere o è stato maneggiato in modo improprio, se si sono verificate infiltrazioni d'acqua nell'involucro dell'apparecchio, o se l'involucro stesso risulta danneggiato.
- Non aprire l'S9. L'apparecchio non contiene parti la cui manutenzione e riparazione possano essere effettuate dall'utente. Le riparazioni e la manutenzione devono essere eseguite da personale autorizzato ResMed.
- Pericolo di folgorazione. Non immergere in acqua l'apparecchio S9, l'alimentatore elettrico o il cavo di alimentazione. Prima di procedere alla pulizia, staccare sempre la spina della corrente e accertarsi che l'apparecchio sia bene asciutto prima di reinserirla.
- Per la pulizia dell'S9 o del circuito respiratorio è sconsigliato l'uso di soluzioni a base di candeggina, cloro, alcool o aromi, come pure di oli profumati o di saponi idratanti o antibatterici. Tali soluzioni possono causare danni ai prodotti e ridurne la durata.
- Seguire ogni precauzione nell'uso dell'ossigeno supplementare.
- Pericolo di esplosione – non utilizzare in prossimità di anestetici infiammabili.
- Utilizzare esclusivamente alimentatori elettrici ResMed da 90 o 30 W. Utilizzare l'alimentatore elettrico da 90 W per alimentare il sistema quando esso comprende apparecchio, umidificatore H5i, ClimateLine, ClimateLine^{MAX}, convertitore DC/DC e alimentatore a batterie Power Station II. L'alimentatore elettrico da 30 W è indicato per l'uso con il solo apparecchio ed è consigliato quando si viaggia.
- Assicurarsi che il cavo d'alimentazione e la spina siano in buone condizioni e che l'apparecchiatura

non sia danneggiata.

- Tenere il cavo d'alimentazione lontano da superfici calde.
 - Non lasciar cadere o inserire alcun oggetto nelle aperture o nel circuito.
 - Non lasciare lunghi segmenti di tubo all'estremità del letto in quanto potrebbero attorcigliarvi attorno alla testa o al collo durante il sonno.
 - Le indicazioni contenute in questo manuale non hanno la precedenza sulle istruzioni impartite dal medico che ha prescritto il trattamento.
 - Non utilizzare l'S9 in presenza di evidenti difetti esterni o in caso d'inspiegabili anomalie nel suo funzionamento.
 - Gli apparecchi vanno utilizzati solo con circuiti respiratori e accessori realizzati da ResMed. L'utilizzo di circuiti o accessori di tipo diverso può alterare gli effettivi valori della pressione somministrata, riducendo l'efficacia del trattamento.
 - L'ostruzione del circuito e/o dell'ingresso dell'aria dell'S9 durante il funzionamento può comportare il surriscaldamento dell'apparecchio.
 - Se il medico ha chiesto di usare la scheda SD per l'aggiornamento delle impostazioni dell'apparecchio e non è comparso il messaggio "Dati aggiornati", contattare immediatamente il medico.
 - Il paziente non deve collegare un dispositivo alla presa di connessione del modulo a meno che non abbia ricevuto istruzioni in questo senso dal medico o dal personale di assistenza. La presa di connessione del modulo è compatibile per il collegamento solo con prodotti ResMed. Il collegamento di dispositivi diversi può causare infortuni all'utente o danni all'apparecchio S9.
 - Gli apparecchi S9 vanno utilizzati esclusivamente con le maschere e i connettori¹ consigliati da ResMed o da un medico o terapeuta della respirazione. La maschera va indossata solo quando l'apparecchio S9 è acceso. Una volta applicata la maschera, assicurarsi che l'apparecchio eroghi aria. Il foro o i fori per l'esalazione sulla maschera o sui connettori non devono mai essere ostruiti.
- Spiegazione:** L'S9 è concepito per essere utilizzato con speciali maschere o connettori dotati di fori per l'esalazione che permettono il flusso continuo dell'aria fuori dalla maschera. Quando l'apparecchio è acceso e funziona correttamente, il flusso da esso generato permette di espellere l'aria espirata attraverso tali fori. Tuttavia, quando l'apparecchio non è in funzione, il flusso d'aria fresca attraverso la maschera diventa insufficiente e può verificarsi la reinalazione dell'aria precedentemente espirata. L'inspirazione per più di qualche minuto dell'aria già espirata può, in alcuni casi, causare il soffocamento. Questo vale per la maggioranza degli apparecchi S9.
- In caso d'interruzione della corrente² o guasto dell'apparecchio, togliere la maschera.
 - Gli apparecchi S9 possono essere impostati per erogare una pressione massima di 20 cm H₂O.

1. I fori possono essere incorporati nella maschera o nei connettori in prossimità di essa.

- Nell'improbabile evenienza di particolari tipi di guasto, la pressione può salire fino a 40 cm H₂O.
- È necessario chiudere l'ossigeno quando l'apparecchio non è in funzione. In caso contrario l'ossigeno non utilizzato potrebbe accumularsi all'interno dell'apparecchio e comportare un rischio di incendio.
 - L'ossigeno favorisce la combustione. Non utilizzare ossigeno mentre si fuma o in presenza di fiamme scoperte.
 - Se un danno al circuito respiratorio provoca fuoriuscite d'aria, cessare l'utilizzo del circuito.
 - Non lavare il circuito respiratorio in lavatrice o lavastoviglie.
 - L'estremità con il connettore elettrico del circuito respiratorio riscaldato è compatibile unicamente con la presa d'uscita dell'aria dell'H5i e non va collegata all'apparecchio o alla maschera.
 - Quando si utilizza il circuito SlimLine o ClimateLine con pressioni superiori a 20 cm H₂O, l'apparecchio potrebbe non essere in grado di assicurare prestazioni ottimali in presenza di un filtro antibatterico. Le prestazioni dell'apparecchio vanno verificate prima di prescrivere l'uso del circuito SlimLine o ClimateLine insieme a un filtro antibatterico.
 - Il circuito ClimateLine o ClimateLine^{MAX} è indicato esclusivamente per l'uso con l'umificatore H5i.



PRECAUZIONI

- Assicurarsi che l'apparecchio non sia collocato in una posizione dove possa venire urtato o dove qualcuno possa inciampare nel suo cavo d'alimentazione.
- Se l'apparecchio è collocato sul pavimento, assicurarsi che l'area non sia impolverata e che lenzuola, coperte, indumenti o altri oggetti non coprano l'alimentatore elettrico od ostruiscano l'ingresso dell'aria.
- Assicurarsi che l'area intorno all'apparecchio sia asciutta e pulita.
- Non appendere il circuito respiratorio alla luce solare diretta in quanto esso potrebbe indurirsi e con il passare del tempo incrinarsi.
- Non lavare il filtro dell'aria. Esso non è lavabile né riutilizzabile.
- Il coperchio del filtro dell'aria protegge l'apparecchio qualora vengano accidentalmente versati su di esso dei liquidi. Assicurarsi che il filtro dell'aria e il suo coperchio siano sempre installati.
- Alle basse pressioni, il flusso attraverso le aperture per l'esalazione della maschera può risultare insufficiente a liberare completamente il gas espirato dal circuito. In questo caso potrebbe verificarsi l'inspirazione di una piccola quantità di aria già espirata.
- La temperatura del flusso d'aria di respirazione prodotto da questi apparecchi può superare di fino a 6°C la temperatura ambiente. Si consiglia di agire con cautela se la temperatura ambiente dovesse risultare superiore a 32°C.

-
2. Durante le interruzioni della corrente parziali (tensione inferiore al valore nominale) o totali, le pressioni terapeutiche non vengono erogate. Una volta ristabilita la corrente il funzionamento riprenderà senza modifiche alle impostazioni.

Indicaciones para el uso del S9 VPAP ST

El S9 VPAP ST está indicado para suministrar ventilación no invasiva a pacientes que pesen más de 13 kg y que padezcan insuficiencia respiratoria o síndrome de apnea obstructiva del sueño (AOS).

El S9 VPAP ST está diseñado para uso doméstico y hospitalario.

Indicaciones para el uso del S9 VPAP S

El S9 VPAP S está indicado para suministrar ventilación no invasiva a pacientes que pesen más de 13 kg y que padezcan insuficiencia respiratoria o síndrome de apnea obstructiva del sueño (AOS).

El S9 VPAP S está diseñado para uso doméstico y hospitalario.

Indicaciones para el uso del S9 AutoSet CS

El S9 AutoSet CS está indicado para suministrar ventilación de soporte no invasiva a pacientes que pesen más de 30 kg y que padezcan apnea central y/o mixta, respiración periódica y respiración de Cheyne-Stokes, con o sin apnea obstructiva del sueño (AOS). El S9 AutoSet CS está indicado para uso doméstico y hospitalario.

Indicaciones para el uso del S9 Auto 25

El S9 Auto 25 está indicado para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS) en pacientes que pesan más de 30 kg. El S9 Auto 25 está indicado para uso doméstico y hospitalario.

Contraindicaciones

El tratamiento con presión positiva en las vías respiratorias puede estar contraindicado en algunos pacientes que presenten las siguientes afecciones previas:

- enfermedad pulmonar bullosa grave
- neumotórax
- presión arterial patológicamente baja
- deshidratación
- fuga de líquido cefalorraquídeo, cirugía o traumatismo craneanos recientes.

Efectos secundarios

Los pacientes deben informar a su médico acerca de todo dolor inusual en el pecho, un dolor de cabeza severo o un aumento en su dificultad para respirar. Una infección aguda en las vías respiratorias superiores puede requerir la suspensión temporal del tratamiento.

Pueden surgir los efectos secundarios siguientes durante el tratamiento con estos dispositivos:

- sequedad de la nariz, boca o garganta
- epistaxis
- hinchazón por tragar aire

- molestias sinusales o del oído
- irritación ocular
- erupciones cutáneas.

Mascarillas y humidificadores

Se puede obtener una lista de mascarillas y humidificadores recomendados en www.resmed.com, en la página Productos, en la sección Servicio y soporte. Para más información sobre el uso de la mascarilla o del humidificador, consulte el manual suministrado con la mascarilla o con el humidificador.

Configuración

Consulte la ilustración A.

1. Conecte el enchufe de CC de la unidad de alimentación eléctrica a la parte trasera del dispositivo.
2. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.
3. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a una toma de corriente.
4. Conecte firmemente uno de los extremos del tubo de aire a la salida de aire de la unidad.
5. Conecte el sistema de mascarilla al extremo libre del tubo de aire.

Panel de control

Consulte la ilustración B.





El panel de control de su dispositivo incluye lo siguiente:

1. Botón de inicio/detención: inicia o detiene el tratamiento
2. Menú de inicio
3. Visor
4. Menú de información: le permite ver los datos estadísticos de su sueño
5. Menú de instalación: le permite cambiar parámetros
6. Botón de selección: al girar el botón podrá desplazarse por el menú y cambiar parámetros. Si pulsa el botón puede acceder a un menú y confirmar una selección.



Navegar por los menús

Consulte la ilustración C.

En general, para navegar por los menús:

1. Gire  hasta que el parámetro que usted necesite aparezca en azul.
2. Pulse . La selección queda resaltada en naranja.
3. Gire  hasta que vea el parámetro que necesite.
4. Pulse  para confirmar su selección. La pantalla vuelve a ponerse azul.

Cómo comenzar

1. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la alimentación eléctrica.
2. De ser necesario, ajuste el tiempo de rampa.
3. Ajuste la mascarilla como se describe en la guía del usuario de la mascarilla.
4. Para iniciar el tratamiento, simplemente respire en la mascarilla y/o pulse .
5. Acuéstese y acomódese el tubo de aire de forma que pueda moverse libremente si se da la vuelta mientras duerme.
6. Para detener el tratamiento en cualquier momento, quítese la mascarilla y/o pulse .

Notas:

- *Si el médico ha habilitado SmartStart, su dispositivo se iniciará automáticamente cuando respire en la mascarilla y se detendrá automáticamente cuando se quite la mascarilla.*
- *Si se interrumpe el suministro eléctrico durante el tratamiento, el dispositivo reanuda automáticamente el tratamiento cuando se restablezca el suministro.*

Limpieza y mantenimiento

Diariamente:

Retire el tubo de aire tirando del agarradero en el mango. Cuélguelo en un lugar limpio y seco hasta el próximo uso.

Semanalmente:

1. Separe el tubo de aire del dispositivo S9 y de la mascarilla.
2. Lave el tubo de aire en agua tibia con un detergente suave.
3. Enjuáguelo bien, cuélguelo y déjelo secar.
4. Antes del próximo uso, reconecte el tubo de aire a la salida de aire y a la mascarilla.

Mensualmente:

1. Limpie el exterior del dispositivo con un paño húmedo y un detergente suave.
2. Compruebe que el filtro de aire no tenga agujeros ni esté obstruido con suciedad o polvo.

Cambio del filtro de aire:

Cambie el filtro de aire cada seis meses (o más a menudo de ser necesario).

1. Retire la cubierta del filtro de aire de la parte trasera del dispositivo S9.
2. Retire y deseche el filtro de aire usado.
3. Introduzca un nuevo filtro de aire ResMed y asegúrese de que queda a ras de su cubierta.
4. Vuelva a colocar la cubierta del filtro de aire.

Solución de problemas

Si hay un problema, intente las siguientes sugerencias. Si el problema no puede ser resuelto, póngase en contacto con el abastecedor de su equipo o con ResMed. No intente abrir estos dispositivos.

Problema/Causa posible	Solución
No se ve nada en la pantalla	
La fuente de alimentación no está conectada.	Verifique que el cable de alimentación esté conectado y que el interruptor de la toma de corriente (en caso de haberlo) esté encendido.
El enchufe de CC está parcialmente insertado en la parte trasera del dispositivo o se insertó demasiado despacio.	Introduzca del todo el enchufe de CC.
El dispositivo no proporciona aire suficiente	
Está utilizando un tiempo de rampa.	Espera a que la presión del aire aumente o modifique el tiempo de rampa.
El filtro de aire está sucio.	Cambie el filtro de aire.
El tubo de aire no está conectado correctamente.	Revise el tubo de aire.
El tubo de aire está obstruido, torcido o perforado.	Desobstruya o libere el tubo de aire. Verifique que el tubo de aire no esté perforado.
La mascarilla y el arnés no están colocados correctamente.	Ajuste la posición de la mascarilla y del arnés.
Se seleccionó el tubo de aire incorrecto.	Si utiliza el tubo de aire SlimLine, el Estándar o el de 3 m, compruebe que ha seleccionado el tubo de aire correcto a través del menú.
El dispositivo no se pone en marcha al respirar en la mascarilla	
La respiración no es lo suficientemente profunda para activar la función SmartStart/Stop.	Inhale y exhale profundamente por la mascarilla.
Hay una fuga excesiva.	Ajuste la posición de la mascarilla y del arnés.
Nota: Si la Alerta de Fuga está habilitada, se activará una alerta sonora y aparecerá un mensaje de fuga grave.	El tubo de aire no está conectado correctamente. Conéctelo firmemente en ambos extremos.

Problema/Causa posible

La función SmartStart/Stop está inhabilitada.

Nota: La función SmartStart/Stop no está disponible si la Alerta de Fuga está habilitada.

Solución

Habilite la función SmartStart/Stop.

El dispositivo no se detiene al quitarse la mascarilla

La función SmartStart/Stop está inhabilitada.

Nota: La función SmartStart/Stop no está disponible si la Alerta de Fuga está habilitada.

Habilite la función SmartStart/Stop.

La función SmartStart/Stop está habilitada pero el dispositivo no se detiene automáticamente al quitarse la mascarilla

Se está utilizando un sistema de mascarilla que no es compatible.

El paciente está usando una mascarilla de almohadillas nasales o una mascarilla infantil con una presión configurada inferior a 7 cm H₂O.

Utilice únicamente productos recomendados por ResMed.

Inhabilite SmartStart/Stop.

La presión asciende de forma inadecuada

Está hablando, tosiendo o respirando de forma inusual.

La almohadilla de la mascarilla vibra contra la piel.

La almohadilla está mal asentada y está provocando una fuga excesiva.

Evite hablar con una mascarilla nasal puesta y respire lo más normalmente que sea posible.

Ajuste el arnés.

Ajuste el arnés o vuelva a colocar la almohadilla.

Mensaje de error en pantalla: Fallo de temp alta, consulte el manual de usuario

Se ha dejado el dispositivo en un entorno caliente.

Deje que se enfríe antes de volver a utilizarlo. Desconecte el cable de alimentación y después vuelva a conectarlo para poner nuevamente en marcha el dispositivo.

Problema/Causa posible

El filtro de aire está obstruido.

El tubo de aire está obstruido.

Los parámetros del humidificador están demasiado altos, lo que resulta en una acumulación de agua en el tubo de aire.

Solución

Cambie el filtro de aire. Desconecte el cable de alimentación y después vuelva a conectarlo para poner nuevamente en marcha el dispositivo.

Verifique el estado del tubo de aire y quite las obstrucciones. Desconecte el cable de alimentación y después vuelva a conectarlo para poner nuevamente en marcha el dispositivo.

Reduzca el valor de los parámetros del humidificador y retire el agua del tubo de aire.

Mensaje de error en pantalla: Verif alimentación ResMed e introduzca del todo el conector

El enchufe de CC sólo está introducido parcialmente en la parte trasera del dispositivo o se ha introducido demasiado despacio.

Introduzca el enchufe de CC del todo.

Se ha conectado al dispositivo una fuente de alimentación que no es de ResMed.

Retire la fuente de alimentación y sustitúyala con una fuente de ResMed.

Hay ropa de cama cubriendo la fuente de alimentación.

Asegúrese de que no haya ropa de cama, prendas ni otros objetos cubriendo la fuente de alimentación.

Muestra el mensaje de error: Tubo bloqueado, revíselo

El tubo de aire está obstruido.

Exámínelo y retire toda obstrucción. Desconecte el cable de alimentación y luego vuelva a conectarlo para reiniciar el dispositivo.

Muestra el mensaje de error: Fuga grave, revise instalación del sistema y todas las conexiones

Hay una fuga excesiva.

Ajuste la posición de la mascarilla y del arnés.
El tubo de aire no está conectado correctamente.
Conéctelo firmemente en ambos extremos.

Problema/Causa posible

Solución

Después de intentar actualizar la configuración o copiar datos a la tarjeta SD, aparece el siguiente mensaje en el visor: Error en tarj, retire tarj SD y contacte con proveedor de servicios

La tarjeta SD no está correctamente introducida.

Asegúrese de que la tarjeta SD se haya introducido correctamente.

Puede que haya retirado la tarjeta SD antes de terminar de copiar la configuración al dispositivo.

Vuelva a introducir la tarjeta SD y espere a que aparezca en el visor la pantalla principal o el mensaje "Configuración actualizada, pulse cualquier tecla".

Nota: *este mensaje aparece sólo una vez. Si vuelve a introducir la tarjeta SD después de haber actualizado la configuración, el mensaje no volverá a aparecer.*

Al tratar de actualizar los parámetros por medio de una tarjeta SD, el siguiente mensaje NO aparece en el visor: Configuración actualizada, pulse cualquier tecla

Los parámetros no se actualizaron.

Póngase en contacto con el médico o proveedor de servicios inmediatamente.

Tarjeta SD

Se ha suministrado una tarjeta SD para recoger datos de tratamiento de su dispositivo y para recibir de su médico actualizaciones de la configuración. Cuando le sea indicado, desconecte el dispositivo de la toma de corriente, retire la tarjeta SD, introdúzcala en la carpeta protectora y envíesela al médico. Para más información sobre cómo retirar e insertar la tarjeta, consulte la carpeta protectora de la tarjeta SD del S9 que se suministra con el dispositivo. Guarde la carpeta protectora de la tarjeta SD del S9 para usarla más adelante.

Especificaciones técnicas

Rango de presión de funcionamiento

4 a 20 cm H₂O (CPAP); 4 a 25 cm H₂O (VAuto, ASV);
2 a 25 cm H₂O (S, ST)

Presión máxima de estado constante suministrada con una sola falla

30 cm H₂O (CPAP) – si se supera la presión durante > 6 s;
40 cm H₂O (VPAP) – si se supera la presión durante > 1 s

Tolerancia en la medición de presión

± 0,5 cm H₂O ± 4% de la lectura de medición

Tolerancia en la medición de flujo

± 6 l/min o 10% de la lectura, la que sea mayor

VALORES DE EMISIÓN DE RUIDO DE NÚMERO DOBLE DECLARADOS, conforme a ISO 4871:	
Nivel de presión acústica:	24 dBA según se midió conforme a ISO17510-1:2002 26 dBA con incertidumbre de 2 dBA según se midió conforme a EN ISO 17510-1:2009
Nivel de potencia sonora	34 dBA con incertidumbre de 2 dBA según se midió conforme a EN ISO 17510-1:2009
Dimensiones nominales (Largo x Ancho x Alto)	153 mm x 140 mm x 86 mm
Peso	835 g
Fuente de alimentación de 90 W	Rango de entrada 100–240 V, 50–60 Hz Nominal para su uso en aviones 110 V, 400 Hz Consumo de energía promedio 70 W (80 VA) Máximo consumo de energía 110 W (120 VA)
Fuente de alimentación de 30 W	Rango de entrada 100–240 V, 50–60 Hz Nominal para su uso en aviones 110 V, 400 Hz Consumo de energía promedio 20 W (30 VA) Máximo consumo de energía 36 W (75 VA)
Transformador CC/CC de 90 W	Entradas nominales 12 V, 24 V Típico consumo de energía 70 W (80 VA) Máximo consumo de energía 110 W (120 VA)
Temperatura de funcionamiento	+5 °C a +35 °C
Humedad de funcionamiento	10–95% sin condensación
Altitud para el funcionamiento:	Desde el nivel del mar hasta 2.591 m
Temperatura de almacenamiento y transporte	-20 °C a +60 °C
Humedad de almacenamiento y transporte	10–95% sin condensación
Construcción de la caja	Termoplástico de ingeniería ignífuga
Oxígeno suplementario	Máximo recomendado de flujo de oxígeno suplementario: 4 l/min (modos VAuto o ASV); 15 l/min (modos S, ST o T)
Filtro de aire hipoalérgico	Fibras de acrílico y polipropileno no entrelazadas con bolsa de polipropileno
Filtro de aire estándar	Fibra de poliéster






Tubo de aire SlimLine™	Plástico flexible, 1,8 m, 15 mm de diámetro interior
Tubo de aire estándar	Plástico flexible, 2 m, 19 mm de diámetro interior
Tubo de aire caliente ClimateLine	Plástico flexible y componentes eléctricos, 2 m, diámetro interior de 15 mm
Tubo de aire caliente ClimateLine ^{MAX}	Plástico flexible y componentes eléctricos, 1,9 m, diámetro interior de 19 mm
Salida de aire	La salida de aire cónica de 22 mm cumple con ISO 5356-1
Compatibilidad electromagnética	El producto cumple con todos los requisitos pertinentes en cuanto a compatibilidad electromagnética (CEM) de acuerdo con la CEI 60601-1-2 para entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. Puede encontrar información sobre la inmunidad y las emisiones electromagnéticas de estos dispositivos ResMed en www.resmed.com , en la página Productos, en la sección Servicio y soporte. Haga clic en el archivo PDF correspondiente a su idioma.
Uso en aviones	Los dispositivos médicos electrónicos y portátiles (M-PED por sus siglas en inglés) que cumplen los requisitos de RTCA/DO-160F de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) se pueden utilizar durante todas las fases del vuelo sin ninguna otra prueba ni aprobación por parte de la aerolínea. ResMed confirma que el S9 cumple los requisitos de RTCA/DO-160F.
Clasificación CEI 60601-1	Clase II (doble aislamiento), Tipo BF

Notas:

- *El fabricante se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones sin previo aviso.*
- *Los ajustes de temperatura y humedad relativa visualizados para Climate Control no son valores medidos.*
- *Consulte a su médico o proveedor de servicios antes de utilizar los tubos de aire SlimLine o ClimateLine con dispositivos que no sean el S9 o el H5i.*

Símbolos

Os símbolos que se seguem poderão aparecer no S9, na unidade de alimentação, na tubagem de ar ou na embalagem.

 Precaución;  Lea las instrucciones antes de utilizar el dispositivo;  A prueba de goteo;  No está a prueba de goteo;  Equipo de tipo BF;  Equipo clase II;  Inicio/detención;  Fabricante;  Directiva europea RoHS;  Número de lote;  Número de pieza;  Número de serie;  Corriente continua;  Cerrar/abrir;   Retirar cubeta para llenar;  Logotipo de control de contaminación de China 1;   Logotipo de control de contaminación de China 2;  **Información medioambiental**

La WEEE 2002/96/CE es una directiva europea que exige la correcta eliminación de equipos eléctricos y electrónicos. Estos dispositivos deberán ser eliminados por separado y no en la basura municipal sin clasificar. Para deshacerse de su equipo, debe hacer uso del sistema adecuado de recogida de basura, reutilización o reciclaje que haya disponible en su región. El uso de estos sistemas de recogida de basura, reutilización o reciclaje tienen por objeto reducir la presión sobre los recursos naturales e impedir que sustancias peligrosas dañen el medio ambiente.

Si necesita información sobre estos sistemas de eliminación, póngase en contacto con la contratista de gestión de residuos de su región. El símbolo de cubo de basura tachado le invita a usar estos otros sistemas de eliminación. Si necesita información para la recogida y eliminación de su dispositivo de ResMed, póngase en contacto con la oficina de ResMed más cercana o su distribuidor local, o visite la página www.resmed.com/environment.

Servicio de mantenimiento

El dispositivo tiene como finalidad proporcionar un funcionamiento seguro y fiable cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas por ResMed. ResMed recomienda que el dispositivo sea revisado y el mantenimiento del mismo realizado por un centro de mantenimiento autorizado de ResMed si observa alguna señal de desgaste o le preocupa algún aspecto del funcionamiento del dispositivo. Si no observa nada, por lo general no será necesario realizar operaciones de mantenimiento ni revisiones durante la vida útil de cinco años del dispositivo.

Garantía limitada

ResMed Ltd (a partir de ahora “ResMed”) garantiza que su producto no presentará defectos materiales ni de fabricación a partir de la fecha de compra durante el plazo especificado a continuación.

Producto	Plazo de la garantía
<ul style="list-style-type: none">• Sistemas de mascarilla (incluye armazón de la mascarilla, almohadilla, arnés y tubos); se excluyen los dispositivos desechables• Accesorios; se excluyen los dispositivos desechables• Sensores de pulso digital tipo flexible• Cubetas de agua de humidificador	90 días
<ul style="list-style-type: none">• Pilas para ser empleadas en sistemas de pilas internos y externos de ResMed	6 meses
<ul style="list-style-type: none">• Sensores de pulso digital tipo clip• Módulos de datos de dispositivos CPAP y binivel• Oxímetros y adaptadores de oxímetros de dispositivos binivel y CPAP• Humidificadores y cubetas de agua lavables de humidificador• Dispositivos de control de la valoración	1 año
<ul style="list-style-type: none">• Dispositivos CPAP, binivel y de ventilación (incluye las fuentes de alimentación externas)• Accesorios de pilas• Dispositivos portátiles de diagnóstico/chequeo	2 años

Esta garantía es sólo válida para el consumidor inicial. No es transferible.

Si el producto falla bajo condiciones de utilización normales, ResMed reparará o reemplazará, a opción suya, el producto defectuoso o cualquiera de sus componentes.

Esta garantía limitada no cubre: a) ningún daño causado como resultado de una utilización indebida, abuso, modificación o alteración del producto; b) reparaciones llevadas a cabo por cualquier organización de servicio que no haya sido expresamente autorizada por ResMed para efectuar dichas reparaciones; c) ningún daño ni contaminación debida a humo de cigarrillo, pipa, cigarro u otras fuentes de humo; y d) ningún daño causado por el derrame de agua sobre un dispositivo electrónico o en su interior.

La garantía queda anulada si el producto se vende o revende fuera de la región de compra original.

Las reclamaciones de garantía con respecto a productos defectuosos deben ser realizadas por el consumidor original en el punto de compra.

Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía expresa o implícita, incluida cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular. Algunas regiones o estados no permiten que se establezcan limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que lo

que precede no sea aplicable en su caso.

ResMed no se responsabilizará de ningún daño incidental o emergente que se reclame como resultado de la venta, instalación o uso de cualquier producto de ResMed. Algunas regiones o estados no permiten la exclusión ni limitación de daños incidentales o emergentes, por lo que es posible que lo que precede no sea aplicable en su caso.

Esta garantía le otorga derechos jurídicos específicos, y es posible que usted tenga otros derechos que pueden variar de una región a otra. Para más información sobre los derechos que le otorga esta garantía, póngase en contacto con el distribuidor de ResMed o con la oficina de ResMed locales.



ADVERTENCIAS

- Antes de usar estos dispositivos lea el presente manual en su totalidad.
- Utilice estos dispositivos únicamente para el fin indicado en este manual.
- Utilice estos dispositivos solo como le indique su médico o proveedor de asistencia sanitaria.
- Si nota algún cambio sin explicación en el funcionamiento de este dispositivo, si hace ruidos inusuales o discordantes, si el dispositivo o la unidad de alimentación sufren caídas o un mal tratamiento, si se derrama agua en el interior del dispositivo o si la carcasa está rota, interrumpa el uso y póngase en contacto con su centro de servicio técnico de ResMed.
- No abra el S9. En su interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. Las reparaciones y el mantenimiento deberán ser efectuados únicamente por un agente de servicio autorizado de ResMed.
- Peligro de electrocución. No sumerja en agua el dispositivo S9, ni la fuente ni el cable de alimentación. Desenchufe siempre el dispositivo antes de limpiarlo y asegúrese de que esté seco antes de enchufarlo de nuevo.
- No utilice blanqueadores, cloro, alcohol ni soluciones aromáticas, jabones humectantes ni antibacterianos ni aceites aromáticos para limpiar el S9 o el tubo de aire. Estas soluciones podrían dañar y reducir la vida útil de estos productos.
- Si se utiliza oxígeno suplementario, tome todas las precauciones.
- Peligro de explosión: no lo utilice en la cercanía de anestésicos inflamables.
- Utilice sólo unidades de alimentación de ResMed de 90 W o 30 W. Utilice la unidad de alimentación de 90 W para accionar el sistema compuesto por el dispositivo, H5i, ClimateLine, ClimateLine^{MAX}, transformador CC/CC y batería de la Estación Generadora II (Power Station II). La unidad de alimentación de 30 W está diseñada para accionar solamente el dispositivo, y se recomienda para viajar.
- Asegúrese de que el cable de alimentación y el enchufe estén en buenas condiciones y que el equipo no esté dañado.
- Mantenga el cable de conexión lejos de superficies calientes.

- No deje caer ni inserte ningún objeto en ninguno de los tubos ni de las aberturas.
 - No deje tramos largos del tubo de aire encima de la cabecera de su cama. Podrían enrollarse alrededor de la cabeza o el cuello mientras duerme.
 - Los consejos que se dan en este manual no deben sustituir las instrucciones dadas por su médico.
 - No utilice el S9 si presenta defectos externos obvios u ocurren cambios inexplicados en su funcionamiento.
 - Con estos dispositivos sólo deben usarse tubos de aire y accesorios de ResMed. Un tubo de aire o accesorio diferente podría modificar la presión real que recibe, lo cual reduciría la eficacia del tratamiento.
 - Si se obstruye el tubo y/o la entrada de aire del S9 mientras está funcionando, podría producirse un sobrecalentamiento del mismo.
 - Si el médico le ha indicado que use la tarjeta SD para actualizar la configuración de su equipo y no aparece el mensaje "Configuración actualizada", póngase en contacto con su médico inmediatamente.
 - El paciente no debe conectar ningún dispositivo al puerto para conectar módulos a menos que su médico o proveedor de asistencia sanitaria se lo indique. Los productos ResMed son los únicos productos que han sido diseñados para ser conectados al puerto para conectar módulos. La conexión de otros dispositivos puede provocar lesiones o daños al dispositivo S9.
 - Los dispositivos S9 deben utilizarse sólo con mascarillas (y conectores¹) recomendados por ResMed, o por un médico o terapeuta respiratorio. La mascarilla no debe usarse salvo que el S9 esté encendido. Una vez puesta la mascarilla, asegúrese de que el dispositivo esté emitiendo aire. El orificio u orificios de ventilación asociados con la mascarilla no se deben obstruir nunca.
- Explicación:** el S9 está indicado para ser utilizado con mascarillas (o conectores) especiales cuyos orificios de ventilación permiten un flujo continuo de aire hacia fuera de la mascarilla. Mientras el dispositivo esté encendido y funcionando correctamente, el aire fresco del dispositivo desplaza el aire espirado hacia fuera de la mascarilla a través de los orificios de ventilación. No obstante, cuando el equipo no está funcionando, no se suministrará suficiente aire fresco a través de la mascarilla y es posible que se vuelva a respirar aire exhalado. El volver a respirar aire exhalado durante varios minutos puede conducir en algunas circunstancias a la asfixia. Esto se aplica a la mayoría de los modelos de dispositivos S9.
- En el caso de una interrupción en el suministro de energía² o de malfuncionamiento del equipo,

1. Se pueden incorporar puertos en la mascarilla o en los conectores próximos a la mascarilla.

2. Durante un corte parcial en el suministro eléctrico (inferior al voltaje nominal mínimo) o un corte total, no se suministrarán las presiones del tratamiento. Cuando se restablece el suministro eléctrico, el funcionamiento vuelve a iniciarse sin alteración de las configuraciones.

quítese la mascarilla.

- Estos dispositivos S9 pueden configurarse para suministrar presiones de hasta 20 cm H₂O. En el caso improbable de que se produzcan determinados errores en el funcionamiento, este dispositivo puede suministrar presiones de hasta 40 cm H₂O.
- Cuando el dispositivo no esté funcionando, el flujo de oxígeno debe desconectarse para que el oxígeno no utilizado no se acumule dentro del dispositivo, lo que constituiría un riesgo de incendio.
- El oxígeno favorece la combustión. Por tanto no debe utilizarse mientras se está fumando o en presencia de una llama expuesta.
- Si hay daños presentes en el tubo que provocan una fuga de aire, no siga utilizando dicho tubo de aire.
- No lave el tubo de aire en la lavadora ni en el lavavajillas.
- El extremo del conector eléctrico del tubo de aire caliente solo es compatible con la salida de aire del H5i y no debe acoplarse al dispositivo ni a la mascarilla.
- Cuando se utiliza el SlimLine o el ClimateLine por encima de los 20 cm H₂O, puede que no se consiga el rendimiento óptimo del dispositivo si se utiliza con un filtro antibacteriano. Debe comprobarse el rendimiento del dispositivo antes de prescribir el SlimLine o el ClimateLine para su uso con un filtro antibacteriano.
- El ClimateLine y el ClimateLine^{MAX} están diseñados solo para su uso con el H5i.



PRECAUCIONES

- Tenga cuidado de no colocar el dispositivo en un lugar donde pueda chocarse contra algo o alguien o donde alguien pueda tropezarse con el cable de alimentación.
- Si coloca el dispositivo en el suelo, asegúrese de que no haya polvo en el área y que no haya prendas, ropa de cama u otros objetos que pudieran obstruir la entrada de aire o cubrir la fuente de alimentación.
- Compruebe que la zona alrededor del generador de aire esté limpia y seca.
- No cuelgue el tubo de aire a la luz solar directa, ya que puede endurecerse y agrietarse con el tiempo.
- No lave el filtro de aire. El filtro de aire no es lavable ni reutilizable.
- La cubierta del filtro de aire protege al dispositivo en caso de derrame accidental de líquidos. Asegúrese de que el filtro de aire y la cubierta del filtro estén instalados en todo momento.
- A bajas presiones, el flujo de aire a través de los puertos de exhalación de la mascarilla puede que no sea suficiente para eliminar todos los gases exhalados del tubo. Puede darse cierto grado de reinspiración.
- El flujo de aire a respirar generado por estos dispositivos puede llegar a estar hasta 6 °C por encima de la temperatura ambiente. Se deberá tener cuidado si la temperatura ambiente es superior a los 32 °C.

Indicações de utilização do S9 VPAP ST

O S9 VPAP ST destina-se a proporcionar ventilação não invasiva a pacientes com peso superior a 13 kg e com insuficiência respiratória ou apneia obstrutiva do sono (AOS). O S9 VPAP ST destina-se a ser utilizado em residências e hospitais.

Indicações de utilização do S9 VPAP S

O S9 VPAP S destina-se a proporcionar ventilação não invasiva a pacientes com peso superior a 13 kg e com insuficiência respiratória ou apneia obstrutiva do sono (AOS). O S9 VPAP S destina-se a ser utilizado em residências e hospitais.

Indicações de utilização do S9 AutoSet CS

O S9 AutoSet CS destina-se a proporcionar suporte ventilatório não invasivo a pacientes com peso superior a 30 kg que sofram de apneia central e/ou mista, respiração periódica e respiração Cheyne-Stokes, com ou sem apneia obstrutiva do sono (AOS). O S9 AutoSet CS destina-se a ser utilizado em residências e hospitais.

Indicações de utilização do S9 Auto 25

O S9 Auto 25 é indicado para o tratamento da apneia obstrutiva do sono (AOS) em pacientes com peso superior a 30 kg. O sistema S9 Auto 25 destina-se a ser utilizado em residências e hospitais.

Contra-indicações

A terapia por pressão positiva nas vias aéreas poderá ser contra-indicada em certos pacientes que sofram das seguintes patologias:

- doença bolhosa do pulmão grave
- pneumotórax
- tensão arterial patologicamente baixa
- desidratação
- fuga de líquido cefalorraquidiano, trauma ou cirurgia cranial recente.

Efeitos adversos

Os pacientes deverão informar o seu médico no caso de sentirem uma dor inexplicável no peito, fortes dores de cabeça ou um agravamento da falta de ar. No caso de haver uma infecção aguda no aparelho respiratório superior, poderá ser necessário interromper o tratamento temporariamente.

Os seguintes efeitos secundários poderão ocorrer durante o tratamento com estes dispositivos:

- secreção do nariz, boca ou garganta
- hemorragia nasal

- sensação de inchaço
- mal-estar no ouvido ou seio nasal
- irritação nos olhos
- urticária.

Máscaras e humidificadores

As máscaras e humidificadores recomendados estão disponíveis em www.resmed.com na página relativa aos Produtos na área de Serviço e assistência. Para obter informações sobre a utilização da máscara ou do humidificador, consulte o manual fornecido com a máscara ou com o humidificador.

Configuração

Consulte a ilustração A.

1. Ligue a ficha CC da unidade de alimentação à parte de trás do dispositivo.
2. Ligue o cabo eléctrico à unidade de alimentação.
3. Ligue a outra extremidade do cabo eléctrico à tomada.
4. Ligue, de forma segura, uma das extremidades da tubagem de ar à saída de ar.
5. Ligue a máscara montada à extremidade livre da tubagem de ar.

Painel de controlo

Consulte a ilustração B.





O painel de controlo do dispositivo inclui o seguinte:

1. Botão iniciar/parar: inicia ou pára o tratamento
2. Menu Início
3. Ecrã de LCD
4. Menu Info: permite visualizar estatísticas de sono
5. Menu Config: permite alterar os parâmetros
6. Botão de selecção: se rodar o botão, pode percorrer o menu e alterar parâmetros. Se premir o botão, pode aceder a um menu e confirmar as suas escolhas.



Navegar nos menus

Consulte a ilustração C.

Em geral, para navegar nos menus:

1. Rode  até o parâmetro pretendido ser apresentado a azul.
2. Prima . A selecção aparece destacada a cor-de-laranja.
3. Rode  até visualizar o parâmetro que pretende.
4. Prima  para confirmar a escolha. O ecrã fica azul.

Introdução

1. Certifique-se de que a unidade se encontra ligada.
2. Ajuste o tempo de rampa, se necessário.
3. Coloque a máscara tal como é descrito nas instruções do utilizador.
4. Para iniciar a terapia, basta respirar para dentro da máscara e/ou premir .
5. Deite-se e disponha a tubagem de ar de modo que esta possa mover-se no caso de se voltar enquanto dorme.
6. Para parar o tratamento em qualquer altura, retire a máscara e/ou prima .

Notas:

- *Se o seu médico tiver activado a função SmartStart, o dispositivo começará a funcionar automaticamente quando respirar para dentro da máscara e parará automaticamente quando retirar a máscara.*
- *Se houver um corte de corrente durante o tratamento, o dispositivo reinicia automaticamente a terapia assim que a corrente for restabelecida.*

Limpeza e manutenção

Diariamente:

Remova a tubagem de ar puxando a manga com os dedos colocados no local adequado. Pendure-a num local limpo e seco até à próxima utilização.

Semanalmente:

1. Retire a tubagem de ar do dispositivo S9 e da máscara.
2. Lave a tubagem de ar em água morna e detergente suave.
3. Enxágue bem e pendure a secar.
4. Antes da utilização seguinte, volte a ligar a tubagem de ar à saída de ar e à máscara.

Mensalmente:

1. Limpe o exterior do dispositivo com um pano húmido e detergente suave.
2. Verifique se o filtro de ar está perfurado ou obstruído por sujidade ou poeiras.

Substituição do filtro de ar:

Substitua o filtro de ar a cada seis meses (ou com maior frequência, se necessário).

1. Retire a tampa do filtro de ar que se encontra na parte de trás do dispositivo S9.
2. Remova e deite fora o filtro de ar usado.
3. Insira um novo filtro de ar ResMed certificando-se de que está bem encostado à tampa do filtro de ar.
4. Volte a colocar a tampa do filtro de ar.

Detecção e resolução de problemas

Se ocorrer um problema, experimente as sugestões que se seguem. Se não for possível resolver o problema, contacte o seu fornecedor de equipamento ou a ResMed. Não tente abrir estes dispositivos.

Problema/Causa possível

Solução

Visor inactivo

A unidade não se encontra ligada a uma fonte de energia.

A ficha CC está apenas parcialmente inserida na parte de trás do dispositivo ou foi inserida muito lentamente.

Certifique-se de que o cabo eléctrico está instalado e que a tomada (no caso de estar disponível) se encontra ligada.

Insira totalmente a ficha CC.

O ar fornecido pelo dispositivo é insuficiente

O tempo de rampa está a ser utilizado.

O filtro de ar está sujo.

A tubagem de ar não foi devidamente ligada.

A tubagem de ar está bloqueada, comprimida ou perfurada.

A máscara e o arnês não foram posicionados correctamente.

Foi seleccionada uma tubagem de ar incorrecta.

Aguarde pelo aumento da pressão de ar ou ajuste o tempo de rampa.

Substitua o filtro de ar.

Verifique a tubagem de ar.

Desbloqueie ou liberte a tubagem de ar. Verifique se a tubagem de ar está perfurada.

Ajuste a posição da máscara e do arnês.

Se estiver a utilizar a tubagem de ar SlimLine, Standard ou 3m, certifique-se de que seleccionou a tubagem de ar correcta no menu.

O dispositivo não começa a funcionar quando respira para dentro da máscara

A respiração não é suficientemente forte para activar o SmartStart/Stop.

Há uma fuga de ar excessiva.

Nota: se o Alerta de Fuga estiver activado, é accionado um alerta sonoro e é apresentada uma mensagem de fuga elevada.

Respire profundamente através da máscara.

Ajuste a posição da máscara e do arnês.

A tubagem de ar não foi devidamente ligada. Ligue bem a tubagem de ar em ambas as extremidades.

Problema/Causa possível**Solução**

O SmartStart/Stop está desactivado.

Active o SmartStart/Stop.

Nota: o SmartStart/Stop não se encontra disponível se o Alerta de Fuga estiver activado.

O dispositivo não pára quando retira a máscara

O SmartStart/Stop está desactivado.

Active o SmartStart/Stop.

Nota: o SmartStart/Stop não se encontra disponível se o Alerta de Fuga estiver activado.

O SmartStart/Stop encontra-se activado mas o dispositivo não pára automaticamente quando retira a máscara

Está a utilizar uma máscara incompatível.

Utilize apenas equipamento recomendado pela ResMed.

O paciente está a usar um sistema de almofadas nasais ou uma máscara pediátrica com uma pressão programada inferior a 7 cm H₂O.

Desactive o SmartStart/Stop.

A pressão aumenta de forma inadequada

Está a falar, a tossir ou a respirar de forma irregular.

Evite falar se estiver a usar uma máscara nasal e respire o mais normalmente possível.

A almofada da máscara está a vibrar sobre a pele.

Ajuste o arnês.

A almofada não foi bem posicionada e está a causar uma fuga excessiva.

Ajuste o arnês ou volte a posicionar a almofada.

Apresenta a mensagem de erro: Falha de temperatura alta. Consulte o manual do utilizador

O dispositivo foi deixado num ambiente quente.

Deixe arrefecer antes de voltar a utilizar. Desligue o cabo eléctrico e volte a ligá-lo para reiniciar o dispositivo.

O filtro de ar está bloqueado.

Substitua o filtro de ar. Desligue o cabo eléctrico e volte a ligá-lo para reiniciar o dispositivo.

Problema/Causa possível

A tubagem de ar está bloqueada.

A programação do humidificador é demasiado elevada, resultando na acumulação de água dentro da tubagem de ar.

Solução

Verifique a tubagem de ar e retire eventuais bloqueios. Desligue o cabo eléctrico e volte a ligá-lo para reiniciar o dispositivo.

Reduza o valor do parâmetro do humidificador e escorra a água da tubagem de ar.

Apresenta a mensagem de erro: Verificar fonte de aliment. ResMed e inserir bem o conector

A ficha CC está apenas parcialmente inserida na parte de trás do dispositivo ou foi inserida muito lentamente.

Está ligada ao dispositivo uma unidade de alimentação que não é da ResMed.

A unidade de alimentação está coberta por roupa de cama.

Insira totalmente a ficha CC.

Retire a unidade de alimentação e substitua-a por uma que seja da ResMed.

Certifique-se de que a unidade de alimentação está afastada da roupa de cama, vestuário e outros objectos que possam cobri-la.

Apresenta a mensagem de erro: Tubo obstruído. Verificar o tubo.

A tubagem de ar está bloqueada.

Verifique a tubagem de ar e retire eventuais bloqueios. Desligue o cabo eléctrico e volte a ligá-lo para reiniciar o dispositivo.

Apresenta a mensagem de erro: Fuga alta. Verificar a montagem do sistema e todas as conexões

Há uma fuga de ar excessiva.

Ajuste a posição da máscara e do arnês.

A tubagem de ar não foi devidamente ligada. Ligue bem em ambas as extremidades.

A mensagem seguinte é apresentada no LCD depois de tentar actualizar parâmetros ou copiar dados para o cartão SD: Erro de cartão. Remover o cartão SD e contactar o prest. de serviços.

O cartão SD não foi correctamente introduzido.

Certifique-se de que o cartão SD é introduzido correctamente.

Problema/Causa possível

Poderá ter retirado o cartão SD antes de as configurações terem sido copiadas para o dispositivo.

Solução

Volte a introduzir o cartão SD e aguarde até aparecer o ecrã inicial ou a mensagem “**Configs actualiz com sucesso. Pressionar qualquer tecla no LCD**”

Nota: *esta mensagem só é apresentada uma vez. Se voltar a introduzir o cartão SD após a actualização dos parâmetros, a mensagem não voltará a ser apresentada.*

A mensagem seguinte NÃO é apresentada no ecrã de LCD depois de tentar actualizar os parâmetros usando o cartão SD: Configs actualiz com sucesso. Pressionar qualquer tecla.

Os parâmetros não foram actualizados. Contacte imediatamente o seu médico/prestador de serviços.

Cartão SD

Foi fornecido um cartão SD para a recolha de dados de terapia do dispositivo e para proporcionar actualizações de parâmetros realizadas pelo seu médico. Quando receber indicações para tal, desligue o dispositivo da tomada, retire o cartão SD, introduza-o na capa de protecção e envie-o ao seu médico. Para obter mais informações sobre como retirar e introduzir o cartão, consulte a Capa de Protecção do Cartão SD S9 fornecida com o dispositivo. Guarde a Capa de Protecção do Cartão SD S9 para utilização futura.

Especificações técnicas

Variação da pressão de funcionamento

4 a 20 cm H₂O (CPAP); 4 a 25 cm H₂O (VAuto, ASV); 2 a 25 cm H₂O (S, ST)

Pressão máxima de estado estável com falha única

30 cm H₂O (CPAP) – se a pressão for ultrapassada durante > 6 seg.;

40 cm H₂O (VPAP) – se a pressão for ultrapassada durante > 1 seg.

Tolerância de medição da pressão

± 0,5 cm H₂O ± 4% da leitura

Tolerância de medição do fluxo

± 6 l/min ou 10% da leitura, o que for o mais alto

VALORES DECLARADOS DE EMISSÃO SONORA EXPRESSOS POR UM NÚMERO DUPLO em conformidade com a ISO 4871:

Nível de pressão acústica

24 dBA medido em conformidade com o disposto na norma ISO 17510-1:2002

26 dBA com incerteza de 2 dBA medido em conformidade com o disposto na norma EN ISO 17510-1:2009

Nível de potência acústica	34 dBA com incerteza de 2 dBA medido em conformidade com o disposto na norma EN ISO 17510-1:2009
Dimensões nominais (C x L x A)	153 mm x 140 mm x 86 mm
Peso	835 g
Unidade de alimentação de 90 W	Gama de tensões de entrada 100–240 V, 50–60 Hz Nominal para utilização num avião 110 V, 400 Hz Consumo típico de energia 70 W (80 VA) Consumo máximo de energia 110 W (120 VA)
Unidade de alimentação de 30 W	Gama de tensões de entrada 100–240 V, 50–60 Hz Nominal para utilização num avião 110 V, 400 Hz Consumo típico de energia 20 W (30 VA) Consumo máximo de energia 36 W (75 VA)
Transformador CC/CC de 90 W	Entradas nominais 12 V, 24 V Consumo típico de energia 70 W (80 VA) Consumo máximo de energia 110 W (120 VA)
Temperatura de funcionamento	+5°C a +35°C
Humidade de funcionamento	10% a 95% sem condensação
Altitude de funcionamento	Do nível do mar a 2.591 m
Temperatura de armazenamento e transporte	-20°C a +60°C
Humidade de armazenamento e transporte	10% a 95% sem condensação
Construção da caixa	Termoplástico de engenharia retardador de chama
Oxigénio suplementar	Fluxo máximo recomendado de oxigénio suplementar: 4 l/min (modo VAuto ou ASV); 15 l/min (modo S, ST ou T)
Filtro de ar hipoalergénico	Fibras de acrílico e polipropileno não tecidas com suporte de polipropileno
Filtro de ar standard	Fibra de poliéster
Tubagem de ar SlimLine™	Plástico flexível com 1,8 m e 15 mm de diâmetro interno
Tubagem de ar standard	Plástico flexível com 2 m e 19 mm de diâmetro interno
Tubagem de ar aquecido ClimateLine	Plástico flexível e componentes eléctricos; 2 m e 15 mm de diâmetro interno












Tubagem de ar aquecido ClimateLine ^{MAX}	Plástico flexível e componentes eléctricos; 1,9 m e 19 mm de diâmetro interno
Saída de ar	A saída de ar cónica de 22 mm encontra-se em conformidade com a ISO 5356-1
Compatibilidade electromagnética	O produto cumpre todos os requisitos de compatibilidade electromagnética (CEM) aplicáveis nos termos da norma CEI 60601-1-2, para áreas residenciais, comerciais e de indústria ligeira. Pode encontrar informações relativas à imunidade e emissões electromagnéticas destes dispositivos ResMed em www.resmed.com , na página relativa aos Produtos na área de Serviço e assistência. Clique no ficheiro PDF referente ao seu idioma.
Utilização num avião	Os dispositivos médicos electrónicos portáteis que estejam em conformidade com os requisitos da norma RTCA/DO-160F da autoridade federal da aviação civil norte-americana (FAA) podem ser utilizados durante todas as fases do voo sem necessidade de outros testes ou aprovação por parte da companhia aérea. A ResMed confirma que o S9 se encontra em conformidade com os requisitos da norma RTCA/DO-160F. Classe II (isolamento duplo), Tipo BF
Classificação CEI 60601-1	








Notas:

- *O fabricante reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.*
- *Os parâmetros de temperatura e humidade relativa apresentados para a função Climate Control não representam valores medidos.*
- *Consulte o seu médico/prestador de serviços antes de utilizar a tubagem de ar SlimLine ou ClimateLine com outros dispositivos diferentes do S9 ou do H5i.*

Símbolos

Os símbolos que se seguem poderão constar no produto ou na embalagem.

-  Precaução;
  Ler instruções antes da utilização;
  À prova de respingos;
  Não à prova de respingos;
  Equipamento do Tipo BF;
  Equipamento de Classe II;
  Iniciar/Parar;
  Fabricante;
  Directiva europeia RoHS;
  Número de lote;
  Referência;

 Número de série;  Corrente contínua;  Bloquear/desbloquear;  Retirar cuba para encher;  Logótipo 1 de controlo da poluição na China;  Logótipo 2 de controlo da poluição na China; 

Informações ambientais

A REEE 2002/96/CE é uma directiva da UE que tem por objectivo a eliminação adequada de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Estes dispositivos devem ser eliminados separadamente e não como resíduos urbanos indiferenciados. Para eliminar o dispositivo, use os sistemas adequados de recolha, reutilização e reciclagem disponíveis na sua área. O uso destes sistemas de recolha, reutilização e reciclagem tem o propósito de poupar os recursos naturais e evitar danos ao ambiente causados por substâncias perigosas.

Se necessitar de informações sobre estes sistemas de gestão de resíduos, entre em contacto com o centro de recolha de resíduos da sua localidade. O símbolo que indica o uso destes sistemas de gestão de resíduos é constituído por um contentor de lixo barrado com uma cruz. Se necessitar de mais informações sobre a recolha e eliminação do dispositivo ResMed, entre em contacto com o representante da ResMed ou distribuidor da sua área, ou visite www.resmed.com/environment.

Manutenção

O dispositivo destina-se a proporcionar um funcionamento seguro e fiável quando utilizado em conformidade com as instruções fornecidas pela ResMed. A ResMed recomenda que o dispositivo seja submetido a inspecções e operações de manutenção por um Centro de Assistência Técnica Autorizado da ResMed caso exista algum sinal de desgaste ou preocupação com o funcionamento do dispositivo. Caso contrário, não devem ser necessárias, em geral, operações de assistência e inspecção dos dispositivos durante os cinco anos de vida útil dos mesmos.

Garantia Limitada

A ResMed Ltd (doravante "ResMed") garante que o seu produto da ResMed está livre de defeitos de material e mão-de-obra durante o período de tempo abaixo especificado, a partir da data de compra.

Produto	Período da garantia
• Máscaras (incluindo armação da máscara, almofada, arnês e tubagem) – excepto dispositivos de utilização única	90 dias
• Acessórios – excepto dispositivos de utilização única	
• Sensores de pulso de dedo de tipo flexível	
• Cubas de água de humidificadores	
• Baterias para utilização em sistemas de alimentação com bateria ResMed internos e externos	6 meses

Produto	Período da garantia
<ul style="list-style-type: none"> • Sensores de pulso de dedo de tipo clipe • Módulos de dados de dispositivos CPAP e de dois níveis de pressão • Oxímetros e adaptadores para oxímetros de dispositivos CPAP e de dois níveis de pressão • Humidificadores e respectivas cubas de água laváveis • Dispositivos de controlo de titulação 	1 ano
<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivos CPAP, de dois níveis de pressão e de ventilação (incluindo unidades de alimentação externas) • Acessórios de baterias • Dispositivos portáteis de diagnóstico/rastreamento/despistagem 	2 anos

Esta garantia só se aplica ao consumidor inicial. Esta garantia não é transferível.

Se o produto avariar em condições normais de utilização, a ResMed procederá, ao seu critério, à reparação ou substituição do produto defeituoso ou de qualquer um dos seus componentes.

Esta garantia limitada não cobre: a) qualquer dano provocado em consequência de utilização inadequada, abuso, modificação ou alteração do produto; b) reparações efectuadas por qualquer entidade de assistência técnica que não tenha sido expressamente autorizada pela ResMed para efectuar esse tipo de reparação; c) qualquer dano ou contaminação causado por fumo de cigarros, cachimbos, charutos ou outros; d) qualquer dano provocado pelo derramamento de água sobre ou para dentro de um dispositivo electrónico.

A garantia deixa de ser válida se o produto for vendido, ou revendido, fora da região da compra original. Os pedidos de reparação ou substituição de um produto defeituoso no âmbito da garantia devem ser feitos pelo consumidor original no local de compra.

Esta garantia substitui todas as outras, explícitas ou implícitas, incluindo qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou de adequabilidade para um determinado fim. Algumas regiões ou Estados não permitem limitações de tempo sobre a duração de uma garantia implícita, pelo que a limitação acima pode não se aplicar ao seu caso.

A ResMed não será responsabilizada por quaisquer danos incidentais ou consequentes reivindicados como decorrentes da venda, instalação ou uso de qualquer produto ResMed. Algumas regiões ou Estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequentes, pelo que a limitação acima pode não se aplicar ao seu caso.

Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos, podendo ter outros direitos que variam de região para região. Para obter mais informações sobre os seus direitos nos termos da garantia, entre em contacto com o revendedor ou filial local da ResMed.

AVISOS

- O manual deverá ser lido na íntegra antes da utilização destes dispositivos.
- Os dispositivos devem ser utilizados apenas para o fim a que se destinam, tal como é descrito neste manual.
- Utilize estes dispositivos exclusivamente da forma indicada pelo seu médico ou prestador de cuidados de saúde.
- Se notar alguma alteração inexplicável no desempenho deste dispositivo, se ele fizer ruídos estranhos ou desagradáveis, se o dispositivo ou a fonte de alimentação sofrerem uma queda ou forem manuseados incorrectamente, se for entornada água no dispositivo ou se o respectivo exterior se partir, pare de o utilizar e contacte o Centro de Assistência Técnica da ResMed.
- Não abra o S9. Não existem peças dentro do mesmo que possam ser reparadas pelo utilizador. As inspecções e reparações só deverão ser efectuadas por um agente de assistência autorizado da ResMed.
- Tome precauções contra o risco de electrocussão. Não mergulhe o dispositivo S9, a unidade de alimentação ou o cabo eléctrico em água. Antes de limpar, desligue sempre o dispositivo da tomada e certifique-se de que está seco antes de voltar a ligá-lo.
- Não utilize lixívia ou soluções à base de cloro, álcool ou aromáticas, nem sabões hidratantes ou antibacterianos ou óleos perfumados na limpeza do S9 ou da tubagem de ar. Estas soluções podem causar danos e reduzir a vida útil dos produtos.
- Tome todas as precauções ao usar oxigénio suplementar.
- Risco de explosão – não use na proximidade de anestésicos inflamáveis.
- Utilize apenas as unidades de alimentação de 90 W ou de 30 W da ResMed. Utilize a unidade de alimentação de 90 W para alimentar o sistema composto por dispositivo, H5i, ClimateLine, ClimateLine^{MAX}, transformador CC/CC e bateria Power Station II. A unidade de alimentação de 30 W destina-se a alimentar exclusivamente o dispositivo e é recomendada para viagens.
- Verifique se o cabo eléctrico e a ficha estão em boas condições e se o equipamento não se encontra danificado.
- Mantenha o cabo eléctrico afastado de superfícies quentes.
- Não deixe cair nem insira qualquer objecto na tubagem de ar ou na abertura.
- Não deixe grandes comprimentos de tubagem de ar à volta da cabeceira da cama. A tubagem pode enrolar-se à volta da sua cabeça ou pescoço enquanto dorme.
- Os conselhos contidos neste manual não substituem as instruções dadas pelo médico assistente.
- Não utilize o S9 no caso de serem observados defeitos exteriores óbvios ou mudanças inexplicáveis de desempenho.

- Só deve utilizar tubagem de ar e acessórios ResMed com estes dispositivos. A utilização de um tipo diferente de tubagem de ar ou acessório pode alterar a pressão efectivamente recebida, reduzindo a eficácia do tratamento.
- A obstrução da tubagem de ar e/ou da entrada de ar do dispositivo S9 durante o funcionamento poderá causar o sobreaquecimento do dispositivo.
- Se o médico lhe tiver pedido que use o cartão SD para actualizar os parâmetros no seu dispositivo e a mensagem “Configs actualizadas com sucesso” não for apresentada, contacte o seu médico imediatamente.
- O paciente não deve ligar um dispositivo à porta do conector do módulo a não ser que tal lhe tenha sido indicado pelo prestador de cuidados de saúde ou pelo médico. Os únicos dispositivos concebidos para serem ligados à porta do conector do módulo são os produtos da ResMed. A ligação de outros dispositivos pode provocar lesões ou danificar o dispositivo S9.
- Estes dispositivos S9 só devem ser usados com máscaras (e conectores¹) recomendados pela ResMed ou por um médico ou terapeuta de doenças respiratórias. A máscara só deve ser usada quando o dispositivo S9 estiver ligado. Após a colocação da máscara, verifique se o dispositivo fornece ar. O respiradouro ou os respiradouros associados à máscara nunca devem ser obstruídos.
Explicação: o S9 destina-se a ser utilizado com máscaras (ou conectores) especiais que contêm respiradouros para permitir a saída de um fluxo contínuo de ar da máscara. Quando o dispositivo estiver ligado e a funcionar correctamente, o ar fresco do dispositivo elimina o ar exalado através dos respiradouros da máscara. Todavia, quando o dispositivo não está a funcionar, não é fornecido ar fresco suficiente através da máscara e o ar exalado pode ser respirado de novo. A reinalação de ar exalado durante mais do que vários minutos pode, em algumas circunstâncias, provocar asfixia. Esta afirmação é aplicável à maioria dos modelos de dispositivos de S9.
- Na eventualidade de uma falha de energia² ou avaria da máquina, retire a máscara.
- Estes dispositivos S9 podem ser programados para administrar pressões de até 20 cm H₂O. No caso improvável de certas condições de avaria, é possível a administração de pressões de até 40 cm H₂O.
- O fluxo de oxigénio deve ser desligado quando o dispositivo não estiver a funcionar para evitar a acumulação de oxigénio não utilizado no dispositivo e o consequente risco de incêndio.
- O oxigénio favorece a combustão. O oxigénio não deve ser utilizado enquanto estiver a fumar ou na presença de uma chama.

1. Podem incorporar-se portas na máscara ou em conectores que estejam próximos da máscara.

2. Durante uma falha parcial (abaixo da tensão mínima nominal) ou total de energia, as pressões de terapia não serão administradas. Assim que a energia seja reposta, o funcionamento recomeça sem nenhuma alteração aos parâmetros.

- Se a tubagem estiver danificada e apresentar fuga de ar, deixe de utilizá-la.
- Não lave a tubagem de ar numa máquina de lavar roupa ou louça.
- A extremidade da tubagem de ar aquecido onde se encontra o conector eléctrico só é compatível com a saída de ar do H5i, não devendo ser colocada no dispositivo nem na máscara.
- Quando utilizar a SlimLine ou a ClimateLine com mais de 20 cm H₂O, poderá não ser possível alcançar o desempenho ideal do dispositivo se este for utilizado com um filtro antibacteriano. O desempenho do dispositivo deve ser verificado antes de prescrever a SlimLine ou a ClimateLine para utilização com um filtro antibacteriano.
- A tubagem de ar ClimateLine ou ClimateLine^{MAX} foi concebida apenas para utilização com o H5i.



PRECAUÇÕES

- Coloque o dispositivo de maneira a que não seja possível derrubá-lo acidentalmente e assegure-se de que o cabo eléctrico não é colocado de maneira a que faça alguém tropeçar.
- Se o dispositivo for colocado no chão, certifique-se de que a área é mantida sem pó e que não existem artigos, tais como roupa de cama, vestuário ou outros, que possam bloquear a entrada de ar ou cobrir a unidade de alimentação.
- Certifique-se de que a área à volta do dispositivo se encontra limpa e seca.
- Não pendure a tubagem de ar exposta à luz directa do sol, uma vez que pode endurecer gradualmente, acabando por quebrar.
- Não lave o filtro de ar. O filtro de ar não é lavável ou reutilizável.
- A tampa do filtro de ar protege o dispositivo na eventualidade de um derrame accidental de líquidos. Certifique-se de que o filtro de ar e a respectiva tampa estão sempre instalados.
- A baixas pressões, o fluxo através das portas de exalação da máscara pode ser insuficiente para retirar todo o gás exalado da tubagem. Neste caso, poderá ocorrer alguma reinalação.
- O fluxo de ar para a respiração produzido por estes dispositivos pode exceder a temperatura ambiente num máximo de 6°C. Deverão ser tomadas precauções no caso de a temperatura ambiente ser superior a 32°C.

Indicaties voor gebruik van de S9 VPAP ST

De S9 VPAP ST is bedoeld voor het leveren van niet-invasieve ventilatie aan patiënten die zwaarder dan 13 kg wegen en ademhalingsinsufficiëntie of obstructieve slaapapneu (OSA) hebben. De S9 VPAP ST is bedoeld voor gebruik in het ziekenhuis en in de thuissituatie.

Indicaties voor gebruik van de S9 VPAP S

De S9 VPAP S is bedoeld voor het leveren van niet-invasieve ventilatie aan patiënten die zwaarder dan 13 kg wegen en ademhalingsinsufficiëntie of obstructieve slaapapneu (OSA) hebben. De S9 VPAP S is bedoeld voor gebruik in het ziekenhuis en in de thuissituatie.

Indicaties voor gebruik van de S9 AutoSet CS

De S9 AutoSet CS is bedoeld voor het leveren van niet-invasieve ventilatieondersteuning aan patiënten die zwaarder dan 30 kg wegen en centrale/gemengde apneu, periodieke ademhaling en Cheyne-Stokes-ademhaling hebben, met of zonder obstructieve slaapapneu (OSA). De S9 AutoSet CS is bedoeld voor gebruik in het ziekenhuis en in de thuissituatie.

Indicaties voor gebruik van de S9 Auto 25

De S9 Auto 25 wordt geïndiceerd voor de behandeling van obstructieve slaapapneu (OSA) bij patiënten die zwaarder dan 30 kg wegen. De S9 Auto 25 is bedoeld voor gebruik in het ziekenhuis en in de thuissituatie.

Contra-indicaties

Positieve overdruktherapie kan een contra-indicatie vormen bij sommige patiënten met de volgende reeds bestaande aandoeningen:

- ernstige longziekten met bullae
- pneumothorax
- pathologisch lage bloeddruk
- uitdroging
- cerebrospinale vloeistoflekkage, recente craniale chirurgische ingrepen of trauma.

Nadelige effecten

Patiënten moeten ongebruikelijke pijn op de borst, zware hoofdpijn of een toename van het ademtekort melden aan hun behandelend arts. Een acute infectie van de bovenste luchtwegen kan een tijdelijke onderbreking van de behandeling noodzakelijk maken.

De volgende bijverschijnselen kunnen zich voordoen tijdens de therapie met deze apparaten:

- uitdroging van neus, mond of keel

- neusbloedingen
- zwellingen
- pijn aan oren of sinus
- oogirritatie
- huiduitslag.

Maskers en bevochtigers

Aanbevolen maskers en bevochtigers kunt u vinden op www.resmed.com op de pagina Producten onder Service en ondersteuning. Raadpleeg de bijgeleverde handleiding voor informatie over het gebruik van uw masker of luchtbevochtiger.

Opstelling

Zie illustratie A.

1. Steek de DC-stekker van de voedingseenheid in de achterkant van het apparaat.
2. Sluit het elektriciteitssnoer op de voedingseenheid aan.
3. Steek het andere uiteinde van het elektriciteitssnoer in een stopcontact.
4. Sluit een uiteinde van de luchtslang stevig aan op de luchtuitlaat.
5. Sluit het in elkaar gezette maskersysteem op het vrije uiteinde van de luchtslang aan.

Bedieningspaneel

Zie illustratie B.





Het bedieningspaneel van uw apparaat omvat de volgende onderdelen:

1. Start-/stopknop: hiermee kunt u de behandeling starten of stoppen
2. Home-menu
3. LCD-scherm
4. Informatiemenu: hier kunt u uw slaapstatistieken bekijken
5. Instellingenmenu: hier kunt u instellingen aanpassen
6. Draai-/drukknop: door aan deze knop te draaien, kunt u door het menu bladeren en instellingen wijzigen. Door de knop in te drukken, kunt u een menu openen en uw keuze bevestigen.


Door de menu's navigeren

Zie illustratie C.

Over het algemeen kunt u op de volgende manier door de menu's navigeren:

1. Draai aan  totdat de door u gewenste parameter in blauw weergegeven wordt.
2. Druk op . De selectie wordt oranje gemarkeerd.
3. Draai aan  totdat de door u gewenste instelloptie verschijnt.
4. Druk op  om uw keuze te bevestigen. Het scherm wordt weer blauw.

Aan de slag

1. Controleer of het apparaat op de stroom aangesloten is.
2. Pas de aanlooptijd indien nodig aan.
3. Zet uw masker op zoals beschreven in de gebruikershandleiding van uw masker.
4. Adem simpelweg in het masker en/of druk op  om de therapie te starten.
5. Ga in bed liggen en leg de luchtslang zo, dat deze vrij kan bewegen als u zich in uw slaap omdraait.
6. Om de behandeling op elk willekeurig ogenblik te stoppen, zet u het masker af en/of drukt u op .

NB

- *Als uw arts SmartStart ingeschakeld heeft, start uw apparaat automatisch wanneer u in het masker ademt en stopt het automatisch wanneer u het masker afneemt.*
- *Als de stroom tijdens de behandeling onderbroken wordt, start het apparaat de therapie automatisch opnieuw zodra de stroomonderbreking voorbij is.*

Reiniging en onderhoud

Dagelijks:

Verwijder de luchtslang door aan de vingergrepen op de manchet te trekken. Hang de slang zolang deze niet wordt gebruikt op een schone en droge plek.

Wekelijks:

1. Haal de luchtslang van het S9-apparaat en het masker af.
2. Was de luchtslang in warm water met een mild reinigingsmiddel.
3. Grondig spoelen, ophangen en laten drogen.
4. Maak de luchtslang voor het volgende gebruik opnieuw aan de luchtuitgang en het masker vast.

Maandelijks:

1. De buitenkant van het apparaat met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel schoonvegen.
2. Controleer het luchtfilter op eventuele gaten of verstoppingen door vuil of stof.

Vervangen van het luchtfilter:

Vervang het luchtfilter om de zes maanden (of vaker indien nodig).

1. Verwijder het luchtfilterdeksel van de achterzijde van het S9-apparaat.
2. Verwijder het oude luchtfilter en gooi het weg.
3. Plaats een nieuw ResMed-luchtfilter. Let er daarbij op dat het luchtfilter plat in het luchtfilterdeksel zit.
4. Plaats de luchtfilterkap terug.

Opsporen en oplossen van problemen

Probeer de volgende suggesties als er sprake is van een probleem. Als het probleem niet opgelost kan worden, neem dan contact op met de leverancier van de apparatuur of met ResMed. Probeer deze apparaten niet te openen.

Probleem/Mogelijke oorzaak

Oplossing

Geen weergave

Elektriciteit niet aangesloten.

Let erop dat het elektriciteits snoer aangesloten is en dat het stopcontact (indien aanwezig) ingeschakeld is.

De DC-stekker is niet volledig in de achterzijde van het apparaat gestoken of is er te langzaam ingestoken.

Steek de DC-stekker volledig in het apparaat.

Onvoldoende lucht geleverd door het apparaat

Aanlooptijd is bezig.

Wacht totdat de luchtdruk opbouwt of wijzig de aanlooptijd.

Luchtfilter is vuil.

Luchtfilter vervangen.

Lucht slang is niet goed aangesloten.

Lucht slang controleren.

Lucht slang is geblokkeerd, gekneld of lek.

Ontstop of maak de lucht slang vrij. Controleer de lucht slang op gaatjes.

Positie van masker en hoofdband is niet correct.

Stel de positie van het masker en de hoofdband bij.

Verkeerde lucht slang geselecteerd.

Controleer, indien u de SlimLine-, Standaard- of 3 m-lucht slang gebruikt, of u de juiste slang via het menu geselecteerd heeft.

Apparaat start niet wanneer u in het masker ademt

Ademhaling is niet diep genoeg om SmartStart/Stop te activeren.

Adem eenmaal diep in en uit door het masker.

Er is sprake van buitensporige lekkage.

Stel de positie van het masker en de hoofdband bij.

NB Als het Lekalarm is ingeschakeld, wordt er een hoorbaar alarmsignaal geactiveerd en verschijnt er een bericht dat aangeeft dat er een hoge lekkage is.

Lucht slang niet goed aangesloten. Beide uiteinden stevig aansluiten.

Probleem/Mogelijke oorzaak

SmartStart/Stop is uitgeschakeld.

NB SmartStart/Stop is niet beschikbaar als het Lekalarm ingeschakeld is.

Oplossing

Schakel SmartStart/Stop in.

Apparaat stopt niet als u uw masker afneemt

SmartStart/Stop is uitgeschakeld.

Schakel SmartStart/Stop in.

NB SmartStart/Stop is niet beschikbaar als het Lekalarm ingeschakeld is.

SmartStart/Stop is ingeschakeld, maar het apparaat stopt niet automatisch wanneer u uw masker afzet

Er wordt gebruik gemaakt van een incompatibel maskersysteem.

Gebruik alleen apparatuur die door ResMed aangeraden wordt.

De patiënt gebruikt een masker met neuskussentjes of een masker voor kinderen bij een ingestelde druk van lager dan 7 cm H₂O.

Schakel SmartStart/Stop uit.

Druk stijgt onevenredig

Praten, hoesten of ademen op een ongewone manier.

Vraag de patiënt om zo min mogelijk te praten met het neusmasker op en om zo normaal mogelijk te ademen.

Maskerkussen zoemt tegen de huid.

Hoofdband bijstellen.

Positie kussentje onjuist en veroorzaakt buitensporige lekkage.

Hoofdband of kussentje bijstellen.

Foutmelding scherm: Fout met hoge temperatuur. Handleiding raadplegen

Het apparaat heeft in een warme omgeving gestaan.

Laat het afkoelen alvorens het opnieuw te gebruiken. Maak het elektriciteits snoer los en sluit het weer aan om het apparaat opnieuw te starten.

Luchtfilter is geblokkeerd.

Vervang uw luchtfilter. Maak het elektriciteits snoer los en sluit het weer aan om het apparaat opnieuw te starten.

Lucht slang is geblokkeerd.

Controleer uw lucht slang en verwijder blokkages. Maak het elektriciteits snoer los en sluit het weer aan om het apparaat opnieuw te starten.

Probleem/Mogelijke oorzaak

De bevochtiger is te hoog ingesteld, wat ertoe leidt dat er zich water verzamelt in de luchtslang.

Oplossing

Zet de instelling van de bevochtiger lager en laat het water uit de luchtslang lopen.

Foutmelding scherm: Controleer ResMed voedings-eenheid, stekker volledig insteken

De DC-stekker is gedeeltelijk in de achterkant van het apparaat gestoken of te langzaam ingestoken.

Steek de DC-stekker volledig in.

Er is een voedingseenheid op het apparaat aangesloten die niet van ResMed is.

Verwijder de voedingseenheid en vervang hem met een ResMed-voedingseenheid.

De voedingseenheid wordt door beddengoed bedekt.

Zorg ervoor dat de voedingseenheid niet door beddengoed, kleding of andere zaken bedekt wordt.

Foutmelding scherm: Slang geblokkeerd. Slang controleren

Luchtslang is verstopt.

Controleer uw luchtslang en verwijder eventuele verstoppingen. Maak het elektriciteitssnoer los en sluit het opnieuw aan. Zet het apparaat daarna weer aan.

Foutmelding scherm: Hoge lekkage. Systeeminst. en alle aansluitingen controleren

Er is sprake van buitensporige lekkage.

Stel de positie van het masker en de hoofdband bij. De luchtslang is niet goed aangesloten. Sluit beide uiteinden stevig aan.

Het volgende bericht verschijnt op het scherm als u probeert om instellingen bij te werken of om gegevens naar de SD-kaart te kopiëren: Kaartfout. SD-kaart verwijderen en servicedienst benaderen

De SD-kaart is niet correct geplaatst. Mogelijkerwijs hebt u de SD-kaart verwijderd voordat de instellingen naar het apparaat gekopieerd waren.

Controleer of de SD-kaart correct geplaatst is. Plaats de SD-kaart opnieuw en wacht totdat het home-scherm of het bericht 'Instellingen bijgewerkt. Druk op willekeurige toets' op het scherm verschijnt.
NB Dit bericht verschijnt slechts eenmaal. Als u uw SD-kaart nogmaals plaatst nadat u uw instellingen hebt bijgewerkt, zal het bericht niet nog een keer weergegeven worden.

Probleem/Mogelijke oorzaak

Oplissing

Het volgende bericht verschijnt NIET op het scherm als u probeert om de instellingen bij te werken m.b.v. de SD-kaart: Instellingen bijgewerkt. Druk op willekeurige toets

De instellingen werden niet aangepast. Neem onmiddellijk contact op met uw arts/dienstverlener.

SD-kaart

U heeft een SD-kaart gekregen waarop de therapiegegevens van uw apparaat verzameld kunnen worden en waar uw arts nieuwe therapie-instellingen op kan zetten. Indien uw arts dit vraagt, verwijdert u de stekker van het apparaat uit het stopcontact, verwijdert u de SD-kaart, stopt u deze in het beschermhoesje en stuurt u hem aan uw arts op. Raadpleeg voor meer informatie over het verwijderen en plaatsen van uw kaart het beschermhoesje van de S9 SD-kaart dat bij uw apparaat geleverd is. Bewaar het beschermhoesje van de S9 SD-kaart voor later gebruik.

Technische specificaties

Werkdrukbereik	4 tot 20 cm H ₂ O (CPAP); 4 tot 25 cm H ₂ O (VAuto, ASV); 2 tot 25 cm H ₂ O (S, ST)
Maximale enkelvoudige druk in stationaire toestand	30 cm H ₂ O (CPAP) – indien druk wordt overschreden gedurende > 6 s; 40 cm H ₂ O (VPAP) – indien druk wordt overschreden gedurende > 1 s
Tolerantie drukmeting	± 0,5 cm H ₂ O ± 4% van de gemeten waarde
Tolerantie flow-meting	± 6 l/min of 20% van de waarde, welke van deze beide waarden de hoogste is
VERKLAARDE GELUIDSEMISSIEWAARDEN VANAF TIEN in overeenstemming met ISO 4871:	
Geluidsdrumniveau	24 dBA zoals gemeten volgens ISO 17510-1:2002 26 dBA met een meetonzekerheid van 2 dBA zoals gemeten volgens EN ISO 17510-1:2009
Geluidsvermogensniveau	34 dBA met een meetonzekerheid van 2 dBA zoals gemeten volgens EN ISO 17510-1:2009
Netto-afmetingen (L x B x H)	153 mm x 140 mm x 86 mm
Gewicht	835 g
90 W voedingseenheid	Ingangsbereik 100–240 V, 50–60 Hz Nominaal voor gebruik in een vliegtuig 110 V, 400 Hz Typisch stroomverbruik 70 W (80 VA) Maximaal stroomverbruik 110 W (120 VA)

30 W voedingseenheid	Ingangsbereik 100–240 V, 50–60 Hz Nominaal voor gebruik in een vliegtuig 110 V, 400 Hz Typisch stroomverbruik 20 W (30 VA) Maximaal stroomverbruik 36 W (75 VA)
DC/DC-omvormer 90 W	Nominale ingangen 12 V, 24 V Typisch opgenomen vermogen 70 W (80 VA) Maximaal opgenomen vermogen 110 W (120 VA)
Bedrijfstemperatuur	+5°C tot +35°C
Bedrijfsvochtigheid	10–95% niet-condenserend
Bedrijfshoogte	Zeeniveau tot 2.591 m
Opslag- en transporttemperatuur	-20°C tot +60°C
Opslag- en transportvochtigheid	10–95% niet-condenserend
Constructie van de behuizing	Vlamvertragende technische thermoplast
Extra zuurstof	Aanbevolen maximale extra zuurstoftoevoer: 4 l/min (VAuto- of ASV-modus); 15 l/min (S-, ST- of T-modus)
Hypoallergeen luchtfilter	Non-woven acryl- en polypropyleen-vezels met polypropyleen drager
Standaardluchtfilter	Polyestervezel
SlimLine™ luchtslang	Flexibele kunststof, 1,8 m, 15 mm binnendiameter
Standaardluchtslang	Flexibele kunststof, 2 m, 19 mm binnendiameter
ClimateLine verwarmde luchtslang	Flexibele kunststofonderdelen en elektrische onderdelen, lengte 2 m, binnendiameter 15 mm
ClimateLine ^{MAX} verwarmde luchtslang	Flexibele kunststofonderdelen en elektrische onderdelen, lengte 1,9 m, binnendiameter 19 mm
Luchtuitlaat	De 22 mm conische luchtuitlaat voldoet aan de vereisten van ISO 5356-1
Elektromagnetische compatibiliteit	Het product voldoet aan alle toepasselijke elektromagnetische compatibiliteitsvereisten (EMC) volgens IEC60601-1-2, voor gebruik in woonwijken, bedrijven en lichte industrie. Informatie over de elektromagnetische straling en immuniteit van deze ResMed-apparaten kunt u vinden op www.resmed.com op de pagina Producten onder Service en ondersteuning. Klik op het pdf-bestand in uw taal.

Gebruik tijdens vliegreizen

Medical-Portable Electronic Devices (medische draagbare elektronische apparaten, M-PED) die aan de RTCA/DO-160F-eisen van de Federal Aviation Administration (FAA) voldoen, kunnen tijdens alle fasen van een vliegreis gebruikt worden zonder dat ze door de vliegtuigmaatschappij verder onderzocht of goedgekeurd hoeven te worden. ResMed bevestigt dat de S9 aan de RTCA/DO-160F-vereisten voldoet.

IEC 60601-1 Classificatie










Klasse II (dubbele isolatie), type BF

NB

- *De fabrikant behoudt zich het recht voor om deze specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.*
- *De instellingen voor de temperatuur en relatieve vochtigheid die voor Climate Control weergegeven worden, zijn geen gemeten waarden.*
- *Raadpleeg eerst uw arts/dienstverlener voordat u de SlimLine- of ClimateLine-luchtslang met andere apparaten dan de S9 of H5i gaat gebruiken.*

Symbolen

De volgende symbolen kunnen op de S9, de voedingseenheid, de luchtslang of de verpakking staan:

 Voorzichtig;  Lees voor gebruik de instructies;  Spatwaterbestendig;  Niet spatwaterbestendig;  BF-type apparatuur;  Klasse II-apparatuur;  Start/Stop;  Fabrikant;  Europese RoHS-richtlijnen;  Partijnummer;  Onderdeelnummer;  Serienummer;  Gelijkstroom;  Vergrendelen/ontgrendelen;  Verwijder het waterreservoir om het te vullen;  Logo 1 van China voor bestrijding van milieuvcontreiniging;  Logo 2 van China voor bestrijding van milieuvcontreiniging;  **Milieu-informatie**

WEEE 2002/96/EG is een Europese richtlijn die de correcte verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur vereist. Deze apparaten dienen apart te worden verwijderd, niet als ongesorteerd gemeentelijk afval. Voor de verwijdering van uw apparaat dient u gebruik te maken van de beschikbare toepasselijke systemen voor inzameling, hergebruik en herverwerking in uw regio. Het gebruik van deze systemen voor inzameling, hergebruik en herverwerking is erop gericht de druk op natuurlijke bronnen te verminderen en te voorkomen dat gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen.

Neem contact op met uw plaatselijke afvalinzamelingsdepot als u informatie nodig hebt over deze verwijderingssystemen. Het symbool van een afvalbak met een kruis erdoor nodigt u uit deze verwijderingssystemen te gebruiken. Neem contact op met uw ResMed-kantoor, uw plaatselijke dealer of kijk op www.resmed.com/environment als u informatie nodig hebt over de inzameling en verwijdering van uw ResMed-apparaat.

Service

Het apparaat is bedoeld om veilig en betrouwbaar te werken als hij volgens de door ResMed gegeven instructies gebruikt wordt. ResMed raadt aan om het apparaat door een geautoriseerd ResMed-servicecentrum te laten inspecteren en onderhouden als u tekenen van slijtage opmerkt of als u twijfelt of het apparaat goed werkt. In alle andere gevallen zullen de apparaten over het algemeen niet hoeven worden onderhouden of geïnspecteerd gedurende de ontwerplevensduur van vijf jaar voor het apparaat.

Beperkte garantie

ResMed Ltd (hierna te noemen 'ResMed') garandeert dat uw ResMed-product gedurende de hieronder aangegeven periode vanaf de datum van aanschaf vrij is van fouten in materiaal en vakmanschap.

Product	Garantie-periode
<ul style="list-style-type: none">Maskersystemen (inclusief maskerframe, kussentje, hoofdband en slang) – met uitzondering van onderdelen voor eenmalig gebruikAccessoires – met uitzondering van onderdelen voor eenmalig gebruikFlex-type vingerpulssensorenWaterreservoirs van bevochtiger	90 dagen
<ul style="list-style-type: none">Accu's voor gebruik in interne en externe ResMed-accusystemen	6 maanden
<ul style="list-style-type: none">Clip-type vingerpulssensorenGegevensmodules van CPAP- en bilevel-apparatenOxymeters en oxymeter-adapters voor CPAP- en bilevel-apparatenBevochtigers en reinigbare waterreservoirs van bevochtigersTitreermachines	1 jaar
<ul style="list-style-type: none">CPAP-, bilevel- en ventilatieapparaten (inclusief externe voedingseenheden)Accessoires voor accuDraagbare apparaten voor diagnose/screening	2 jaar

Deze garantie is uitsluitend beschikbaar voor de consument die het product als eerste aanschaf. De garantie is niet overdraagbaar.

Als het product het begeeft terwijl aan de voorwaarden voor normaal gebruik voldaan is, repareert of vervangt ResMed naar eigen keuze het defecte product of eventuele onderdelen daarvan.

Deze beperkte garantie dekt niet: a) eventuele schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, misbruik, wijziging of aanpassing van het product; b) reparaties die zijn uitgevoerd door een serviceorganisatie die daartoe niet expliciet is gemachtigd door ResMed; c) eventuele schade of besmetting door rook van sigaretten, pijp, sigaren of anderszins; en d) eventuele schade als gevolg van op of in een elektronisch apparaat gemorst water.

De garantie geldt niet wanneer het product wordt verkocht of doorverkocht buiten de regio van eerste aanschaf.

Garantieaanspraken m.b.t. defecte producten moeten worden gedaan op het aanschafpunt door de eerste consument.

Deze garantie komt in de plaats van elke andere expliciete of impliciete garantie, inclusief eventuele impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In sommige regio's of landen zijn geen beperkingen toegestaan op de duur van een impliciete garantie, daarom is de bovengenoemde beperking misschien niet op u van toepassing.

ResMed is niet verantwoordelijk voor eventuele incidentele schade of gevolgschade die beweerdelijk het gevolg zou zijn van de verkoop, installatie of het gebruik van enig ResMed-product. In sommige regio's of landen is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, daarom is de bovengenoemde beperking misschien niet op u van toepassing.

Deze garantie geeft u specifieke rechten, en u kunt tevens andere rechten hebben die per regio verschillen. Voor meer informatie over uw garantierechten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke ResMed-dealer of ResMed-kantoor.



WAARSCHUWINGEN

- Lees de hele handleiding door alvorens deze apparaten te gebruiken.
- Gebruik deze apparaten uitsluitend waarvoor ze bedoeld zijn. Dit staat beschreven in deze handleiding.
- Gebruik deze apparaten alleen zoals aangegeven door uw arts of gezondheidszorgleverancier.
- Als u onverklaarbare veranderingen in de prestaties van dit apparaat opmerkt, als het apparaat ongebruikelijke of harde geluiden maakt, als het apparaat of de stroomvoorziening gevallen is of verkeerd is behandeld, als er water in de behuizing is gekomen, of als de behuizing kapot is, stop dan met het gebruik van het apparaat en neem contact op met uw ResMed-servicecentrum.
- Open de behuizing van de S9 niet. Deze bevat geen onderdelen die door de gebruiker zelf gerepareerd kunnen worden. Reparaties en onderhoud mogen alleen door een bevoegde service-agent van ResMed uitgevoerd worden.
- Pas op voor elektrocutie. Het S9-apparaat, de voedingseenheid of het elektriciteits snoer niet in water dompelen. Haal de stekker altijd uit het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen en let erop dat het droog is voordat u de elektriciteit weer aansluit.

- Gebruik voor de reiniging van de S9 of luchtslang geen oplossingen op basis van bleekmiddel, chloor, alcohol of aroma's of vochtinbrengende of antibacteriële zeep of geurolie. Deze oplossingen kunnen schade aan het materiaal veroorzaken en de levensduur van deze producten verkorten.
- Volg alle voorzorgsmaatregelen bij toediening van extra zuurstof.
- Gevaar voor explosies – niet gebruiken in de nabijheid van brandbare verdovingsmiddelen.
- Gebruik alleen de ResMed 90 W- of 30 W-voedingseenheden. Gebruik de 90 W-voedingseenheid om het hele systeem van stroom te voorzien. Het systeem omvat het apparaat, de H5i, de ClimateLine, de ClimateLine^{MAX}, de DC/DC-omvormer en de accu van het Power Station II. De 30 W-voedingseenheid is bedoeld voor het van stroom voorzien van alleen het apparaat en wordt aanbevolen voor op reis.
- Controleer of het elektriciteitssnoer en de stekker in goede staat zijn en controleer het apparaat op eventuele beschadigingen.
- Houdt het elektriciteitssnoer uit de buurt van warme oppervlakken.
- Laat geen objecten in de slangen of in openingen vallen en stop er ook niets in.
- Laat geen lange stukken luchtslang bij het hoofdeinde van het bed liggen. Het kan tijdens het slapen om uw hoofd of nek wikkelen.
- Adviezen uit deze handleiding mogen nooit voorrang krijgen op de instructies van de behandelend arts.
- Gebruik uw S9 niet als er sprake is van duidelijke uitwendige defecten of onverklaarbare veranderingen in de prestaties.
- Gebruik alleen ResMed-luchtslangen en -accessoires met deze apparaten. Een ander type luchtslang of accessoire kan de daadwerkelijk geleverde druk veranderen en daardoor een negatieve invloed hebben op de effectiviteit van uw behandeling.
- Het blokkeren van de luchtslang en/of luchtinlaat van het S9-apparaat terwijl dit in werking is, kan leiden tot oververhitting van het apparaat.
- Neem onmiddellijk contact op met uw arts als hij/zij u heeft opgedragen de SD-kaart te gebruiken voor het bijwerken van de instellingen op uw apparaat en het bericht "Instellingen bijgewerkt" niet verschijnt.
- Een patiënt mag een apparaat niet aansluiten op de moduleconnector-poort, tenzij hij/zij daartoe instructies heeft ontvangen van de arts of een gezondheidszorgdeskundige. Alleen ResMed-producten zijn ontwikkeld om te worden aangesloten op de moduleconnector-poort. Het aansluiten van andere apparatuur kan leiden tot letsel of tot schade aan het S9-apparaat.
- Deze S9-apparaten mogen alleen gebruikt worden met maskers (en connectors¹) die aanbevolen

1. In het masker of in de connectors bij het masker kunnen poorten zijn geïntegreerd.

worden door ResMed, of door een arts of ademtherapeut. Een masker mag alleen worden gebruikt als het S9-apparaat ingeschakeld is. Controleer zodra het masker opgezet is of het apparaat lucht blaast. De ventilatieopening of gaten van het masker mogen nooit geblokkeerd worden.

Verklaring: Het S9-apparaat is bedoeld om te worden gebruikt met speciale maskers (of connectors) met ventilatieopeningen voor een continue luchtstroom uit het masker. Wanneer het apparaat ingeschakeld is en juist werkt, zorgt de nieuwe lucht uit het apparaat ervoor dat de uitgeademde lucht via de ventilatieopeningen in het masker naar buiten stroomt. Wanneer het apparaat echter niet in werking is, wordt er onvoldoende lucht geleverd via het masker en kan het voorkomen dat uitgeademde lucht opnieuw ingeademd wordt. Het langer dan enkele minuten opnieuw inademen van uitgeademde lucht kan, onder bepaalde omstandigheden, tot verstikking leiden. Dit geldt voor vrijwel alle modellen van S9-apparaten.

- Zet in geval van een stroomstoring¹ of een defect aan het apparaat het masker af.
- Deze S9-apparaten kunnen ingesteld worden op het leveren van een druk van max. 20 cm H₂O. In het onwaarschijnlijke geval van het optreden van bepaalde storingen is een druk tot 40 cm H₂O mogelijk.
- De zuurstoftoevoer moet altijd uitgeschakeld worden als het apparaat niet aanstaat, zodat er geen brandgevaar ontstaat doordat er zich ongebruikte zuurstof in de behuizing van het apparaat ophoopt.
- Zuurstof is brandbaar. Geen zuurstof gebruiken terwijl u rookt of in de nabijheid van open vuur.
- De luchtslang niet meer gebruiken wanneer deze door beschadiging gaat lekken.
- Reinig de luchtslang niet in een wasmachine of vaatwasser.
- Het uiteinde van de verwarmde luchtslang met de elektrische connector is alleen compatibel met de H5i-luchtuitlaat en dient niet op het apparaat of het masker te worden aangesloten.
- Indien u de SlimLine of ClimateLine bij een druk van hoger dan 20 cm H₂O gebruikt, wordt een optimale werking van het apparaat mogelijk niet behaald als het met een antibacterieel filter gebruikt wordt. De werking van het apparaat moet gecontroleerd worden voordat u de SlimLine of ClimateLine voorschrijft voor gebruik met een antibacterieel filter.
- De ClimateLine of ClimateLine^{MAX} is alleen bedoeld voor gebruik met de H5i.



VOORZORGSMAATREGELEN

- Plaats uw apparaat zodanig dat niemand er tegenaan kan stoten of over het snoer kan struikelen.
- Als u het apparaat op de vloer plaatst, zorg er dan voor dat de omgeving vrij is van stof en dat er

1. Tijdens een gedeeltelijke (spanning lager dan vastgestelde minimumspanning) of volledige stroomstoring, wordt er geen therapiedruk geleverd. Zodra de stroomstoring voorbij is, zal het apparaat de behandeling voortzetten zonder dat er instellingen gewijzigd zijn.

geen beddengoed, kleding of andere zaken zijn die de luchtinlaat kunnen blokkeren of de voedingseenheid kunnen bedekken.

- Controleer of het gebied rondom het apparaat droog en schoon is.
- Hang de luchtslang niet rechtstreeks in de zon, want dat kan ertoe leiden dat de slang in de loop der tijd verhardt en uiteindelijk kan scheuren.
- Was het luchtfilter niet. Het luchtfilter is niet wasbaar of herbruikbaar.
- Het luchtfilterdeksel beschermt het apparaat wanneer er onbedoeld vloeistof op gemorst wordt. Let erop dat het luchtfilter en de luchtfilterkap te allen tijde zijn geplaatst.
- Bij lage druk verwijderd de stroom door de uitademingspoorten van uw masker mogelijk zelfs niet al het uitgeademde gas uit de slang. Hierdoor kan er wat uitgeademde lucht opnieuw ingeademd worden.
- De ademhalingsluchtstroom die door deze apparaten wordt geproduceerd kan een temperatuur hebben die tot 6°C hoger is dan de kamertemperatuur. Voorzichtigheid moet in acht worden genomen wanneer de kamertemperatuur meer dan 32°C is.

Ελληνικά

S9 VPAP ST ενδείξεις για χρήση

Το S9 VPAP ST προορίζεται να παρέχει μη επεμβατικό αερισμό σε ασθενείς με βάρος μεγαλύτερο από 13 kg με αναπνευστική ανεπάρκεια ή αποφρακτική υπνική άπνοια (OSA). Το S9 VPAP ST προορίζεται για χρήση στο σπίτι και στο νοσοκομείο.

S9 VPAP S ενδείξεις για χρήση

Το S9 VPAP S προορίζεται να παρέχει μη επεμβατικό αερισμό σε ασθενείς με βάρος μεγαλύτερο από 13 kg με αναπνευστική ανεπάρκεια ή αποφρακτική υπνική άπνοια (OSA). Το S9 VPAP S προορίζεται για χρήση στο σπίτι και στο νοσοκομείο.

S9 AutoSet CS ενδείξεις για χρήση

Το S9 AutoSet CS προορίζεται να παρέχει μη επεμβατικό υποστήριξη αερισμού σε ασθενείς με βάρος μεγαλύτερο από 30 kg με κεντρικές και/ή μεικτές άπνοιες, περιοδική αναπνοή και αναπνοή Cheyne-Stokes, με ή χωρίς αποφρακτική υπνική άπνοια (OSA). Το S9 AutoSet CS προορίζεται για χρήση στο σπίτι και στο νοσοκομείο.

S9 Auto 25 ενδείξεις για χρήση

Το S9 Auto 25 ενδείκνυται για τη θεραπεία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας (OSA) σε ασθενείς με βάρος μεγαλύτερο από 30 kg. Το S9 Auto 25 προορίζεται για χρήση στο σπίτι και στο νοσοκομείο.

Αντενδείξεις

Η θεραπεία με θετική πίεση αεραγωγίων μπορεί να αντενδείκνυται σε ορισμένους ασθενείς με τις ακόλουθες προϋπάρχουσες παθήσεις:

- σοβαρή πνευμονοπάθεια με αεριώδεις κύστεις
- πνευμοθώρακας
- παθολογικά χαμηλή πίεση αίματος
- αφυδάτωση
- διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, πρόσφατη κρανιακή επέμβαση ή τραυματισμός.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώσουν το θεράποντα ιατρό τους αν νιώσουν ασυνήθιστο πόνο στο στήθος, δυνατό πονοκέφαλο ή πιο έντονο λαχάνιασμα. Σε περίπτωση οξείας λοίμωξης της ανώτερης αναπνευστικής οδού μπορεί να απαιτηθεί προσωρινή διακοπή της θεραπείας.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αυτές τις συσκευές ενδέχεται να εμφανιστούν οι ακόλουθες παρενέργειες:

- ξηρότητα της μύτης, του στόματος ή του λαιμού
- ρινορραγία
- οίδημα
- ενοχλήσεις αυτιών ή ρινικής κοιλότητας
- ερεθισμός ματιών
- εξανθήματα.

Μάσκες και υγραντήρες

Οι συνιστώμενες μάσκες και οι υγραντήρες διατίθενται στη διεύθυνση www.resmed.com στη σελίδα Products (Προϊόντα), στην ενότητα Service & Support (Σέρβις & Υποστήριξη). Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της μάσκας σας ή του υγραντήρα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τη μάσκα ή τον υγραντήρα.

Εγκατάσταση

Ανατρέξτε στην εικόνα Α.

1. Συνδέστε το βύσμα συνεχούς ρεύματος (DC) του τροφοδοτικού στο πίσω μέρος της συσκευής.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό.
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα.
4. Συνδέστε το ένα άκρο του σωλήνα αέρα σταθερά στην έξοδο αέρα.
5. Συνδέστε το συναρμολογημένο σύστημα μάσκας στο ελεύθερο άκρο του σωλήνα αέρα.

Πίνακας ελέγχου

Ανατρέξτε στην εικόνα Β.





Ο πίνακας ελέγχου της συσκευής διαθέτει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Πλήκτρο έναρξης/διακοπής: Ξεκινά ή διακόπτει τη θεραπεία
2. Αρχικό μενού
3. Οθόνη LCD
4. Μενού πληροφοριών: Σας επιτρέπει να βλέπετε τα στατιστικά στοιχεία του ύπνου σας
5. Μενού ρυθμίσεων: Σας επιτρέπει να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις
6. Επιλογέας: Περιστρέφοντας τον επιλογέα μπορείτε να διατρέχετε τα μενού και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις. Πιέζοντας τον επιλογέα μπορείτε να εισέλθετε σε ένα μενού και να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



Πλοήγηση στα μενού

Ανατρέξτε στην εικόνα C.

Γενικά, για να πλοηγηθείτε στα μενού:

1. Περιστρέψτε το  μέχρι να εμφανιστεί η παράμετρος που χρειάζεστε με μπλε χρώμα.
2. Πιέστε το . Η επιλογή είναι επισημασμένη με πορτοκαλί χρώμα.
3. Περιστρέψτε το  μέχρι να δείτε τη ρύθμιση που χρειάζεστε.
4. Πιέστε το  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Η οθόνη επιστρέφει στο μπλε χρώμα.

Ξεκινώντας

1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι συνδεδεμένη.
2. Ρυθμίστε το χρόνο κλιμάκωσης, αν χρειάζεται.
3. Τοποθετήστε τη μάσκα σας όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης της μάσκας.
4. Για να ξεκινήσετε τη θεραπεία, απλώς αναπνεύστε μέσα στη μάσκα ή/και πιέστε το .
5. Ξαπλώστε και τοποθετήστε το σωλήνα αέρα έτσι ώστε να κινείται ελεύθερα σε περίπτωση που θα αλλάξετε πλευρό στον ύπνο σας.
6. Για να διακόψετε τη θεραπεία οποιαδήποτε στιγμή, βγάλτε τη μάσκα σας και πατήστε το .

Σημειώσεις:

- Αν ο ιατρός σας έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία SmartStart, η συσκευή σας θα ξεκινά αυτόματα όταν αναπνέετε στη μάσκα και θα σταματά αυτόματα όταν βγάξετε τη μάσκα.
- Αν διακοπεί η τροφοδοσία κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα τη θεραπεία μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας.

Καθαρισμός και συντήρηση

Σε καθημερινή βάση:

Αφαιρέστε το σωλήνα αέρα τραβώντας τις λαβές για τα δάχτυλα στον αεροθάλαμο. Κρεμάστε τον σε ένα καθαρό, στεγνό μέρος μέχρι την επόμενη χρήση.

Σε εβδομαδιαία βάση:

1. Αφαιρέστε το σωλήνα αέρα από τη συσκευή S9 και τη μάσκα.
2. Πλύντε το σωλήνα αέρα σε ζεστό νερό χρησιμοποιώντας ήπιο απορρυπαντικό.
3. Ξεπλύντε καλά το σωλήνα, κρεμάστε τον και αφήστε τον να στεγνώσει.
4. Πριν από την επόμενη χρήση, επανασυνδέστε το σωλήνα αέρα στην έξοδο αέρα και στη μάσκα.

Σε μηνιαία βάση:

1. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.
2. Ελέγξτε το φίλτρο αέρα για οπές ή απόφραξη λόγω ακαθαρσιών ή σκόνης.

Αντικατάσταση του φίλτρου αέρα:

Να αντικαθιστάτε το φίλτρο αέρα κάθε έξι μήνες (ή πιο συχνά, αν είναι απαραίτητο).

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα από το πίσω μέρος της συσκευής S9.
2. Βγάλτε και απορρίψτε το παλαιό φίλτρο αέρα.
3. Τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο αέρα ResMed φροντίζοντας να τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση στο κάλυμμα του φίλτρου αέρα.
4. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα του φίλτρου αέρα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, δοκιμάστε τις παρακάτω υποδείξεις. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της συσκευής σας ή τη ResMed. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε αυτές τις συσκευές.

Πρόβλημα/Πιθανή αιτία

Επίλυση

Δεν εμφανίζεται τίποτε στην οθόνη

Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το κατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας και ότι ο διακόπτης λειτουργίας (εάν υπάρχει) είναι στη θέση "on".

Το βύσμα συνεχούς ρεύματος (DC) δεν έχει εισαχθεί εντελώς στο πίσω μέρος της συσκευής ή έχει εισαχθεί υπερβολικά αργά.

Εισαγάγετε πλήρως το βύσμα συνεχούς ρεύματος (DC).

Πρόβλημα/Πιθανή αιτία

Επίλυση

Ανεπαρκής παροχή αέρα από τη συσκευή

Ο χρόνος κλιμάκωσης είναι σε χρήση.

Το φίλτρο αέρα είναι βρόμικο.

Ο σωλήνας αέρα δεν έχει συνδεθεί σωστά.

Ο σωλήνας αέρα είναι φραγμένος, στρεβλωμένος ή τρυπημένος.

Η μάσκα και οι ιμάντες κεφαλής δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Εσφαλμένη επιλογή σωλήνα αέρα.

Περιμένετε να ενταθεί η πίεση αέρα ή αλλάξτε το χρόνο κλιμάκωσης.

Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.

Ελέγξτε το σωλήνα αέρα.

Αποφράξτε ή ελευθερώστε το σωλήνα αέρα. Ελέγξτε εάν υπάρχουν τρύπες στο σωλήνα αέρα.

Ρυθμίστε τη θέση της μάσκας και των ιμάντων κεφαλής.

Αν χρησιμοποιείτε το σωλήνα αέρα SlimLine, Standard ή 3m, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό σωλήνα αέρα μέσω του μενού.

Η συσκευή δεν ξεκινά όταν αναπνέετε στη μάσκα

Η αναπνοή δεν είναι αρκετά βαθιά για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία SmartStart/Stop.

Υπάρχει υπερβολική διαρροή.

Σημείωση: Εάν ενεργοποιηθεί η Ειδοποίηση διαρροής, θα ενεργοποιηθεί μια ηχητική ειδοποίηση και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα υψηλής διαρροής.

Η λειτουργία SmartStart/Stop είναι απενεργοποιημένη.

Σημείωση: Η λειτουργία SmartStart/Stop δεν είναι διαθέσιμη όταν η Ειδοποίηση διαρροής είναι ενεργοποιημένη.

Πάρτε μια βαθιά ανάσα και εκπνεύστε μέσα στη μάσκα.

Ρυθμίστε τη θέση της μάσκας και των ιμάντων κεφαλής. Ο σωλήνας αέρα δεν έχει συνδεθεί σωστά. Συνδέστε τον καλά και στα δύο άκρα του.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία SmartStart/Stop.

Πρόβλημα/Πιθανή αιτία

Επίλυση

Η συσκευή δεν σταματά όταν βγάξετε τη μάσκα σας

Η λειτουργία SmartStart/Stop είναι απενεργοποιημένη.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία SmartStart/Stop.

Σημείωση: Η λειτουργία SmartStart/Stop δεν είναι διαθέσιμη όταν η Ειδοποίηση διαρροής είναι ενεργοποιημένη.

Η λειτουργία SmartStart/Stop είναι ενεργοποιημένη αλλά η συσκευή δεν σταματά αυτόματα όταν βγάξετε τη μάσκα

Χρησιμοποιείται μη συμβατό σύστημα μάσκας.

Να χρησιμοποιείτε μόνο εξοπλισμό ο οποίος συνιστάται από τη ResMed.

Ο ασθενής χρησιμοποιεί μάσκα με ρινικά μαξιλάρια ή παιδιατρική μάσκα, με ρυθμισμένη πίεση μικρότερη από 7 cm H₂O.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία SmartStart/Stop.

Η πίεση αυξάνεται με ακατάλληλο τρόπο

Ομιλία, βήχας ή αναπνοή με ασυνήθιστο τρόπο.

Αποφύγετε να μιλάτε όταν φοράτε τη ρινική μάσκα και αναπνέετε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά.

Το μαξιλάρι της μάσκας βουίζει σε επαφή με το δέρμα.

Ρυθμίστε τους ιμάντες κεφαλής.

Η εσφαλμένη τοποθέτηση του μαξιλαριού προκαλεί υπερβολική διαρροή.

Ρυθμίστε τους ιμάντες κεφαλής ή επανατοποθετήστε το μαξιλάρι.

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος: High temperature fault, refer to user manual (Σφάλμα υψηλής θερμοκρασίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης)

Η συσκευή έχει παραμείνει σε θερμό περιβάλλον.

Αφήστε την να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε πάλι. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και κατόπιν επανασυνδέστε το για να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και κατόπιν επανασυνδέστε το για να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής.

Το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο.

Πρόβλημα/Πιθανή αιτία

Ο σωλήνας αέρα είναι φραγμένος.

Η ρύθμιση του υγραντήρα είναι υπερβολικά υψηλή, με αποτέλεσμα να συσσωρευτεί νερό στο σωλήνα αέρα.

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος: Check ResMed Power Supply Unit and fully insert the connector (Ελέγξτε το τροφοδοτικό ResMed και εισαγάγετε πλήρως το βύσμα)

Το βύσμα συνεχούς ρεύματος (DC) δεν έχει εισαχθεί εντελώς στο πίσω μέρος της συσκευής ή έχει εισαχθεί υπερβολικά αργά.

Ένα τροφοδοτικό που δεν είναι της ResMed είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

Το τροφοδοτικό είναι καλυμμένο από τα κλινοσκεπάσματα.

Επίλυση

Ελέγξτε το σωλήνα αέρα και απομακρύνετε τυχόν εμπόδια. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και κατόπιν επανασυνδέστε το για να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Χαμηλώστε τη ρύθμιση του υγραντήρα και αδειάστε το νερό από το σωλήνα αέρα.

Εισαγάγετε πλήρως το βύσμα συνεχούς ρεύματος (DC).

Αφαιρέστε το τροφοδοτικό και αντικαταστήστε το με ένα τροφοδοτικό της ResMed.

Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό δεν καλύπτεται από κλινοσκεπάσματα, ρούχα ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να το καλύψουν.

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος: Tube blocked, please check your tube (Φραγμένος σωλήνας, ελέγξτε το σωλήνα σας)

Ο σωλήνας αέρα είναι φραγμένος.

Ελέγξτε το σωλήνα αέρα και απομακρύνετε τυχόν εμπόδια. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και κατόπιν επανασυνδέστε το για να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής.

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος: High leak, please check system setup and all connections (Υψηλή διαρροή, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του συστήματος και όλες τις συνδέσεις)

Υπάρχει υπερβολική διαρροή.

Ρυθμίστε τη θέση της μάσκας και των ιμάντων κεφαλής. Ο σωλήνας αέρα δεν έχει συνδεθεί σωστά. Συνδέστε τον καλά και στα δύο άκρα του.

Πρόβλημα/Πιθανή αιτία

Επίλυση

Το παρακάτω μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη LCD όταν έχετε προσπαθήσει να ενημερώσετε ρυθμίσεις ή να αντιγράψετε δεδομένα στην κάρτα SD: Card error, please remove SD card and contact service provider (Σφάλμα κάρτας, αφαιρέστε την κάρτα SD και επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής σέρβις)

Η κάρτα SD δεν έχει εισαχθεί σωστά. Μπορεί να αφαιρέσετε την κάρτα SD πριν αντιγραφούν οι ρυθμίσεις στη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SD έχει εισαχθεί σωστά. Τοποθετήστε πάλι την κάρτα SD και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη ή το μήνυμα "Settings updated successfully, press any key (Οι ρυθμίσεις ενημερώθηκαν με επιτυχία, πατήστε ένα πλήκτρο)" στην οθόνη LCD.

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται μόνο μία φορά. Αν εισαγάγετε πάλι την κάρτα SD μετά την ενημέρωση των ρυθμίσεων, το μήνυμα δεν θα επανεμφανιστεί.

Το παρακάτω μήνυμα ΔΕΝ εμφανίζεται στην οθόνη LCD όταν έχετε προσπαθήσει να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την κάρτα SD: Settings updated successfully, press any key (Οι ρυθμίσεις ενημερώθηκαν με επιτυχία, πατήστε ένα πλήκτρο)

Οι ρυθμίσεις δεν ενημερώθηκαν.

Επικοινωνήστε αμέσως με τον ιατρό σας/την εταιρεία παροχής σέρβις.

Κάρτα SD

Μια κάρτα SD παρέχεται για συγκέντρωση των δεδομένων θεραπείας από τη συσκευή και για να παρέχει τις ενημερώσεις των ρυθμίσεων από τον ιατρό σας. Όταν σας υποδειχθεί, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, αφαιρέστε την κάρτα SD, τοποθετήστε την στον προστατευτικό φάκελο και στείλτε την στον ιατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση και την εισαγωγή της κάρτας σας, ανατρέξτε στον προστατευτικό φάκελο της κάρτας SD της συσκευής S9 που παρέχεται μαζί με τη συσκευή σας. Παρακαλείστε να φυλάξετε τον προστατευτικό φάκελο της κάρτας SD της συσκευής S9 για μελλοντική χρήση.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εύρος τιμών πίεσης λειτουργίας	4 έως 20 cm H ₂ O (CPAP), 4 έως 25 cm H ₂ O (VAuto, ASV), 2 έως 25 cm H ₂ O (S, ST)
Μέγιστη πίεση σταθερής κατάστασης σε συνθήκες μίας βλάβης	30 cm H ₂ O (CPAP) – σε περίπτωση υπέρβασης της πίεσης για > 6 δευτερόλεπτα 40 cm H ₂ O (VPAP) – σε περίπτωση υπέρβασης της πίεσης για > 1 δευτερόλεπτο
Ανοχή μέτρησης πίεσης	±0,5 cm H ₂ O ± 4% της μετρηθείσας ένδειξης
Ανοχή μέτρησης ροής	±6 L/min ή 10% της ένδειξης, όποιο είναι μεγαλύτερο
ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΘΟΡΥΒΟΥ κατά ISO 4871:	
Στάθμη ηχητικής πίεσης	24 dBA όπως μετρήθηκε κατά ISO 17510-1:2002 26 dBA με αβεβαιότητα 2 dBA όπως μετρήθηκε κατά EN ISO 17510-1:2009
Στάθμη ισχύος ήχου	34 dBA με αβεβαιότητα 2 dBA όπως μετρήθηκε κατά EN ISO 17510-1:2009
Ονομαστικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	153 mm x 140 mm x 86 mm
Βάρος	835 g
Τροφοδοτικό 90 W	Εύρος τιμών παροχής ρεύματος 100–240 V, 50-60 Hz Ονομαστική τιμή για χρήση σε αεροπλάνο 110 V, 400 Hz Τυπική κατανάλωση ισχύος 70 W (80 VA) Μέγιστη κατανάλωση ισχύος 110 W (120 VA)
Τροφοδοτικό 30 W	Εύρος τιμών παροχής ρεύματος 100–240 V, 50-60 Hz Ονομαστική τιμή για χρήση σε αεροπλάνο 110 V, 400 Hz Τυπική κατανάλωση ισχύος 20 W (30 VA) Μέγιστη κατανάλωση ισχύος 36 W (75 VA)
90W Μετατροπέας DC/DC	Ονομαστικές τάσεις εισόδου 12V, 24V Τυπική κατανάλωση ισχύος 70 W (80 VA) Μέγιστη κατανάλωση ισχύος 110 W (120 VA)
Θερμοκρασία λειτουργίας	+5°C έως +35°C
Υγρασία λειτουργίας	10–95% χωρίς συμπύκνωση
Υψόμετρο λειτουργίας	Στάθμη της θάλασσας έως 2.591 m
Θερμοκρασία φύλαξης και μεταφοράς	-20°C έως +60°C
Υγρασία φύλαξης και μεταφοράς	10–95% χωρίς συμπύκνωση


Κατασκευή περιβλήματος Συμπληρωματικό οξυγόνο	Βραδύκαυστο θερμοπλαστικό Συνιστώμενη μέγιστη ροή συμπληρωματικού οξυγόνου: 4 L/min (λειτουργία VAuto ή ASV), 15 L/min (λειτουργία S, ST ή T)
Υποαλλεργικό φίλτρο αέρα	Μη υφασμένες ίνες από ακρυλικό και πολυπροπυλένιο με φορέα πολυπροπυλενίου
Τυπικό φίλτρο αέρα	Ίνα πολυεστέρα
Σωλήνας αέρα SlimLine™	Εύκαμπτο πλαστικό, 1,8 m, εσωτερική διάμετρος 15 mm
Τυπικός σωλήνας αέρα	Εύκαμπτο πλαστικό, 2 m, εσωτερική διάμετρος 19 mm
Σωλήνας θερμαινόμενου αέρα ClimateLine	Εύκαμπτα πλαστικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα, 2 m, εσωτερική διάμετρος 15 mm
Σωλήνας θερμαινόμενου αέρα ClimateLine ^{MAX}	Εύκαμπτα πλαστικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα, 1,9 m, εσωτερική διάμετρος 19 mm
Έξοδος αέρα	Η κωνική έξοδος αέρα 22 mm συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ISO 5356-1
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) κατά IEC 60601-1-2, για περιβάλλοντα κατοικιών, εμπορικά και ελαφράς βιομηχανίας. Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και την ατρωσία για αυτές τις συσκευές ResMed είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.resmed.com , στη σελίδα Products (Προϊόντα), ενότητα Service & Support (Σέρβις & Υποστήριξη). Κάντε κλικ στο αρχείο PDF που αντιστοιχεί στη γλώσσα σας.
Χρήση σε αεροπλάνο	Οι ιατρικές-φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (M-PED) που ικανοποιούν τις προδιαγραφές RTCA/DO-160F της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλες τις φάσεις του αεροπορικού ταξιδιού, χωρίς περαιτέρω έλεγχο ή έγκριση από τον υπεύθυνο της αεροπορικής εταιρείας. Η ResMed επιβεβαιώνει ότι η συσκευή S9 ικανοποιεί τις προδιαγραφές RTCA/DO-160F.
Ταξινόμηση IEC 60601-1	Κλάση II (διπλή μόνωση), Τύπος BF

Σημειώσεις:

- Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής αυτών των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση.
- Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας που εμφανίζονται για το ClimateLine δεν είναι τιμές μετρήσεων.
- Συνεννοηθείτε με τον ιατρό σας/την εταιρεία παροχής σέρβις πριν χρησιμοποιήσετε το σωλήνα αέρα SlimLine ή ClimateLine με άλλες συσκευές πλην των S9 ή H5i.

Σύμβολα

Τα ακόλουθα σύμβολα μπορεί να εμφανίζονται στη συσκευή S9, στο τροφοδοτικό, στο σωλήνα αέρα ή στη συσκευασία.



Η WEEE 2002/96/EC είναι μια Ευρωπαϊκή οδηγία που καθορίζει τον κατάλληλο τρόπο απόρριψης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συσκευές αυτές θα πρέπει να απορριφθούν χωριστά και όχι μαζί με τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα. Για να απορρίψετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα συστήματα συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Η χρήση αυτών των συστημάτων συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης είναι σχεδιασμένη να μειώνει την πίεση στους φυσικούς πόρους και να αποτρέπει τις ζημιές στο περιβάλλον από επικίνδυνες ουσίες.

Αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα συστήματα διάθεσης αποβλήτων, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία διαχείρισης αποβλήτων. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σας παρακινεί να χρησιμοποιήσετε αυτά τα συστήματα διάθεσης αποβλήτων. Αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και διάθεση της συσκευής ResMed, επικοινωνήστε με τα γραφεία της ResMed, με τον τοπικό διανομέα ή πηγαίστε στη διεύθυνση www.resmed.com/environment.

Σέρβις

Η συσκευή προορίζεται να λειτουργεί με ασφάλεια και αξιοπιστία όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ResMed. Η ResMed συνιστά η συσκευή να επιθεωρείται και να υποβάλλεται σε σέρβις από

ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβρις της ResMed εάν υπάρχουν ενδείξεις φθοράς ή ανησυχία για τη λειτουργία της συσκευής. Αλλιώς, οι συσκευές γενικά δεν χρειάζονται σέρβρις και επιθεώρηση κατά την πενταετή αναμενόμενη διάρκεια ζωής τους.

Περιορισμένη εγγύηση

Η ResMed (στο εξής 'ResMed') εγγυάται ότι το προϊόν ResMed που αγοράσατε θα είναι ελεύθερο από ελαττώματα υλικού και κατασκευής για μια περίοδο από την ημερομηνία αγοράς του η οποία καθορίζεται παρακάτω.

Προϊόν	Διάρκεια εγγύησης
<ul style="list-style-type: none">• Συστήματα μάσκας (περιλαμβάνονται το πλαίσιο μάσκας, το μαξιλάρι, οι ιμάντες κεφαλής και ο σωλήνας) – δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές μίας χρήσης.• Παρελκόμενα – δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές μίας χρήσης• Παλμικοί αισθητήρες δακτύλου εύκαμπτου τύπου• Δοχεία νερού υγρανήρα	90 ημέρες
<ul style="list-style-type: none">• Μπαταρίες για χρήση στα εσωτερικά και εξωτερικά συστήματα μπαταρίας ResMed	6 μήνες
<ul style="list-style-type: none">• Παλμικοί αισθητήρες δακτύλου τύπου συνδετήρα• Μονάδες δεδομένων συσκευών CPAP και δύο επιπέδων (bilevel)• Οξύμετρα και προσαρμογείς οξυμέτρων για συσκευές CPAP και δύο επιπέδων (bilevel)• Υγρανήρες και καθαριζόμενα δοχεία νερού υγρανήρων• Συσκευές ελέγχου τιπλοδότησης	1 έτος
<ul style="list-style-type: none">• Συσκευές CPAP, δύο επιπέδων (bilevel) και αερισμού (περιλαμβάνονται τα εξωτερικά τροφοδοτικά)• Παρελκόμενα μπαταρίας• Φορητές συσκευές διάγνωσης/διαλογής	2 έτη

Η παρούσα εγγύηση είναι διαθέσιμη μόνο στον αρχικό καταναλωτή. Δεν είναι μεταβιβάσιμη. Αν το προϊόν παρουσιάσει βλάβη σε συνθήκες κανονικής χρήσης, η ResMed θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό προϊόν ή τα εξαρτήματά του. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει: α) τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση, κακή χρήση, μετατροπή ή αλλαγή του προϊόντος β) επισκευές που πραγματοποιήθηκαν από κέντρο ή τεχνικό σέρβρις που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητώς από τη ResMed για την εκτέλεση των επισκευών γ) τυχόν ζημιά ή μόλυνση από τσιγάρο, πίπα, πούρο ή άλλο καπνό και δ) τυχόν ζημιά από νερό που χύθηκε στην επιφάνεια ή στο εσωτερικό της ηλεκτρονικής συσκευής.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που το προϊόν πωληθεί ή μεταπωληθεί, εκτός της περιοχής της αρχικής αγοράς του.

Τυχόν αξιώσεις εγγύησης σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος θα πρέπει να γείρονται από τον αρχικό πελάτη στο σημείο αγοράς.

Η εγγύηση αυτή αντικαθιστά όλες τις άλλες ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ορισμένες περιοχές ή χώρες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στην περίοδο ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, συνεπώς ο παραπάνω περιορισμός μπορεί να μην ισχύει για σας.

Η ResMed δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συμπτωματικές ή συνεπαγόμενες ζημιές που υποστηρίζεται ότι προέκυψαν από την πώληση, εγκατάσταση ή χρήση οποιουδήποτε προϊόντος της ResMed. Ορισμένες περιοχές ή χώρες δεν επιτρέπουν εξαίρεση ή περιορισμό των συμπτωματικών ή συνεπαγόμενων ζημιών, συνεπώς ο παραπάνω περιορισμός μπορεί να μην ισχύει για σας.

Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδεχομένως να έχετε κι άλλα, τα οποία διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγύησή σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της ResMed ή με τα γραφεία της ResMed.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις συσκευές.
- Χρησιμοποιείτε αυτές τις συσκευές μόνο για την προβλεπόμενη χρήση τους, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιείτε αυτές τις συσκευές μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας ή του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης.
- Αν παρατηρήσετε οποιοσδήποτε ανεξήγητος αλλαγές στην απόδοση αυτής της συσκευής, αν βγάξει ασυνήθιστους ή δυνατούς ήχους, αν η συσκευή ή το τροφοδοτικό έχει πέσει ή χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, αν έχει χυθεί νερό στο περίβλημα ή αν το περίβλημα είναι σπασμένο, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της ResMed.
- Μην ανοίξετε τη συσκευή S9. Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν επισκευάσιμα από το χρήστη εξαρτήματα. Οι επισκευές και το σέρβις πρέπει να διενεργούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης της ResMed.
- Προσέχετε για ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία. Μη βυθίζετε τη συσκευή S9, το τροφοδοτικό ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό. Να αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό και να βεβαιώνετε ότι είναι στεγνή πριν την ξαναβάλετε στην πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν λευκαντικό, χλωρίνη, οινόπνευμα ή αρωματικά συστατικά, ενυδατικά ή αντιβακτηριακά σαπουνία ή αρωματικά έλαια για να καθαρίσετε τη συσκευή S9 ή το σωλήνα αέρα. Τα διαλύματα αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά και να μειώσουν τη

διάρκεια ζωής αυτών των προϊόντων.

- Εφαρμόζετε όλες τις προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε συμπληρωματικό οξυγόνο.
- Κίνδυνος έκρηξης – να μη χρησιμοποιούνται κοντά σε εύφλεκτα αναισθητικά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα τροφοδοτικά ResMed 90 W ή 30 W. Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό 90 W για να τροφοδοτήσετε με ρεύμα το σύστημα που περιλαμβάνει τη συσκευή, H5i, ClimateLine, ClimateLine^{MAX}, μετατροπέα DC/DC και τροφοδοτικό με μπαταρίες Power Station II. Το τροφοδοτικό 30 W είναι σχεδιασμένο να τροφοδοτεί με ρεύμα μόνο τη συσκευή και συνιστάται για ταξίδια.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και το βύσμα είναι σε καλή κατάσταση και ότι ο εξοπλισμός δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από θερμές επιφάνειες.
- Μη ρίχνετε και μην εισάγετε αντικείμενα σε κάποιο άνοιγμα ή σωλήνα.
- Μην αφήνετε μεγάλο μήκος σωλήνα αέρα γύρω από το πάτωμα μέρος του κρεβατιού. Ο σωλήνας μπορεί να τυλιχτεί γύρω από το κεφάλι ή το λαιμό σας την ώρα που κοιμάστε.
- Οι συμβουλές που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν πρέπει να υπερισχύουν των οδηγιών του θεράποντος ιατρού.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή S9 αν υπάρχουν εμφανείς εξωτερικές βλάβες ή ανεξήγητες αλλαγές στην απόδοση.
- Μόνο σωλήνες αέρα και παρελκόμενα της ResMed επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με αυτές τις συσκευές. Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικού τύπου σωλήνων αέρα ή παρελκομένων μπορεί να αλλάξει η πίεση αέρα και να μειωθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας σας.
- Η απόφραξη του σωλήνα ή/και της εισόδου αέρα της συσκευής S9 κατά την ώρα λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.
- Αν ο ιατρός σας σας έχει ζητήσει να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SD για να ενημερωθούν οι ρυθμίσεις στη συσκευή σας και το μήνυμα “Settings updated successfully” (Οι ρυθμίσεις ενημερώθηκαν με επιτυχία) δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε αμέσως με τον ιατρό σας.
- Οι ασθενείς δεν πρέπει να συνδέσουν καμία συσκευή στη θύρα σύνδεσης μονάδων εκτός αν τους υποδειχθεί κάτι τέτοιο από το νοσηλευτή ή τον ιατρό τους. Μόνο προϊόντα της ResMed είναι κατάλληλα για σύνδεση στη θύρα σύνδεσης μονάδων. Η σύνδεση άλλων συσκευών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή S9.
- Αυτές οι συσκευές S9 πρέπει να χρησιμοποιείται με μάσκες (και συνδετήρες¹) που συνιστώνται από τη ResMed, από ιατρό ή από θεραπευτή σε αναπνευστικά θέματα. Πρέπει να χρησιμοποιείται μία μάσκα μόνον αν η συσκευή S9 έχει ενεργοποιηθεί. Μόλις εφαρμοστεί η μάσκα, βεβαιωθείτε ότι η

1. Τα ανοίγματα μπορεί να είναι ενσωματωμένα στη μάσκα ή σε συνδετήρες κοντά στη μάσκα.

συσκευή παρέχει αέρα. Το άνοιγμα ή τα ανοίγματα εξαερισμού που σχετίζονται με τη μάσκα δεν πρέπει να φράσσονται ποτέ.

Εξήγηση: Η συσκευή S9 προορίζεται για χρήση με ειδικές μάσκες (ή συνδετήρες) που διαθέτουν ανοίγματα εξαερισμού ώστε να είναι δυνατή η συνεχής ροή του αέρα έξω από τη μάσκα. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί σωστά, νέος αέρας από τη συσκευή εκπομπίζει τον εκπνεόμενο αέρα από τα ανοίγματα εξαερισμού της μάσκας. Όταν όμως η συσκευή δεν λειτουργεί, δεν παρέχεται επαρκής ποσότητα νέου αέρα στη μάσκα, με ενδεχόμενο κίνδυνο επανεισπνοής του εκπνεόμενου αέρα. Η επανεισπνοή του εκπνεόμενου αέρα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από μερικά λεπτά μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσει σε ασφυξία. Αυτό ισχύει για τα περισσότερα μοντέλα των συσκευών S9.

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος¹ ή βλάβης της συσκευής, αφαιρέστε τη μάσκα
- Αυτές οι συσκευές S9 μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να παρέχουν πιέσεις έως 20 cm H₂O. Στην απίθανη περίπτωση ορισμένων καταστάσεων σφάλματος, ενδέχεται να σημειωθούν πιέσεις έως 40 cm H₂O.
- Η ροή οξυγόνου πρέπει να απενεργοποιείται όταν η συσκευή δεν λειτουργεί, ώστε το οξυγόνο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί να μη συσσωρεύεται μέσα στο περίβλημα της συσκευής και να αποφεύγεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Το οξυγόνο ενισχύει την καύση. Το οξυγόνο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά το κάπνισμα ή όταν υπάρχει γυμνή φλόγα.
- Αν προκύψει διαρροή αέρα λόγω ζημιάς στο σωλήνα, μην εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε το σωλήνα αέρα.
- Μην πλένετε το σωλήνα αέρα σε πλυντήριο ρούχων ή πλυντήριο πιάτων.
- Το άκρο του σωλήνα θερμαινόμενου αέρα με τον ηλεκτρικό συνδετήρα είναι συμβατό μόνο με την έξοδο αέρα του H5i και δεν πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ή στη μάσκα.
- Όταν χρησιμοποιείτε το SlimLine ή ClimateLine με πίεση υψηλότερη από 20 cm H₂O, η βέλτιστη απόδοση της συσκευής ενδέχεται να μην επιτευχθεί εάν χρησιμοποιείται μαζί με αντιβακτηριακό φίλτρο. Η απόδοση της συσκευής πρέπει να ελεγχθεί πριν οριστεί η χρήση των SlimLine ή ClimateLine μαζί με αντιβακτηριακό φίλτρο.
- Το ClimateLine ή το ClimateLine^{MAX} προορίζεται για χρήση μόνο με το H5i.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

- Προσέξτε να τοποθετήσετε τη συσκευή σας σε σημείο που δεν θα χτυπηθεί και δεν πρόκειται κανείς να σκοντάψει πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.

1. Σε περίπτωση μερικής (κάτω από την καθορισμένη ελάχιστη τάση) ή ολικής διακοπής ρεύματος, οι πιέσεις θεραπείας δεν παρέχονται. Όταν επανέλθει το ρεύμα, η λειτουργία θα αρχίσει πάλι χωρίς αλλαγές στις ρυθμίσεις.

- Αν τοποθετήσετε τη συσκευή στο δάπεδο, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή είναι καθαρή από σκόνες και κλινוסκεπάσματα, ρούχα ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να φράξουν την είσοδο αέρα ή να καλύψουν το τροφοδοτικό.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος γύρω από τη συσκευή είναι στεγνός και καθαρός.
- Μην κρεμάτε το σωλήνα αέρα στο άμεσο ηλιακό φως γιατί υπάρχει κίνδυνος σκλήρυνσης του σωλήνα με την πάροδο του χρόνου και δημιουργίας ρωγμής τελικά.
- Μην πλένετε το φίλτρο αέρα. Το φίλτρο αέρα δεν μπορεί να πλυθεί ούτε να επαναχρησιμοποιηθεί.
- Το κάλυμμα του φίλτρου αέρα προστατεύει τη συσκευή σε περίπτωση που θα χυθούν κατά λάθος υγρά. Να βεβαιώνετε ότι το φίλτρο αέρα και το κάλυμμα του φίλτρου αέρα βρίσκονται πάντοτε στις θέσεις τους.
- Σε χαμηλές πιέσεις, η ροή από τα ανοίγματα εκπνοής της μάσκας σας μπορεί να μην επαρκεί για να απομακρύνει όλο τον εκπνεόμενο αέρα από το σωλήνα. Μπορεί να σημειωθεί μερική επανεισπνοή.
- Η ροή αέρα για την αναπνοή που δημιουργείται με αυτές τις συσκευές μπορεί να είναι κατά 6°C υψηλότερη από τη θερμοκρασία του δωματίου. Απαιτείται προσοχή όταν η θερμοκρασία του δωματίου είναι υψηλότερη από 32°C.

Polski

Wskazania dla stosowania aparatu S9 VPAP ST

Aparat S9 VPAP ST jest przeznaczony do nieinwazyjnego wentylowania pacjentów ważących więcej niż 13 kg i cierpiących na niewydolność oddechową lub obturacyjny bezdech senny (OBS). Aparat S9 VPAP ST może być używany w domu i w szpitalu.

Wskazania dla stosowania aparatu S9 VPAP S

Aparat S9 VPAP S jest przeznaczony do nieinwazyjnego wentylowania pacjentów ważących więcej niż 13 kg i cierpiących na niewydolność oddechową lub obturacyjny bezdech senny (OBS). Aparat S9 VPAP S może być używany w domu i w szpitalu.

Wskazania dla stosowania aparatu S9 AutoSet CS

Aparat S9 AutoSet CS jest przeznaczony do nieinwazyjnego wspomagania wentylacji u pacjentów ważących więcej niż 30 kg i cierpiących na bezdech centralny i/lub mieszany, oddychanie okresowe (oddech Cheyne-Stokes'a), z obturacyjnym bezdechem sennym (OBS) lub bez. Aparat S9 AutoSet CS może być używany w domu i w szpitalu.

Wskazania dla stosowania aparatu S9 Auto 25

Aparat S9 Auto 25 jest przeznaczony do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) u pacjentów ważących ponad 30 kg. Aparat S9 Auto 25 może być używany w domu i w szpitalu.

Przeciwwskazania

Terapia z wykorzystaniem dodatniego ciśnienia może być przeciwwskazana dla niektórych pacjentów cierpiących na następujące schorzenia:

- ostra pęcherzowa choroba płuc;
- odma opłucnowa;
- patologicznie niskie ciśnienie krwi;
- odwodnienie;
- wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, niedawny zabieg chirurgiczny czaszki lub uraz.

Działania niepożądane

Pacjenci powinni zgłaszać lekarzowi nietypowe bóle w klatce piersiowej, silne bóle głowy lub nasilenie duszności. Ostra infekcja górnych dróg oddechowych może wymagać tymczasowego przerwania terapii.

Podczas terapii przy użyciu opisywanych urządzeń mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

- suchość w nosie, ustach lub gardle;
- krwawienie z nosa;
- wzdęcia;
- uczucie dyskomfortu w uszach lub zatokach;
- podrażnienie oczu;
- wysypki skórne.

Maski i nawilżacze

Zalecane maski i nawilżacze dostępne są na stronie internetowej www.resmed.com na karcie Products (Produkty) w części Service & Support (Obsługa i serwis). Informacje dotyczące korzystania z maski i nawilżacza zamieszczone są w instrukcjach obsługi dostarczonych wraz z tymi elementami.

Instalacja

Patrz rycina A.

1. Do gniazdka zasilania na tylnym panelu urządzenia włożyć wtyczkę prądu stałego.
2. Podłączyć przewód zasilający do zasilacza.
3. Podłączyć drugi koniec przewodu do gniazdka zasilania.
4. Jeden koniec rury dokładnie zamocować do wylotu powietrza.
5. Podłączyć maskę z osprzętem do wolnego końca rury przewodzącej powietrze.

Panel sterowania

Patrz rycina B.

Na panelu kontrolnym urządzenia znajdują się następujące elementy:





1. Przycisk Start/Stop: Rozpoczynający lub kończący sesję leczenia
2. Główne menu

3. Ekran LCD
4. Menu informacyjne: Pozwala na monitorowanie statystyk związanych ze snem
5. Menu ustawień: Pozwala na dokonywanie zmian w ustawieniach
6. Pokrętko: Obrót pokrętki pozwala na przeglądanie menu i zmianę ustawień. Wciśnięcie pokrętki umożliwia wejście do menu i zatwierdzenie wyboru.



Przemieszczanie się między menu

Patrz rycina C.

Zasady ogólne przemieszczania się między menu:

1. Obracać  do momentu, w którym żądany parametr zostanie wyświetlony na niebiesko.
2. Nacisnąć . Wybór jest podświetlony na pomarańczowo.
3. Obracać  do momentu, w którym wyświetli się żądane ustawienie.
4. Nacisnąć , aby potwierdzić wybór. Ekran ponownie zmieni kolor na niebieski.

Rozpoczęcie użytkowania

1. Upewnić się, że zasilanie jest podłączone.
2. Jeśli zachodzi potrzeba, dopasować czas narastania.
3. Dopasować maskę według załączonej instrukcji.
4. W celu rozpoczęcia terapii należy wdmuchnąć powietrze do maski lub nacisnąć .
5. Należy położyć się i ułożyć rurę przewodzącą powietrze w taki sposób, aby mogła się swobodnie przemieszczać przy zmianie pozycji w czasie snu.
6. W celu przerwania sesji należy zdjąć maskę i/lub wcisnąć .

Uwagi:

- *Jeśli lekarz uaktywnił funkcję SmartStart, urządzenie zacznie działać automatycznie w momencie, gdy pacjent zacznie oddychać przez maskę, a wyłączy się, gdy pacjent maskę zdejmie.*
- *Jeśli podczas terapii dojdzie do awarii zasilania, wówczas po przywróceniu zasilania urządzenie automatycznie ponownie rozpocznie terapię.*

Czyszczenie i konserwacja

Codziennie:

Wyjąć rurę przewodzącą powietrze, pociągając za uchwyty palcowe na mankietcie. Powiesić w czystym, suchym miejscu do czasu ponownego użycia.

Co tydzień:

1. Odłączyć rurę przewodzącą powietrze od urządzenia S9 i maski.
2. Rurę doprowadzającą powietrze umyć w ciepłej wodzie, używając łagodnego detergentu.
3. Dokładnie wypłukać i powiesić do wyschnięcia.
4. Przed kolejnym użyciem podłączyć rurę przewodzącą powietrze do wylotu powietrza i maski.

Co miesiąc:

1. Powierzchnię urządzenia przetrzeć wilgotną ściereczką zmoczoną w roztworze łagodnego detergentu.
2. Sprawdzić, czy filtr powietrza jest drożny i nie ma dziur.

Wymiana filtra powietrza:

Filtr powietrza należy wymieniać co sześć miesięcy (lub częściej w razie konieczności).

1. Usunąć osłonę filtra powietrza zamocowaną z tyłu urządzenia S9.
2. Wyjąć i wyrzucić zużyty filtr powietrza.
3. Nowy filtr powietrza firmy ResMed ułożyć płasko w osłonie.
4. Założyć ponownie osłonę filtra powietrza.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku pojawienia się problemu należy najpierw spróbować przedstawionych poniżej rozwiązań. Jeśli problem nie daje się rozwiązać, należy skontaktować się z dostawcą sprzętu lub z firmą ResMed. Nie należy samemu otwierać urządzeń.

Problem/Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie

Brak obrazu

Zasilanie nie zostało podłączone.

Sprawdzić, czy kabel zasilający jest podłączony, a wyłącznik gniazda zasilania (jeśli jest dostępny) jest włączony.

Wtyczka zasilania prądem stałym z tyłu urządzenia jest wprowadzona tylko częściowo lub została wprowadzona zbyt wolno.

Całkowicie wprowadzić wtyczkę zasilania prądem stałym.

Urządzenie dostarcza zbyt mało powietrza

Używany jest stopniowy czas narastania ciśnienia.

Czekać na wzrost ciśnienia powietrza lub zmienić ustawienie czasu stopniowego narastania ciśnienia.

Filtr powietrza jest zabrudzony.

Wymienić filtr powietrza.

Rura doprowadzająca powietrze nie jest prawidłowo podłączona.

Sprawdzić podłączenie rury doprowadzającej powietrze.

Rura doprowadzająca powietrze jest niedrożna, zagięta lub dziurawa.

Udrożnić lub wyprostować rurę doprowadzającą powietrze. Sprawdzić, czy rura doprowadzająca powietrze nie jest dziurawa.

Problem/Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie

Maska i część nagłowna nie są właściwie umiejscowione.

Wybrano niewłaściwą rurę przewodzącą powietrze.

Dostosować położenie maski i części nagłownej.

W przypadku używania rur typu SlimLine, Standard lub 3m należy sprawdzić, czy w menu został wybrany właściwy typ rury.

Urządzenie nie włącza się po wykonaniu oddechu do maski

Oddech nie jest wystarczająco głęboki, aby uruchomić funkcję SmartStart/Stop.

Występuje zbyt duża nieszczelność.

Uwaga: *Jeśli włączony jest alarm nieszczelności (Al. nieszcz.), wówczas nastąpi uruchomienie alarmu dźwiękowego i pojawi się komunikat o dużej nieszczelności.*

Funkcja SmartStart/Stop nie została uaktywniona.

Uwaga: *Jeśli włączony jest alarm nieszczelności (Al. nieszcz.), wówczas funkcja SmartStart/Stop nie jest dostępna.*

Należy wykonać głęboki wdech i wydech przez maskę.

Dostosować położenie maski i części nagłownej. Rura doprowadzająca powietrze nie jest prawidłowo podłączona. Podłączyć dokładnie z obu stron.

Uaktywnić SmartStart/Stop.

Urządzenie nie przerywa pracy po zdjęciu maski

Funkcja SmartStart/Stop nie została uaktywniona.

Uwaga: *Jeśli włączony jest alarm nieszczelności (Al. nieszcz.), wówczas funkcja SmartStart/Stop nie jest dostępna.*

Uaktywnić SmartStart/Stop.

Funkcja SmartStart/Stop jest włączona, ale po zdjęciu maski urządzenie nie zatrzymuje terapii automatycznie

Używany typ maski jest niezgodny z urządzeniem.

Używać wyłącznie sprzętu zalecanego przez firmę ResMed.

Problem/Prawdopodobna przyczyna **Rozwiązanie**

Pacjent korzysta z systemu wkładek nosowych lub maski pediatrycznej z ustawionym ciśnieniem niższym niż 7 cm H₂O.

Wyłączyć funkcję SmartStart/Stop.

Ciśnienie wzrasta w sposób nieprawidłowy

Nienaturalny sposób mówienia, kaszlu lub oddychania.

Unikać rozmawiania z założoną maską nosową i oddychać w sposób jak najbardziej naturalny.

Uszczelka maski brzęczy przy kontakcie ze skórą.

Poprawić położenie części nagłownej.

Uszczelka osadzona niepoprawnie, co powoduje dużą nieszczelność.

Wyregulować część nagłowną lub ponownie dopasować uszczelkę.

Wyświetlanie informacji o błędzie: High temperature fault, refer to User Manual (Usterka wysokiej temperatury, sprawdzić w instrukcji użytkownika)

Urządzenie pozostawiono w gorącym otoczeniu.

Przed ponownym użyciem ochłodzić. Odłączyć przewód zasilania, a następnie ponownie podłączyć w celu ponownego uruchomienia urządzenia.

Filtr powietrza jest zablokowany.

Wymienić filtr powietrza. Odłączyć przewód zasilania, następnie ponownie podłączyć w celu ponownego uruchomienia urządzenia.

Rura doprowadzająca powietrze jest niedrożna.

Sprawdzić i udrożnić rurę doprowadzającą powietrze. Odłączyć przewód zasilania, następnie ponownie podłączyć w celu ponownego uruchomienia urządzenia.

Nawilżacz ustawiony jest na zbyt wysoką wydajność, skutkiem czego jest nadmierne nagromadzenie wody w rurze doprowadzającej powietrze.

Zmniejszyć wydajność nawilżacza oraz opróżnić wodę z rury doprowadzającej powietrze.

Wyświetlanie informacji o błędzie: Check ResMed Power Supply Unit and fully insert the connector (Sprawdzić zasilacz ResMed i dokładnie wprowadzić złączkę)

Wtyczka prądu stałego nie jest dokładnie podłączona z tyłu urządzenia lub jest podłączona zbyt lekko.

Podłączyć dokładnie wtyczkę prądu stałego.

Problem/Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie

Urządzenie podłączono do zasilacza innej firmy niż ResMed.

Odłączyć zasilacz i podłączyć właściwy firmy ResMed.

Pościel przykryła zasilacz.

Upewnić się, że zasilacz nie jest przykryty pościelą, odzieżą lub innymi przedmiotami.

Wyświetlany jest komunikat błędu: Tube blocked, please check your tube (Rura zablokowana, sprawdzić rurę)

Rura przewodząca powietrze jest zatkana.

Sprawdzić rurę i usunąć przyczynę zablokowania. Odłączyć kabel zasilania, po czym podłączyć ponownie, aby powtórnie uruchomić urządzenie.

Pojawia się komunikat o błędzie: High leak, please check system setup and all connections (Duża nieszczelność, sprawdź konf. systemu i połączenia)

Wystąpiła nadmierna nieszczelność.

Dostosować położenie maski i części nagłownej. Rura przewodząca powietrze nie jest prawidłowo podłączona. Zamocować ciasno po obydwu stronach.

Na ekranie LCD wyświetla się następująca informacja, po próbie aktualizowania ustawień lub kopiowania danych na kartę SD: Card error, please remove SD card and contact service provider (Błąd karty, proszę wyjąć kartę SD i skontaktować się z dostawcą usługi)

Karta SD nie jest włożona poprawnie. Możliwe, że karta SD została wyjęta przed skopiowaniem ustawień do urządzenia.

Upewnić się, że karta SD jest poprawnie włożona. Ponownie włożyć kartę SD i poczekać na wyświetlenie głównego ekranu lub komunikatu „Ustawienia zostały zaktualizowane pomyślnie, naciśnij dowolny przycisk” na ekranie LCD.

Uwaga: Ten komunikat jest wyświetlany tylko raz. Komunikat o zaktualizowaniu ustawień nie wyświetli się kolejny raz po ponownym włożeniu karty SD.

Następujący komunikat NIE wyświetli się na ekranie LCD, jeśli wcześniej podjęto próbę aktualizacji ustawień za pomocą karty SD: Settings updated successfully, press any key (Ustawienia zostały zaktualizowane pomyślnie, naciśnij dowolny przycisk)

Ustawienia nie zostały zaktualizowane. Skontaktować się natychmiast z lekarzem/dostawcą usługi.

Karta SD

Do zestawu dołączono kartę SD umożliwiającą zebranie danych dotyczących terapii z urządzenia i wprowadzanie uzyskanych od lekarza aktualizacji ustawień. W razie otrzymania stosownych instrukcji

odłączyć urządzenie od gniazda zasilania, wyjąć kartę SD, włożyć ją do folderu ochronnego i wysłać do lekarza. Dalsze informacje dotyczące wyjmowania i wkładania karty zawarte są w dołączonym do urządzenia folderze ochronnym karty SD S9. Należy zachować folder ochronny karty SD S9 do użycia w przyszłości.

Specyfikacje techniczne

Zakres ciśnienia roboczego	Od 4 do 20 cm H ₂ O (CPAP); od 4 do 25 cm H ₂ O (VAuto, ASV); od 2 do 25 cm H ₂ O (S, ST)
Maksymalne stabilne ciśnienie pojedynczego błędu	30 cm H ₂ O (CPAP) – jeśli ciśnienie było przekroczone przez > 6 sekund; 40 cm H ₂ O (VPAP) – jeśli ciśnienie było przekroczone przez > 1 sekundę;
Tolerancja pomiaru ciśnienia	±0,5 cm H ₂ O ± 4% mierzonego odczytu
Tolerancja pomiaru przepływu	±6 l/min lub 10% odczytu, zależnie od tego, która wartość jest większa
DEKLAROWANE PODWÓJNE WARTOŚCI EMISJI HAŁASU są zgodne z normą ISO 4871:	
Poziom ciśnienia akustycznego	24 dBA mierzone według normy ISO 17510-1:2002 26 dBA przy niepewności 2 dBA mierzone według normy EN ISO 17510-1:2009
Poziom mocy akustycznej	34 dBA przy niepewności 2 dBA mierzone według normy EN ISO 17510-1:2009
Wymiary nominalne (dł x szer x wys)	153 mm x 140 mm x 86 mm
Masa	835 g
Zasilacz 90 W	Zakres napięcia zasilania 100–240 V, 50–60 Hz Wartość nominalna użytkowania w samolocie 110 V, 400 Hz Średnie zużycie energii 70 W (80 VA) Maksymalne zużycie energii 110 W (120 VA)
Zasilacz 30 W	Zakres napięcia zasilania 100–240 V, 50–60 Hz Wartość nominalna użytkowania w samolocie 110 V, 400 Hz Średnie zużycie energii 20 W (30 VA) Maksymalne zużycie energii 36 W (75 VA)
Przetwornica DC/DC 90 W	Znamionowe wartości napięcia wejściowego: 12 V, 24 V Typowy pobór mocy 70 W (80 VA) Maksymalny pobór mocy 110 W (120 VA)

Temperatura robocza	od +5°C do +35°C
Wilgotność robocza	10%–95% bez kondensacji
Wysokość robocza	od wpm do 2591 m
Temperatura przechowywania i transportu	od –20°C do +60°C
Wilgotność w trakcie przechowywania i transportu	10%–95% bez kondensacji
Konstrukcja obudowy	Niepalne tworzywo termoplastyczne
Tlen	Zalecany maksymalny przepływ dodatkowego tlenu: 4 l/min (tryb VAuto lub ASV); 15 l/min (tryb S, ST lub T)
Hipoalergiczny filtr powietrza	Nietkane włókna akrylowe i polipropylenowe na nośniku polipropylenowym
Standardowy filtr powietrza	Włókno poliestrowe
Rura doprowadzająca powietrze SlimLine™	Elastyczne tworzywo sztuczne, 1,8 m, średnica wewn. 15 mm
Standardowa rura doprowadzająca powietrze	Elastyczne tworzywo sztuczne, 2 m, średnica wewn. 19 mm
Podgrzewana rura przewodząca powietrze ClimateLine	Elastyczne tworzywo sztuczne i komponenty elektryczne, 2 m, śr. wewnętrzna 15 mm
Podgrzewana rura przewodząca powietrze ClimateLine ^{MAX}	Elastyczne tworzywo sztuczne i komponenty elektryczne, 1,9 m, śr. wewnętrzna 19 mm
Wylot powietrza	Stożkowy wylot powietrza o średn. 22 mm zgodny z normą ISO 5356-1
Zgodność elektromagnetyczna	Produkt spełnia wszystkie wymogi zgodności elektromagnetycznej (EMC) zawarte w normie IEC60601-1-2 dotyczącej urządzeń domowych, handlowych i przemysłu lekkiego. Informacje na temat emisji elektromagnetycznej oraz odporności urządzeń firmy ResMed dostępne są na stronie internetowej www.resmed.com na karcie Products (Produkty) w części Service & Support (Obsługa i serwis). Należy kliknąć plik PDF z wybranym językiem.

Użytkowanie w samolocie

Przenośne medyczne urządzenia elektroniczne, spełniające wymagania agencji Federal Aviation Administration (FAA) z rozporządzenia RTCA/DO-160F, mogą być używane podczas każdej z faz podróży samolotem bez potrzeby przeprowadzania testów lub wydawania zezwoleń ze strony operatorów lotniczych. Firma ResMed potwierdza, że urządzenie S9 spełnia wymagania rozporządzenia RTCA/DO-160F.

Klasyfikacja IEC 60601-1



















Klasa II (podwójna izolacja), typ BF

Uwagi:

- *Producent zastrzega sobie prawo zmiany specyfikacji technicznych bez uprzedniego powiadomienia.*
- *Wyświetlane na potrzeby Climate Control ustawienia dotyczące temperatury i wilgotności względnej nie są wartościami mierzonymi.*
- *Przed zastosowaniem rury typu SlimLine lub ClimateLine z urządzeniami innymi niż S9 lub H51 należy zasięgnąć porady lekarza/firmy serwisowej.*

Symbole

Następujące symbole mogą pojawić się na urządzeniu S9, zasilaczu, rurze doprowadzającej powietrze lub opakowaniu.

 Uwaga;  Przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi;  Urządzenie kropłoszczelne;  Urządzenie niekropłoszczelne;  Urządzenie typu BF;  Urządzenie klasy II;  Start/Stop;  Producent;  Dyrektywa europejska RoHS;  Numer serii;  Numer części;  Numer fabryczny;  Prąd stały;  Zablokuj/odblokuj;   Przed napełnieniem wyciąg zbiornik;  Logo 1 kontroli zanieczyszczenia w Chinach;  Logo 2 kontroli

zanieczyszczenia w Chinach;  **Informacje dot. ochrony środowiska**

WEEE 2002/96/WE to dyrektywa Unii Europejskiej określająca wymagania dot. pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Urządzeń należy pozbywać się oddzielnie, a nie jako składowej niesortowanych odpadów komunalnych. Aby pozbyć się urządzenia jako odpadu, należy skorzystać z właściwych w danym regionie dostawców usług zbierania, ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów. Usługi zbierania, ponownego wykorzystania i recyklingu przyczyniają się do

redukowania szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne i zapobiegania przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do środowiska.

Dalsze informacje na temat organizacji usług pozbywania się odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gospodarki odpadami. Symbol przekreślonego kosza na śmieci jest zachętą do skorzystania z tych usług. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat odbioru i pozbywania się urządzeń ResMed, należy skontaktować się z biurem ResMed, lokalnym dystrybutorem lub odwiedzić stronę www.resmed.com/environment.

Serwisowanie

Aparat powinien działać w sposób bezpieczny i niezawodny, pod warunkiem że będzie obsługiwany zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez firmę ResMed. Jeśli pojawiły się oznaki uszkodzenia aparatu lub problemy z jego działaniem, firma ResMed zaleca, aby inspekcję i serwis aparatu powierzyć autoryzowanemu punktowi obsługi firmy ResMed. W większości przypadków inspekcja i serwis nie są zwykle wymagane w pięcioletnim okresie przewidzianej przydatności urządzenia do użytku.

Ograniczona gwarancja

Firma ResMed Ltd (zwana dalej „ResMed”) gwarantuje, że urządzenie ResMed będzie wolne od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych począwszy od daty zakupu przez okres sprecyzowany poniżej.

Produkt	Okres gwarancyjny
<ul style="list-style-type: none">Maski (w tym rama maski, uszczelka, część nagłowna i rura doprowadzająca powietrze) – wyłączając urządzenia jednorazowego użytkuAkcesoria – wyłączając urządzenia jednorazowego użytkuElastyczne mierniki tętna zakładane na palecZbiorniki na wodę do nawilżacza	90 dni
<ul style="list-style-type: none">Akumulatory używane w wewnętrznym i zewnętrznym systemie zasilania firmy ResMed	6 miesięcy
<ul style="list-style-type: none">Zaciskowe mierniki tętna zakładane na palecAparaty CPAP i moduły danych urządzeń dwupoziomowychOksymetry i aparaty CPAP oraz adaptory oksymetrów urządzeń dwupoziomowychNawilżacze oraz nadające się do czyszczenia zbiorniki na wodę do nawilżaczaUrządzenia do kontroli miareczkowania	1 rok

Produkt**Okres gwarancyjny**

- Aparaty CPAP, urządzenia dwupoziomowe i do wentylacji (włączając zasilacze zewnętrzne)
- Akcesoria do akumulatora
- Przenośne urządzenia diagnostyczne/badawcze

2 lata

Gwarancja jest dostępna wyłącznie dla pierwszego nabywcy. Gwarancja jest niezbywalna.

Jeśli produkt ulegnie awarii podczas normalnego użytkowania, firma ResMed naprawi lub wymieni, według własnego uznania, uszkodzony produkt lub jego części.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje: a) wszelkich uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nadmierną eksploatacją, wprowadzaniem modyfikacji lub zmian; b) napraw przeprowadzanych w serwisach nieautoryzowanych jednoznacznie przez firmę ResMed; c) uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych dymem z papierosów, fajek, cygar i innych; d) uszkodzeń powstałych wskutek zalania wodą lub zamoczenia urządzenia elektronicznego.

Gwarancja nie obejmuje produktu sprzedanego lub odsprzedanego poza regionem pierwszego zakupu. Roszczenia z tytułu wad produktu muszą być zgłaszane przez pierwszego nabywcę w miejscu zakupu produktu.

Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje, w tym wszelkie rękojmie przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Niektóre regiony i państwa nie zezwalają na ograniczenia dotyczące długości trwania gwarancji, a więc powyższe ograniczenia w pewnych przypadkach mogą nie mieć zastosowania.

Firma ResMed nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody uboczne i następne, zgłaszane jako powstałe wskutek sprzedaży, instalacji lub użytkowania produktu firmy ResMed. Niektóre regiony i państwa nie zezwalają na wyłączenia bądź ograniczenia dotyczące szkód ubocznych i następnych, a więc powyższe ograniczenia w pewnych przypadkach mogą nie mieć zastosowania.

Niniejsza gwarancja przyznaje klientowi pewne prawa; klient może mieć też inne prawa, w zależności od regionu. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem firmy ResMed lub biurem ResMed.

**OSTRZEŻENIA**

- Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję.
- Urządzeń tych można używać tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
- Urządzenia mogą być używane wyłącznie zgodnie z wytycznymi lekarza i lub innego pracownika służby zdrowia.
- Jeśli pojawiły się niewytłumaczalne zmiany w działaniu urządzenia lub urządzenie generuje dziwne lub ostre dźwięki; jeśli doszło do upuszczenia lub nieprawidłowego użycia urządzenia albo

- zasilacza; jeśli doszło do rozlania płynu na obudowę urządzenia lub obudowa jest uszkodzona, wówczas należy zaprzestać używania aparatu i skontaktować się z centrum serwisowym ResMed.
- Nie należy otwierać S9. W środku nie ma żadnych części przeznaczonych do naprawy przez użytkownika. Naprawy i serwisowanie mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowanego przedstawiciela serwisu ResMed.
 - Uwaga: Ryzyko porażenia prądem. Nie należy zanurzać w wodzie urządzenia S9, zasilacza ani kabla zasilającego. Należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem i sprawdzać, czy jest suche, przed ponownym podłączeniem do zasilania.
 - Do czyszczenia urządzenia S9 lub rury przewodzącej powietrze nie należy używać roztworów wybielających, chloru, zawierających alkohol albo substancje aromatyczne, mydła nawilżającego lub antybakteryjnego ani olejków zapachowych. Roztwory te mogą powodować uszkodzenia i skracać żywotność produktów.
 - Jeśli używany jest tlen, należy stosować odpowiednie środki ostrożności.
 - Zagrożenie wybuchem – nie używać w pobliżu palnych środków znieczulających.
 - Stosować wyłącznie zasilacze 90 W lub 30 W firmy ResMed. Zasilacz 90 W służy do zasilania urządzenia, aparatu H5i, rury ClimateLine, rury ClimateLine^{MAX}, przetwornicy DC/DC i pakietu baterii Power Station II. Zasilacz 30 W jest przeznaczony do zasilania samego urządzenia i zalecany podczas podróży.
 - Sprawdzić, czy przewód zasilający i wtyczka są w dobrym stanie i czy urządzenie nie jest uszkodzone.
 - Trzymać kabel zasilający z dala od gorących powierzchni.
 - Nie upuszczać ani nie wkładać żadnych obiektów do rur i otworów.
 - Nie należy kłaść zbyt długiego odcinka rury u wężłowia łóżka. Mogłaby ona okręcić się wokół głowy lub szyi pacjenta podczas snu.
 - Porady zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie powinny zastępować zaleceń lekarza zapisującego tę kurację.
 - Nie należy używać S9, jeśli zauważymy widoczne wady zewnętrzne lub dziwne zmiany w pracy urządzenia.
 - Należy używać wyłącznie rur doprowadzających powietrze i akcesoriów firmy ResMed. Rury lub akcesoria innego typu mogą zaburzać wysokość wytwarzanego ciśnienia i tym samym obniżyć skuteczność terapii.
 - Niedrożność rury lub wlotu powietrza, gdy urządzenie S9 jest włączone może prowadzić do przegrzania urządzenia.
 - Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli zalecił on użycie karty SD do aktualizacji ustawień urządzenia, a nie pojawia się komunikat „Ustawienia zostały zaktualizowane pomyślnie”.

- Pacjent nie powinien podłączać urządzenia do portu złączki modułu, chyba że otrzymał takie polecenie od lekarza lub innego pracownika służby zdrowia. Do portu złączki modułu mogą być podłączane jedynie produkty ResMed. Podłączanie innych urządzeń mogłoby spowodować obrażenia ciała lub uszkodzić urządzenie S9.
- Urządzenia S9 należy używać jedynie z maskami (i złączkami¹) zalecanymi przez firmę ResMed, lekarzy lub terapeutów oddechowych. Nie należy używać maski, jeśli urządzenie S9 nie zostało włączone. Po dopasowaniu maski należy upewnić się, że urządzenie nadmuchuje powietrze. Otwór wentylacyjny oraz inne otwory umieszczone w masce nie mogą być w żadnym wypadku niedrożne. **Wyjaśnieni:** Urządzenie S9 jest przeznaczone do użytku razem ze specjalnymi maskami (lub złączkami), które są wyposażone w otwory wentylacyjne umożliwiające ciągły przepływ powietrza przez maskę. Kiedy urządzenie jest włączone i działa poprawnie, świeża porcja powietrza z urządzenia wypycha wydychane powietrze przez otwory wentylacyjne w masce. Jeśli jednak urządzenie nie działa, maska nie będzie podawać dostatecznej ilości świeżego powietrza, a wydychane powietrze może być ponownie wdychane. Ponowne oddychanie wydychanym powietrzem przez dłużej niż kilka minut może w pewnych okolicznościach doprowadzić do uduszenia. Dotyczy to większości modeli urządzeń S9.
- W przypadku odcięcia zasilania² lub awarii urządzenia należy zdjąć maskę.
- Urządzenia S9 można ustawić w taki sposób, aby dostarczały ciśnienie do 20 cm H₂O. W przypadkach wadliwego działania, których prawdopodobieństwo zajścia jest bardzo niskie, możliwe jest uzyskanie ciśnienia do 40 cm H₂O.
- W czasie gdy urządzenie jest wyłączone, należy wyłączyć dopływ tlenu, aby nie dopuścić do gromadzenia się niezużytego tlenu pod obudową urządzenia. Gromadzenie się tlenu stwarza ryzyko pożaru.
- Tlen podtrzymuje spalanie. Tlenu nie powinno się stosować w obecności osób palących papierosy i w pobliżu źródła otwartego ognia.
- Jeśli uszkodzenie rur doprowadzających powietrze będzie przyczyną nieszczelności, należy zaprzestać ich używania.
- Nie należy myć rur doprowadzających powietrze w pralkach ani w zmywarkach do naczyń.
- Koniec podgrzewanej rury przewodzącej powietrze wyposażony w złącze elektryczne jest kompatybilny tylko z wylotem powietrza H5i i nie powinien być wprowadzany do maski ani urządzenia.

1. Porty mogą stanowić część maski lub złązek w pobliżu maski.

2. Podczas awarii zasilania częściowej (poniżej minimalnego napięcia pracy) lub całkowitej nie zostanie zapewnione ciśnienie terapeutyczne. Po przywróceniu zasilania praca urządzenia zostanie wznowiona, a ustawienia nie zmienią się.

- Jeśli wraz z rurą SlimLine lub ClimateLine – przy ciśnieniu ponad 20 cm H₂O – używany będzie filtr przeciwbakteryjny, wówczas osiągnięcie optymalnej wydajności urządzenia może być niemożliwe. Przed zaleceniem terapii z wykorzystaniem rury SlimLine lub ClimateLine i filtru przeciwbakteryjnego należy sprawdzić wydajność urządzenia.
- Rura ClimateLine i ClimateLine^{MAX} przeznaczona jest do użycia wyłącznie z aparatem H5i.



UWAGI

- Nie należy stawiać urządzenia w miejscu, z którego może ono spaść lub w którym ktoś może potknąć się o kabel zasilający.
- Jeżeli urządzenie ma zostać ustawione na podłodze, należy upewnić się, że powierzchnia nie jest zakurzona i nie istnieje ryzyko przykrycia wlotu powietrza lub zasilacza pościelą, odzieżą ani innymi przedmiotami.
- Otoczenie urządzenia powinno być suche i czyste.
- Nie wieszacz rury przewodzącej powietrze w miejscu, gdzie będzie ona narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ rura może ulec zeszczywnieniu, a w końcu popękać.
- Filtru powietrza nie należy myć. Filtr powietrza nie nadaje się do mycia ani powtórnego użycia.
- Osłona filtra powietrza chroni urządzenie na wypadek przypadkowego rozlania cieczy. Upewnij się, że filtr powietrza i jego osłona są zawsze założone.
- Przy niskich ciśnieniach przepływ powietrza przez porty wydechowe maski może nie usuwać z rury całego wydychanego powietrza. Może dojść do ponownego wdychania wydychanego powietrza.
- Strumień powietrza oddechowego wytwarzany przez urządzenie może mieć temperaturę przekraczającą temperaturę otoczenia nawet o 6°C. Należy zachować ostrożność, gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 32°C.

Magyar

Az S9 VPAP ST alkalmazási területe

Az S9 VPAP ST használatra 13 kg-nál nagyobb testtömegű, légzési elégtelenségben vagy obstruktív alvási apnoéban (OSA) szenvedő betegek non-invazív lélegeztetésére javallott. Az S9 VPAP ST otthoni és kórházban történő használatra szolgál.

Az S9 VPAP S alkalmazási területe

Az S9 VPAP S használatra 13 kg-nál nagyobb testtömegű, légzési elégtelenségben vagy obstruktív alvási apnoéban (OSA) szenvedő betegek non-invazív lélegeztetésére javallott. Az S9 VPAP S otthoni és kórházban történő használatra szolgál.

Az S9 AutoSet CS alkalmazási területe

Az S9 AutoSet CS használatra 30 kg-nál nagyobb testtömegű, centrális és/vagy kevert típusú apnoéban,

periodikus és Cheyne-Stokes légzésben szenvedő betegek non-invazív lélegeztetésére javallott obstruktív alvási apnoe (OSA) fennállása vagy hiánya esetén egyaránt. Az S9 AutoSet CS otthoni és kórházban történő használatra szolgál.

Az S9 Auto 25 alkalmazási területe

Az S9 Auto 25 használata 30 kg-nál nagyobb testtömegű, obstruktív alvási apnoében (OSA) szenvedő betegek kezelésére javallott. Az S9 Auto 25 otthoni és kórházban történő használatra szolgál.

Ellenjavallatok

A pozitív légnyomású kezelés ellenjavallt lehet olyan páciensek esetében, akiknél a kezelés megkezdése előtt a következő állapotok állnak fenn:

- súlyos bullózus tüdőbetegség
- légmell
- kórosan alacsony vérnyomás
- dehidráció
- agy-gerincvelői folyadék szivárgása, közelmúltban végzett koponyaműtét vagy trauma.

Mellékhatások

A pácienseknek a szokatlan mellkasi fájdalmat, erős fejfájást vagy fokozott légszomjat jelenteniük kell a kezelőorvosnak. Akut felső légúti fertőzés esetén a kezelés átmeneti megszakítása válhat szükségessé.

Az ezen készülékekkel végzett kezelés során a következő mellékhatások léphetnek fel:

- az orr, száj vagy torok kiszáradása
- orrvérzés
- puffadás
- fül- vagy orrmelléküreg-fájdalom
- szemirritáció
- bőrkiütések.

Maszkok és párástítók

Az ajánlott maszkok és párástítók a www.resmed.com webhely „Products” (Termékek) oldalán a „Service & Support” (Szerviz és ügyfélszolgálat) menüpontban érhetők el. A maszk vagy a párástító használatával kapcsolatos információkkal kapcsolatban lásd a maszkhoz vagy a párástítóhoz mellékelt kézikönyvet.

Összeszerelés

Lásd az „A” ábrát.

1. Csatlakoztassa a hálózati tápegység egyenáramú dugóját a készülék hátoldalához.
2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a tápegységhez.
3. Dugja a hálózati kábel másik végét a hálózati csatlakozóaljzatba.

4. Stabilan csatlakoztassa a levegőcső egyik végét a levegőkimenethez.
5. Csatlakoztassa az összeszerelt maszkrendszer a levegőcső szabad végéhez.

Vezérlőegység

Lásd a „B” ábrát.





A készülék vezérlőegységén a következő elemek találhatóak:

1. Start/Stop gomb: elindítja, illetve leállítja a kezelést
2. Home (Fő) menü
3. LCD kijelző
4. Info menü: lehetővé teszi az alvási statisztikák megtekintését
5. Setup (Beállítás) menü: lehetővé teszi a beállítások megváltoztatását
6. Forgatható nyomógomb: a gomb elforgatásával végiggördítheti a menüt, és megváltoztathatja a beállításokat. A forgatható nyomógomb megnyomásával beléphet egy menübe és jóváhagyhatja az adott elem kiválasztását.



Navigálás a menükben

Lásd a „C” ábrát.

Általában a menükben történő navigáláshoz:

1. Forgassa el a  gombot addig, amíg a kívánt paraméter kék színűre nem változik.
2. Nyomja meg a  gombot. A kiválasztott elem narancssárga színnel kiemelten jelenik meg.
3. Forgassa el a  gombot, amíg meg nem látja a kívánt beállítást.
4. Nyomja meg a  gombot a kiválasztás jóváhagyásához. A képernyő színe ismét kékre változik.

A kezdeti lépések

1. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a hálózathoz.
2. Ha szükséges, akkor állítsa be a „ramp” (felfutási) időt.
3. A maszk használati utasításában leírtak szerint helyezze fel a maszkot.
4. A kezelés megkezdéséhez egyszerűen lélegezzen a maszkba és/vagy nyomja meg a  gombot.
5. Feküdjön le és igazítsa el a levegőcsövet úgy, hogy az szabadon mozoghasson az alvás közbeni forgolódás során.
6. A kezelés tetszés szerinti időpontban történő leállításához vegye le a maszkot és/vagy nyomja meg a  gombot.

Megjegyzések:

- Ha orvosa aktiválta a készülék SmartStart funkcióját, akkor készüléke a maszkba történő lélegzés hatására automatikusan bekapcsol, a maszk eltávolításakor pedig automatikusan leáll.
- Ha a kezelés ideje alatt az áramellátás megszakad, a készülék automatikusan újraindítja a kezelést az áramellátás visszatérésekor.

Tisztítás és karbantartás

Naponta:

Távolítsa el a levegőcsövet úgy, hogy meghúzza a mandzsettán lévő csúszásgátló bordázatnál fogva. A legközelebbi használatig akassza fel egy tiszta, száraz helyen.

Hetente:

1. Távolítsa el a levegőcsövet az S9-es készülékről és a maszkról.
2. Meleg, enyhe mosószert tartalmazó vízzel mossa el a levegőcsövet.
3. Öblítse ki alaposan, majd akassza fel és hagyja megszáradni.
4. A következő használat előtt csatlakoztassa vissza a levegőcsövet a levegőkimenethez és a maszkhoz.

Havonta:

1. Törölje le a készülék külső felszínét enyhe mosószeres, nedves törlőkendővel.
2. Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő nem lyukas-e és nem tömitette-e el szennyeződés vagy por.

A levegőszűrő cseréje:

Hat hónaponként cserélje ki a levegőszűrőt (ill. szükség esetén gyakrabban).

1. Távolítsa el a levegőszűrő fedelét az S9-es készülék hátoldaláról.
2. Távolítsa el és dobja ki a régi levegőszűrőt.
3. Helyezzen be egy új ResMed levegőszűrőt, és győződjön meg róla, hogy az síkban illeszkedik a levegőszűrő fedelében.
4. Helyezze vissza a levegőszűrő fedelét.

Hibaelhárítás

Ha probléma adódik, próbálkozzon az alábbi javaslatokkal. Ha a probléma nem oldható meg, forduljon a berendezés beszállítójához vagy a ResMedhez. Ne próbálja meg felnyitni a készülékeket.

Probléma/lehetséges ok

Megoldás

Nincs kijelző

Nincs csatlakoztatva a hálózati kábel.

Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel csatlakoztatva van, és a főkapcsoló (ha van) be van kapcsolva.

Az egyenáramú dugót csak részben vagy túl lassan illesztette be a készülék hátoldalába.

Illessze be teljesen az egyenáramú dugót.

A készülék nem szállít elegendő levegőt

Ramp (Felfutási) idő van folyamatban.

Várja meg a megfelelő légnyomás kialakulását, vagy változtassa meg a Ramp (Felfutási) időt.

Probléma/lehetséges ok

A levegőszűrő elszennyeződött.

A levegőcső nincs megfelelően csatlakoztatva.

A levegőcső elzáródott, összecsípdött vagy kilyukadt.

A maszk és a fejrész helyzete nem megfelelő.

A kiválasztott levegőcső nem megfelelő.

Megoldás

Cserélje ki a levegőszűrőt.

Ellenőrizze a levegőcsövet.

Szüntesse meg a levegőcső elzáródását, vagy szabadítsa ki a levegőcsövet a szorításból. Ellenőrizze, hogy nem lyukas-e a levegőcső.

Állítson a maszk és a fejrész helyzetén.

Ha SlimLine, Standard vagy 3 m-es levegőcsövet használ, győződjön meg arról, hogy a menüből a megfelelő levegőcsövet választotta ki.

A készülék nem indul el, amikor Ön a maszkba lélegzik

A lélegzetvétel nem elég mély ahhoz, hogy a SmartStart/Stop bekapcsolódjon.

Jelentős szivárgás áll fenn.

Megjegyzés: ha a Szivárgás miatti riasztás funkció be van kapcsolva, működésbe lép egy hangriasztás, és a nagyfokú szivárgásra utaló üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A SmartStart/Stop ki van kapcsolva.

Megjegyzés: ha a Szivárgás miatti riasztás funkció be van kapcsolva, a SmartStart/Stop funkció nem elérhető.

A maszkon keresztül végezzen mély be- és kilégzést.

Állítson a maszk és a fejrész helyzetén.

A levegőcső nincs megfelelően csatlakoztatva. Csatlakoztassa stabilan a cső mindkét végét.

Kapcsolja be a SmartStart/Stop funkciót.

A készülék nem áll le, amikor leveszi a maszkot

A SmartStart/Stop ki van kapcsolva.

Megjegyzés: ha a Szivárgás miatti riasztás funkció be van kapcsolva, a SmartStart/Stop funkció nem elérhető.

Kapcsolja be a SmartStart/Stop funkciót.

Probléma/lehetséges ok

Megoldás

A SmartStart/Stop funkció be van kapcsolva, de a készülék a maszk levételekor nem áll le automatikusan

Inkompatibilis maszkrendszer van használatban.

Kizárólag a ResMed által ajánlott felszerelést használjon.

A beteg olyan orrpárnás vagy gyermekgyógyászati maszkot használ, amelynek beállított nyomása kisebb mint 7 H₂Ocm.

Kapcsolja ki a SmartStart/Stop opciót.

A nyomásnövekedés nem megfelelő.

Szokatlan módon történő beszéd, köhögés vagy lélegzés.

Az orrmaszk viselésekor kerülje a beszédet, és lélegezzen a lehető legnormálisabb módon.

A maszk párnája bűgő hangot ad ki a bőrön.

Állítsa be a fejrészt.

A helytelenül felfekvő párna jelentős levegőszivárgáshoz vezet.

Állítsa be a fejrészt, vagy igazítsa meg a párnát.

A kijelzőn megjelenő hibüzenet: High temperature fault, refer to user manual (Magas hőmérséklet által okozott hiba; lapozza fel a felhasználói kézikönyvet)

A készüléket magas hőmérsékletű környezetben hagyta.

Az ismételt használat előtt hagyja lehűlni. Csatlakoztassa le, majd a készülék újraindításához csatlakoztassa vissza a hálózati kábelt.

A levegőszűrő elzáródott.

Cserélje ki a levegőszűrőt. Csatlakoztassa le, majd a készülék újraindításához csatlakoztassa vissza a hálózati kábelt.

A levegőcső elzáródott.

Ellenőrizze a levegőcsövet, és távolítsa el mindent, ami elzárhatja azt. Csatlakoztassa le, majd a készülék újraindításához csatlakoztassa vissza a hálózati kábelt.

A párasítót túl magas fokozatra állították, ezért a levegőcsőben víz gyűlik fel.

Állítsa a párasítót alacsonyabb fokozatra, és ürítse ki a vizet a levegőcsőből.

Probléma/lehetséges ok

Megoldás

A kijelzőn megjelenő hibaüzenet: Check ResMed Power Supply Unit and fully insert the connector (Ell.a ResMed tápegységet,és teljesen helyezze be a csatl.ót)

Az egyenáramú dugót csak részben vagy túl lassan illesztették be a készülék hátoldalába.

Teljesen illessze be az egyenáramú dugót.

Nem ResMed típusú tápegységet csatlakoztattak a készülékhez.

Távolítsa el a tápegységet, és cserélje ki egy ResMed típusú tápegységre.

A tápegységet letakarja az ágynemű.

Győződjön meg róla, hogy a tápegységen nincsen ágynemű, ruhadarab vagy egyéb olyan tárgy, amely letakarhatná azt.

Hibaüzenet jelenik meg: Tube blocked, please check your tube (A cső elzáródott, kérjük, ellenőrizze a csövet)

A levegőcső elzáródott.

Ellenőrizze a levegőcsövet, és szüntesse meg az elzáródás okát. A készülék újbóli elindításához húzza ki, majd dugja vissza a hálózati csatlakozókábelt.

Hibaüzenet jelenik meg: High leak, please check system setup and all connections (Nagyfokú szivárgás, kérjük, ellenőrizze a rendszer beállításait és az összes csatlakozást)

Jelentős szivárgás van.

Állítsa be a maszkot és a fejpántot.
A levegőcső csatlakozása nem megfelelő. Csatlakoztassa stabilan a cső mindkét végét.

A következő üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn, miután megpróbálta frissíteni a beállításokat vagy adatokat próbált másolni az SD kártyára: Card error, please remove SD card and contact service provider (kártyahiba, kérjük, távolítsa el az SD kártyát és lépjen kapcsolatba a szervizszolgáltatóval)

Az SD kártya nincsen megfelelően behelyezve.

Biztosítsa, hogy az SD kártya megfelelően legyen behelyezve.

Probléma/lehetséges ok

Lehetséges, hogy eltávolította az SD-kártyát, mielőtt a beállításokat átmásolta volna a készülékre.

Megoldás

Ismét helyezze be az SD kártyát és várja meg, amíg a főképernyő vagy pedig a „Settings updated successfully, press any key (Beállítások sikeresen frissítve; nyomjon meg egy billentyűt)” üzenet válik láthatóvá.

Megjegyzés: Ez az üzenet csak egyszer jelenik meg. Ha a beállítások frissítése után ismételten behelyezi az SD kártyát, akkor az üzenet nem jelenik meg ismét.

A következő üzenet NEM jelenik meg az LCD kijelzőn, miután megpróbálta frissíteni a beállításokat az SD kártya használatával: Settings updated successfully, press any key (Beállítások sikeresen frissítve; nyomjon meg egy billentyűt).

A beállítások nem kerültek frissítésre.

Azonnal lépjen kapcsolatba orvosával/
szervizszolgáltatójával.

SD-kártya

A mellékelt SD-kártya a kezelési adatok készülékről való összegyűjtésére és a kezelőorvosa által előírt beállítási frissítések biztosítására szolgál. Amikor erre vonatkozó utasítást kap, csatlakoztassa le a készüléket a tápellátásról, távolítsa el belőle az SD-kártyát, helyezze be a kártyát a védőtokba és juttassa el kezelőorvosához. A kártya eltávolításával és behelyezésével kapcsolatos további információkat az S9 készülékkel együtt szállított SD-kártya-védőtokon talál. A későbbi használatához, kérjük, őrizze meg az S9 SD-kártyájának védőtokját.

Műszaki jellemzők

Üzemi nyomástartomány

4–20 H₂Ocm (CPAP); 4–25 H₂Ocm (VAuto, ASV);
2–25 H₂Ocm (S, ST)

Maximális egyszeres hibás, állandó állapotú nyomás

30 H₂Ocm (CPAP) – ha a nyomástállépés ideje több mint 6 másodperc;
40 H₂Ocm (VPAP) – ha a nyomástállépés ideje több mint 1 másodperc;

Nyomásmérési tűréshatár

±0,5 H₂Ocm ± a mért érték 4%-a

Áramlásmérési tűréshatár

±6 l/perc vagy a mért érték 10%-a, amelyik nagyobb a kettő közül

KÖZZÉTETT KETTŐS ZAJKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK az ISO 4871szerint:

Hangnyomásszint	24 dBA, az ISO 17510-1:2002 szerint mérve 26 dBA, 2 dBA lehetséges eltéréssel, az EN ISO 17510-1:2009 szerint mérve
Hangerőszint	34 dBA, 2 dBA lehetséges eltéréssel, az EN ISO 17510-1:2007 szerint mérve
Névleges méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	153 mm x 140 mm x 86 mm
Tömeg	835 g
90 W-os tápegység	Bemeneti tartomány: 100–240 V, 50–60 Hz, Névleges adatok repülőgépen történő használathoz: 110 V, 400 Hz Jellemző áramfogyasztás: 70 W (80 VA) Maximális áramfogyasztás: 110 W (120 VA)
30 W-os tápegység	Bemeneti tartomány: 100–240 V, 50–60 Hz, Névleges adatok repülőgépen történő használathoz: 110 V, 400 Hz Jellemző áramfogyasztás: 20 W (30 VA) Maximális áramfogyasztás: 36 W (75 VA)
90 W-os egyenáramú átalakító	Névleges bemenőfeszültségek: 12 V, 24 V Jellemző áramfogyasztás: 70 W (80 VA) Legnagyobb áramfogyasztás: 110 W (120 VA)
Üzemi hőmérséklet	+5 °C-tól +35 °C-ig
Üzemi páratartalom	10–95%, nem lecsapódó
Üzemi magasság	A tengerszinttől 2591 m-ig
Tárolási és szállítási hőmérséklet	-20 °C-tól +60 °C-ig
Tárolási és szállítási páratartalom	10–95%, nem lecsapódó
A burkolat kivitele	Lángálló kivitelű műanyag
Hozzáadott oxigén	Ajánlott legnagyobb kiegészítő oxigénáramlás: 4 l/min (VAuto vagy ASV üzemmódban); 15 l/min (S, ST vagy T üzemmódban)
Hipoallergén levegőszűrő	Nem szőtt akril és polipropilén szálak polipropilén hordozóval
Szabványos levegőszűrő	Poliészter szál




SlimLine™ levegőcső	Hajlékony műanyag, 1,8 m hosszú, belső átmérője 15 mm
Szabványos levegőcső	Hajlékony műanyag, 2 m hosszú, belső átmérője 19 mm
ClimateLine fűtött levegőcső	Hajlékony műanyag és elektromos alkatrészek, 2 m, 15 mm belső átmérő
ClimateLine ^{MAX} fűtött levegőcső	Hajlékony műanyag és elektromos alkatrészek, 1,9 m, 19 mm belső átmérő
Levegőkimenet	A 22 mm-es, kúpos kimenet megfelel az ISO 5356-1 szabványnak
Elektromágneses összeférhetőség	A termék megfelel minden vonatkozó elektromágneses összeférhetőségi követelménynek (EMC) az IEC60601-1-2 szabvány szerint, otthoni, kereskedelmi és könnyűipari környezetben. Az ezen ResMed készülékek elektromágneses kibocsátásaira és immunitásukra vonatkozó tudnivalók a www.resmed.com webhely „Products” (Termékek) oldalán a „Service and Support” (Szerviz és ügyfélszolgálat) menüpontban található. Kattintson az Ön nyelvének megfelelő PDF-fájltra.
Repülőgépen való használat	Az olyan hordozható elektronikus orvosi készülékek (M-PED), amelyek megfelelnek a Federal Aviation Administration (FAA) (Szövetségi Repülési Hatóság) RTCA/DO-160F jelű követelményeinek, a légi utazás valamennyi szakaszában használhatók anélkül, hogy a járat működtetőjének további vizsgálatokat kellene végeznie vagy jóváhagyását kellene adnia. A ResMed megerősíti, hogy az S9 készülék megfelel az RTCA/DO-160F követelményeknek.
IEC 60601-1 osztályozás	II. osztály (dupla szigetelés), „BF” típus




Megjegyzések:






- *A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a műszaki jellemzőket értesítés nélkül megváltoztassa.*
- *A Climate Control számára megjelenített hőmérséklet és relatív páratartalom-beállítások nem mért értékek.*
- *Mielőtt a SlimLine vagy a ClimateLine levegőcsövet az S9 készüléktől vagy a H5i párasítótól eltérő készülékekkel használná, konzultáljon orvosával/szolgáltatójával.*








Szimbólumok

A következő jelölések szerepelhetnek az Ön S9 készülékén, a tápegységen, a levegőcsövön vagy a csomagoláson.

 **Figyelem!**  Használat előtt olvassa el az utasításokat;  Cseppenő víznek ellenáll;

 Cseppenő víznek nem áll ellen;  „BF” típusú készülék;  II. osztályba sorolt készülék;

 Start/Stop;  Gyártó,  Európai RoHS;  Tételszám;  Alkatrészszám;

 Sorozatszám;  Egyenáram;  Zárva/Nyitva;   A feltöltéshez távolítsa el az edényt;  Kína környezetszennyezés-szabályozási szimbóluma, 1.;  Kína

környezetszennyezés-szabályozási szimbóluma, 2.;  **Környezeti információk**

A WEEE 2002/96/EC egy európai irányelv, amely az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő hulladékkezelését írja elő. Ezeket a készülékeket külön, nem az ömlesztett háztartási hulladék részeként kell leselejtezni. A készülék leselejtéséhez használja a régiójában rendelkezésre álló megfelelő gyűjtő, újrafelhasználó és újrahasznosító rendszereket. A gyűjtő, újrafelhasználó és újrahasznosító rendszerek használatának a célja a természetes erőforrásokon lévő nyomás csökkentése és annak megelőzése, hogy a veszélyes anyagok kárt tegyenek a környezetben. Ha a leselejtezési rendszerekkel kapcsolatos információra van szüksége, forduljon a helyi hulladékkezelő szervekhez. Az áthúzott személygyűjtő szimbólum figyelmeztet ezen leselejtezési rendszerek használatára. Ha a ResMed készülékek összegyűjtésével és hulladékkezelésével kapcsolatos információkra kíváncsi, forduljon a ResMed irodához, a helyi forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.resmed.com/environment webhelyre.

Szervizelés

A készüléket úgy tervezték, hogy a ResMed által megadott utasításoknak megfelelő működtetés esetén működése biztonságos és megbízható legyen. A ResMed azt ajánlja, hogy elhasználódásra vagy hibás működésre utaló bármilyen jel esetén a készüléket hivatalos ResMed szervizközpontban vizsgálta meg vagy szervizeltesse. Egyéb esetekben általában sem a szervizelés, sem a felülvizsgálat nem válik szükségessé a készülék tervezett, ötéves élettartama alatt.

Korlátozott szavatosság

A ResMed Ltd (a továbbiakban „ResMed”) garantálja, hogy az Ön ResMed terméke anyag- és megmunkálási hibától mentes a vásárlás dátumától számított, alább meghatározott időszakon belül.

Termék	Jótállási időszak
<ul style="list-style-type: none">• Maszkrendszerek (beleértve a maszkvázaát, a párnát, a fejpántot és a csöveket) – az egyszer használatos eszközök kivételével• Tartozékok – az egyszer használatos eszközök kivételével• Flex-type (hajlékony típusú), ujjérzékelős pulzuszámológó• A párasító víztartó edénye	90 nap
<ul style="list-style-type: none">• A ResMed belső és külső akkumulátor-rendszereiben használatos akkumulátorok	6 hónap
<ul style="list-style-type: none">• Clip-type (csipetős típusú), ujjérzékelős pulzuszámológó• CPAP és kétszintű eszközök adatmoduljai• Oximéterek, CPAP és kétszintű eszközök oximéter-adapterei• Párasítók és párasítóhoz való, tisztítható víztartályok• Titrálás-ellenőrző eszközök	1 év
<ul style="list-style-type: none">• CPAP, kétszintű és lélegeztető készülékek (beleértve a külső tápegységeket)• Akkumulátortartozékok• Hordozható diagnosztikus/szűrővizsgálati készülékek	2 év

Ez a garancia csak az első vásárlóra vonatkozik. Nem átruházható.

Ha a termék normál használat során meghibásodik, a ResMed saját döntése alapján vállalja a hibás termék vagy bármely alkatrészének javítását vagy cseréjét.

A jelen Korlátozott garancia nem vonatkozik a következőkre: a) bármilyen sérülés, amely a termék nem megfelelő használata, megrongálása, módosítása vagy megváltoztatása miatt történik; b) javítás, amelyet a ResMed által erre kifejezetten nem feljogosított szerviztársaság végzett; c) cigaretta, pipa, szivar vagy egyéb füst miatti rongálódás vagy szennyeződés; d) az elektronikus készülékbe vagy annak felületére ömlő víz miatti károsodás.

A garancia az eredeti beszerzés régióján kívül eladott vagy továbbértékesített termékek esetében érvényét veszti.

Meghibásodott termékre vonatkozó garanciális igények érvényesítése kötelezően az első vevő által és a vásárlás helyén történhet.

Ez a garancia helyébe lép minden más kifejezett vagy beleértett garanciának, beleértve az eladhatóságra és az egy adott célra való alkalmasságot is. Bizonyos régiók és országok nem

engedélyezik a törvényi szavatosság időtartamára vonatkozó korlátozásokat, így előfordulhat, hogy ezeken a helyeken a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre.

A ResMed nem vállal felelősséget semmilyen véletlenszerű vagy következményes kárért, amely a követelés szerint valamilyen ResMed termék eladásából, telepítéséből vagy használatából ered.

Bizonyos régiók és országok nem engedélyezik a véletlenszerű vagy következményes károkra vonatkozó korlátozásokat, így előfordulhat, hogy ezeken a helyeken a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre.

Ez a garancia meghatározott törvényi jogokat biztosít a vásárló számára, ezenfelül lehetnek még egyéb jogai is, amelyek régióról régióra változnak. A garanciális jogokra vonatkozó további tudnivalókkal kapcsolatban a helyi ResMed kereskedőnél vagy ResMed irodánál tájékozódhat.



FIGYELMEZTETÉSEK

- Ezen készülékek használata előtt olvassa el a teljes kézikönyvet.
- A készülékeket kizárólag a jelen kézikönyvben leírt alkalmazási területnek megfelelően használja.
- Ezeket a készülékeket kizárólag az orvosa vagy egészségügyi szolgáltatója által megadott utasítások szerint használja.
- Ha a készülék működése megmagyarázhatatlan módon megváltozik, ha szokatlan vagy éles hangot ad ki, ha a készüléket vagy a hálózati tápegységet leejtették vagy nem előírás szerint használták, ha víz került a burkolat alá vagy a burkolat eltört, ne használja tovább a készüléket, és lépjen kapcsolatba a ResMed ügyfélszolgálati központjával.
- Ne nyissa ki az S9 készüléket. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Javításokat és szervizelést kizárólag a ResMed hivatalos szervizszakembere végezhet.
- Vigyázzon, nehogy halálos áramütés érje. Ne merítse vízbe az S9 készüléket, a tápegységet vagy a hálózati kábelt. Tisztítás előtt mindig kapcsolja le a készüléket a hálózatról, és a visszakapcsolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék száraz.
- Ne használjon fehéritőt, klórt, alkoholt vagy aromás alapú oldatokat, nedvesítő vagy antibakteriális szappanokat vagy illatosított olajokat az S9 készülék és a levegőcső tisztítására. Az ilyen oldatok károsíthatják ezeket a termékeket, és csökkenthetik élettartamukat.
- A kiegészítő oxigén használatakor tartson be minden óvintézkedést.
- Robbanásveszély – Ne használja gyúlékony altatógázok közelében!
- Kizárólag 90 W-os vagy 30 W-os ResMed hálózati tápegységeket használjon. A rendszer – azaz a készülék, a H5i, a ClimateLine, a ClimateLine^{MAX}, az egyenáramú átalakító és a Power Station II akkumulátorcsomag – áramellátásához a 90 W-os hálózati tápegységet használja. A 30 W-os hálózati tápegység csak a készülék áramellátására szolgál, és kizárólag utazáshoz ajánlott.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel és a dugó jó állapotban vannak, és a berendezés nincs megrongálódva.

- A tápkábelt tartsa távol forró felületektől.
 - Ne ejtse nagy helyezzen bele semmiféle tárgyat egyik csővezetékbe vagy nyílásba sem.
 - Ne hagyjon hosszú levegőcső-szakaszt az ágy fej felőli oldalánál. Alvás közben a cső a feje vagy nyaka köré tekeredhet.
 - Az ebben a kézikönyvben található javaslatok nem hatálytalaníthatják a kezelőorvos utasításait.
 - Ne használja az S9 készülékét, ha azon nyilvánvaló külső sérülések láthatók, vagy teljesítménye nem megmagyarázható módon megváltozott.
 - Kizárólag ResMed levegőcsőveket és tartozékokat használjon ezekhez a készülékekhez. Más típusú levegőcső megváltoztathatja az Önnek aktuálisan beállított nyomást, és ezáltal csökkenhet a kezelés hatékonysága.
 - Az S9 készülék levegőcsővének és/vagy levegőbeszívó nyílásának eltömődése a működtetés során a készülék túlhevüléséhez vezethet.
 - Ha orvosa arra kérte, hogy az SD kártya segítségével frissítse az Ön készülékének beállításait, és nem jelenik meg a „Settings updated successfully” (A beállítások frissítése sikeresen megtörtént) felirat, akkor haladéktalanul lépjen kapcsolatba orvosával.
 - A páciensek nem csatlakoztathatnak semmilyen készüléket a modulcsatlakozóra, kivéve, ha erre az ápolási szolgáltatótól vagy az orvostól utasítást kaptak. Kizárólag a ResMed termékeket tervezték úgy, hogy csatlakoztathatók legyenek a modulcsatlakozó nyílásához. Egyéb eszközök csatlakoztatása személyi sérülést okozhat vagy kárt tehet az S9 készülékben.
 - Ezeket az S9 készülékeket kizárólag a ResMed, az orvos vagy egy légzésterapeuta által ajánlott maszkokkal (és csatlakozókkal¹) szabad használni. Maszkot csak akkor szabad használni, ha az S9 készülék be van kapcsolva. Amint felhelyezte a maszkot, győződjön meg róla, hogy a készülék levegőt fúj ki. A maszkhoz tartozó szellőzőnyílások vagy lyukak semmilyen körülmények között sem tömődhetnek el.
- Magyarázat:** az Ön S9 készüléke speciális maszkokkal (vagy csatlakozókkal) történő használatra készült, amelyek szellőzőnyílásai folyamatosan biztosítják a levegő kiáramlását a maszkból. Amikor a készülék be van kapcsolva és megfelelően üzemel, a készülékből érkező új levegő a szellőzőnyílásokon keresztül kiáramoltatja a maszkból a kilélegzett levegőt. Ha azonban a készülék nem működik, akkor nincs biztosítva a megfelelő mennyiségű friss levegő a maszkon keresztül, és a kilélegzett levegőt a páciens újra belelelegezheti. A kilélegzett levegő néhány percnél hosszabb ideig történő visszalélegzése bizonyos körülmények között fulladáshoz vezethet. Ez az S9 készülék legtöbb modelljére érvényes.
- Nem megfelelő energiellátás² vagy a gép meghibásodása esetén vegye le a maszkot.

1. A nyílások a maszkba vagy a maszkhoz közeli csatlakozókba lehetnek beépítve.

- Ezek az S9 készülékek maximálisan akár 20 H₂Ocm-es nyomásra is beállíthatók. Bizonyos valószínűtlen, meghibásodást okozó körülmények esetén a nyomás elérheti a 40 H₂Ocm értéket.
- Ha a készülék nem működik, az oxigénáramlást ki kell kapcsolni, hogy a fel nem használt oxigén ne halmozódjon fel a készülék burkolatában, mert ott tűzveszélyt okozhat.
- Az oxigén elősegíti a robbanást. Dohányzás közben és nyílt láng közelében az oxigén használata tilos.
- Ha a csővezeték sérülése levegőszivárgást okoz, ne használja tovább a csővezetékét.
- Ne tisztítsa mosógépben vagy mosogatógépben a levegőcsövet.
- A fűtött levegőcső elektromos csatlakozóval ellátott vége kizárólag a H5i légkimenettel kompatibilis, és nem szabad a készülékhez vagy a maszkhoz csatlakoztatni.
- Ha a SlimLine és a ClimateLine levegőcsöveket 20 H₂Ocm feletti nyomáson antibakteriális szűrővel használja, előfordulhat, hogy a készülék nem éri el a legnagyobb teljesítményét. A SlimLine vagy a ClimateLine levegőcsövek antibakteriális szűrővel való használatának előírása előtt ellenőrizni kell a készülék teljesítményét.
- A ClimateLine vagy a ClimateLine^{MAX} levegőcsöveket kizárólag a H5i eszközzel való használatra tervezték.



FIGYELMEZTETÉSEK

- Ügyeljen, nehogy olyan helyre tegye a készüléket, ahol valaki feldöntheti, vagy megbotothat a hálózati kábelben.
- Ha a készüléket a padlóra helyezi, akkor győződjön meg róla, hogy a felület pormentes, valamint hogy az ágynemű, ruhadarabok vagy egyéb tárgyak nem kerülhetnek a készülékhez úgy, hogy elzárják a levegő bemeneti nyílását vagy letakarják a tápegységet.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék körüli terület száraz és tiszta.
- Ne akassza olyan helyre a levegőcsövet, ahol közvetlen napsugárzásnak van kitéve, mivel idővel megkeményedhet, és esetlegesen megrepedhet.
- Ne mossa ki a levegőszűrőt. A levegőszűrő nem mosható és nem újrahasználható.
- A levegőszűrő burkolata megvédi az eszközt a véletlenszerűen ráömlő folyadékoktól. Gondoskodjon róla, hogy a levegőszűrő és a fedele mindig a helyén legyen.
- Alacsony nyomás esetén előfordulhat, hogy a maszk kilégzőnyílásain keresztül a levegőáram nem képes kifújni az összes kilélegzett levegőt a csövekből. Bizonyos mértékű visszalégzés történhet.
- A jelen készülékek által előállított belégzési levegő hőmérséklete akár 6 °C-kal is meghaladhatja a szoba hőmérsékletét. Fokozott figyelemmel kell eljárni abban az esetben, ha a szoba hőmérséklete magasabb 32 °C-nál.

-
2. Az áramellátás részleges (a névleges feszültség alatti) vagy teljes kimaradása esetén a terápiás nyomás nem biztosított. Ha az áramellátás helyreáll, akkor a készülék működése a beállítások megváltozása nélkül újrakezdődik.

Показания к применению S9 VPAP ST

S9 VPAP ST предназначен для обеспечения неинвазивной вентиляции для пациентов весом свыше 13 кг с дыхательной недостаточностью или синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС). S9 VPAP ST предназначен для использования дома и в больнице.

Показания к применению S9 VPAP S

The S9 VPAP S предназначен для обеспечения неинвазивной вентиляции для пациентов весом свыше 13 кг с дыхательной недостаточностью или синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС). S9 VPAP S предназначен для использования дома и в больнице.

Показания к применению S9 AutoSet CS

S9 AutoSet CS предназначен для обеспечения неинвазивной вентиляции для пациентов весом свыше 30 кг с центральным и/или смешанным апноэ, периодическим дыханием и дыханием Чейна-Стокса с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) или без него. S9 AutoSet CS предназначен для использования дома и в больнице.

Показания к применению S9 Auto 25

S9 Auto 25 предназначен для лечения синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) у пациентов весом свыше 30 кг. S9 Auto 25 предназначен для использования дома и в больнице.

Противопоказания

Терапия положительным давлением в дыхательных путях может быть противопоказана пациентам со следующими существующими состояниями:

- тяжелое буллезное поражение легких
- пневмоторакс
- патологически низкое артериальное давление
- дегидратация
- истечение цереброспинальной жидкости, недавняя черепная операция или травма.

Неблагоприятные последствия

Пациенты должны сообщать своему лечащему врачу о возникновении необычной боли в груди, сильной головной боли или усилении одышки. При острой инфекции верхних дыхательных путей может потребоваться временная приостановка лечения.

При лечении с использованием этих аппаратов возможны следующие побочные эффекты:

- сухость в носу, во рту или в горле
- кровотечение из носа

- ощущение вздутия
- ощущение дискомфорта в ушах и носовых пазухах
- раздражение глаз
- кожная сыпь.

Маски и увлажнители

Рекомендуемые маски и увлажнители указаны на сайте www.resmed.com на странице Продукты (Products) в разделе Обслуживание и помощь (Service & Support). Информацию о пользовании Вашей маской или увлажнителем Вы найдете в руководстве, поставляемом с Вашей маской или увлажнителем.

Подготовка к работе

Смотрите рис. А.

1. Подсоедините штекер блока питания DC к задней части прибора.
2. Подсоедините шнур питания к блоку питания.
3. Другой конец шнура питания вставьте в розетку сети.
4. Плотно подсоедините один конец воздушного шланга к отверстию для выхода воздуха.
5. Подсоедините собранную маску к свободному концу воздушного шланга.

Панель управления

Смотрите рис. В.





На панели управления вашего прибора имеются следующие элементы:

1. Кнопка Пуск/Стоп: Начало или остановка лечения
2. Главное меню (Меню осн. информ.)
3. Экран LCD
4. Меню информации: Просмотр статистики сна
5. Меню Установка: Можно делать изменения настроек
6. Нажимной диск (Наж.набор): При повороте диска можно видеть пункты меню и изменять настройки. При нажатии на диск вы входите в меню и подтверждаете выбор.



Навигация по меню

Смотрите рис.С.

В общем, для навигации по меню:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока необходимый параметр не выделится синим цветом.
2. Нажать . Выбор высвечивается оранжевым цветом.
3. Поверните  пока не увидите нужную вам настройку.
4. Нажмите  для подтверждения выбора. Экран засветится синим цветом.

Начало

1. Проверьте подсоединение к сети питания.
2. Если необходимо, отрегулируйте время набора лечебного давления (ramp).
3. Отрегулируйте маску так, как описано в инструкции для пользователя.
4. Для того, чтобы начать лечение, вдохните в маску или нажмите .
5. Примите горизонтальное положение и расположите воздушный шланг так, чтобы он мог свободно двигаться, когда Вы поворачиваетесь во время сна.
6. Если вы хотите остановить лечение, снимите маску и/или нажмите .

Примечания:

- Если врач включил функцию SmartStart, то ваш аппарат включается автоматически, когда вы дышите в маску, и выключается автоматически, когда вы снимаете маску.
- Если во время лечения происходит перебой в подаче питания, прибор автоматически возобновляет терапию, когда восстанавливается подача питания.

Чистка и обслуживание

Ежедневно:

Снимите воздушный шланг потянув за выступы на манжете. Повесьте в чистом сухом месте до следующего использования.

Еженедельно:

1. Снимите воздушный шланг с аппарата S9 и маски.
2. Промойте воздушный шланг в теплой воде с использованием мягкого моющего средства.
3. Тщательно ополосните, повесьте и дайте высохнуть.
4. Перед следующим использованием подсоедините воздушную трубку к воздуховыпускному отверстию и маске.

Ежемесячно:

1. Протрите внешнюю поверхность S9 влажной тряпкой с мягким моющим средством.
2. Протрите поверхность прибора влажной тряпкой и мягким моющим средством.

Замена воздушного фильтра:

Меняйте воздушный фильтр через каждые 6 месяцев (или чаще, если это необходимо).

1. Снимите крышку воздушного фильтра с задней части аппарата S9.
2. Снимите и выбросьте старый воздушный фильтр.
3. Вставьте новый воздушный фильтр фирмы ResMed так, чтобы он плоско входил в крышку.
4. Поставьте крышку воздушного фильтра на место.

Устранение неполадок

Если возникла неисправность, попробуйте выполнить следующие рекомендации. Если проблему невозможно устранить самостоятельно, свяжитесь с вашим поставщиком оборудования или с фирмой ResMed. Не пытайтесь открывать эти приборы.

Проблема/Возможная причина

Решение

На дисплее ничего не показано

Прибор не подключен к источнику питания.

Убедитесь в том, что шнур питания подсоединен и выключатель розетки (если имеется) находится во включенном положении.

Штекер DC вставлен в заднюю часть прибора частично или вставлялся слишком медленно.

Полностью вставьте штекер DC.

Недостаточная подача воздуха от аппарата

Действует функция постепенного выхода на рабочий режим (Ramp).

Подождите, пока давление не поднимется или измените время ramp.

Воздушный фильтр загрязнен.

Замените воздушный фильтр.

Воздушный шланг подсоединен неправильно.

Проверьте воздушный шланг.

Воздушная трубка заблокирована, пережата или проткнута.

Разблокируйте или освободите воздушную трубку. Проверьте, нет ли проколов в воздушной трубке.

Маска или наголовник установлены неправильно.

Отрегулируйте позицию маски и наголовника.

Выбран несоответствующий воздуховод.

Если вы применяете воздуховод SlimLine, Standard или 3 м, убедитесь, что вы в меню указали правильный тип воздуховода.

Аппарат не включается, когда вы дышите в маску

Дыхание недостаточно глубокое для активации функции SmartStart/Stop.

Сделайте глубокий вдох и выдох через маску.

Проблема/Возможная причина

Чрезмерная утечка воздуха.

Примечание: Если включено Предупреждение об утечке, то активизируется звуковой сигнал, и отображается сообщение о высокой утечке.

Функция SmartStart/Stop отключена.

Примечание: Функция SmartStart/Stop не доступна, если включено Предупреждение об утечке.

Решение

Отрегулируйте позицию маски и наголовника. Воздушный шланг подсоединен неправильно. Подсоедините плотно с двух концов.

Включите функцию SmartStart/Stop.

Аппарат не отключается, когда вы снимаете маску

Функция SmartStart/Stop отключена.

Примечание: Функция SmartStart/Stop не доступна, если включено Предупреждение об утечке.

Включите функцию SmartStart/Stop.

Функция SmartStart/Stop включена, но прибор не отключается автоматически, когда вы снимаете маску

Применяется несовместимая маска.

Пациент использует маску с носовыми канюлями или педиатрическую маску с установленным давлением менее 7 см H₂O.

Применяйте только оборудование, рекомендованное ResMed.

Отключите функцию SmartStart/Stop.

Давление повышается неадекватно

Разговор, кашель или дыхание необычным образом.

Уплотнитель маски вибрирует на коже.

Уплотнитель установлен неправильно, и это вызывает чрезмерную утечку.

Старайтесь не разговаривать, когда носовая маска остается надетой и дышите по возможности нормально.

Отрегулируйте наголовник.

Отрегулируйте головной фиксатор или повторно установите уплотнитель.

Проблема/Возможная причина**Решение**

Появляется сообщение об ошибке: Неисправность – высокая температура, смотрите руководство для пользователя

Прибор находился в жарком помещении.

Охладите перед повторным применением. Для перезапуска прибора отсоедините и снова подсоедините шнур питания.

Воздушный фильтр заблокирован.

Замените воздушный фильтр. Для перезапуска прибора отсоедините и снова подсоедините шнур питания.

Воздушная трубка заблокирована.

Проверьте трубку и устранили блоки. Для перезапуска прибора отсоедините и снова подсоедините шнур питания.

Параметр настройки увлажнителя слишком высокий и вода скапливается в воздуховоде.

Уменьшите параметр настройки и слейте воду из воздуховода.

Показано сообщение об ошибке: Проверьте блок питания ResMed и полностью вставьте коннектор

Штекер DC не полностью вставлен в гнездо на задней части прибора или вставлен слишком медленно.

Полностью вставьте штекер DC.

К прибору подсоединен блок питания, который не является оборудованием фирмы ResMed.

Отсоедините блок питания и замените его блоком питания ResMed.

Блок питания покрыт постельным бельем.

Уберите от блока питания белье, одежду и другие предметы, которые его покрывают.

Сообщение об ошибке: Трубка заблокирована, проверьте трубку

Воздуховод заблокирован.

Проверьте воздуховод и устраните засорение. Отсоедините и снова присоедините шнур питания и перезапустите прибор.

Сообщение об ошибке: Высокая утечка, проверьте, пожалуйста, настройки системы и все соединения

Имеется чрезмерная утечка.

Отрегулируйте позицию маски и головного фиксатора. Воздушный шланг подсоединен неправильно. Подсоедините плотно с обоих концов.

Проблема/Возможная причина Решение

После того, как вы пробовали изменить настройки или скопировать данные на SD карту на дисплее LCD появилось следующее сообщение: Ошибка, удал. SD карту и обратитесь к поставщ. услуг

SD карта вставлена неправильно.

Вставьте правильно SD карту.

Возможно, вы вытащили SD карту до того, как настройки были скопированы в прибор.

Снова вставьте SD карту и подождите появления главного экрана или сообщения на LCD “Настройки обновлены, нажмите на любую клавишу”.

Примечание: Это сообщение появляется только один раз. Если вы повторно вставите SD карту после обновления настроек, это сообщение больше не появится.

Следующее сообщение НЕ появилось на экране LCD после попытки обновить настройки при помощи SD карты: Настройки обновлены, нажмите любую клавишу

Установки не были обновлены.

Немедленно обратитесь к врачу или поставщику услуг.

SD карта

SD-карта поставляется для сбора информации о ходе терапии с вашего прибора и для предоставления вашему врачу возможности обновлять настройки. При получении указания, отсоедините прибор от сети, выньте SD-карту, поместите ее в защитный пакет и отправьте вашему врачу. Дополнительная информация о том, как вытаскивать и вставлять карту, напечатана на защитном пакете SD-карты S9 (Card Protective Folder), который поставляется с прибором. Просим сохранить защитный пакет для SD-карты S9 для применения в будущем.

Технические спецификации

Рабочее давление

от 4 до 20 см H₂O (CPAP); от 4 до 25 см H₂O (VAuto, ASV); от 2 до 25 см H₂O (S, ST)

Максимальное стационарное давление при одной неисправности

30 см H₂O (CPAP) – при превышении давления > 6 сек;
40 см H₂O (VPAP) – при превышении давления > 1 сек

Допуск на погрешность изменения давления

±0,5 см H₂O ± 4% от измеренного показателя

Допуск на погрешность изменения потока

±6 л/мин или 10% от показателя; применяется тот, который больше

ЗАЯВЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ШУМОВОЙ ЭМИССИИ в соответствии со стандартом ISO 4871:

Уровень звукового давления	24 дБА, изм. в соответствии с ISO 17510-1:2002 26 дБА с неопределенностью 2 дБА, как измерено согласно EN ISO 17510-1:2009
Уровень шума	34 дБА с неопределенностью 2 дБА, как измерено согласно EN ISO 17510-1:2009
Номинальные габариты (Д x Ш x В)	153 мм x 140 мм x 86 мм
Вес	835 г
90W блок питания	Напряжение в сети 100–240V, 50–60Hz, Номинальное для применения в самолете 110V, 400Hz Обычное потребление энергии 70W (80VA) Максимальное потребление энергии 110W (120VA)
30W блок питания	Напряжение в сети 100–240V, 50–60Hz, Номинальное напряжение для применения в самолете 110V, 400Hz Обычное потребление энергии 20W (30VA) Максимальное потребление энергии 36W (75VA)
Преобразователь 90W DC/DC	Номинальные входы 12V, 24V Типовое потребление энергии 70W (80VA) Максимальное потребление энергии 110W (120VA)
Рабочая температура	от +5°C до +35°C
Допустимая влажность	10–95% неконденсирующаяся
Рабочая высота н.у.м.	Уровень моря 2,591 м
Температура хранения и транспортировки	от -20°C до +60°C
Допустимая влажность при хранении и транспортировке	10–95% неконденсирующаяся
Конструкция корпуса	Огнестойкий технический термопласт
Дополнительный кислород	Рекомендуемый максимальный поток дополнительного кислорода: 4 л/мин (режим VAuto или ASV); 15 л/мин (режим S, ST или T)

Гипоаллергенный воздушный фильтр	Нетканые акриловые и полипропиленовые волокна с полипропиленовым чехлом
Стандартный воздушный фильтр	Полиэфирное волокно
Воздуховод SlimLine™	Гибкий пластик, 1,8 м, внутренний диаметр 15 мм
Стандартный воздуховод	Гибкий пластик, 2 м, внутренний диаметр 19 мм
Воздуховод с подогревом ClimateLine	Эластичные пластиковые и электрические компоненты, 2 м, внутренний диаметр 15 мм
Воздуховод с подогревом ClimateLine ^{MAX}	Эластичные пластиковые и электрические компоненты, 1,9 м, внутренний диаметр 19 мм
Отверстие для выхода воздуха	Коническое отверстие для выхода воздуха 22 мм соответствует стандарту ISO 5356-1
Электромагнитная совместимость	Данный продукт соответствует всем применимым требованиям электромагнитной совместимости (EMC) согласно стандарту IEC60601-1-2, и пригоден для применения в домашних условиях, в коммерческих учреждениях и на предприятиях легкой промышленности. Информацию об электромагнитных излучениях и помехоустойчивости этих приборов фирмы ResMed можно найти на сайте www.resmed.com , на странице Продукты (Products) в разделе Обслуживание и помощь (Service and Support). Щелкните на pdf файл на вашем языке.
Использование в самолете	Медицинские портативные электронные приборы (M-PED), которые отвечают требованиям Федерального управления гражданской авиации (ФАА=FAA) RTCA/DO-160F можно применять на всех стадиях полета без необходимости дополнительного тестирования или утверждения авиакомпаний. ResMed подтверждает, что S9 соответствует требованиям RTCA/DO-160F.
Классификация IEC 60601-1	Класс II (двойная изоляция), Тип BF























Примечания:

- *Производитель оставляет за собой право изменять данные спецификации без предварительного уведомления.*

- *Настройки температуры и относительной влажности, отображаемые для Climate Control, не являются измеренными значениями.*
- *Перед применением воздуховода SlimLine или ClimateLine с другими приборами (не с S9 или H5i) посоветуйтесь с врачом или поставщиком услуг.*

Символы

Следующие символы могут быть нанесены на S9, блок питания, воздуховод или упаковку.

-  Осторожно;
  Перед применением прочтите инструкции;
  Брызгозащищенный;
  IPX1
-  IPX0 Нет брызгозащиты;
  Оборудование Типа BF;
  Оборудование Класса II;
  Вкл./
- Выкл.;
  Производитель;
  Отвечает RoHS Европейского Союза;
  Номер партии;
-  REF Номер детали;
  SN Серийный номер;
  — Постоянный ток;
   Закрыть/открыть;
-   Для заполнения отсоедините контейнер;
  Знак 1 контроля загрязнения в Китае;
-   Знак 2 контроля загрязнения в Китае;
  **Экологическая информация**

В соответствии с требованиями Европейской Директивы WEEE 2002/96/EC, утилизация электрооборудования должна осуществляться в установленном порядке. Такие приборы следует утилизировать отдельно и не выбрасывать вместе с неотсортированным муниципальным мусором. Утилизацию прибора следует производить в соответствии с используемыми в Вашем регионе системами сбора, вторичного использования и переработки подобных отходов.

Использование таких систем сбора, вторичного использования и переработки отходов направлено на уменьшение воздействия на природные ресурсы и предотвращение загрязнения среды опасными веществами.

Если Вы хотите получить информацию о таких системах утилизации, обратитесь в соответствующий отдел местной администрации. Символ с перечеркнутым мусорным баком обозначает, что Вам предлагается утилизировать прибор в соответствии с принятыми системами. Если вам нужна информация о подготовке к утилизации Вашего прибора фирмы ResMed, свяжитесь с офисом фирмы, местным поставщиком или зайдите на сайт www.resmed.com/environment.

Обслуживание

Прибор должен работать безопасно и надежно при условии эксплуатации в соответствии с инструкциями ResMed. ResMed рекомендует проверять и обслуживать прибор в утвержденном фирмой ResMed сервисном центре в случае, если появились признаки износа, или сомнения в том, что прибор работает исправно. Кроме таких случаев, как правило, нет необходимости

проводить обслуживание и проверку работы приборов в течение пяти лет установленного срока их эксплуатации.

Ограниченная гарантия

ResMed Ltd (в дальнейшем именуемая "ResMed") гарантирует, что ваш продукт фирмы ResMed не будет иметь дефектов материала и производства, начиная с даты покупки в течение указанного ниже периода.

Изделие	Период гарантии
<ul style="list-style-type: none">Системы масок (включая корпус, уплотнитель, наголовник и трубки) – за исключением одноразовых приборовАксессуары – за исключением одноразовых устройствНапалечные пульсоксиметры гибкого типаБачки для воды увлажнителей	90 дней
<ul style="list-style-type: none">Батареи для применения во внутренних и внешних аккумуляторных системах ResMed	6 месяцев
<ul style="list-style-type: none">Напалечные пульсоксиметры зажимного типаМодули данных для приборов СИПАП и двухуровневой терапииОксиметры и адаптеры оксиметров для приборов СИПАП и двухуровневой терапии.Увлажнители и моющиеся бачки для воды увлажнителейПриборы контроля титрации	1 год
<ul style="list-style-type: none">Приборы СИПАП, двухуровневой терапии и вентиляции (включая внешние блоки питания)Аксессуары аккумуляторной батареиПортативные диагностические и скрининговые приборы	2 года

Эта гарантия предоставляется только первому покупателю. Она не передается.

Если продукт перестает работать при обычных условиях эксплуатации, компания ResMed отремонтирует или заменит (на свое усмотрение) дефектный прибор или его составную часть. Данной ограниченной гарантией не покрываются случаи, если: а) какое-либо повреждение возникло в результате неправильной или небрежной эксплуатации или произведенных модификаций изделия; б) ремонт был произведен обслуживающей организацией, не имеющей полномочий компании ResMed на проведение такого ремонта; в) какое-либо повреждение или загрязнение было вызвано дымом сигарет, курительных трубок, сигар или другими испускающими дым предметами; г) какое-либо повреждение было результатом попадания воды на поверхность или внутрь элентронного прибора.

Гарантия не распространяется на продукцию, которая была продана или перепродана за пределами региона, в котором она была приобретена первоначально.

Гарантийные рекламации в случае дефекта изделия должны подаваться первым покупателем по месту покупки.

Данная гарантия заменяет все другие прямые или косвенные гарантии, включая косвенные гарантии товарного качества или соответствия определенной цели. В некоторых регионах или штатах не признаются ограничения на продолжительность предлагаемой гарантии, поэтому вышеуказанное ограничение к Вам может не относиться.

ResMed не несет ответственности за случайные или косвенные повреждения, которые произошли в результате продажи, установки или применения какого-либо изделия фирмы ResMed. В некоторых регионах или штатах не признаются исключения или ограничения в отношении случайных или косвенных повреждений, поэтому вышеуказанное ограничение к Вам может не относиться.

Настоящая гарантия дает Вам определенные юридические права помимо других прав, которые могут предоставляться в Вашем регионе. Для получения дополнительной информации о ваших гарантийных правах, обратитесь к местному поставщику оборудования компании ResMed или в офис ResMed.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Перед применением приборов прочитайте инструкцию полностью.
- Применяйте эти приборы только по назначению как описано в настоящем руководстве.
- Используйте эти приборы только в соответствии с указаниями вашего врача или медицинского работника.
- Если вы заметили необъяснимые изменения в работе этого прибора, если он издает необычные или резкие звуки, если прибор или блок питания роняли или неправильно обращались с ними, если в корпус попала вода или корпус поврежден, прекратите применение и свяжитесь с вашим центром обслуживания ResMed.
- Не открывайте S9. Внутри нет деталей, которые обслуживаются потребителем. Ремонт и обслуживание внутренних деталей должны производиться только агентом, уполномоченным ResMed.
- Остерегайтесь поражения электротоком. Не погружайте прибор S9, блок питания и электрошнур в воду. Перед очисткой всегда отключайте прибор от сети, а перед включением убедитесь, что прибор сухой.
- Для очистки S9 и воздуховода не применяйте отбеливатель, хлор, алкоголь, ароматические растворы увлажняющее или антибактериальное мыло или ароматизированные масла. Эти средства могут вызвать повреждение изделий и сократить срок его эксплуатации.

- При использовании дополнительного кислорода тщательно соблюдайте все необходимые меры предосторожности.
- Взрывоопасно! – не используйте вблизи легковоспламеняющихся анестетиков.
- Применяйте только блоки питания ResMed 90W или 30W. Применяйте блок питания 90W для питания системы, в которую входит прибор, H5i, ClimateLine, ClimateLine^{MAX}, преобразователь DC/DC и аккумуляторный блок Power Station II. Блок питания 30W предназначен для питания только прибора и рекомендуется для путешествий.
- Убедитесь, что шнур питания и штепсель пригодны для использования и оборудование не повреждено.
- Не держите электрошнур вблизи горячих поверхностей.
- Не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в трубки и отверстия.
- Не оставляйте слишком длинные воздушные шланги в изголовье кровати. Он может обвиться вокруг головы или шеи во время сна.
- Инструкции настоящего руководства не могут заменять рекомендации лечащего врача.
- Не применяйте S9 при наличии видимых внешних повреждений или при возникновении необъяснимых изменений в работе прибора.
- С этими приборами следует применять только воздухопроводы и аксессуары фирмы ResMed. При применении другого типа воздухопроводов или аксессуаров давление поступающего к вам воздуха может измениться и это уменьшит эффективность лечения.
- Блокирование шланга и/или отверстия для впуска воздуха прибора S9 во время эксплуатации может вызвать перегрев прибора.
- Если ваш врач сказал, чтобы вы использовали SD карту для обновления настроек вашего прибора, а сообщение "Настройки изменены" не появилось, немедленно свяжитесь с вашим врачом.
- Пациент не должен подсоединять прибор к порту для подсоединения модулей, если он не получил соответствующих инструкций от врача или медицинского персонала. Только изделия фирмы ResMed предназначены для подключения к порту для подсоединения модулей. Подключение иных устройств может привести к травме или повреждению S9.
- Такие Приборы S9 следует применять только с масками (и коннекторами¹), рекомендованными ResMed, врачом или специалистом респираторной медицины. Маску следует применять только тогда, когда S9 включен. После подгонки маски убедитесь, что из прибора поступает воздух. Вентиляционные отверстия в маске никогда не должны быть заблокированы.

1. Отверстия могут быть встроены в маску или в коннекторы, прилегающие к маске.

Пояснение: Прибор S9 предназначен для применения со специальными масками (или коннекторами), в которых имеются вентиляционные отверстия, через которые воздух может непрерывно выходить из маски. Если прибор включен и функционирует нормально, свежий воздух из прибора вытесняет выдыхаемый воздух через вентиляционные отверстия маски. Но если прибор не работает, в маску не поступает достаточно свежего воздуха, и выдыхаемый воздух вдыхается повторно. Повторное вдыхание выдыхаемого воздуха дольше, чем несколько минут, в некоторых случаях может привести к удушью. Это относится к большинству моделей приборов S9.

- В случае отключения электроэнергии¹ или при неполадках прибора, снимите маску.
- Такие Приборы S9 могут быть настроены на давление до 20 см H₂O. При возникновении определенных неполадок, давление может подняться до 40 см H₂O, однако вероятность таких случаев невысока.
- Подача кислорода должна быть отключена, если прибор не работает, чтобы избежать аккумуляирования неиспользованного кислорода в корпусе прибора и опасности возгорания.
- Кислород поддерживает горение. Нельзя использовать кислород во время курения или в присутствии открытого пламени.
- Если воздуховод поврежден и возникла утечка воздуха, прекратите использовать этот воздуховод.
- Не мойте воздуховод в стиральной или посудомоечной машине.
- Конец электрического коннектора воздуховода с подогревом совместим только с отверстием для выхода воздуха H5i, его не следует подсоединять к прибору или маске.
- При использовании SlimLine или ClimateLine при давлении выше 20 см H₂O прибор может не достичь своего оптимального уровня работы, если он используется с антибактериальным фильтром. Перед тем, как предписывать SlimLine или ClimateLine для использования с антибактериальным фильтром, нужно проверить работу прибора.
- ClimateLine или ClimateLine^{MAX} предназначен только для применения с H5i.



ОСТОРОЖНО

- Не ставьте прибор в таком месте, где на него можно наткнуться или случайно зацепить шнур электропроводки.

1. Во время частичной (ниже номинального минимального напряжения) или полной потери питания, терапевтическое давление не будет обеспечиваться. При восстановлении подачи питания работа восстановится без изменения настроек.

- Если Вы устанавливаете прибор на полу, то убедитесь, что вокруг нет пыли, постельного белья, одежды или других предметов, которые могут заблокировать отверстие для впуска воздуха или покрыть блок питания.
- Убедитесь, что пространство вокруг прибора чистое и сухое.
- Не подвергайте воздушный шланг прямому солнечному воздействию, так как он может со временем отвердеть и растрескаться.
- Не мойте воздушный фильтр. Воздушный фильтр нельзя мыть или использовать повторно.
- Крышка воздушного фильтра защищает прибор при случайном распылении воды. Убедитесь в том, что воздушный фильтр и крышка фильтра всегда установлены.
- При низком давлении поток воздуха, проходящий через выпускные отверстия, может неполностью удалить выдохнутый воздух из шланга. Может произойти частичное возвратное дыхание.
- Температура воздушного дыхательного потока, который генерируется такими приборами, может подниматься до уровня на 6°C выше комнатной. Проявляйте осторожность, если температура воздуха в помещении выше 32°C.

Türkçe

S9 VPAP ST kullanım amacı

S9 VPAP ST solunum yetmezliği veya obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan 13 kg'den fazla hastalar için non invaziv ventilasyon sağlamaya yöneliktir. S9 VPAP ST ev ve hastane kullanımına yöneliktir.

S9 VPAP S kullanım amacı

S9 VPAP S solunum yetmezliği veya obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan 13 kg'den fazla hastalar için non invaziv ventilasyon sağlamaya yöneliktir. S9 VPAP S ev ve hastane kullanımına yöneliktir.

S9 AutoSet CS kullanım amacı

S9 AutoSet CS merkezi ve/veya karma apne, obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan veya olmayan periyodik solunum ve Cheyne-Stokes solunum görülen 30 kg'den fazla hastalar için non invaziv havalandırma desteği sağlamaya yöneliktir. S9 AutoSet CS ev ve hastane kullanımına yöneliktir.

S9 Auto 25 kullanım amacı

S9 Auto 25, 30 kg'den fazla ağırlığa sahip, obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan hastaların tedavisine yöneliktir. S9 Auto 25 ev ve hastane kullanımına yöneliktir.

Kontrendikasyonlar

Pozitif solunum yolu basıncı tedavisi, aşağıda sıralanan önceden mevcut rahatsızlıkları olan bazı hastalarda kontrendike olabilir:

- ciddi büllöz akciğer hastalıkları
- pnömotoraks

- patolojik düşük kan basıncı
- dehidrasyon
- serebrospinal sıvı sızıntısı, yakın zamanda geçirilmiş beyin ameliyatı veya travması.

Yan etkiler

Hastalar, olağandışı göğüs ağrısı, şiddetli baş ağrısı veya nefessiz kalma durumlarında artış olduğunda, bunu tedaviden sorumlu doktorlarına bildirmelidirler. Akut üst solunum yolu enfeksiyonu geçici olarak tedaviye ara verilmesini gerektirebilir.

Bu cihazlar ile tedavi uygulanması esnasında aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir:

- burun, ağız veya gırtlakta kuruluk
- burun kanaması
- şişkinlik
- kulak veya sinüste rahatsızlık
- göz iritasyonu
- deride kızarıklık.

Maskeler ve nemlendiriciler

Tavsiye edilen maskeler ve nemlendiriciler www.resmed.com adresinde Products (Ürünler) sayfasında Service & Support (Ürün Servis ve Destek) bölümünün altında bulunabilir. Maskenizin veya nemlendiricinizin kullanımı ile ilgili bilgi için maskeniz veya nemlendiricinizle birlikte tedarik edilen kılavuza bakın.

Kurulum

Resim A'ya bakınız.

1. Güç kaynağı biriminin DC kablosunu cihazın arkasına bağlayın.
2. Güç kablosunu güç kaynağı birimine bağlayın.
3. Güç kablosunun diğer ucunu prize takın.
4. Hortumun bir ucunu sıkıca hava çıkışına bağlayın.
5. Monte edilmiş maske sistemini hortumun serbest ucuna bağlayın.

Kontrol paneli

Resim B'ye bakınız.

Cihazınızın kontrol paneli aşağıdaki maddeleri içerir:





1. Start/Stop düğmesi: Tedaviyi başlatır veya durdurur
2. Ana menü
3. LCD ekran
4. Bilgi menüsü: Uyku istatistiklerini görüntülemenizi sağlar
5. Kurulum menüsü: Ayarlarda değişiklik yapmanızı sağlar

6. Basma kadranı: Kadranın çevrilmesi menüde kaydırma yapmanızı ve ayarları değiştirmenizi sağlar. Kadrana basılması menüye girmenizi ve seçiminizi onaylamanızı sağlar.



Menülerde gezinme

Resim C'ye bakınız.

Genel olarak menülerde gezinmek için:

1. İsteddiğiniz parametre mavi olarak görünene kadar  düğmesini çevirin.
2.  düğmesine basın. Seçim turuncu renkte görüntülenir.
3. İsteddiğiniz ayarı görene kadar  düğmesini çevirin.
4. Seçiminizi onaylamak için  düğmesine basın. Ekran maviye döner.

Başlarken

1. Gücün bağlı olduğundan emin olun.
2. İstenilirse, rampa süresini ayarlayın.
3. Maskenizi, maske kullanım kılavuzunuzda belirtildiği şekilde takın.
4. Tedaviye başlamak için, maskenizi taktıktan sonra nefes alın ve/veya  düğmesine basın.
5. Yatağa uzanın ve hortumu uykunuzda hareket etmeniz de serbest kalacak şekilde ayarlayın.
6. Tedaviyi herhangi bir anda durdurmak için, maskeyi çıkarın ve/veya  düğmesine basın.

Notlar:

- *Doktorunuz cihazınızda SmartStart özelliğini etkinleştirdiyse maskenizin içine nefes aldığınızda cihaz otomatik olarak başlayacak ve maskeyi çıkardığınızda otomatik olarak duracaktır.*
- *Tedavi sırasında güç kesintisi olursa cihaz, güç yeniden tesis edildiğinde tedaviyi otomatik olarak başlatır.*

Temizlik ve bakım

Günlük:

Kelepçe üzerindeki parmak tokalarını çekerek hava tüpünü çıkarın. Bir sonraki kullanıma kadar temiz, kuru bir yere asın.

Haftalık:

1. Hortumu S9 cihazından ve maskeden çıkarın.
2. Hortumu, hafif deterjanla ılık suda yıkayın.
3. İyice durulayın, asın ve kurumaya bırakın.
4. Sonraki kullanımdan önce hortumu hava çıkışına ve maskeye bağlayın.

Aylık:

1. Cihazın dışını nemli bir bez ve hafif bir deterjanla silin.
2. Hava filtresinde kirden veya tozdan dolayı delikler ve tıkanmalar olup olmadığını kontrol edin.

Hava filtresinin deęiřtirilmesi:

Hava filtresini her altı ayda bir (veya gerekli olması halinde daha sık) deęiřtirin.

1. Hava filtresi kapaęını S9 cihazının arkasından ıkarın.
2. Eski hava filtresini ıkarıp atın.
3. Hava filtresi kapaęının zerinde dz olarak oturmasını saęlayarak yeni bir ResMed hava filtresi takın.
4. Hava filtresi kapaęını deęiřtirin.

Sorun Giderme

Eęer bir sorun meydana gelirse, ařaęıdaki nerilere gz atın. Sorun giderilemezse, ekipman tedarikinize veya ResMed'e bařvurun. Bu cihazları amaya alıřmayın.

Sorun/Olası neden

zm

Grnt yok

G baęlı deęil.

G kablosunun baęlı olduęundan ve (varsa) g ıkıřının aık olduęundan emin olun.

DC kablosu cihazın arkasına kısmen takılıdır veya ok yavař takılmıştır.

DC kablosunu tam olarak takın.

Cihazdan yetersiz hava verildi

Rampa sresi devrede.

Hava basıncının ykselmesini bekleyin veya rampa sresini deęiřtirin.

Hava filtresi kirli.

Hava filtresini deęiřtirin.

Hortum dzgn baęlanmamıř.

Hortumu kontrol edin.

Hortum tıkanmıř, sıkıřmıř veya delinmiřtir.

Hortumdaki tıkanmayı giderin veya hortumu serbest bırakın. Hortumda delik olup olmadıęını kontrol edin.

Maske ve bařlık doęru yerleřtirilmemiř.

Maske ve bařlığın pozisyonunu ayarlayın.

Yanlıř hava tp seilmiř.

SlimLine, Standard veya 3m hava tp kullanıyorsanız men aracılıęıyla doęru hava tpn setięinizden emin olun.

Maskenin iine soluduęunuzda cihaz alıřmıyor

Nefes, SmartStart/Stop'u tetiklemek iin yeterince derin deęildir.

Maskeden derin bir nefes alıp verin.

Sorun/Olası neden

Aşırı kaçak var.

Not: *Kaçak Alarmı devredeyse sesli bir alarm aktive olur ve yüksek kaçak mesajı görüntülenir.*

SmartStart/Stop devre dışı.

Not: *SmartStart/Stop, Kaçak Alarmı devredeyse mevcut değildir.*

Çözüm

Maske ve başlığın pozisyonunu ayarlayın. Hortum doğru bağlanmamış. İki ucu da sıkıca takın.

SmartStart/Stop'u devreye sokun.

Maskeyi çıkardığınızda cihaz durmuyor

SmartStart/Stop devre dışı.

SmartStart/Stop'u devreye sokun.

Not: *SmartStart/Stop, Kaçak Alarmı devredeyse mevcut değildir.*

SmartStart/Stop etkin durumda ancak cihaz maskeyi çıkardığınızda otomatik olarak durmuyor

Uyumsuz bir maske sistemi kullanılıyor.

Yalnızca ResMed tarafından tavsiye edilen ekipmanı kullanın.

Hasta, ayarlı basıncı 7 cm H₂O'dan az olan bir burun yastık maskesi veya pediyatrik maske kullanıyor.

SmartStart/Stop'u devreden çıkarın.

Basıncı düzensiz yükseliyor

Olağandışı şekilde konuşma, öksürme veya solunum.

Burun maskesi takılıyken konuşmamaya ve olabildiğince normal nefes alıp vermeye çalışın.

Maske yastığı cilde sürtünüyor.

Başlığı ayarlayın.

Yastık yanlış yerleştirilmiş ve aşırı sızıntıya neden oluyor.

Başlığı ayarlayın veya yastığı yeniden yerleştirin.

Hata mesajı gösterilir: Yüksek ısı hatası, kullanıcı kılavuzuna başvurun

Cihaz sıcak bir ortamda bırakılmıştır.

Tekrar kullanmadan önce soğumasını sağlayın. Güç kablosunu sökün ve cihazı tekrar başlatmak için tekrar bağlayın.

Hava filtresi tıkalı.

Hava filtrenizi değiştirin. Güç kablosunu sökün ve cihazı tekrar başlatmak için tekrar bağlayın.

Sorun/Olası neden

Hortum tıkalı.

Nemlendirici ayarı çok yüksek, hortumda su birikimine neden oluyor.

Çözüm

Hortumunuzu kontrol edin ve tüm tıkanıklıkları ortadan kaldırın. Güç kablosunu sökün ve cihazı tekrar başlatmak için tekrar bağlayın.

Nemlendirici ayarını düşürün ve hortumdaki suyu boşaltın.

Hata mesajı gösterilir: ResMed Güç Kaynağı Birimi'ni kontrol edin ve konektörü takın

DC adaptör kablosu cihazın arkasına kısmen takılıdır veya çok yavaş takılmıştır.

DC adaptör kablosunu tam olarak takın.

Cihaza ResMed dışında bir güç kaynağı birimi bağlıdır.

Güç kaynağı birimini çıkarın ve bir ResMed güç kaynağı birimi ile değiştirin.

Güç kaynağı birimi çarşaf ile kaplanmıştıdır.

Güç kaynağı biriminde çarşaf, giysi ve cihazı kaplayabilecek herhangi bir nesne bulunmadığından emin olun.

Şu hata mesajı gösteriliyor: Tüp tıkalı, tüpü kontrol edin

Hava tüpü tıkalıdır.

Hava tüpünüzü kontrol edin ve tıkanmaları ortadan kaldırın. Güç kablosunu sökün ve cihazı yeniden başlatmak için tekrar bağlayın.

Şu hata mesajı görüntülenir: Fazla kaçak, sistem kurulumunu ve tüm bağlantıları kontrol edin

Aşırı sızıntı var.

Maske ve başlığın pozisyonunu ayarlayın.

Hava tüpü düzgün bağlanmamış. İki ucu da sıkıca takın.

Ayarları güncellemeye veya SD karta veri kopyalamaya çalıştığınızda LCD'de aşağıdaki mesaj gösterilir: Kart hatası, lütfen SD kartını çıkarın ve servisimize başvurun

SD kart doğru olarak takılı değil.

SD kartın doğru olarak takıldığından emin olun.

Ayarlar cihaza kopyalanmadan önce SD kartı çıkarmış olabilirsiniz.

SD kartı tekrar takın ve ana ekranın veya "Ayarlar başarıyla güncellendi, herhangi bir düğmeye basın" mesajının LCD'de çıkmasını bekleyin.

Not: Bu mesaj sadece bir defa çıkar. SD kartı ayarlarınızı güncelledikten sonra tekrar takarsanız, mesaj tekrar gösterilmez.

Sorun/Olası neden

Çözüm

Aşağıdaki mesaj, SD kartı kullanarak ayarları güncellemeye çalışmanızdan sonra LCD'de GÖSTERİLMEZ: Ayarlar başarıyla güncellendi, herhangi bir tuşa basın

Ayarlar güncellenmemiş.

Derhal doktorunuz/servis sağlayıcınızla irtibata geçin.

SD kart

Cihazınızdan tedavi verilerini toplamak ve doktorunuzdan ayar güncellemeleri temin etmek için bir SD kart tedarik edilmiştir. Yönlendirildiğiniz takdirde, cihazı fişten çekin, SD kartınızı çıkarın, koruyucu kılıfı koyun ve doktorunuza gönderin. Kartın çıkarılması ve takılması ile ilgili daha fazla bilgi için, cihazınızla birlikte tedarik edilen S9 SD Kart Koruyucu Kılıfı'na bakın. Lütfen S9 SD Kart Koruyucu Kılıfı'nı ilerde kullanmak için saklayın.

Teknik özellikler

Çalışma basıncı aralığı	4 ila 20 cm H ₂ O (CPAP); 4 ila 25 cm H ₂ O (VAuto, ASV); 2 ila 25 cm H ₂ O (S, ST)
Maksimum tek arıza kararlı durum basıncı	30 cmH ₂ O (CPAP) – basınç > 6 sn süreyle aşılsa; 40 cmH ₂ O (VPAP) – basınç > 1 sn süreyle aşılsa;
Basınç ölçüm toleransı	±0,5 cm H ₂ O ± ölçülen okumanın %4'ü
Akış ölçüm toleransı	±6 L/dk veya okumanın %10'u, hangisi daha büyükse
ISO 4871 uyarınca BEYAN EDİLEN ÇİFT RAKAMLI GÜRÜLTÜ EMİSYON DEĞERLERİ	
Ses basınç seviyesi	ISO 17510-1:2002 uyarınca ölçülen 24 dBA EN ISO 17510-1:2009 uyarınca ölçülen 2 dBA belirsizlik ile 26 dBA
Ses güç seviyesi	EN ISO 17510-1:2009 uyarınca ölçülen 2 dBA belirsizlik ile 34 dBA
Nominal boyutlar (U x G x Y)	153 mm x 140 mm x 86 mm
Ağırlık	835 g
90W güç kaynağı birimi	Giriş aralığı 100–240V, 50–60Hz, Uçakta kullanım için nominal 110V, 400Hz Tipik güç tüketimi 70W (80VA) Maksimum güç tüketimi 110W (120VA)
30W güç kaynağı birimi	Giriş aralığı 100–240V, 50–60Hz, Uçakta kullanım için nominal 110V, 400Hz Tipik güç tüketimi 20W (30VA) Maksimum güç tüketimi 36W (75VA)

90W DC/DC dönüştürücü	Nominal giriş 12V, 24V Tipik güç tüketimi 70W (80VA) Maksimum güç tüketimi 110W (120VA)
Çalışma sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Çalışma nemliliği	%10–95 yoğunlaşmasız
Çalışma yüksekliği	Deniz seviyesi ile 2.591 m. arası
Saklama ve taşıma sıcaklığı	-20°C ile +60°C arası
Saklama ve taşıma nemliliği	%10–95 yoğunlaşmasız
Gövde yapısı	Alev geciktirici mühendislik termoplastiği
Oksijen desteği	Tavsiye edilen maksimum oksijen desteği akımı: 4 L/dak (VAuto veya ASV modu); 15 L/dak (S, ST veya T modu)
Hipoalerjenik hava filtresi	Polipropilen taşıyıcılı dokuma olmayan akrilik ve polipropilen fiberler
Standart hava filtresi	Polyester fiber
SlimLine™ hortumu	Esnek plastik, 1,8 m, 15 mm iç çap
Standart hortumu	Esnek plastik, 2 m, 19 mm iç çap
ClimateLine ısıtılmış hava tüpü	Esnek plastik ve elektrik bileşenleri, 2 m, 15 mm iç çap
ClimateLine ^{MAX} ısıtılmış hava tüpü	Esnek plastik ve elektrik bileşenleri, 1,9 m, 19 mm iç çap
Hava çıkışı	22 mm konik hava çıkışı ISO 5356-1 ile uyumludur
Elektromanyetik uyumluluk	Ürün, yerleşim yeri, ticari amaçlı yer ve hafif endüstri ortamları için belirlenmiş olan IEC60601-1-2'ye göre, geçerli tüm elektromanyetik uyumluluk gerekliliklerine (EMC) uygundur. Bu ResMed cihazlarının elektromanyetik emisyonları ve bunlardan korunma ile ilgili bilgi www.resmed.com adresinde Products (Ürünler) sayfasında Service & Support (Ürün Servis ve Destek) bölümünün altında bulunabilir. Kendi diliniz için PDF dosyasına tıklayın.

Uçakta kullanım

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) RTCA/DO-160F gerekliliklerini yerine getiren Taşınabilir Tıbbi Elektronik Cihazlar (M-PED) havayolu operatörünün test etmesi ve onaylamasına gerek olmaksızın havayolu seyahatinin tüm aşamalarında kullanılabilir. ResMed, S9'un RTCA/DO-160F gerekliliklerini yerine getirdiğini onaylar.

IEC 60601-1 sınıflandırma

Sınıf II (çift yalıtım), Tip BF

Notlar:

- *İmalatçı bu özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.*
- *Climate Control için gösterilen sıcaklık ve bağıl nem ayarları ölçülen değerler değildir.*
- *SlimLine veya ClimateLine hava tüpünü S9 veya H5i dışındaki cihazlarla kullanmadan önce doktorunuz/servis sağlayıcınıza danışın.*

Semboller

Aşağıdaki semboller S9'unuzda, güç kaynağı biriminde, hortumda veya ambalajda görünebilir.



Dikkat; Kullanmadan önce talimatları okuyun;



Damlamaya karşı koruma;



Damlamaya karşı korumasız;



Tip BF ekipman;



Sınıf II ekipman;



Start/Stop;



İmalatçı; Avrupa RoHS;



Parti numarası;



Parça numarası;



Seri numarası;



Doğrudan akım;



Kilitle/kilidi kaldırdı;



Doldurmak için kabı çıkartı;

denetim logosu 1;



Çin kirlilik denetim logosu 2;



Çevre bilgisi

WEEE 2002/96/EC, elektrikli ve elektronik ekipmanın uygun şekilde bertaraf edilmesini öngören bir Avrupa Yönergesidir. Bu cihazlar ayrıştırılmamış yerel atık olarak değil ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Cihazınızı bertaraf etmek için bölgenizde bulunan uygun toplama, yeniden kullanım ve geri dönüşüm sistemlerini kullanmalısınız. Bu toplama, yeniden kullanım ve geri dönüşüm sistemleri, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltma ve tehlikeli maddelerin çevreye zarar vermesini önlemek için tasarlanmıştır. Bu bertaraf etme sistemleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen yerel atık idarenize başvurunuz. Üzeri çapraz çizgili çöp kutusu işareti, bu şekildeki bertaraf etme sistemlerini kullanmanız gerektiğini belirtmektedir. ResMed cihazınızın toplanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen ResMed ofisi, yerel distribütörüne danışın veya www.resmed.com/environment adresine başvurun.

Bakım

Cihaz, ResMed tarafından sağlanan talimatlar uyarınca çalıştırıldığında emniyetli ve güvenilir şekilde çalışacak biçimde tasarlanmıştır. ResMed, cihazın yıprandığına dair herhangi bir işaret veya cihazın çalışmasına dair bir endişe varsa, cihazın yetkili bir ResMed Servis Merkezi tarafından kontrol edilmesini ve bakımının yapılmasını tavsiye eder. Aksi halde, cihazın tasarım ömrü olan beş yıl süresince cihazların bakımı ve kontrolü çoğunlukla gerekli olmayacaktır.

Sınırlı garanti

ResMed Ltd (bundan böyle 'ResMed') ResMed ürününün satın alındığı tarihten itibaren aşağıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik hatalarından arı olduğunu garanti etmektedir.

Ürün	Garanti süresi
• Maske sistemleri (maske çerçevesi, bant, başlık ve hortum dahil) – tek kullanımlık cihazlar hariç	90 gün
• Aksesuarlar – tek kullanımlık cihazlar hariç	
• Esnek-tip parmak nabız sensörleri	
• Nemlendirici su kapları	
• ResMed dahili ve harici batarya sistemlerinde kullanım için bataryalar	6 ay
• Klips-tip parmak nabız sensörleri	1 yıl
• CPAP ve çift aşamalı cihaz veri modülleri	
• Oksimetreler ile CPAP ve çift aşamalı cihaz oksimetre adaptörleri	
• Nemlendiriciler ve temizlenebilir nemlendirici su kapları	
• Titrasyon kontrol cihazları	
• CPAP, çift aşamalı ve havalandırma cihazları (harici güç kaynağı birimleri dahil)	2 yıl
• Batarya aksesuarları	
• Taşınabilir tanıma/tarama cihazları	

Bu garanti yalnızca ilk müşteri için geçerlidir. Transfer edilemez.

Ürün, normal kullanım koşulları altında arızalanırsa, ResMed, tercih hakkı ResMed'e ait olacak şekilde arızalı ürünü veya herhangi bir parçasını tamir edebilir veya değiştirebilir.

İşbu Sınırlı Garanti şunları kapsamamaktadır: a) yanlış kullanım, suistimal, üründe tadilat veya değişiklik yapılmasından kaynaklanan herhangi bir hasar; b) ResMed tarafından açıkça ilgili onarımları yapmaya yetkili olduğu belirtilmemiş olan herhangi bir servis tarafından gerçekleştirilen onarımlar; c) sigara, pipo, puro veya diğer tütün ürünlerinden kaynaklanan herhangi bir hasar veya kirlilik; ve d) elektronik cihaza su dökülmesi veya içine su kaçmasından kaynaklanan herhangi bir hasar.

Garanti, ürünün ilk satın alınan bölgenin dışına satılması veya yeniden satılması ile geçersiz hale gelir. Arızalı ürünlere ilişkin garanti talepleri, ilk müşteri tarafından satınalma noktasına bildirilmelidir.

İşbu garanti, her türlü zımnı ticari elverişlilik veya belirli bir amaç için uygunluk garantisini dahil olmak üzere, diğer tüm açık veya zımnı garantileri ortadan kaldırır. Bazı bölgeler veya eyaletlerde, zımnı garantinin ne kadar süre ile geçerli olduğu konusunda herhangi bir kısıtlamaya izin verilmediğinden, yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

ResMed, herhangi bir ResMed ürününün satılması, kurulması veya kullanılması sonucu ortaya çıkan arızı veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir. Bazı bölgeler veya eyaletlerde, arızı veya dolaylı hasarların hariç tutulması veya sınırlanmasına izin verilmediğinden yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

İşbu garanti size belirli yasal haklar vermekte olup, bölgeden bölgeye değişiklik gösteren diğer başka haklara sahip olabilirsiniz. Garanti haklarınız ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için, yerel ResMed satıcınıza veya ResMed ofisine başvurunuz.



UYARILAR

- Bu cihazları kullanmadan önce tüm kılavuzu okuyun.
- Bu cihazları yalnızca bu kılavuzda belirtilen kullanım amacı için kullanın.
- Bu cihazları, yalnızca doktorunuzun veya sağlık görevlinizin belirttiği şekilde kullanın.
- Bu cihazın performansında açıklanamayan değişiklikler fark ederseniz, cihaz olağandışı veya sert sesler çıkarıyorsa, cihaz veya güç kaynağı düşürülür veya yanlış kullanılırsa, cihaz kasasına su dökülürse veya cihaz kasası kırılırsa, kullanıma son verin ve ResMed Servis Merkezi'ne başvurun.
- S9'u açmayın. İçinde, kullanıcı tarafından bakım yapılabilecek bir parça yoktur. Tamir ve bakım sadece yetkili ResMed servis sorumlusu tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik çarpmasına karşı dikkatli olun. S9 cihazını, güç kaynağını veya güç kablosunu suya batırmayın. Temizlemeden önce her zaman cihazı fişten çekin ve tekrar fişe takmadan önce kuru olduğundan emin olun.
- S9 veya hortumun temizliğinde çamaşır suyu, klor, alkol veya aromatik maddeli çözeltiler, nemlendirici ya da antibakteriyel sabunlar veya kokulu yağlar içeren maddeler kullanmayın. Bu solüsyonlar hasara neden olabilir ve ürünün kullanım ömrünü azaltabilir.
- Oksijen desteğini kullanırken tüm uyarılara uyunuz.
- Patlama tehlikesi – yanıcı anestetiklerin yakınında kullanmayın.
- Sadece ResMed 90W veya 30W güç kaynağı birimleri ile kullanın. Cihaz, H5i, ClimateLine, ClimateLine^{MAX}, DC/DC dönüştürücü ve Power Station II batarya kutusundan oluşan sisteme güç sağlamak için 90W güç kaynağı birimini kullanın. 30W güç kaynağı birimi yalnızca cihaza güç sağlamak için tasarlanmıştır ve seyahat için tavsiye edilir
- Güç kablosu veya adaptör kablosunun iyi durumda olduğundan ve ekipmanın hasarlı olmadığından emin olun.
- Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.

- Hortuma veya açıklığa hiçbir nesne düşürmeyin veya sokmayın.
- Hortumun büyük kısmının yatağınızın üst kısmında kalmamasına dikkat edin. Hortum, uyku sırasında başınıza veya boynunuza dolabilir.
- Bu kılavuzda bulunan tavsiyeler, tedaviden sorumlu doktorun talimatlarının yerini almaz.
- Dış yüzeyde belirgin bozukluklar veya performansta açıklanamayan değişiklikler varsa, S9'unuzu kullanmayın.
- Bu cihazlar yalnızca ResMed hortumu ve aksesuarları ile kullanılmalıdır. Farklı tipte bir hortum veya aksesuar, gerçekte aldığınız basıncı değiştirebilir ve tedavinizin etkisini azaltabilir.
- Çalışır durumdayken S9 cihazının hortumunu ve/veya hava girişi tıkamak cihazın aşırı ısınmasına neden olabilir.
- Doktorunuz cihazınızdaki ayarları güncellemek için SD kartı kullanmanızı söylediye ve "Ayarlar başarıyla güncellendi" mesajı görünmüyorsa, derhal doktorunuzla irtibata geçin.
- Hasta, sağlık görevlisi veya doktoru tarafından yönlendirilmediği takdirde, modül konektör portuna bir cihaz bağlanmamalıdır. Sadece ResMed ürünleri, modül konektör portuna takılmak üzere tasarlanmıştır. Başka cihazların bağlanması, yaralanmaya veya S9 cihazının hasar görmesine neden olabilir.
- Bu S9 cihazları; yalnızca ResMed veya bir doktor ya da solunum terapisti tarafından tavsiye edilen maskeler (ve konektörler¹) ile kullanılmalıdır. Bir maske, S9 cihazı çalıştırılmadan kullanılmamalıdır. Maske takıldığında cihazın hava üflediğinden emin olun. Maskenin ventilasyon deliği veya delikleri asla tıkalı olmamalıdır.

Açıklama: S9 cihazınız maskeden sürekli olarak hava akımına izin verecek hava deliklerine sahip özel maskeler (veya konektörler) ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz açık konumda ve düzgün çalışırken cihazdan gelen yeni hava dışarı solunan havayı maskenin ventilasyon deliklerinden dışarı atmaktadır. Ancak, cihaz çalışmadığında, maskeden yetersiz temiz hava tedarik edilecektir ve dışarı solunan hava tekrar solunabilir. Dışarı solunan havanın birkaç dakikadan fazla yeniden solunması, bazı durumlarda, boğulmaya neden olabilir. Bu, çoğu S9 cihaz modeli için geçerlidir.

- Elektrik kesintisi² veya makinenin arızalanması halinde maskeyi çıkarın.
- Bu S9 cihazları 20 cm H₂O'ya kadar olan basınçları vermek üzere ayarlanabilir. Nadir olarak gerçekleşen bazı arıza durumlarında, 40 cm H₂O'ya kadar basınç mümkün olabilir.
- Cihaz çalışmadığı zaman oksijen akımı kesilmeli, böylece kullanılan oksijenin cihazın içinde birikerek yangın riski oluşturması engellenmelidir.

1. Portlar, maske veya maskenin yanındaki konektörler ile birleştirilebilir.

2. Kısmi (nominal minimum voltajın altında) veya tümünden elektrik kesintisinde tedavi basınçları verilmeyecektir. Güç tekrar sağlandığında, operasyon, ayarlarda bir değişiklik olmaksızın tekrar başlayacaktır.

- Oksijen yanmayı destekler. Oksijenin sigara içerken veya açık alevin olduğu ortamlarda kullanılmaması gerekir.
- Hortumdaki hasar hava kaçacağına neden oluyorsa hortumu kullanmaya devam etmeyin.
- Hortumu çamaşır veya bulaşık makinasında yıkamayın.
- Isıtılmış hava tüpünün elektrik konektörü ucu yalnızca H5i hava çıkışıyla uyumludur ve cihaza ya da maskeye takılmamalıdır.
- SlimLine veya ClimateLine, 20 cm H₂O'nun üzerinde kullanılırken, antibakteriyel filtreyle birlikte kullanılırsa optimum cihaz performansına erişilemeyebilir. SlimLine veya ClimateLine antibakteriyel filtreyle birlikte tedavide kullanılmadan önce cihaz performansı kontrol edilmelidir.
- ClimateLine veya ClimateLine^{MAX} sadece H5i ile kullanım için tasarlanmıştır.



TEDBİRLER

- Cihazı, kimsenin çarpmayacağı veya güç kablosuna takılmayacağı bir yere yerleştirmeye özen gösterin.
- Cihazı yere koyarsanız alanın tozlu olmadığından ve alanda çarşaf, giysi veya hava girişini engelleyebilecek veya güç kaynağı birimini kaplayabilecek herhangi bir nesnenin bulunmadığından emin olun.
- Cihazın etrafındaki alanın kuru ve temiz olduğundan emin olun.
- Hortumu doğrudan güneş ışığı altına asmayın çünkü zamanla sertleşebilir ve sonuçta kırılabilir.
- Hava filtresini yıkamayın. Hava filtresi yıkanmaz ve yeniden kullanılmaz.
- Hava filtresi kapağı, cihazı kaza eseri olabilecek sıvı dökülmesine karşı korur. Hava filtresinin ve hava filtresi kapağının her zaman takılı olduğundan emin olun.
- Düşük basınçlarda, maskenin dışarı soluma portlarından çıkan akım, dışarı solunan gazın tamamının tüpten atılmasına yetmeyebilir. Bir miktar yeniden soluma gerçekleşebilir.
- Bu cihazlar tarafından solumak için üretilen hava akımı, oda sıcaklığının 6°C'ye kadar üzerinde olabilir. Oda sıcaklığı 32°C'nin üzerinde ise tedbir alınmalıdır.

Pokyny k použití systému S9 VPAP ST

Přístroj S9 VPAP ST je určen k zajištění neinvazivní ventilace u pacientů nad 13 kg hmotnosti s respirační nedostatečností nebo obstrukční spánkovou apnoe (OSA). Přístroj S9 VPAP ST je určen k použití doma nebo v nemocnici.

Pokyny k použití systému S9 VPAP S

Přístroj S9 VPAP S je určen k zajištění neinvazivní ventilace u pacientů nad 13 kg hmotnosti s respirační nedostatečností nebo obstrukční spánkovou apnoe (OSA). Přístroj S9 VPAP S je určen k použití doma nebo v nemocnici.

Pokyny k použití systému S9 AutoSet CS

Přístroj S9 AutoSet CS je určen k zajištění neinvazivní ventilační podpory u pacientů nad 30 kg hmotnosti trpících centrální, popř. smíšenou apnoe, periodickým dýcháním a Cheynovým-Stokesovým dýcháním s obstrukční spánkovou apnoe (OSA) nebo bez ní. Přístroj S9 AutoSet CS je určen k použití doma nebo v nemocnici.

Pokyny k použití systému S9 Auto 25

Systém S9 Auto 25 je indikován k léčbě obstrukční spánkové apnoe (OSA) u pacientů s hmotností nad 30 kg. Přístroj S9 Auto 25 je určen k použití doma nebo v nemocnici.

Kontraindikace

Léčba přetlakem v dýchacích cestách může být kontraindikována u některých pacientů s následující diagnózou:

- závažná bulózní plicní choroba
- pneumotorax
- patologicky nízký krevní tlak
- dehydratace
- únik mozkomíšního moku, v nedávné době prodělané kraniotrauma nebo kraniální chirurgický výkon.

Nežádoucí účinky

Vyskytnou-li se u pacientů nezvyklé bolesti v hrudníku, silné bolesti hlavy nebo zvýšená dýchavičnost, je třeba informovat ošetřujícího lékaře. Akutní infekce horních cest dýchacích si může vyžádat dočasné přerušování léčby.

V průběhu léčby pomocí tohoto přístroje se mohou vyskytnout následující vedlejší účinky:

- sucho v nose, ústech nebo jícnu
- krvácení z nosu

- opuchy
- nepříjemné pocity v uších nebo v čelních dutinách
- podráždění očí
- kožní vyrážky.

Masky a zvlhčovače vzduchu

Doporučené masky a zvlhčovače jsou k dispozici na adrese www.resmed.com na stránce Products (výrobky) pod položkou Service & Support (služby a podpora). Pokyny k použití masky nebo zvlhčovače vzduchu naleznete v příručce, kterou jste obdrželi spolu s maskou či zvlhčovačem.

Sestavení

Viz ilustrace A.

1. Do zadní části přístroje zasuňte zástrčku zdroje stejnosměrného napájení.
2. K napájecímu zdroji připojte napájecí šňůru.
3. Druhý konec napájecí šňůry zapojte do elektrické zásuvky.
4. Jeden konec vzduchové trubice připojte pevně k výstupnímu otvoru.
5. Sestavenou masku připojte k volnému konci vzduchové trubice.

Ovládací panel

Viz ilustrace B.





Na ovládacím panelu přístroje se nacházejí následující ovládací prvky:

1. Tlačítko Start/Stop: zahajuje nebo ukončuje léčbu
2. Hlavní nabídka
3. LCD obrazovka
4. Informační nabídka: umožňuje sledovat statistické údaje o spánku
5. Nabídka nastavení: umožňuje provádět změny nastavení
6. Otočné tlačítko: Otáčením vám umožní procházet nabídkou a měnit nastavení. Stisknutím tlačítka vstoupíte do nabídky a potvrdíte svůj výběr.



Navigace nabídkami

Viz ilustrace C.

Obecná pravidla pro navigaci nabídkami:

1. Otáčejte tlačítkem , dokud se modře nezobrazí požadovaný parametr.
2. Stiskněte tlačítko . Zvolená možnost se zvýrazní oranžově.
3. Otáčejte tlačítkem , dokud se neobjeví nastavení, které požadujete.
4. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko . Obrazovka se změní zpět na modrou.

Jak začít

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2. Případně upravte náběhovou dobu (RAMP).
3. Podle pokynů uvedených v uživatelské příručce si nasadte masku.
4. Léčba se zahájí, jakmile vydechnete do masky, popř. stisknete tlačítko .
5. Lehňte si a upravte polohu vzduchové trubice tak, aby se mohla volně pohybovat, i když se ve spánku otočíte.
6. Pokud chcete kdykoli léčbu přerušit, sejměte masku z hlavy, popř. stiskněte tlačítko .

Poznámky:

- *Pokud lékař aktivoval funkci SmartStart, váš přístroj se automaticky zapne, když vydechnete do masky, a automaticky se vypne, když masku sejmete.*
- *Pokud dojde během léčby k přerušení napájení, přístroj automaticky opět zahájí léčbu po obnovení napájení.*

Čištění a údržba

Každý den:

Zatažením za úchytky na manžetě sejměte vzduchovou trubicu. Až do dalšího použití trubici pověste na čisté a suchém místě.

Jednou týdně:

1. Z přístroje S9 a z masky odpojte vzduchovou trubicu.
2. Vzduchovou trubicu omyjte teplou vodou s přidavkem jemného mycího prostředku.
3. Trubicu důkladně opláchněte, pověste a nechte oschnout.
4. Před dalším použitím připojte vzduchovou trubicu k výstupnímu otvoru a k masce.

Jednou za měsíc:

1. Očistěte vnějšek přístroje vlhkým hadříkem s přidavkem jemného mycího prostředku.
2. Zkontrolujte, zda ve vzduchovém filtru nejsou díry a zda není ucpán nečistotami.

Výměna vzduchového filtru:

Vzduchový filtr vyměňujte každých šest měsíců (v případě potřeby i častěji).

1. Ze zadní strany přístroje S9 sejměte kryt vzduchového filtru.
2. Vyměňte starý vzduchový filtr a zlikvidujte ho.
3. Vložte nový vzduchový filtr ResMed a ujistěte se, že v krytu dobře sedí.
4. Kryt znovu nasadte na své místo.

Odstraňování problémů

Pokud dojde k nějakému problému, pokuste se postupovat podle následujících doporučení. Pokud problém nelze vyřešit, kontaktujte dodavatele zařízení nebo společnost ResMed. Přístroj se nepokoušejte otvírat.

Problém/možná příčina	Řešení
Displej nesvítí	
Není připojeno napájení.	Přesvědčte se, zda je připojen napájecí kabel a zda je zapnuta elektrická zásuvka (je-li vybavena vypínačem).
Zástrčka pro přívod stejnosměrného proudu je v zadní straně přístroje zasunuta jen částečně nebo je zasouvána velmi pomalu.	Zcela zasuňte zástrčku pro přívod stejnosměrného proudu.
Z přístroje nevychází dostatečné množství vzduchu	
Přístroj je v náběhovém režimu.	Počkejte, dokud se tlak vzduchu postupně nezvýší, nebo změňte náběhovou dobu.
Vzduchový filtr je zanesený.	Vyměňte vzduchový filtr.
Vzduchová trubice není správně připojena.	Zkontrolujte vzduchovou trubici.
Vzduchová trubice je ucpaná, přiskřípnutá nebo proražená.	Uvolněte nebo zprůchodněte vzduchovou trubici. Zkontrolujte, zda není vzduchová trubice proražená.
Maska a náhlavní souprava nejsou správně nasazeny.	Upravte polohu masky a náhlavní soupravy.
Byla vybrána nesprávná vzduchová trubice.	Pokud používáte vzduchovou trubici SlimLine, Standard nebo 3m vzduchovou trubici, zkontrolujte, zda jste prostřednictvím nabídky vybrali správnou vzduchovou trubici.
Přístroj se při vydechnutí do masky nespustí	
Výdech není dost silný na to, aby aktivoval funkci SmartStart/Stop.	Nasaďte si masku a zhluboka se nadechněte a vydechněte.

Problém/možná příčina

Dochází k přílišnému úniku vzduchu.

Pozn.: Pokud je zapnuta funkce Upozornění na netěsnost masky, aktivuje se zvuková výstraha a zobrazí se hlášení o vysokém úniku vzduchu.

Funkce SmartStart/Stop není aktivována.

Pozn.: Pokud je zapnuta funkce Upozornění na netěsnost masky, funkce SmartStart/Stop není k dispozici.

Řešení

Upravte polohu masky a náhlavní soupravy. Vzduchová trubice není správně připojena. Pevně připojte oba konce.

Aktivujte funkci SmartStart/Stop.

Přístroj se po sejmutí masky nevypne

Funkce SmartStart/Stop není aktivována.

Pozn.: Pokud je zapnuta funkce Upozornění na netěsnost masky, funkce SmartStart/Stop není k dispozici.

Aktivujte funkci SmartStart/Stop.

Funkce SmartStart/Stop je aktivována, ale přístroj se po sejmutí masky automaticky nevypne

Používáte nekompatibilní masku.

Pacient používá masku s nosními polštářky nebo pediatrickou masku s tlakem nastaveným na méně než 7 cm H₂O.

Používejte pouze vybavení doporučené společností ResMed.

Deaktivujte funkci SmartStart/Stop.

Tlak se zvyšuje nepatřičným způsobem

Neobvyklý způsob mluvení, kašláná nebo dýchání.

Polštářek masky rezonuje při styku s pokožkou.

Nedostatečně přiléhající polštářek způsobuje nadměrný únik vzduchu.

Máte-li nasazenou nosní masku, snažte se nemluvit a dýchejte pokud možno normálně.

Upravte náhlavní soupravu.

Upravte náhlavní soupravu nebo znovu nasadte polštářek.

Problém/možná příčina

Řešení

Zobrazuje se chybové hlášení: High temperature fault, refer to User Manual (Závada vlivem vysoké teploty, přečtěte si uživatelskou příručku.)

Přístroj byl ponechán v horkém prostředí.

Před opětovným použitím jej nechte vychladnout. Odpojte napájecí šňůru a pak ji znovu připojte, aby se přístroj znovu spustil.

Vzduchový filtr je ucpaný.

Vyměňte vzduchový filtr. Odpojte napájecí šňůru a pak ji znovu připojte, aby se přístroj znovu spustil.

Vzduchová trubice je ucpaná.

Zkontrolujte vzduchovou trubici a případně ji zprůchodněte. Odpojte napájecí šňůru a pak ji znovu připojte, aby se přístroj znovu spustil.

Nastavení výkonu zvlhčovače je příliš vysoké, což má za následek hromadění vody ve vzduchové trubici.

Snižte nastavení výkonu zvlhčovače a odstraňte vodu ze vzduchové trubice.

Zobrazuje se chybové hlášení: Check ResMed Power Supply Unit and fully insert the connector (Prověřte napájecí jednotku ResMed a zcela zasuňte konektor.)

Zástrčka pro přívod stejnosměrného proudu je v zadní straně přístroje zasunuta jen částečně nebo je zasouvána velmi pomalu.

Zcela zasuňte zástrčku pro přívod stejnosměrného proudu.

K přístroji je připojena napájecí jednotka jiného výrobce než společnosti ResMed.

Odpojte napájecí jednotku a nahraďte ji napájecí jednotkou společnosti ResMed.

Napájecí jednotka je zakryta lůžkovinami.

Přesvědčte se, že na napájecí jednotce neleží lůžkoviny, oblečení nebo jiné předměty, které by ji zakrývaly.

Zobrazuje se chybové hlášení: Trubice je ucpaná, zkontrolujte prosím trubici

Vzduchová trubice je ucpaná.

Zkontrolujte vzduchovou trubici a odstraňte veškeré překážky. Odpojte napájecí šňůru a pak ji znovu připojte, a přístroj tak restartujte.

Problém/možná příčina

Řešení

Zobrazí se chybové hlášení: Vysoký únik vzduchu, zkontrolujte prosím sestavení systému a všechny spoje

Dochází k přílišnému úniku vzduchu.

Upravte polohu masky a náhlavní soupravy.
Vzduchová trubice není správně připevněna. Pevně připojte oba konce.

Po pokusu o aktualizaci nastavení nebo kopírování dat na SD kartu se na LCD displeji zobrazí následující hlášení: Card error, please remove SD card and contact service provider (Chyba karty, vyjměte prosím SD kartu a kontaktujte servisní oddělení.)

SD karta není správně vložena.

Možná jste vyjmuli kartu SD ještě předtím, než se nastavení stačilo zkopírovat do přístroje.

Přesvědčte se, zda je SD karta správně vložena.

Znovu vložte SD kartu a počkejte, až se na LCD displeji objeví hlavní obrazovka nebo hlášení „Nastavení bylo úspěšně aktualizováno, stiskněte libovolné tlačítko“.

Pozn.: Toto hlášení se zobrazí pouze jednou. Pokud po aktualizaci nastavení vložíte SD kartu znovu, hlášení se již nezobrazí.

Po pokusu o aktualizaci nastavení pomocí SD karty se na LCD displeji NEZOBRAZÍ následující hlášení: Settings updated successfully, press any key (Nastavení bylo úspěšně aktualizováno, stiskněte libovolné tlačítko.)

Nastavení nebylo aktualizováno.

Okamžitě kontaktujte lékaře/zdravotníka.

Paměťová karta SD

Součástí dodávky je paměťová karta SD, která je určena k zaznamenávání údajů o průběhu léčby z přístroje a také k aktualizaci nastavení přístroje dle hodnot stanovených vaším lékařem. Pokud se na přístroji objeví příslušný pokyn, odpojte přístroj od elektrické sítě, vyjměte paměťovou kartu SD, vložte ji do ochranného pouzdra a odešlete ji svému lékaři. Další informace týkající se vyjímání a vkládání karty naleznete na ochranném pouzdru karty SD, které je součástí dodávky přístroje S9. Ochranné pouzdro karty SD dodávané společně s přístrojem S9 uchovejte pro pozdější použití.

Technické specifikace

Rozsah provozních tlaků	4 až 20 cm H ₂ O (CPAP); 4 až 25 cm H ₂ O (VAuto, ASV); 2 až 25 cm H ₂ O (S, ST)
Maximální tlak v klidovém stavu při jediné poruše	30 cm H ₂ O (CPAP) – pokud dojde k překročení tlaku po dobu více než 6 s; 40 cm H ₂ O (VPAP) – pokud dojde k překročení tlaku po dobu více než 1 s
Tolerance měření tlaku	±0,5 cm H ₂ O ± 4 % naměřené hodnoty
Tolerance měření průtoku	±6 l/min nebo 10 % hodnoty podle toho, co je větší
DEKLAROVANÉ DVOUČÍSELNÉ HODNOTY EMISE HLUKU v souladu s normou ISO 4871:	
Úroveň akustického tlaku	24 dBA měřeno dle ISO 17510-1:2002 26 dBA s nejistotou 2 dBA měřeno dle EN ISO 17510-1:2009
Úroveň akustického výkonu	34 dBA s nejistotou 2 dBA měřeno dle EN ISO 17510-1:2009
Jmenovité rozměry (d x š x v)	153 mm x 140 mm x 86 mm
Hmotnost	835 g
90W napájecí jednotka	Vstupní rozsah 100–240 V, 50-60 Hz Jmenovitý pro použití v letadle 110 V, 400 Hz Typický příkon 70 W (80 VA) Maximální příkon 110 W (120 VA)
30W napájecí jednotka	Vstupní rozsah 100–240 V, 50-60 Hz Jmenovitý pro použití v letadle 110 V, 400 Hz Typický příkon 20 W (30 VA) Maximální příkon 36 W (75 VA)
90W DC/DC adaptér	Jmenovité vstupní napětí 12 V, 24 V Běžný příkon 70 W (80 VA) Maximální příkon 110 W (120 VA)
Provozní teplota	+5 °C až +35 °C
Provozní vlhkost	10–95 % nekondenzující
Provozní výška	Nadmořská výška až 2 591 m
Skladovací a přepravní teplota	-20 °C až +60 °C
Skladovací a přepravní vlhkost	10–95 % nekondenzující
Kryt přístroje	Technický termoplastický materiál se zpomalovačem hoření




















Dodatečný kyslík	Doporučený maximální průtok dodatečného kyslíku: 4 l/min (režimy VAuto a ASV mode); 15 l/min (režimy S, ST a T)
Hypoalergenní vzduchový filtr	Netkaná akrylová a polypropylenová vlákna s polypropylenovým nosičem
Standardní vzduchový filtr	Polyesterové vlákno
Vzduchová trubice SlimLine™.	Pružný plast o délce 1,8 m a vnitřním průměru 15 mm
Standardní vzduchová trubice	Pružný plast o délce 2 m a vnitřním průměru 19 mm
Vyhřívaná vzduchová trubice ClimateLine	Pružné plastové a elektrické komponenty, 2 m, vnitřní průměr 15 mm
Vyhřívaná vzduchová trubice ClimateLine ^{MAX}	Pružné plastové a elektrické komponenty, 1,9 m, vnitřní průměr 19 mm
Výstupní otvor	22mm kónický výstupní otvor odpovídá normě ISO 5356-1
Elektromagnetická kompatibilita	Výrobek splňuje všechny příslušné požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) stanovené normou IEC60601-1-2 pro použití v domácnostech, komerčních prostorách a v lehkém průmyslu. Informace týkající se elektromagnetických emisí a odolnosti těchto přístrojů ResMed najdete na adrese www.resmed.com na stránce Products (výrobky) pod položkou Service & Support (služby a podpora). Klikněte na ikonu PDF souboru odpovídajícího vašemu jazyku.
Použití v letadle	Přenosné zdravotnické elektronické přístroje splňující požadavky letecké normy RTCA/DO-160F Federálního leteckého úřadu je povoleno bez dalšího testování nebo schvalování ze strany leteckého dopravce používat za všech fází letu. Společnost ResMed potvrzuje, že přístroj S9 splňuje požadavky normy RTCA/DO-160F.
Klasifikace dle normy IEC 60601-1	Třída ochrany II (dvojitá izolace), typ BF

Poznámky:

- *Výrobce si vyhrazuje právo zde uváděné technické specifikace bez předchozího upozornění změnit.*
- *Hodnoty týkající se nastavené teploty a relativní vlhkosti, které se zobrazují na přístroji Climate Control, nejsou naměřenými hodnotami.*
- *Před použitím vzduchových trubic SlimLine v kombinaci s jinými přístroji než s S9 nebo H5i se poraďte se svým lékařem/poskytovatelem služeb.*

Použité symboly

Na přístroji S9, napájecím zdroji, vzduchové trubici nebo obalu můžete nalézt následující symboly.

-  Upozornění;  Před použitím se seznámte s návodem;  Chráněno proti kapající vodě;
-  Není chráněno proti kapající vodě;  Zařízení typu BF;  Zařízení třídy II;  Start/stop;
-  Výrobce;  Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS;  Číslo výrobní série;
-  Číslo součásti;  Sériové číslo;  Stejnsměrný proud;  Uzamknout/odemknout;
-   Nádobu před naplněním vyjměte;  Logo 1 ochrany životního prostředí dle čínské směrnice RoHS;   Logo 2 ochrany životního prostředí dle čínské směrnice RoHS;

Informace týkající se ochrany životního prostředí

Směrnice WEEE 2002/96/ES je evropská směrnice vyžadující řádnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Tato zařízení by měla být likvidována odděleně, nikoli jako součást netříděného komunálního odpadu. Pokud potřebujete přístroj zlikvidovat, použijte vhodné sběrné místo, případně systém pro recyklaci či opětovné použití, který je ve vašem působišti k dispozici. Použitím výše zmíněného sběrného systému, případně systému pro opětovné použití či recyklaci, pomůžete chránit přírodní zdroje a zabráníte znečištění životního prostředí škodlivými látkami.

Další informace týkající se možných způsobů likvidace získáte od organizace zajišťující zpracování a odvoz odpadů v místě vašeho působišti. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše vás upozorňuje, abyste použili vhodný systém pro likvidaci odpadu. Další informace týkající se sběru či likvidace vašeho přístroje ResMed získáte na pobočce společnosti ResMed, od místního distributora nebo na adrese www.resmed.com/environment.

Servis

Pokud je přístroj H5i provozován v souladu s pokyny společnosti ResMed, mělo by být jeho použití bezpečné a spolehlivé. Pokud přístroj H5i vykazuje známky opotřebení nebo pokud se domníváte, že funguje chybně, společnost ResMed doporučuje nechat přístroj zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku společnosti ResMed. Pokud se žádné takové obtíže nevyskytnou, nevyžaduje přístroj během své předpokládané pětileté doby životnosti žádné prohlídky ani servisní zásahy.

Omezená záruka

ResMed Ltd (dále „ResMed“) zaručuje, že váš výrobek ResMed nebude v níže uvedeném období počínaje datem nákupu vykazovat vady na materiálu ani zpracování.

Výrobek	Záruční období
<ul style="list-style-type: none">• Masky (včetně těla masky, polštářku, náhlavní soupravy a trubic) – s výjimkou prostředků určených k jednorázovému použití• Příslušenství – s výjimkou prostředků určených k jednorázovému použití• Prstové senzory tepové frekvence typu Flex• Vodní nádržky zvlhčovače	90 dní
<ul style="list-style-type: none">• Baterie určené k použití v interních a externích bateriových systémech ResMed• Prstové senzory tepové frekvence typu Clip• Datové moduly pro přístroje typu CPAP a dvojúrovňové přístroje (bilevel)• Oxymetry a nástavce pro připojení oxymetru k přístrojům typu CPAP a dvojúrovňovým přístrojům (bilevel)• Zvlhčovače a omyvatelné vodní nádržky pro zvlhčovače• Zařízení pro titrační kontrolu	6 měsíců 1 rok
<ul style="list-style-type: none">• CPAP, dvojúrovňové a ventilační přístroje (včetně externích napájecích zdrojů)• Bateriové příslušenství• Přenosné diagnostické/screeningové přístroje	2 roky

Tato záruka je poskytována pouze prvnímú zákazníkovi. Záruka je nepřenosná.

Pokud u výrobku dojde k poruše za podmínek jeho normálního používání, společnost ResMed dle vlastního uvážení vadný výrobek nebo jakoukoli jeho součást opraví nebo vymění.

Tato omezená záruka se nevztahuje na následující: a) jakékoli škody vzniklé v důsledku nesprávného nebo nevhodného použití přístroje, jeho úprav nebo změn; b) opravy prováděné servisní organizací, která nezískala od společnosti ResMed výslovné oprávnění k provádění oprav; c) jakoukoli škodu nebo znečištění způsobené kouřem z cigaret, dýmky, doutníku nebo jiného zdroje; nebo d) jakoukoli škodu způsobenou rozlitím vody na elektronické zařízení.

Prodejem nebo dalším prodejem výrobku mimo region, v němž byl původně zakoupen, dochází k zneplatnění záruky.

Reklamací vadného výrobku musí uplatnit původní zákazník v místě, kde jej zakoupil.

Tato záruka nahrazuje všechny ostatní explicitní či implicitní záruky, včetně implicitní záruky prodejnosti výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní účel. V některých regionech nebo státech není možno omezit dobu trvání implicitní záruky, proto se na vás výše uvedené omezení možná nevztahuje.

Společnost ResMed nenese odpovědnost za jakékoli vedlejší nebo následné škody, k nimž mělo údajně dojít v důsledku prodeje, instalace nebo používání jakéhokoli výrobku společnosti ResMed. V některých regionech nebo státech není možno vyloučit nebo omezit vedlejší nebo následné škody, proto se na vás výše uvedené omezení možná nevztahuje.

Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva. Kromě toho můžete uplatňovat i další práva, která se liší podle jednotlivých regionů. Další informace týkající se záručních práv získáte od místního prodejce výrobků ResMed nebo od pobočky společnosti ResMed.



UPOZORNĚNÍ

- Před použitím přístroje se seznamte s celým návodem k použití.
- Tyto přístroje používejte pouze k zamýšlenému účelu použití, tak jak je uveden v tomto návodu.
- Přístroj používejte pouze v souladu s pokyny lékaře nebo ošetřovatele.
- Pokud u přístroje zaznamenáte nevysvětlitelné změny jako např. neobvyklé nebo podezřelé zvuky, pokud přístroj nebo napájecí zdroj upadl na zem nebo došlo k chybné manipulaci s ním, popř. pokud se do krytu přístroje dostala voda nebo došlo k poškození krytu, přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní středisko společnosti ResMed.
- Přístroj S9 neotvírejte. Přístroj neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit uživatel. Opravy a vnitřní údržbu smí provádět pouze autorizovaný servisní technik společnosti ResMed.
- Pozor na nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přístroj S9, napájecí zdroj, ani napájecí šňůru neponořujte do vody. Přístroj před čištěním vždy odpojte od elektrické sítě a před opětovným zapojením zkontrolujte, zda je přístroj suchý.
- K čištění přístroje S9 ani trubice nepoužívejte bělidla, chlór, alkohol ani aromatické roztoky, zvlhčující nebo antibakteriální mydla ani aromatické oleje. Tyto látky mohou způsobit poškození uvedených výrobků a zkrácení jejich životnosti.
- Při obohacování přiváděného vzduchu kyslíkem dodržujte všechna bezpečnostní opatření.
- Nebezpečí výbuchu – nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých anestetik.
- Používejte pouze napájecí zdroje ResMed o příkonu 90 W nebo 30 W. Pro napájení systému obsahujícího přístroj, H5i, ClimateLine, ClimateLine^{MAX}, DC/DC adaptér a sadu baterií Power Station II používejte napájecí zdroj o příkonu 90 W. Napájecí zdroj o příkonu 30 W je určen pouze k napájení přístroje samotného a je určen především k použití na cestách.
- Zkontrolujte, zda jsou napájecí šňůra i elektrická zástrčka v dobrém stavu a zda přístroj není poškozen.
- Zabraňte kontaktu napájecí šňůry s horkými povrchy.
- Do trubice ani dalších otvorů nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty.
- Nenechávejte na posteli ležet delší kus vzduchové trubice. Trubice by se vám při spánku mohla otmotat kolem hlavy nebo krku.

- Doporučení uvedená v tomto návodu k použití nenahrazují pokyny udělené ošetřujícím lékařem.
- Přístroj S9 nepoužívejte, pokud zjistíte zjevné známky vnějšího poškození nebo nevysvětlitelné změny ve fungování přístroje.
- Přístroj je určen k použití pouze ve spojení s trubicemi a dalším příslušenstvím ResMed. Použití jiného typu vzduchové trubice může změnit prakticky dosažovanou hodnotu přetlaku, a snížit tak účinnost léčby.
- Ucpání trubice, popř. vstupního vzduchového otvoru přístroje S9, může vést k přehřátí přístroje.
- Pokud vás lékař instruoval k tomu, abyste s pomocí SD karty aktualizovali nastavení vašeho přístroje, a po pokusu o aktualizaci se neobjeví zpráva „Nastavení bylo úspěšně aktualizováno“ („Settings updated successfully“), kontaktujte bezodkladně svého lékaře.
- Pacient nesmí přístroj připojovat k portu pro připojení modulu, pokud mu k tomu nedá pokyn jeho ošetřovatel nebo lékař. Port pro připojení modulu je určen pouze pro připojení výrobků společnosti ResMed. Připojení jiných přístrojů může mít za následek zranění pacienta nebo poškození přístroje S9.
- Přístroje S9 je nutno používat v kombinaci s maskami (a konektory¹) doporučenými společností ResMed nebo lékařem či respiračním specialistou. Masku používejte pouze v případě, že je přístroj S9 zapnutý. Po nasazení masky se ujistěte, že z přístroje vychází vzduch. Odvzdušňovací otvor a otvory v masce musejí zůstat neustále průchodné.

Vysvětlení: Přístroj S9 je určen k použití v kombinaci se speciálními maskami (nebo konektory), které mají odvzdušňovací otvory, jež umožňují nepřetržitý odvod vzduchu z masky. Když je přístroj zapnutý a pracuje správně, čerstvý vzduch z přístroje vytlačí vydechaný vzduch odvzdušňovacími otvory z masky ven. Když však přístroj nepracuje, v masce bude nedostatek čerstvého vzduchu a pacient může opět vdechnout již vydechnutý vzduch. Opakované vdechování vydýchaného vzduchu po dobu delší než několik minut může za určitých okolností vést k udušení. Tyto poznámky se týkají většiny modelů řady S9.

- V případě výpadku² elektrické energie nebo špatné funkce přístroje masku sejměte.
- Přístroje S9 lze nastavit na vytváření přetlaku až 20 cm H₂O. V nepravděpodobném případě selhání přístroje může hodnota přetlaku dosáhnout až hodnoty 40 cm H₂O.
- Pokud není přístroj v provozu, je nutné vypnout přívod kyslíku, aby se uvnitř přístroje nevyužily kyslík nehromadil a nevzniklo nebezpečí požáru.
- Kyslík podporuje hoření. S kyslíkem nepracujte, pokud kouříte nebo se nacházíte v přítomnosti

1. Porty mohou být zabudovány do masky nebo do konektorů poblíž masky.

2. Během částečného (pokles napětí v síti pod stanovenou minimální jmenovitou hodnotu) nebo úplného výpadku elektrické energie nebude zajištěn terapeutický přetlak. Po obnovení dodávky elektrické energie bude přístroj pokračovat v provozu bez jakýchkoli změn v nastavení.

otevřeného plamene.

- Pokud v důsledku poškození trubice dochází k úniku vzduchu, trubici dále nepoužívejte.
- Trubici nečistěte v pračce ani v myčce nádobí.
- Konec vyhřívané vzduchové trubice, na kterém je umístěn elektrický konektor, je kompatibilní pouze s výstupním otvorem zvlhčovače H5i a nesmí se připojovat k přístroji ani k masce.
- Pokud používáte trubice SlimLine či ClimateLine při tlaku vyšším než 20 cm H₂O, nemusí být při použití antibakteriálního filtru dosažena optimální výkonnost přístroje. Před indikací použití trubice SlimLine nebo ClimateLine společně s antibakteriálním filtrem je nutné ověřit výkonnost přístroje.
- Trubice ClimateLine a ClimateLine^{MAX} jsou určeny výhradně pro použití se zvlhčovačem H5i.

VAROVÁNÍ

- Přístroj nepokládejte na místa, kde do něj může někdo narazit nebo kde hrozí nebezpečí zakopnutí o napájecí šňůru.
- Pokud přístroj umístíte na zem, dbejte na to, aby se v okolí přístroje nevyskytoval prach, povlečení, oblečení či jiné předměty, které by mohly ucpat přívodní vzduchový otvor přístroje nebo překrýt napájecí zdroj.
- Zkontrolujte, zda je okolí přístroje čisté a suché.
- Nevěšte vzduchovou trubici na místo, které je vystaveno přímému slunečnímu záření – trubice by mohla během času ztvrdnout a případně i prasknout.
- Vzduchový filtr nemyjte. Vzduchový filtr není omyvatelný a není určen k opakovanému použití.
- Kryt vzduchového filtru chrání přístroj před nechtěným potřísněním tekutinou. Dbejte na to, aby na přístroji byl vždy namontován vzduchový filtr a kryt vzduchového filtru.
- Při nízkém tlaku nemusí vzduch proudící výdechovými otvory v masce vytlačit všechny vydechovaný plyn z trubice. Může dojít k jeho opětovnému vdechnutí.
- Teplota vdechovaného vzduchu produkovaného přístrojem může být až o 6 °C vyšší než pokojová teplota. Pokud je pokojová teplota vyšší než 32 °C, je třeba postupovat s nejvyšší obezřetností.

Indikácie pre použitie zariadenia S9 VPAP ST

Zariadenie S9 VPAP ST je určené na poskytovanie neinvazívnej ventilácie pre pacientov vážiacich viac ako 13 kg a trpiacich respiračným zlyhaním alebo obštrukčným spánkovým apnoe (OSA). Zariadenie S9 VPAP ST je určené na domáce a nemocničné použitie.

Indikácie pre použitie zariadenia S9 VPAP S

Zariadenie S9 VPAP S je určené na poskytovanie neinvazívnej ventilácie pre pacientov vážiacich viac ako 13 kg a trpiacich respiračným zlyhaním alebo obštrukčným spánkovým apnoe (OSA). Zariadenie S9 VPAP S je určené na domáce a nemocničné použitie.

Indikácie pre použitie zariadenia S9 AutoSet CS

Zariadenie S9 AutoSet CS je určené na poskytovanie neinvazívnej ventilácie pre pacientov vážiacich viac ako 30 kg a trpiacich centrálnym a/alebo zmiešaným apnoe, periodickým dýchaním a Cheyne-Stokesovým dýchaním s alebo bez obštrukčného spánkového apnoe (OSA). Zariadenie S9 AutoSet CS je určené na domáce a nemocničné použitie.

Indikácie pre použitie zariadenia S9 Auto 25

Zariadenie S9 Auto 25 je určené na liečbu obštrukčného spánkového apnoe (OSA) u pacientov vážiacich viac ako 30 kg. Zariadenie S9 Auto 25 je určené na domáce a nemocničné použitie.

Kontraindikácie

Liečba pozitívneho tlaku v dýchacích cestách môže mať kontraindikácie u niektorých pacientov s nasledujúcimi ochoreniami:

- závažná bulózna pľúcna choroba
- pneumotorax
- patologicky nízky krvný tlak
- dehydratácia
- únik cerebrospinálnej tekutiny, nedávna operácia lebky alebo úraz.

Nežiaduce účinky

Pacienti by mali svojmu ošetrojúcemu lekárovi oznámiť nezvyčajnú bolesť na hrudi, silné bolesti hlavy alebo zvýšenú dýchavičnosť. Akútna infekcia horných dýchacích ciest si môže vyžadovať dočasné prerušenie liečby.

Počas liečby pomocou týchto zariadení sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky:

- sucho v nose, ústach alebo hrdle
- krvácanie z nosa

- opuchy
- nepríjemný pocit v ušiach alebo dutinách
- podráždenie očí
- vyrážky na pokožke.

Masky a zvlhčovače

Odporúčané masky a zvlhčovače sú dostupné na lokalite www.resmed.com na stránke Produkty v sekcii Servis a podpora. Informácie o používaní vašej masky alebo zvlhčovača nájdete v príručke dodávanej spolu s vašou maskou alebo zvlhčovačom.

Nastavenie

Pozrite si obrázok A.

1. Zástrčku jednosmerného prúdu napájacieho zdroja zapojte do zadnej časti zariadenia.
2. Pripojte kábel k napájacej jednotke.
3. Zapojte druhý koniec kábla do elektrickej prípojky.
4. Pripojte jeden koniec vzduchového potrubia pevne na výstup vzduchu.
5. Pripojte zmontovaný systém masky k voľnému koncu vzduchového potrubia.

Ovládací panel

Pozrite si obrázok B.





Ovládací panel vášho zariadenia obsahuje nasledujúce položky:

1. Tlačidlo Spustenie/Zastavenie: Spustí alebo zastaví liečbu
2. Domovská ponuka
3. LCD obrazovka
4. Informačná ponuka: Umožňuje vám prezerať vašu spánkovú štatistiku
5. Ponuka Nastavenie: Umožňuje vám meniť nastavenia
6. Číselník: Otočením číselníka môžete rolovať ponuku a meniť nastavenia. Stlačením číselníka sa dostanete do ponuky a môžete potvrdiť svoju voľbu.



Navigácia cez ponuky

Pozrite si obrázok C.

Pre všeobecnú navigáciu cez ponuky:

1. Otočte , kým sa požadovaný parameter nezobrazí modrou farbou.
2. Stlačte , Výber sa zvýrazní oranžovou farbou.
3. Otočte , kým nevidíte požadované nastavenie.
4. Stlačte , pre potvrdenie výberu. Obrazovka sa vráti na modrú farbu.

Začíname

1. Uistite sa, že je zapnuté napájanie.
2. V prípade potreby nastavte nabehací čas.
3. Nainštalujte masku podľa popisu v príručke na použitie masky.
4. Pre spustenie liečby jednoducho dýčajte do masky a/alebo stlačajte .
5. Lahnite si a nastavte vzduchové potrubie tak, aby sa mohlo voľne pohybovať, keď sa budete v spánku otáčať.
6. Ak chcete kedykoľvek zastaviť liečbu, dajte si dole masku a/alebo stlačte .

Poznámky:

- *Ak lekár aktivoval funkciu SmartStart, zariadenie sa automaticky spustí, keď dýchnete do masky a automaticky sa zastaví, keď si masku zložíte.*
- *Ak sa počas liečby preruší napájanie, zariadenie automaticky opätovne spustí terapiu, keď sa napájanie obnoví.*

Čistenie a údržba

Každý deň:

Odstráňte vzduchovú trubicu zatiahnutím za držadlá na okraji. Zavezte ju na čisté a suché miesto až do ďalšieho použitia.

Raz za týždeň:

1. Odmontujte vzduchové potrubie zo zariadenia S9 a masky.
2. Umyte vzduchové potrubie teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom.
3. Dôkladne opláchnite, zavezte a nechajte uschnúť.
4. Pred ďalším použitím znovu zapojte vzduchové potrubie na výstup vzduchu a masku.

Raz mesačne:

1. Vonkajší povrch zariadenia pretrite navlhčenou handričkou a jemným saponátom.
2. Skontrolujte vzduchový filter, či nemá diery a nie je upchatý špinou alebo prachom.

Výmena vzduchového filtra:

Vráťte vzduchový filter každých šesť mesiacov (alebo v prípade potreby častejšie).

1. Vyberte kryt vzduchového filtra zo zadnej časti zariadenia S9.
2. Vyberte a zlikvidujte starý vzduchový filter.
3. Vložte nový vzduchový filter ResMed, pričom sa uistite, že sedí rovno na kryte vzduchového filtra.
4. Vymeňte kryt vzduchového filtra.

Odstraňovanie problémov

Ak sa vyskytne problém, vyskúšajte nasledujúce návrhy. Ak sa problém nedá vyriešiť, kontaktujte dodávateľa vášho zariadenia alebo spoločnosť ResMed. Nepokúšajte sa otvárať tieto zariadenia.

Problém/Možná príčina

Riešenie

Nič sa nezobrazuje na displeji

Napájanie nie je zapojené.

Uistite sa, že je kábel napájania zapojený a elektrická prípojka je zapnutá (ak je vypínateľná).

Zástrčka jednosmerného prúdu je do zadnej časti zariadenia zasunutá len čiastočne alebo ste ju zasúvali príliš pomaly.

Úplne zasunite zástrčku jednosmerného prúdu.

Zo zariadenia sa privádza nedostatočný vzduch

Prebieha nabíehací čas.

Počkajte, kým sa vytvorí tlak vzduchu alebo zmeňte nabíehací čas.

Vzduchový filter je špinavý.

Vymeňte vzduchový filter.

Vzduchové potrubie nie je správne zapojené.

Skontrolujte vzduchové potrubie.

Vzduchové potrubie je upchaté, prepichnuté alebo deravé.

Odblokujte alebo uvoľnite vzduchové potrubie. Skontrolujte, či nie je vzduchové potrubie prepichnuté.

Maska a náhlavná súprava nie sú v správnej polohe.

Upravte polohu masky a náhlavnej súpravy.

Zvolená nesprávna vzduchová trubica.

Ak používate vzduchovú trubicu SlimLine, Standard alebo 3m presvedčte sa, či ste v ponuke zvolili správnu vzduchovú trubicu.

Zariadenie sa nespustí, keď dýchnete do masky

Vdych nie je dost' hlboký na to, aby spustil funkciu SmartStart/Stop.

Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite cez masku.

Dochádza k nadmernému úniku.

Upravte polohu masky a náhlavnej súpravy.

Poznámka: Ak je povolená funkcia Leak Alert, aktivuje sa zvukové upozornenie a zobrazí sa správa o vysokom úniku.

Vzduchové potrubie nie je správne zapojené. Pevne zapojte na oboch koncoch.

Problém/Možná príčina

Funkcia SmartStart/Stop je vypnutá.

Poznámka: Ak je povolená funkcia Leak Alert, funkcia SmartStart/Stop nie je k dispozícii.

Riešenie

Zapnite funkciu SmartStart/Stop.

Zariadenie sa nezastaví, keď si dáte masku dole

Funkcia SmartStart/Stop je vypnutá.

Poznámka: Ak je povolená funkcia Leak Alert, funkcia SmartStart/Stop nie je k dispozícii.

Zapnite funkciu SmartStart/Stop.

Funkcia SmartStart/Stop je povolená, ale zariadenie sa automaticky nezastaví, keď si zložíte masku

Používa sa nekompatibilný systém masky.

Pacient používa nosné vankúšiky alebo pediatrickú masku s tlakom nastaveným na menej ako 7 cm H₂O.

Používajte len zariadenia odporúčané spoločnosťou ResMed.

Zrušte funkciu SmartStart/Stop.

Tlak sa neprimerane zvýši

Hovorenie, kašľanie alebo dýchanie nezvyklým spôsobom.

Poduška masky vibruje na pokožke.

Nesprávne umiestnená poduška spôsobuje nadmerný únik.

Keď máte nasadenú nosnú masku, nehovorte, a dýčajte pokiaľ možno úplne normálne.

Nastavte náhlavnú súpravu.

Upravte náhlavnú súpravu alebo opätovne umiestnite podušku.

Zobrazí sa chybové hlásenie: High temperature fault, refer to User Manual (Chyba vysokej teploty, pozrite si príručku pre používateľa)

Zariadenie bolo ponechané v horúcom prostredí.

Vzduchový filter je zablokovaný.

Pred opätovným použitím ho nechajte znovu vychladnúť. Odpojte kábel napájania, a potom znovu zapojte a reštartujte zariadenie.

Vymeňte vzduchový filter. Odpojte kábel napájania, a potom znovu zapojte a reštartujte zariadenie.

Problém/Možná príčina

Vzduchové potrubie je zablokované.

Nastavenie zvlhčovača je príliš vysoké, čo má za následok akumuláciu vody vo vzduchovom potrubí.

Riešenie

Skontrolujte vzduchové potrubie a vyberte všetky blokovacie prvky. Odpojte kábel napájania, a potom znovu zapojte a reštartujte zariadenie.

Znížte nastavenie zvlhčovača a vypustite vodu zo vzduchového potrubia.

Zobrazí sa chybové hlásenie: Check ResMed Power Supply Unit and fully insert the connector (Skontrolujte napájaciu jednotku ResMed a kompletne zasuňte konektor)

Konektor jednosmerného napájania je čiastočne zasunutý do zadnej časti zariadenia alebo je zasunutý príliš pomaly.

Kompletne zasuňte konektor jednosmerného napájania.

K zariadeniu je pripojená napájaciu jednotka iná ako je napájaciu jednotka od spoločnosti ResMed.

Vyberte napájaciu jednotku a vymeňte za napájaciu jednotku ResMed.

Napájaciu jednotku je zakrytá posteľnou bielizňou.

Uistite sa, že napájaciu jednotku nie je zakrytá posteľnou bielizňou, oblečením alebo inými predmetmi, ktoré by ju mohli zakryvať.

Zobrazuje sa chybové hlásenie: Tube blocked, please check your tube (Zablokovaná trubica, skontrolujte trubicu)

Vzduchová trubica je blokována.

Prezrite vzduchovú trubicu a odstráňte prípadné prekážky. Odpojte sieťový kábel a potom ho znova zapojte, čím sa zariadenie reštartuje.

Zobrazuje sa chybové hlásenie: High leak, please check system setup and all connections (Vysoký únik, skontrolujte nastavenie systému a všetky pripojenia)

Nastal nadmerný únik.

Upravte polohu masky a náhlavnej súpravy. Vzduchová trubica nie je správne pripojená. Pevne ju pripojte na oboch koncoch.

Na LCD displeji sa zobrazí nasledujúca správa, keď aktualizujete nastavenia alebo kopírujete údaje na SD kartu: Card error, please remove SD card and contact service provider (Chyba karty, vyberte SD kartu a kontaktujte poskytovateľa služieb)

SD karta nie je vložená správne.

Uistite sa, že je SD karta vložená správne.

Problém/Možná príčina

Je možné, že ste vybrali SD kartu pred tým, ako sa do zariadenia skopírovali nastavenia.

Riešenie

Znovu vložte SD kartu a počkajte, kým sa na domovskej obrazovke na LCD displeji zobrazí hlásenie „Nastavenia úspešne aktualizované, stlačte ľubovoľné tlačidlo“.

Poznámka: Toto hlásenie sa objaví len raz. Ak znovu vložíte SD kartu po aktualizácii nastavení, hlásenie sa neobjaví znova.

Nasledujúca správa sa NEZOBRAZÍ na LCD displeji, keď sa pokúsite aktualizovať nastavenia pomocou SD karty: Settings updated successfully, press any key (Nastavenia úspešne aktualizované, stlačte ľubovoľné tlačidlo)

Nastavenia boli aktualizované.

Ihneď kontaktujte svojho lekára/poskytovateľa služieb.

SD karta

SD karta bola dodaná na zhromažďovanie údajov o liečbe z vášho zariadenia a na získavanie aktualizácií nastavení od vášho lekára. Po výzve odpojte zariadenie zo zásuvky, vyberte SD kartu, vložte ju do ochranného krytu a pošlite vášmu lekárovi. Viac informácií o vyberaní a vkladaní karty nájdete v ochrannom kryte na SD kartu S9, ktorý sa dodáva so zariadením. Ochranný kryt na SD kartu S9 uchovajte pre budúce použitie.

Technické špecifikácie

Prevádzkový rozsah tlaku	4 až 20 cm H ₂ O (CPAP); 4 až 25 cm H ₂ O (VAuto, ASV); 2 až 25 cm H ₂ O (S, ST)
Maximálny tlak v stabilnom stave s prvou chybou	30 cm H ₂ O (CPAP) – ak tlak prekročil povolenú úroveň na dobu > 6 s; 40 cm H ₂ O (VPAP) – ak tlak prekročil povolenú úroveň na dobu > 1 s
Tolerancia nameraného tlaku	±0,5 cm H ₂ O ± 4% nameranej hodnoty
Tolerancia nameraného prietoku	±6 l/min alebo 10% hodnoty, podľa toho, čo bude vyššie
DEKLAROVANÉ DVOJČÍSELNÉ HODNOTY EMISÍÍ HLUKU v súlade s normou ISO 4871	
Hladina tlaku zvuku	24 dBA nameraná podľa ISO 17510-1:2002 26 dBA s neistotou 2 dBA nameraná podľa EN ISO 17510-1:2009
Hladina akustického výkonu	34 dBA s neistotou 2 dBA nameraná podľa EN ISO 17510-1:2009
Nominálne rozmery (D x Š x V)	153 mm x 140 mm x 86 mm

Hmotnosť	835 g
Napájacia jednotka 90W	Vstupný rozsah 100–240 V, 50–60Hz, Nominálna hodnota pre použitie v lietadle 110 V, 400 Hz Typická spotreba energie 70 W (80 VA) Maximálna spotreba energie 110 W (120 VA)
Napájacia jednotka 30W	Vstupný rozsah 100–240 V, 50–60Hz, Nominálna hodnota pre použitie v lietadle 110 V, 400 Hz Typická spotreba energie 20 W (30VA) Maximálna spotreba energie 36 W (75VA)
Menič jednosmerného prúdu 90W	Menovité vstupné napätia 12 V, 24 V Typická spotreba energie 70 W (80 VA) Maximálna spotreba energie 110 W (120 VA)
Prevádzková teplota	+5°C až +35°C
Prevádzková vlhkosť	10–95% bez kondenzácie
Prevádzková nadmorská výška	Nadmorská výška do 2 591 m
Teplota skladovania a prepravy	-20°C až +60°C
Vlhkosť skladovania a prepravy	10–95% bez kondenzácie
Konštrukcia krytu	Tepelný plast so zníženou horľavosťou
Kyslík z náhradného zdroja	Odporúčaný maximálny prietok kyslíka z náhradného zdroja: 4 l/min. (Režim VAuto alebo ASV); 15 l/min (Režim S, ST alebo T)
Nízkoalergenický vzduchový filter	Netkané akrylové alebo polypropylénové vlákna s polypropylénovým nosičom
Štandardný vzduchový filter	Polyesterové vlákno
Vzduchové potrubie SlimLine™	Ohybný plast, 1,8 m, vnútorný priemer 15 mm
Štandardné vzduchové potrubie	Ohybný plast, 2 m, vnútorný priemer 19 mm
Vyhrievaná vzduchová trubica ClimateLine	Elastický plast a elektrické súčasti, 2 m, 15 mm vnútorný priemer
Vyhrievaná vzduchová trubica ClimateLine ^{MAX}	Elastický plast a elektrické súčasti, 1,9 m, 19 mm vnútorný priemer
Výstup vzduchu	22 mm kónický výstup vzduchu je v súlade s normou ISO 5356-1

Elektromagnetická kompatibilita

Tento produkt je v súlade so všetkými príslušnými požiadavkami elektromagnetickej kompatibility (EMC) podľa IEC60601-1-2, pre obytné, komerčné a ľahké priemyselné prostredia. Informácie vzťahujúce sa na elektromagnetické emisie a imunitu týchto zariadení ResMed nájdete na lokalite www.resmed.com, na strane Produkty v sekcii Servis a podpora. Kliknite na PDF súbor vo vašom jazyku.

Použitie v lietadle

Lekárske prenosné elektronické zariadenia (M-PED), ktoré spĺňajú požiadavky Federálnej správy letectva (FAA) RTCA/DO-160F sa dajú použiť počas všetkých fáz leteckej prepravy bez ďalšieho testovania alebo povolení od leteckého operátora. ResMed potvrdzuje, že zariadenie S9 spĺňa požiadavky RTCA/DO-160F.

Klasifikácia IEC 60601-1

Trieda II (dvojitá izolácia), Typ BF

Poznámky:

- *Výrobca si vyhradzuje právo meniť tieto špecifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.*
- *Nastavenia teploty a relatívnej vlhkosti zobrazené pre Climate Control nie sú merané hodnoty.*
- *Pred použitím vzduchovej trubice SlimLine alebo ClimateLine s inými zariadeniami ako S9 alebo H5i sa poraďte so svojím lekárom/poskytovateľom služieb.*

Symboly

Nasledujúce symboly sa môžu objaviť na vašom zariadení S9, na napájacej jednotke, vzduchovom potrubí alebo na obale.



Upozornenie;






Pred použitím si prečítajte pokyny;



IPX1

Odolné voči kvapkaniu; IPX0 Neodolné

voči kvapkaniu;  Zariadenie typu BF;  Zariadenie triedy II;  Spustenie/Zastavenie;



Výrobca;



Európsky RoHS;



Číslo zásielky;



Číslo dielu;



Sériové číslo;



Jednosmerný prúd;



Zamknúť/Odomknúť;



Vyberte nádržku a naplňte;



Logo znečistenia prostedia pre Čínu 1;



Logo znečistenia prostedia pre Čínu 2;



Informácie pre ochranu životného prostredia

WEEE 2002/96/ES je Európska smernica, ktorá si vyžaduje náležitú likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Tieto zariadenia by sa mali likvidovať samostatne, nie v rámci netriedeného

komunálneho odpadu. Ak chcete zlikvidovať zariadenie, mali by ste použiť vhodné systémy zberu, opätovného použitia a recyklácie dostupné vo vašom regióne. Použitie týchto systémov zberu, opätovného použitia a recyklácie je určené na zníženie tlaku na prírodné zdroje a na predchádzanie poškodeniu životného prostredia nebezpečnými látkami. Ak potrebujete informácie o týchto systémoch likvidácie, kontaktujte svoju miestnu správu odpadu. Symbol s preškrtnutým košom vás vyzýva k tomu, aby ste využili tieto systémy likvidácie. Ak požadujete informácie o zbieraní a likvidácii zariadení ResMed, kontaktujte svojho zástupcu ResMed, miestneho distribútora alebo choďte na www.resmed.com/environment.

Servis

Zariadenie S9 je určené na poskytovanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky pri používaní v súlade s pokynmi uvedenými spoločnosťou ResMed. ResMed odporúča, aby kontrolu a servis zariadenia S9 vykonávalo oprávnené servisné centrum ResMed, ak sa objavia známky opotrebovania alebo problémy s funkciou zariadenia. Servis a kontrola zariadení by inak počas päťročnej životnosti zariadenia nemala byť potrebná.

Obmedzená záruka

Spoločnosť ResMed Ltd (ďalej len 'ResMed') ručí za to, že váš produkt ResMed bude bez chýb materiálu a výroby počas nižšie uvedenej doby počínajúc dňom zakúpenia produktu.

Produkt	Záručná lehota
<ul style="list-style-type: none"> • Systémy masky (vrátane rámu masky, podušky, náhlavnej súpravy a potrubia) – okrem zariadení na jedno použitie • Príslušenstvo – okrem zariadení na jedno použitie • Snímače pulzu na prste flexibilného typu • Nádržky na vodu zvlhčovača 	90 dní
<ul style="list-style-type: none"> • Batérie na použitie vo vnútorných a vonkajších systémoch batérií ResMed 	6 mesiacov
<ul style="list-style-type: none"> • Snímače pulzu na prste klipového typu • CPAP a dátové moduly dvojúrovňových zariadení • Oximetre a CPAP a adaptéry oximetra dvojúrovňových zariadení • Zvlhčovače a nádržky na vodu zvlhčovača, ktoré sa dajú vycistiť • Titračné kontrolné zariadenia 	1 rok
<ul style="list-style-type: none"> • CPAP, dvojúrovňové zariadenia a ventilačné zariadenia (vrátane vonkajších napájacích jednotiek) • Príslušenstvo batérie • Prenosné diagnostické/skríningové zariadenia 	2 roky

Táto záruka platí len pre prvého zákazníka. Nie je prenosná.

Ak produkt zlyhá za podmienok bežného používania, spoločnosť ResMed opraví alebo vymení, podľa vlastného uváženia, chybný produkt alebo jeho komponenty.

Táto obmedzená záruka nepokrýva: a) poškodenie spôsobené v dôsledku nesprávneho používania, zneužívania, modifikácie alebo zmeny produktu; b) opravy vykonané servisnou organizáciou, ktorú spoločnosť ResMed výslovne neoprávnila na vykonávanie takýchto opráv; c) poškodenie alebo kontamináciu spôsobenú cigaretou, fajkou, cigarou alebo inou cigaretou; a d) poškodenie spôsobené vodou vyliatou na alebo do elektronického zariadenia.

Záruka sa nevzťahuje na produkt, ktorý sa predáva mimo regiónu pôvodného zakúpenia.

Záručné sťažnosti na chybný produkt musí podať pôvodný zákazník v mieste zakúpenia produktu.

Táto záruka nahrádza všetky ostatné priame alebo nepriame záruky, vrátane nepriamych záruk predajnosti alebo vhodnosti na daný účel. Niektoré regióny alebo štáty neumožňujú obmedzenie trvania nepriamej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie sa na vás vzťahovať nemusí.

ResMed nebude zodpovedať za žiadne náhodné alebo následné poškodenia, údajne vyplývajúce z predaja, inštalácie alebo používania produktu ResMed. Niektoré regióny alebo štáty neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných poškodení, takže vyššie uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Táto záruka vám dáva špecifické práva a takisto môžete mať aj iné práva, ktoré sa v jednotlivých regiónoch líšia. Ďalšie informácie o vašich záručných právach dostanete u svojho miestneho predajcu ResMed alebo v kancelárii spoločnosti ResMed.



VÝSTRAHY

- Pred používaním týchto zariadení si prečítajte celú príručku.
- Používajte tieto zariadenia len na ich plánované použitie ako je to popísané v tejto príručke.
- Tieto zariadenia používajte len v súlade s nariadeniami vášho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
- Ak si všimnete akékoľvek nevyvetiliteľné zmeny vo výkone tohto zariadenia, ak sa z neho ozývajú nezvyčajné alebo prenikavé zvuky, ak zariadenie alebo zdroj napájania spadne alebo sa s nimi zle zaobchádza, ak sa do uzáveru zariadenia dostane voda, alebo ak sa uzáver poruší, ukončite používanie a kontaktujte servisné centrum spoločnosti ResMed.
- Neotvárajte zariadenie S9. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne diely, ktorých servis by mohol vykonať používateľ. Opravy a servis by mal vykonávať iba oprávnený servisný agent spoločnosti ResMed.
- Dávajte pozor na zásah elektrickým prúdom. Neponárajte zariadenie S9, napájaciu jednotku alebo napájací kábel do vody. Vždy odpojte zariadenie pred čistením a pred opätovným zapojením sa uistite, či je suché.

- Nepoužívajte bielinu, chlór, alkohol alebo aromatické roztoky, zvlhčujúce alebo antibakteriálne mydlá alebo vonné oleje na čistenie zariadenia S9 alebo vzduchového potrubia. Tieto látky môžu spôsobiť poškodenie a znížiť životnosť týchto produktov.
 - Pri používaní kyslíka z náhradného zdroja dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia.
 - Nebezpečenstvo výbuchu – nepoužívajte v blízkosti horľavých anestetík.
 - Používajte len 90W alebo 30W napájacie zdroje spoločnosti ResMed. Na napájanie systému, ktorý zahŕňa toto zariadenie, zariadenie H5i, ClimateLine, ClimateLine^{MAX}, menič jednosmerného prúdu a batériový modul Power Station II, používajte 90W napájací zdroj. 30W napájací zdroj je určený len na napájanie tohto zariadenia a odporúča sa na cestovanie.
 - Uistite sa, že je napájací kábel a konektor v dobrom stave a že zariadenie nie je poškodené.
 - Uchovávajte napájací kábel mimo horúcich povrchov.
 - Nevkladajte žiadny predmet do potrubia alebo otvoru.
 - Nenechávajte dlhé vzduchové potrubia v hornej časti postele. Mohli by sa vám v spánku omotať okolo hlavy alebo krku.
 - Rady uvedené v tejto príručke by nemali nahrádzať pokyny ošetrojúceho lekára.
 - Nepoužívajte zariadenie S9, ak sa na ňom vyskytujú zjavné externé chyby alebo nevysvetlené zmeny výkonu.
 - S týmito zariadeniami by ste mali používať len vzduchové potrubie a príslušenstvo spoločnosti ResMed. Pri použití iného typu vzduchového potrubia alebo príslušenstva by sa mohol zmeniť tlak, ktorý prijímate, a tým by sa znížila efektívnosť liečby.
 - Zablokovanie vzduchového potrubia a/alebo vstupu zariadenia S9 počas prevádzky by mohlo viesť k prehriatiu zariadenia.
 - Ak vám lekár povedal, aby ste používali SD kartu na aktualizáciu nastavení na vašom zariadení a neobjaví sa hlásenie „Nastavenia úspešne aktualizované“, ihneď kontaktujte svojho lekára.
 - Pacient by nemal pripájať zariadenie k portu konektora modulu, ak mu to nenariadi zdravotník alebo lekár. Na pripojenie k portu konektora modulu sú určené len produkty ResMed. Pripojenie ostatných zariadení by mohlo mať za následok poranenie alebo poškodenie zariadenia S9.
 - Tieto zariadenia S9 by sa mali používať len s maskami (a konektormi¹) odporúčanými spoločnosťou ResMed alebo lekárom či spánkovým terapeutom. Masku nepoužívajte, pokiaľ zariadenie nie je zapnuté. Po nastavení masky sa presvedčte, že zariadenie fúka vzduch. Vetrací otvor alebo otvory masky by nemali byť nikdy zablokované.
- Vysvetlenie:** Zariadenie S9 je určené na použitie so špeciálnymi maskami (alebo konektormi), ktoré majú vetracie otvory umožňujúce nepretržitý prítok vzduchu z masky. Keď je zariadenie

1. Porty môžu byť zabudované do masky alebo do konektorov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti masky.

spustené a pracuje správne, nový vzduch prúdiaci zo zariadenia odvádza vydýchnutý vzduch smerom von cez vetracie otvory masky. Ak však zariadenie nie je spustené, cez masku neprúdi dostatok čerstvého vzduchu a vzniká riziko opätovného vdýchnutia vydýchnutého vzduchu.

Opätovné vdychovanie vydýchnutého vzduchu trvajúce dlhšie ako niekoľko minút môže za určitých okolností spôsobiť dusenie. Toto sa týka väčšiny modelov zariadení S9.

- V prípade zlyhania napájania¹ alebo chyby zariadenia vyberte masku.
- Tieto zariadenia S9 sa dajú nastaviť na poskytovanie tlakov po 20 cm H₂O. V nepravdepodobnom prípade istých chybových podmienok je možné dosiahnuť tlak maximálne 40 cm H₂O.
- Ak zariadenie nie je spustené, prietok kyslíka musí byť vypnutý, aby sa nepoužitý kyslík neakumuloval v uzávere prístroja a nevytváral tak nebezpečenstvo požiaru.
- Kyslík podporuje horenie. Kyslík sa nesmie používať pri fajčení alebo pri otvorenom ohni.
- Ak má poškodenie potrubia za následok únik vzduchu, vzduchové potrubie ďalej nepoužívajte.
- Neumývajte vzduchové potrubia v práčke alebo v umývačke riadu.
- Koncovka elektrického konektora vyhrievanej vzduchovej trubice je kompatibilná len s výstupom vzduchu H5i a nemala by sa pripájať k zariadeniu alebo maske.
- Ak sa zariadenie SlimLine alebo ClimateLine používa nad hladinou 20 cm H₂O a v prípade, že sa používa s antibakteriálnym filtrom, zariadenie nemusí dosiahnuť optimálny výkon. Výkon zariadenia je potrebné skontrolovať pred tým, ako sa predpíše použitie zariadenia SlimLine alebo ClimateLine s antibakteriálnym filtrom.
- Zariadenie ClimateLine alebo ClimateLine^{MAX} je určené výlučne na použitie so zariadením H5i.



UPOZORNENIA

- Dávajte pozor, aby ste zariadenie nedali na miesto kde doň môže niekto naraziť alebo kde sa môže niekto potknúť o napájací kábel.
- Ak položíte zariadenie na podlahu, uistite sa, že miesto je bez prachu a bez posteľnej bielizne, oblečenia alebo iných predmetov, ktoré by mohli blokovat' prívod vzduchu alebo zakrývat' napájaciu jednotku.
- Uistite sa, že miesto v okolí zariadenia je suché a čisté.
- Nezaveste vzduchové potrubie na priame slnečné svetlo, pretože by mohlo časom stvrdnúť a napokon prasknúť.
- Neumývajte vzduchový filter. Vzduchový filter nie je určený na umývanie alebo na opätovné používanie.

1. Počas čiastočného alebo celkového zlyhania napájania (pod nastaveným minimálnym napätím) sa nebude dodávať terapeutický tlak. Pri obnovení napájania, prevádzka znovu začne bezo zmeny nastavení.

- Kryt vzduchového filtra chráni zariadenie v prípade náhodného rozliatia kvapaliny. Uistite sa, že je vždy nainštalovaný vzduchový filter a kryt filtra.
- Pri nízkych tlakoch nemusí prietok cez výfukové otvory masky vytlačiť všetok vydychovaný vzduch z potrubia. Môže dôjsť k čiastočnému opätovnému vdychovaniu vydychovaného vzduchu.
- Prietok vzduchu pre dýchanie zabezpečený týmito zariadeniami môže byť až o 6°C vyšší ako je teplota v miestnosti. Mali by ste byť opatrní, ak teplota v miestnosti prekročí 32°C.

B**C**

Manufacturer: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. **Distributed by:** ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA.

ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

S9, VPAP, AutoSet CS and H5i are trademarks of ResMed Ltd and S9 and VPAP are registered in U.S. Patent and Trademark Office.

© 2011 ResMed Ltd. 368335-Gen/1 2011-03



0120